



# ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI  
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS

**Diagnostica**

*Diagnostic*



*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinzette per Medicazioni

Cotton and Dressing Pliers



### S0601-1

Serie da 5 pezzi Fig. 1 "Flagg"  
Set of 5 Fig. 1 "Flagg"



### S0601-3

Serie da 5 pezzi Fig. 3 "Meriam"  
Set of 5 Fig. 3 "Meriam"



### S0601-2

Serie da 5 pezzi Fig. 2 "London College"  
Set of 5 Fig. 2 "London College"



**0601-1**  
**Fig. 1**  
Flagg  
cm. 15

**0601-2**  
**Fig. 2**  
London College  
cm. 15

**0601-3**  
**Fig. 3**  
Meriam  
cm. 16

**0601-4**  
**Fig. 4**  
Perry  
cm. 13

**0601-5**  
**Fig. 5**  
Perry  
cm. 13

**0600-4**  
**Fig. 4**  
Perry  
cm. 13

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinzette per Medicazioni

Cotton and Dressing Pliers



● **0600-2** Pinzetta universale London College  
*London College universal cotton and dressing pliers*



**0600-2**  
**Fig. 2**  
College  
cm. 16



**0600-3**  
**Fig. 3**  
cm. 16



**0600-17**  
**Fig. 17**  
cm. 16



**0600-18**  
**Fig. 18**  
cm. 16



**0600-19**  
**Fig. 19**  
cm. 16,5



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Pinzette per Medicazioni

Cotton and Dressing Pliers

### Pinzette per Marcare le Tasche Periodontal pocket markers

0650-1

Pinzetta segnatasche Goldman-Fox  
Goldman-Fox periodontal pocket marker



**0650-1**  
**Fig. 1**  
(Crane-Kaplan)  
Goldman-Fox  
cm.15

**0650-2**  
**Fig. 2**  
(Crane-Kaplan)  
Goldman-Fox  
cm.15

Con bloccaggio  
Self-locking



**0600-18L**  
**Fig. 18L**  
locking  
cm. 16

**0602-1**  
**Fig. 1**  
cm.15

**0602-2**  
**Fig. 2**  
cm. 15



**0602-2**  
Pinzetta con fermo  
o bloccaggio  
Self-locking cotton  
and dressing pliers



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



# Sonde

## Explorers



### ■ Sonde Explorers



ML0700-23  
Fig. 23

ML0700-6  
Fig. 6


ML0700-8  
Fig. 8

ML0700-9  
Fig. 9

ML0700-17  
Fig. 17


ML0700-3R  
Fig. 3R  
Rhein

### ■ Sonde Doppie Double ended explorers



ML0704-6D9  
Fig. 6/9

ML0704-11/12AF  
Fig. 11/12AF



ML0704-23D1  
Fig. 23/17

ML0704-6D2  
Fig. 17/19

*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*



## Sonde Manico Anatomico

*Explorers Anatomic Handle*

**Diagnostica - Diagnostic**



**0700-2**  
Fig. 2



**0700-3**  
Fig. 3



**0700-3A**  
Fig. 3A



**0700-3R**  
Fig. 3R  
Rhein



**0700-5**  
Fig. 5



**0700-6**  
Fig. 6



**0700-8**  
Fig. 8



**0700-23**  
Fig. 23

**0700-9**  
Fig. 9



**0700-10**  
Fig. 10



**0700-11**  
Fig. 11



**0700-12**  
Fig. 12



**0700-16**  
Fig. 16



**0700-17**  
Fig. 17



**0700-17A**  
Fig. 17A



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Sonde Manico Anatomico

Explorers Anatomic Handle



**S0700-6**

Serie da 5 pezzi Fig. 6  
Set of 5 Fig. 6



**S0700-9**

Serie da 5 pezzi Fig. 9  
Set of 5 Fig. 9



**S0700-11**

Serie da 5 pezzi Fig. 11  
Set of 5 Fig. 11



**S0700-16**

Serie da 5 pezzi Fig. 16  
Set of 5 Fig. 16



**S0700-23**

Sonda per esame fig. 23  
Explorer for diagnostic fig.23



**S0700-23**

Serie da 5 pezzi Fig. 23  
Set of 5 Fig. 23



*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*



## Sonde

### Explorers



0701-23  
Fig. 23



0701-2  
Fig. 2



0701-3  
Fig. 3



0701-3A  
Fig. 3A



0701-5  
Fig. 5



0701-6  
Fig. 6



0701-8  
Fig. 8



0701-9  
Fig. 9



0701-10  
Fig. 10



0701-11  
Fig. 11



0701-12  
Fig. 12



0701-16  
Fig. 16



0701-17  
Fig. 17



0701-17A  
Fig. 17A

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®


## Sonde Parodontali

### Periodontal Pocket Probes



● **0707L-GFW** Sonda parodontale millimetrata con due estremità lavoranti differenti: conica (Williams), piatta (Goldman-Fox)

Periodontal pocket probe with two different tips: one cone shaped end (Williams), one flat end (Goldman-Fox)



**0707L-GFW**  
Goldman-Fox  
Williams



**0708-1N**  
Fig. 1N  
Nabers





**0708-2N**  
Fig. 2N  
Nabers



**0708L-2N**  
Fig. 2N  
Nabers

ASA  
LIGHT



**MV0707-GFW**  
Goldman-Fox  
Williams



**MV0708-1N**  
Fig. 1N  
Nabers



**MV0708-2N**  
Fig. 2N  
Nabers



● **MV0708-2N**

Sonda Nabers n. 2N con curvatura tonda per facile accesso nelle aree delle forcazioni

Periodontal pocket probe n. 2N with a curved tip for easier access to forked areas

Diagnostica - Diagnostic

*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*



# Sonde Doppie

## Double-Ended Explorers

Diagnostica - Diagnostic



**0704-UT1**  
Fig. UT 1/2  
Cattoni


**0704-11/12AF**  
Fig. 11/12AF




**0704-23D1**  
Fig. 23/17




**0704-23D2**  
Fig. 23/17A



**0709-2**  
Fig. 2



**0709-2A**  
Fig. 2A



**0709-3**  
Fig. 3



**0704-11/12AF**

Sonda con collo molto allungato e parte lavorante curvata, stesso disegno della Curette Gracey fig. 11/12AF per un facile accesso nelle aree delle forcazioni.

Explorer with very extended and curved tip, same shape of Gracey Curette fig. 11/12AF for easier access to forked areas.

Sonde per canali  
Root canal explorers



**0704-16D1**  
Fig. 16/23



**0704-16D2**  
Fig. 16/3



**0704-6D9**  
Fig. 6/9



**0710-6D1**  
Fig. 6/1



**0710-6D2**  
Fig. 6/17



**0710-6D3**  
Fig. 6/23



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



# Sonde Doppie

Double-Ended Explorers




**MV0704-UT1**  
Fig. UT 1/2  
Cattoni




**MV0704-23D1**  
Fig. 23/17



**MV0704-23D2**  
Fig. 23/17A




**MV0709-2**  
Fig. 2



**MV0709-2A**  
Fig. 2A



**MV0709-3**  
Fig. 3



**MV0710-6D1** Sonda cerca canali o endodontica  
Canal or endodontic explorer

Sonde per canali  
Root canal explorers



**MV0704-16D1**  
Fig.16/23



**MV0704-16D2**  
Fig.16/3



**MV0710-6D1**  
Fig. 6/1



**MV0710-6D2**  
Fig. 6/17



**MV0710-6D3**  
Fig. 6/23

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Sonde Millimetriche Parodontali


Periodontal Pocket Probes



### 0702L-12S

Sonda fig. CP-12S OMS a bande colorate con punta rotonda per rilevamento della profondità della tasca

Explorer fig. CP-12S OMS with colored notches and round tip used to probe depth of the sac



- Nuovo processo produttivo.
- Incisione Laser System.
- Evita pericolose perdite di vernice
- Permette una millimetratura indelebile sullo strumento.
- Incisioni a basso spessore, antiriflesso.
- Non indebolisce la punta, evitando possibili rotture.
- New marking process.
- Laser system marking.
- No more paint peeling off.
- Permanent marking.
- Antiglare, low depth marking.
- Maximum tip resistance against breaking.



0702-C  
CP-C

0702L-11  
CP-11

0702L-12  
CP-12

0702L-12S  
CP-12S  
O.M.S.

0702L-15  
CP-15

LASER  
SYSTEM

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Sonde Millimetriche Parodontali

Periodontal Pocket Probes



● **0703L-1** Sonda Williams per sondaggio parodontale  
Williams Periodontal Pocket Probe

**LASER  
SYSTEM**



**0703L-1**  
Williams

**0703L-2**  
Merrit A

**0703L-3**  
Merrit B

**0703L-4**  
Goldman  
Fox

**0703L-5**  
University of  
Michigan

**0703L-6**  
26 G

Punta Piatta  
Flat tip

Diagnostica - Diagnostic



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Combinazioni Sonde - Sonde Millimetriche

Combination Explorers - Probes

LASER  
SYSTEM



**0705L-23UM**  
**Fig. 23**  
University  
of Michigan

**0705L-23W**  
**Fig. 23**  
Williams

**0705L-17GF**  
**Fig. 17**  
Goldman-Fox  
Punta Piatta  
Flat tip

**0705L-17UM**  
**Fig. 17**  
University of  
Michigan

**0705L-17W**  
**Fig. 17**  
Williams

**0705L-23GF**  
**Fig. 23**  
Goldman-Fox

Punta Piatta  
Flat tip

**0705L-3GF**  
**Fig. 3**  
Goldman-Fox

Punta Piatta  
Flat tip

**0705L-16GF**  
**Fig. 16**  
Goldman-Fox

Punta Piatta  
Flat tip

**0705L-16W**  
**Fig. 16**  
Williams

**0706L-2311**  
**Fig. 23/CP11**

**0706L-2312**  
**Fig. 23/CP12**

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Combinazioni Sonde - Sonde Millimetriche

Combination Explorers - Probes



**MV0705-23UM**  
**Fig. 23**  
University of Michigan



**MV0705-23W**  
**Fig. 23**  
Williams



**MV0705-17GF**  
**Fig. 17**  
Goldman-Fox  
Punta Piatta  
Flat tip



**MV0705-17W**  
**Fig. 17**  
Williams

10-9-8-7-5-3-2-1

**MV0705-23GF**  
**Fig. 23**  
Goldman-Fox



**MV0705-3GF**  
**Fig. 3**  
Goldman-Fox  
Punta Piatta  
Flat tip



**MV0705-16GF**  
**Fig. 16**  
Goldman-Fox  
Punta Piatta  
Flat tip



**MV0705-16W**  
**Fig. 16**  
Williams



**MV0706-2311**  
**Fig. 23/CP11**



**MV0706-2312**  
**Fig. 23/CP12**

Diagnostica - Diagnostic

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Strumenti per Trattamenti Canalari

Endodontic Instruments



0800-1 Spreader per condensazione laterale  
Spreader for lateral condensation



0800-1  
Fig. 1  
Spreader



0800-2  
Fig. 2  
Spreader



0800-3  
Fig. 3  
Spreader



0800-4  
Fig. 4  
Spreader



0800-5  
Fig. 5  
Spreader



0800-6  
Fig. 6  
Spreader



0800-7  
Fig. 7  
Spreader

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...





# Endodonzia

## Endodontic

### ■ Otturatori doppi per canali Pluggers/Spreaders

Double-ended root canal explorers  
Pluggers/Spreaders



**ML0803-1**  
 Spreader per  
condensazione laterale  
*Spreader for lateral  
condensation*

### ■ Spreader Spreaders



### ■ Sonde parodontali Periodontal probes





# Endodonzia

Endodontic

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Otturatori per canali Root-canal Pluggers



**ML0802-2** Plugger per condensazione verticale  
Plugger for vertical condensation



**ML0802-1**  
Fig. 7 1/2  
Schilder


**ML0802-2**  
Fig. 8  
Schilder

**ML0802-3**  
Fig. 8 1/2  
Schilder

**ML0802-4**  
Fig. 9  
Schilder

**ML0802-5**  
Fig. 9 1/2  
Schilder

**ML0802-6**  
Fig. 10  
Schilder



**ML0802-7**  
Fig. 10 1/2  
Schilder

**ML0802-8**  
Fig. 11  
Schilder



**ML0802-9**  
Fig. 11 1/2  
Schilder

**ML0802-10**  
Fig. 12  
Schilder

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



# Strumenti per Trattamenti Canalari

Endodontic Instruments

**LASER SYSTEM**

Otturatori per canali  
Root-canal pluggers

Ø 0,5    Ø 0,7    Ø 0,9    Ø 1,1



**0801-1** Fig. 1  
Luks

**0801-2** Fig. 2  
Luks

**0801-3** Fig. 3  
Luks

**0801-4** Fig. 4  
Luks



**0802L-1** Fig. 1  
Vertical condenser

**0802L-2** Fig. 2  
Vertical condenser

**0802L-3** Fig. 3  
Vertical condenser

**0802L-4** Fig. 4  
Vertical condenser



**0800**  
Piastra millimetrica  
Measuring plate

Diagnostica - Diagnostic

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Strumenti per Trattamenti Canalari

### Endodontic Instruments

#### ■ Sonde per canali

Root-canal explorers



0710-6D1  
Fig. 6/1

0710-6D2  
Fig. 6/17

0710-6D3  
Fig. 6/23

#### ■ Escavatori canalari

Root-canal excavators

1709-32L Escavatore canalare  
Root-canal excavator



1709-31L  
Fig. 31L

1709-32L  
Fig. 32L

1709-33L  
Fig. 33L

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Strumenti per Trattamenti Canalari

Endodontic Instruments



### ■ Sonde per canali

Root-canal explorers

### ■ Escavatori canalari

Root-canal excavators



MV0710-6D1  
Fig. 6/1



MV0710-6D2  
Fig. 6/17



MV0710-6D3  
Fig. 6/23



MV1709-31L  
Fig. 31L



MV1709-32L  
Fig. 32L



MV1709-33L  
Fig. 33L



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



# Strumenti per Trattamenti Canalari

Endodontic Instruments

Diagnostica - Diagnostic



Con bloccaggio  
Selflocking

**0602-2**  
**Fig. 2**  
cm. 15

Pinze e pinzette per coni d'argento  
Forceps and pliers for silver cones



**0102-1**  
**Fig. 1**  
Stieglitz



**0102-2**  
**Fig. 2**  
Stieglitz

**0870-2** Pinza per togliere tiranervi rotti  
Pliers for removing broken broaches



**0870-1**  
**Fig. 1**  
cm. 13

Pinze per togliere tiranervi rotti  
Pliers for removing broken broaches



**0870-2**  
**Fig. 2**  
cm. 13

## Set per Endodonzia

### Endodontic Kit



#### S0702L-7


Serie di 7 strumenti Laser System  
Set of 7 Laser System instruments

#### Contenuto/Contents:

S2702	Vassoio forato inox completo di griglia Complete perforated instrument tray
0702L-12S	Sonda millimetrica O.M.S. punta colorata Laser System Laser colour coded O.M.S. periodontal pocket probe
0702L-12	Sonda millimetrica punta colorata Laser System Laser colour coded periodontal pocket probe
0703L-1	Sonda millimetrica Williams Laser System Laser colour coded Williams explorer
0703L-4	Sonda millimetrica Goldman-Fox Laser System Laser colour coded Goldman-Fox explorer
0706L-2312	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Fig. 23-CP12 Laser System Fig. 23-CP12 combined laser colour coded explorer/Probe
0802L-1	Otturatore per canali Fig. 1 Laser System Fig. 1 laser colour coded vertical condenser
0802L-2	Otturatore per canali Fig. 2 Laser System Fig. 2 laser colour coded vertical condenser
0800	Piastra millimetrata Measuring plate

#### Contenuto/Contents:

0601-2	Pinzetta per medicazione London College London College cotton and dressing pliers
2101	Manico per specchio tondo Round mouth mirror handle
2200-4	Specchietto piano Fig. 4 Fig. 4 mouth mirror plane
0800	Piastra millimetrata Measuring plate
MV0704-23D1	Sonda doppia Asa Light Fig. 23/17 Fig. 23/17 Asa Light double ended explorer
MV0710-6D1	Sonda per canali Asa Light Fig. 6/1 Fig. 6/1 Asa Light root canal explorer
MV0705-16W	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Asa Light Williams Fig. 16 Fig. 16 Asa Light Williams combined explorer/Probe
MV0705-3GF	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Asa Light Goldman-Fox Fig. 3 Fig. 3 Asa Light Goldman-Fox combined explorer/Probe
0702L-12S	Sonda millimetrica O.M.S. punta colorata Laser System Laser colour coded O.M.S. periodontal pocket probe
0702L-12	Sonda millimetrica punta colorata Laser System Laser colour coded periodontal pocket probe
0702L-11	Sonda millimetrica punta colorata Laser System Laser colour coded periodontal pocket probe
0706L-2312	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Fig. 23/CP12 Laser System Fig. 23/CP12 laser colour coded combined explorer/Probe
0706L-2311	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Fig. 23/CP11 Laser System Fig. 23/CP11 laser colour coded combined explorer/Probe
0800-1	Spreader Fig. 1 Fig. 1 Spreader
MV1709-32L	Escavatore canalare Asa Light Fig. 32L Fig. 32L Asa Light root canal excavator
MV1706-19	Escavatore doppio Asa Light Fig. 19 Fig. 19 Asa Light double ended excavator
MV1703-14	Escavatore doppio Asa Light Fig. 14 Fig. 14 Asa Light double ended excavator
MV1701-1	Escavatore doppio Asa Light Fig. 1 Fig. 1 Asa Light double ended excavator



#### S0702L-23

Serie di 23 strumenti Boston University  
Boston University set of 23 instruments

MV1807-02	Curette Gracey Asa Light Fig. 1/2 Fig. 1/2 Gracey curette Asa Light
MV1807-04	Curette Gracey Asa Light Fig. 3/4 Fig. 3/4 Gracey curette Asa Light
MV1807-06	Curette Gracey Asa Light Fig. 5/6 Fig. 5/6 Gracey curette Asa Light
MV1807-08	Curette Gracey Asa Light Fig. 7/8 Fig. 7/8 Gracey curette Asa Light
MV1807-10	Curette Gracey Asa Light Fig. 9/10 Fig. 9/10 Gracey curette Asa Light
MV1807-12	Curette Gracey Asa Light Fig. 11/12 Fig. 11/12 Gracey curette Asa Light
MV1807-14	Curette Gracey Asa Light Fig. 13/14 Fig. 13/14 Gracey curette Asa Light
S2721-2	Vassoio forato completo Perforated instrument tray



#### S0800

Serie di strumenti per endodonzia  
Endodontic set

#### Contenuto/Contents:

S2702	Vassoio forato inox completo di griglia Complete perforated instrument tray
AL2746-1	Pulitore in alluminio anodizzato per strumenti canalari Aluminium endodontic instrument cleaner
0800	Piastra millimetrata Measuring plate
0601-2	Pinzetta per medicazione London College London College cotton and dressing pliers
2101	Manico per specchio tondo Handle for mouth mirror, round
2200-4	Specchietto piano Fig. 4 Fig. 4 mouth mirror plane
0710-6D1	Sonda per canali Fig. 6/1 Root canal explorer Fig. 6/1
1709-31L	Escavatore canalare Fig. 31L Fig. 31L root canal excavator
0800-1	Spreader Fig. 1 Fig. 1 Spreader

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



## Manici e Specchietti per Bocca

Handles for Mouth Mirrors - Mouth Mirrors



**S2100**

Serie da 5 pezzi  
Set of 5



**S2102-IN**

Serie da 5 pezzi  
Set of 5



**S2101**

Serie da 5 pezzi  
Set of 5

Serie da 5 pezzi  
Set of 5



**2100**

**2101**

**2102-IN**

Vuoto,  
inox  
Hollow,  
stainless  
steel

Piano  
Plane



**2200E-6**  
Fig. 6  
Ø 26 mm

**2200E-5**  
Fig. 5  
Ø 24 mm

**2200E-4**  
Fig. 4  
Ø 22 mm

**2220E-4**  
Fig. 4  
Rhodium  
Ø 22 mm

Specchietti per  
bocca rodriati,  
piani

Concavo  
Magnifying



**2201E-6**  
Fig. 6  
Ø 26 mm

**2201E-5**  
Fig. 5  
Ø 24 mm

**2201E-4**  
Fig. 4  
Ø 22 mm

**2220E-5**  
Fig. 5  
Rhodium  
Ø 24 mm

Rhodium front  
surface mouth  
mirrors, plane

Confezione da 12 pezzi  
Box of 12



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



# Manici e Specchietti per Bocca

Handles for Mouth Mirrors - Mouth Mirrors

**Manico per specchietti**  
Mouth mirror handle

Alluminio  
Aluminium



**ML2101**



**2104-B**



**2104-C**



**2104-G**



**2104-R**

\* Disponibile anche in colore verde  
\* Also available in green color



**2002-6**

Specchietto parallelizzatore  
Parallelometer mouth mirror



**S2002-6**

Specchietto parallelizzatore  
+ manico cod. 2101

Parallelometer mouth mirror  
+ handle code 2101

**Modello americano**

Cone-socket



**2100-CS**  
Cone-socket



**2101-CS**  
Cone-socket



**2102-CS**  
Cone-socket

Con cone-socket  
With cone-socket

Confezione da 12 pezzi  
Box of 12

Piano  
Plane

Concavo  
Magnifying



**2210E-5**  
Fig. 5  
Ø24 mm



**2210E-4**  
Fig. 4  
Ø22 mm



**2211E-5**  
Fig. 5  
Ø24 mm



**2211E-4**  
Fig. 4  
Ø22 mm

Diagnostica - Diagnostic



## Serie Strumenti Prima Visita

### First Examination Instrument Kit



#### S0600-23

##### Contenuto/Contents:

- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College  
*London College cotton and dressing pliers*
- 2101 Manico per specchietto anatomico  
*Anatomic handle mouth mirror*
- 2200-4 Specchietto piano Fig.4  
*Fig. 4 plane mouth mirror*
- 0700-23 Sonda manico anatomico  
*Anatomic handle explorer*



#### S0600-6

##### Contenuto/Contents:

- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College.  
*London College cotton and dressing pliers.*
- 2101 Manico per specchietto anatomico.  
*Anatomic mouth mirror handle.*
- 2200-4 Specchietto piano Fig.4.  
*Fig. 4 plane mouth mirror.*
- 0700-6 Sonda manico anatomico.  
*Anatomic handle explorer.*



#### S0600-9


##### Contenuto/Contents:

- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College.  
*London College cotton and dressing pliers.*
- 2101 Manico per specchietto anatomico.  
*Anatomic mouth mirror handle.*
- 2200-4 Specchietto piano Fig.4.  
*Fig. 4 plane mouth mirror.*
- 0700-9 Sonda manico anatomico.  
*Anatomic handle explorer.*

#### S0600-1

##### Contenuto/Contents:

- S2702 Vassoio forato inox completo di griglia  
*Perforated instrument tray*
- 2102-IN Manico per specchietto  
*Mouth mirrors handle*
- 2200-4 Specchietto per bocca piano Fig.4  
*Fig. 4 plane mouth mirror*
- 0704-23D1 Sonda doppia Fig. 23/17  
*Fig. 23/17 double-ended explorer*
- 0708-1N Sonda parodontale Fig. 1N  
*Fig. 1N periodontal pocket probe*
- 0702L-12 Sonda millimetrica parodontale Fig. CP-12  
*Periodontal pocket probe Fig. CP-12*
- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College  
*London College cotton and dressing pliers*



Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...



# Specchietti per Bocca

## Mouth Mirrors

### Specchietti per Bocca in Titanio

Titanium Mouth Mirrors



**2221-4**  
Fig. 4  
Ø 22 mm



**2221-5**  
Fig. 5  
Ø 24 mm



### Specchietti doppi

Double sided Mouth Mirrors



**2230-5**  
Fig. 5  
Ø 24 mm

Confezione da 6 pezzi  
Box of 6



**2231-5CS**  
Fig. 5  
Cone-socket  
Ø 24 mm

### Micro Specchietti

Micro Mouth Mirrors



**2240-1**  
Ø 3 mm



**2240-2**  
Ø 5 mm



**2240-3**  
7x2 mm



**2240-4**  
9x3 mm

### Specchietti per Fotografie

Photographic Mirrors



**2250-1**




**2250-2**

Superfici occlusali  
Occlusal surfaces




**2250-3**  
Superfici vestibolari  
Buccal surfaces



**2250-4**

Superfici linguali  
Lingual surfaces



**2250-5**

Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...

ASA DENTAL®

## Ultralight Mirror e Retractor

Ultralight Mirror and Retractor

### Ultralight Mirror



0690  
cm. 16



#### Dati tecnici:

##### Technical data:

Lampadine Philips Miniature  
Infrangibili Potenza 2,25 V - 0,25 A  
Philips shockproof miniature  
lamps 2,25 V - 0,25 A

2 batterie tipo AAA da 1,5 V  
consigliate quelle alcaline  
n° 2 x 1,5 V alkaline  
batteries AAA type

#### Ricambi

- 0690-G guarnizione/oring
- 0690-L luce/lamp
- 0690-M molla/spring
- 0690-T testa/head with mandrel

Inserire 2 Batterie.  
2 Alkaline Batteries.

Togliere le batterie prima della sterilizzazione.  
Take out the batteries prior to sterilization.

Guarnizione interna sterilizzabile posta sulla lampadina che evita l'infiltrazione di saliva o liquidi in genere all'interno del manico preservando così l'integrità delle batterie.  
Sterilizable O-ring on lamp to avoid penetration of saliva or liquid into the handle, thus preserving battery life.

Facilità di accensione e spegnimento grazie al tappo posteriore dello strumento che funziona da pratico interruttore.  
Easy light on/off through bottom cap.

Nessun tipo di manutenzione delle parti elettriche o meccaniche.  
No maintenance required for electrical or mechanical parts.

Completamente smontabile per una corretta pulizia.  
Full disassembly for proper cleaning.

Facilità nella sostituzione delle lampadine e delle batterie.  
Easy change of batteries and lamps.

Impugnatura ergonomica.  
Ergonomic handle.

### Ultralight Retractor



0691  
cm. 15

#### Dati tecnici:

##### Technical data:

Lampadine Philips Miniature Infrangibili Potenza 2,25 V - 0,25 A  
Philips shockproof miniature lamps 2,25 V - 0,25 A

2 batterie tipo AAA da 1,5 V consigliate quelle alcaline  
n° 2 x 1,5 V alkaline batteries AAA type



#### S0690-2

##### Contenuto/Contents:

- 0690 Ultralight Mirror
- 0691 Ultralight Retractor
- 2772-1 Locking Tray -Mini-

