



ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS



Vassoi Portastrumenti

Instrument Trays

Contenitori per Endodonzia

Endodontic boxes



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Vassoi Portastrumenti

Instrument Trays

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

ASA DENTAL®




STANDARD

Dimensioni/Dimensions
288x182x34 mm.


2770-1



2770-1A
Arancio/Orange



2770-1R
Rosso/Red



2770-1V
Verde/Green

Locking Tray Standard per 20 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Tray Standard for 20 instruments, complete with silicone insert frame



STANDARD

Dimensioni/Dimensions
288x182x34 mm.

2770-2



2770-2A
Arancio/Orange



2770-2R
Rosso/Red



2770-2V
Verde/Green

Locking Tray Standard per 15 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Tray Standard for 15 instruments, complete with silicone insert frame



STANDARD

Dimensioni/Dimensions
288x182x34 mm.

2770-3



2770-3A
Arancio/Orange




2770-3R
Rosso/Red




2770-3V
Verde/Green

Locking Tray Standard per 10 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Tray Standard for 10 instruments, complete with silicone insert frame



2774



Set di 2 pomelli di ricambio in acciaio completi di rondelle
Set of 2 spare stainless steel knobs complete of washers

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Vassoi Portastrumenti

Instrument Trays


Vassoi Portastrumenti - Instrument Trays




MIDI

Dimensioni/Dimensions
182x144x34 mm.


2771-1



2771-1A
Arancio/Orange




2771-1R
Rosso/Red



2771-1V
Verde/Green


Locking Tray Medio per 10 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Tray Medium for 10 instruments, complete with silicone insert frame




MIDI

Dimensioni/Dimensions
182x144x34 mm.


2771-2



2771-2A
Arancio/Orange




2771-2R
Rosso/Red



2771-2V
Verde/Green

Locking Tray Medio per 5 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Tray Medium for 5 instruments, complete with silicone insert frame



MINI

Dimensioni/Dimensions
182x72x34 mm

2772-1



2772-1A
Arancio/Orange



2772-1R
Rosso/Red




2772-1V
Verde/Green

Locking Tray Mini per 5 strumenti, completo di rastrelliera in silicone
Locking Tray Mini for 5 instruments, complete with silicone insert frame

Blocca strumenti in silicone 10 posti
Silicone instrument holder for 10 places

2770-G
2770-GA
2770-GR
2770-GV




2771-G
2771-GA
2771-GR
2771-GV

Blocca strumenti in silicone 5 posti
Silicone instrument holder for 5 places



2772-G
2772-GA
2772-GR
2772-GV

Rastrelliera in silicone 10 posti
Silicone insert frame for 10 places



Rastrello in silicone 5 posti
Silicone insert frame for 5 places



2773-G
2773-GA
2773-GR
2773-GV

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

ASA DENTAL®

Vassoi Portastrumenti Inox

Stainless Steel Instrument Trays

■ Vassoi portastrumenti in acciaio inox - STANDARD

Stainless steel instrument trays - STANDARD



2721-U

Coperchio forato, misura mm. 288 x 187 x 29
Perforated lid, dimensions mm. 288 x 187 x 29

2721-L

Vassoio forato, misura mm. 284 x 183 x 17
Perforated base, dimensions mm. 284 x 183 x 17

S2722-1


Portastrumenti completo di vassoio forato, coperchio forato e
griglia per 16 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39

*Perforated instrument tray complete with insert frame for 16
instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39*

S2722-2

Portastrumenti completo di vassoio forato, coperchio forato e
griglia per 23 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39

*Perforated instrument tray complete with insert frame for 23
instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39*



S2721-2 Vassoio portastrumenti in
acciaio inox - Standard
*Stainless steel instruments
tray - Standard*

2720-U

Coperchio, misura mm. 288 x 187 x 29
Lid, dimensions mm. 288 x 187 x 29

2721-L

Vassoio forato, misura mm. 284 x 183 x 17
Perforated base, dimensions mm. 284 x 183 x 17

S2721-1

Portastrumenti completo di vassoio forato, coperchio non forato e
griglia per 16 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39

*Instrument tray complete with perforated base, solid lid and insert
frame for 16 instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39*

S2721-2

Portastrumenti completo di vassoio forato, coperchio non forato e
griglia per 23 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39

*Instrument tray complete with perforated base, solid lid and insert
frame for 23 instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39*



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Vassoi Portastrumenti Inox

Stainless Steel Instrument Trays

Vassoi portastrumenti in acciaio inox - STANDARD

Stainless steel instrument trays - STANDARD



2720-U

Coperchio, misura mm. 288 x 187 x 29
Lid, dimensions mm. 288 x 187 x 29

2720-L

Vassoio, misura mm. 284 x 183 x 17
Base, dimensions mm. 284 x 183 x 17

S2720-1

Portastrumenti completo di vassoio non forato, coperchio non forato e griglia per 16 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39

Solid instrument tray complete with insert frame for 16 instruments, dimensions mm. 288 x 187 x 39



S2720-2

Portastrumenti completo di vassoio non forato, coperchio non forato e griglia per 23 strumenti, misure mm. 288 x 187 x 39

Solid instrument tray complete with insert frame for 23 instruments mm. 288 x 187 x 39

2730-1

Griglia portastrumenti -STANDARD-, per 16 strumenti
Insert frame -STANDARD-, for 16 instruments




2730-2

Griglia portastrumenti -STANDARD-, per 23 strumenti
Insert frame -STANDARD-, for 23 instruments

Pinze per sterilizzazione

Sterilizing forceps




0565-1
cm. 20



0565-2
cm. 30

Vassoi Portastrumenti Inox

Stainless Steel Instrument Trays



S2702

Portastrumenti completo di vassoio, coperchio forato e griglia per 7 strumenti, misure mm. 200 x 100 x 30

Perforated instrument tray complete, with insert frame for 7 instruments, dimensions mm. 200 x 100 x 30

2702-U

Coperchio forato, misure mm. 200 x 100 x 10

Perforated lid, dimensions mm. 200 x 100 x 10

2702-L

Vassoio forato, misure mm. 200 x 100 x 30

Perforated base, dimensions mm. 200 x 100 x 30

S2700

Portastrumenti completo di vassoio, coperchio non forato e griglia per 7 strumenti, misure mm. 200 x 100 x 30

Solid instrument tray complete, with insert frame for 7 instruments, dimensions mm. 200 x 100 x 30

2700-U

Coperchio, misure mm. 200 x 100 x 10

Solid lid, dimensions mm. 200 x 100 x 10

2700-L

Vassoio, misure mm. 200 x 100 x 30

Solid base, dimensions mm. 200 x 100 x 30



2700-G

Griglia portastrumenti per 7 strumenti

Insert frame for 7 instruments



Vaschette inox

Inox trays



2737-1

Vaschetta -MAXI- in acciaio, misure mm. 150 x 200
MAXI- inox tray dimension mm. 150 x 200



2737-2

Vaschetta -MINI- in acciaio, misure mm. 100 x 200
MINI- inox tray dimension mm. 100 x 200



2737-3

Bacinella inox reniforme, misure mm. 170x100x35
Kidney tray dimension mm. 170x100x35



2737-4

Bacinella inox reniforme, misure mm. 250x140x40
Kidney tray dimension mm. 250x140x40

Vassoi Portastrumenti Inox

Stainless Steel Instrument Trays

■ Vassoi portastrumenti in acciaio inox - MIDI

Stainless steel instrument trays - MIDI



2723-U

Coperchio forato, misura mm. 187 x 144 x 29
Perforated lid, dimensions mm. 187 x 144 x 29

2723-L

Vassoio forato, misura mm. 183 x 142 x 17
Perforated base, dimensions mm. 183 x 142 x 17

S2723-1

Portastrumenti completo di vassoio, coperchio forato e griglia per 8 strumenti, misure mm. 187 x 144 x 39

Perforated instrument tray complete with insert frame for 8 instruments, dimensions mm. 187 x 144 x 39

S2723-2

Portastrumenti completo di vassoio, coperchio forato e griglia per 4 strumenti, misure mm. 187 x 144 x 39

Perforated instrument tray complete with insert frame for 4 instruments, dimensions mm. 187 x 144 x 39

2724-U

Coperchio, misura mm. 187 x 144 x 29
Lid, dimensions mm. 187 x 144 x 29

2724-L

Vassoio, misura mm. 183 x 142 x 17
Base, dimensions mm. 183 x 142 x 17

S2724-1

Portastrumenti completo di vassoio non forato, coperchio non forato e griglia per 8 strumenti, misure mm. 187 x 144 x 39

Instrument tray complete with solid base, lid and insert frame for 8 instruments, dimensions mm. 187 x 144 x 39


S2724-2

Portastrumenti completo di vassoio non forato, coperchio non forato e griglia per 4 strumenti, misure mm. 187 x 144 x 39

Instrument tray complete with solid base, lid and insert frame for 4 instruments, dimensions mm. 187 x 144 x 39




■ S2723-2 Vassoio per controllo operativo - tipo forato - Midi Operating procedure trays - perforated - Midi



2730-4

Griglia portastrumenti MIDI, per 8 strumenti
Insert frame MIDI, for 8 instruments



2730-5

Griglia portastrumenti MIDI, per 4 strumenti
Insert frame MIDI, for 4 instruments

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Vassoi Portastrumenti in Alluminio

Aluminium Instrument Trays

■ Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato - STANDARD

Aluminium colour - coded instrument trays - STANDARD



AL2720-LC



AL2720-LR

*Vassoi colorati: misura mm. 284 x 183 x 17
Colour - coded bases: dimensions mm. 284 x 183 x 17*



AL2720-LO



AL2720-LV



AL2720-LA




AL2720-UA

*Coperchio - solo colore argento,
misura mm. 288 x 187 x 29*

Lid - grey only, dimensions mm. 288 x 187 x 29


■ Griglie portastrumenti

Insert frames



AL2730-1

*Griglia per 11 strumenti
Insert frame for 11 instruments*



AL2730-2

*Griglia per 17 strumenti
Insert frame for 17 instruments*

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...




Vassoi Portastrumenti in Alluminio

Aluminium Instrument Trays

■ Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato - STANDARD - forati

Aluminium colour - coded instrument trays - STANDARD - perforated



AL2721-LC



AL2721-LR

Vassoi colorati: misura mm. 284 x 183 x 17
Colour - coded bases: dimensions mm. 284 x 183 x 17




AL2721-LO



AL2721-LV



AL2721-LA



AL2721-UA

Coperchio - solo colore argento,
misura mm. 288 x 187 x 29


Lid - grey only, dimensions mm. 288 x 187 x 29



● Vassoi in alluminio - Standard
Aluminium instrument trays - Standard


■ Griglie portastrumenti

Insert frames



AL2730-3

Griglia per 10 strumenti
Insert frame for 10 instruments



AL2730-4

Griglia per 11 strumenti
Insert frame for 11 instruments

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

ASA DENTAL®

Vassoi Portastrumenti in Alluminio

Aluminium Instrument Trays

■ Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato - MIDI

Aluminium colour - coded instrument trays - MIDI



AL2722-LC



AL2722-LR



AL2722-LO

Vassoi colorati: misura mm. 142 x 183 x 17
Colour - coded bases: dimensions mm. 142 x 183 x 17

Vassoi in alluminio - Midi - Per protocollo operativo
Aluminium instrument trays - Midi - for operating procedures



AL2722-LV



AL2722-LA




AL2722-UA

Coperchio - solo colore argento,
misura mm. 144 x 187 x 29

*Lid - grey only, dimensions
mm. 144 x 187 x 29*


■ Griglie portastrumenti

Insert frames



AL2731-1

Griglia per 8 strumenti
Insert frame for 8 instruments



AL2731-2

Griglia per 4 strumenti
Insert frame for 4 instruments

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Vassoi Portastrumenti in Alluminio

Aluminium Instrument Trays

Vassoi portastrumenti in alluminio anodizzato colorato - MINI

Aluminium colour - coded instrument trays - MINI



AL2723-LC



AL2723-LR



AL2723-LO

Vassoi colorati: misura mm. 100 x 180 x 11
Colour - coded bases: dimensions mm. 100 x 180 x 11



AL2723-LV



AL2723-LA



AL2723-UA

Coperchio - solo colore argento,
misura mm. 103 x 182 x 10

Lid - grey only, dimensions
mm. 103 x 182 x 10

Bacinelle in alluminio anodizzato per vassoi portastrumenti

Aluminium containers for instrument trays



AL2724-1




AL2724-2



AL2724-3



AL2724-4



ART.	A	B	C
	mm.	mm.	mm.
AL2724-1	49	26	10
AL2724-2	49	26	10
AL2724-3	59	49	10
AL2724-4	59	49	10

Porta Vassoi in Alluminio

Aluminium Instrument Tray Rack



AL2739-1

Porta vassoi -STANDARD- con 6 ripiani,
misure mm. 300 x 190 x 270

Instrument tray rack -STANDARD- 6 compartments,
dimensions mm. 300 x 190 x 270



AL2739-2

Porta vassoi -MIDI- con 6 ripiani,
misure mm. 160 x 190 x 270

Instrument tray rack -MIDI- 6 compartments,
dimensions mm. 160 x 190 x 270

Vassoio Porta Pinze

Pliers Tray



S5800

Vassoio in acciaio inox porta pinze - Standard
Stainless steel pliers tray - Standard

Lubrificanti per la protezione degli strumenti in autoclave

Autoclave instrument protection lubricant

8002

Steriloil - **Contenuto/Contents:** 40 ml



Massima protezione degli strumenti in autoclave. Penetra negli snodi e lubrifica. Protegge e lubrifica gli strumenti chirurgici e dentali prima e dopo la sterilizzazione. Modalità d'uso: oliare prima e dopo la sterilizzazione le punte, gli snodi e le chiusure degli strumenti.

Best instruments' autoclaving protection. Penetrates and lubricates all instruments' joints. Protects all dental and surgical hand instruments before and after sterilization. Instructions for use: oil all tips, joints and fastening of instruments before and after sterilization.

8010

Silicone - **Contenuto/Contents:** 40 ml



Lubrificante speciale per strumenti dentali e chirurgici. Per lubrificare gli snodi di forbici, pinze per estrazione, ossivore, emostatiche, porta aghi ecc. prima e dopo la sterilizzazione. Non prosciuga durante la sterilizzazione. Protegge dalla corrosione e da altri depositi e cura il buon funzionamento degli strumenti.

Specific lubricant for dental and surgical instruments. The lubricant is designed to lubricate joints of all dental instruments (scissors, haemostatic and extracting forceps, bone rongeurs, needle holders etc.). Before and after sterilization it does not dry out during sterilization. Provides protection from corrosion and other deposits and ensures proper operation of the instruments.

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

 ASA DENTAL®

Vassoi Monouso in Plastica

Disposable Plastic Trays

ATOSSICI

NON-TOXIC



AL2727-1

Vassoi monouso grandi in plastica, misura mm. 281x183x17 con fondo liscio, confezione da 400 pezzi.

Large disposable plastic trays, dimensions mm. 281x183x17 with smooth bottom, box of 400.

AL2727-2

Vassoi monouso piccoli in plastica, misura mm. 183x140x17 con fondo liscio, confezione da 400 pezzi.

Small disposable plastic trays, dimensions mm. 183x140x17 with smooth bottom, box of 400.



AL2727-1Z

Vassoi monouso grandi in plastica, misura mm. 281x183x17 con fondo zigrinato, confezione da 400 pezzi.

Large disposable plastic trays, dimensions mm. 281x183x17 with knurled bottom, box of 400.

AL2727-2Z

Vassoi monouso piccoli in plastica, misura mm. 183x140x17 con fondo zigrinato, confezione da 400 pezzi.

Small disposable plastic trays, dimensions mm. 183x140x17 with knurled bottom, box of 400.



AL2738-1

Vaschette monouso grandi in plastica misura mm. 200x150, confezione da 400 pezzi.

Large disposable trays, dimensions mm. 200x150, box of 400.

AL2738-2

Vaschette monouso piccole in plastica misura mm. 200x100, confezione da 400 pezzi.

Small disposable trays, dimensions mm. 200x100, box of 400.

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

ASA DENTAL®

Contenitori per Endodonzia

Endodontic Boxes



AL2740-1




AL2740-2

Contenitori per endodonzia MAXI in alluminio anodizzato completi di coperchio - misure mm. 204 x 105 x 54

Aluminium endodontic MAXI boxes, complete with lid - dimensions mm. 204 x 105 x 54



AL2740-3



AL2740-4



AL2740-5



AL2740-R

Bicchierini di ricambio per Endo-Box
Spare glasses for Endo-Box

Contenitori per endodonzia MIDI in alluminio anodizzato completi di coperchio - misure mm. 125 x 105 x 54

Aluminium endodontic MIDI boxes, complete with lid - dimensions mm. 125 x 105 x 54



AL2741-1




AL2741-2

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Contenitori per Endodonzia

Endodontic Boxes



AL2742-1

AL2742-2

AL2742-3

AL2742-4

Contenitori per endodonzia MINI in alluminio anodizzato completi di coperchio - misure mm. 100 x 44 x 54
Aluminium endodontic MINI boxes, complete with lid - dimensions mm. 100 x 44 x 54



AL2742-5



AL2742-6



AL2742-7



AL2740-R

Bicchierini di ricambio per Endo-Box
Spare glasses for Endo-Box

Contenitori per endodonzia rotondi in alluminio anodizzato completi di coperchio
Round aluminium endodontic boxes, complete with lid

Ø mm. 48 - h. mm. 62



AL2744

Ø mm. 94 - h. mm. 70



AL2743

Accessori per Endodonzia

Endodontic Articles



AL2725

Vassoio per endodonzia in alluminio completo di coperchio - dimensioni mm. 257 x 116 x 16

Aluminium endodontic tray complete with lid - dimensions mm. 257 x 116 x 16

■ Pulitori per strumenti canalari in alluminio anodizzato

Aluminium endodontic instrument cleaners



Ø mm. 40 h. mm. 30



AL2746-1



Ø mm. 40 h. mm. 30



AL2746-2

■ Misuratori per strumenti canalari, in alluminio anodizzato

Aluminium endometers



AL2747-1A
mm. 100 x 40 x 40

Ø mm. 34 h. mm. 48



AL2745-1A



AL2745-2C

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Porta Frese

Bur Holder

Porta frese in alluminio. Sterilizzabile in autoclave a vapore saturo
Aluminium bur holder suitable for steam sterilizing



AL2760-1

Con bordo 24 fori FG
(piccoli)

With rim 24 holes FG
(small burs)



AL2760-2

Con bordo 24 fori CA
(grandi)

With rim 24 holes CA
(big burs)



AL2760-3

Con bordo 24 fori FG/CA
(piccoli grandi)

With rim 24 holes FG/CA
(small big burs)



AL2760-U

Coperchio
Lid



AL2761-1

Con bordo 36 fori FG
(piccoli)

With rim 36 holes FG
(small burs)



AL2761-2

Con bordo 36 fori CA
(grandi)

With rim 36 holes CA
(big burs)



AL2761-3

Con bordo 36 fori FG/CA
(piccoli grandi)

With rim 36 holes FG/CA
(small big-burs)



AL2761-U

Coperchio
Lid



AL2762-1

48 fori FG (piccoli)
48 holes FG (small burs)



AL2762-2

48 fori CA (grandi)
48 holes CA (big burs)



AL2762-3

48 fori CA FG/CA (piccoli grandi)
48 FG/CA holes (small big burs)



AL2763-1

Box porta frese, 7 interni (con coperchio)
Box with 7 bur holders (with lid)



AL2763-2

Supporto porta frese, 2 vani
Box with 2 bur holders

Distributori in Alluminio

Aluminium Dispensers

Porta rifiuti in alluminio anodizzato, sterilizzabile, disponibili in 5 colori, misura Ø cm. 7x7,5
Aluminium waste container available in 5 colours, dimension Ø cm. 7 x 7,5



AL2764-A



AL2764-O



AL2764-R



AL2764-V



AL2764-C



AL2767-1

Porta rifiuti monouso, confezione 1000 pezzi
Disposable waste containers, box of 1000 pcs



AL2767-2

Supporto in alluminio per portarifiuti
Aluminium base for disposable waste container



AL2766

Contenitori in plastica per aghi usati
Plastic box for used needles

Distributori di cotone in alluminio anodizzato, con molla interna, sterilizzabile, disponibile in 5 colori, Ø cm. 7x7,5
Aluminium cotton dispensers, with internal spring, available in 5 colours, Ø cm. 7 x 7,5



AL2765-A



AL2765-O



AL2765-R



AL2765-V




AL2765-C

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Distributori Inox

Stainless Steel Dispensers



Distributori di palline di cotone
in acciaio inox
Stainless steel cotton pellet dispensers



2751-1
mm. 40 x 40 x 50

Lampada ad alcool in acciaio inox con stoppino
Stainless steel Alcohol burner



3101

Stoppino di ricambio
Spare wick



cm. 15

3101-1

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Vassoi Portastrumenti

Instrument Trays


Vassoi Portastrumenti - Instrument Trays

Locking tray Standard - aperto
Locking tray - Standard - opened



STANDARD
Dimensioni/Dimensions
288x182x34 mm.

Locking tray Standard - chiusura
Locking tray - Standard dimensions - locks




MIDI
Dimensioni/Dimensions
182x144x34 mm.



Locking tray - Midi - aperto
Locking tray - Midi - open



MINI
Dimensioni/Dimensions
182x72x34 mm.



Locking tray - Midi - chiuso
Locking tray - Midi - closed

