

Quality products since 1937

Dedeco®

**French
Edition**

★ **Made in U.S.A.**





Flossbox[®]

Floss and Mirror in One



STAINO[®]
The Clean Between Teeth Specialists





Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244

phone: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281

email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com



A nos estimés Clients:


Depuis plus de 70 ans, Dedeco établit les standards avec ses instruments de polissage et de finition de très haute qualité. La qualité de fabrication de nos produits, leur fiabilité et l'effort constant d'innovation pour répondre aux exigences en constante évolution de nos clients, sont les qualités qui ont toujours distingué Dedeco de ses concurrents - La Tradition Dedeco.




C'est avec une grande fierté que nous nous inscrivons une fois de plus dans cette tradition en publiant ce catalogue contenant notre gamme de produits, dont les disques "longue durée" ELITE et nos Goldies TSUNAMI à la pointe de l'innovation, notre gamme complète de polissoirs silicone et polyuréthane ainsi que les abrasifs classiques de Dedeco, qui ont fait la réputation de la société depuis 1937.



Les produits Dedeco sont fabriqués dans notre usine ultra moderne à Long Eddy, dans l'état de New York, où nous nous appliquons à maintenir un stock exhaustif de nos produits, afin que nos clients et distributeurs dans le monde entier puissent bénéficier du service le plus rapide et le plus efficace possible.




Les drapeaux que nous illustrons fièrement sur cette page ne représentent qu'une fraction des pays où nos produits sont diffusés. Nous souhaitons réaffirmer notre gratitude à tous nos clients de par le monde pour leur loyauté et leur soutien inconditionnel.



Sincèrement,

Steven M. Antler, PDG



Brun/Marron • Extra longue durée - Pour la finition et le polissage rapide des métaux non précieux et semi-précieux. Capacité unique à s'adapter au polissage ou à la finition selon le degré de pression appliquée.

Noir • Dur - Pour la finition et le polissage du chrome, du cobalt et des métaux durs.

Vert • Gros - Pour l'élimination rapide de stries et le polissage des métaux.

Bleu • Super-Brillant - Pour le polissage des métaux précieux et non précieux et des métaux chrome cobalt.

"Flexies" Rouges • Fin - Pour le polissage de l'or.
"Flexies" Blancs • X-Fin - Pour le polissage de l'or.

Meulettes				Lentilles		Cylindres	Meules pour tour	
5/8" x .032" (15-0.8mm)	5/8" x 1/16" (15-1.5mm)	7/8" x .042" (22-1.0mm)	7/8" x 1/8" (22-3.1mm)	5/8" (15.8mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24-6.3mm)	4" x 1/2" (101-12.7mm)	
25/boîte	100/boîte	100/boîte	25/boîte 100/boîte	100/boîte	100/boîte	100/boîte	1/unité	
4988	5988	5030	4989 5989	5010	4982	4983	4595	5419
4995	5995	5020	4990 5990	5000	4941	4940	4590	5420
4996	5996	5021	4991 5991	5001	4951	4950	4592	5421
4997	5997	5024	4992 5992	5004	4961	4960	4593	5422
4998	5998	5027	4993 5993	5007	4971	4970	4594	5415
						—		
4999	5999	5029	4994 5994	5009	4981	4980	—	5416

Midgets - PM										Midgets - CA											
mandrins 3/32" (2.35mm)										mandrins 3/32" (2.35mm)											
Wheel		Knife		Barrel		14		15		138		14	15	138	Mini						
12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte						
6601	6602	6603	6604	4860	4866	4861	4867	4862	4868	4863	4869	4871	4872	4873	4870						
6605		6606		6607		6608		4360		4336		4361	4345	4362	4368	4363	4369	4371	4372	4373	4370
6609		6610		6611		6612		4560		4566		4561	4567	4562	4568	4563	4569	4571	4572	4573	4570
6613		6614		6615		6616		4660		4666		4661	4667	4662	4668	4663	4669	4671	4672	4673	4670
6617		6618		6619		6620		4364		4359		4365	4350	4366	4353	4367	4356	4375	4376	4377	4374
6621		6622		6623		6624		4760		4766		4761	4767	4762	4768	4763	4769	4771	4772	4773	4770

Midgets - FG			Jumbos - PM 5 pièces par boîte											
mandrins 1/16" (1.6mm)			mandrins 3/32" (2.35mm) & 1/8" (3.18mm)											
								Assortiments 5 pièces				—		
15	138	Mini	A	B	C	D	E							
12/boîte	12/boîte	12/boîte	3/32"	1/8"	3/32"	1/8"	3/32"	1/8"	3/32"	1/8"	3/32"	1/8"	3/32"	1/8"
4882	4883	4880	5251	5451	5252	5452	5253	5453	5254	5454	5255	5455	5250	5450
													Assortiments 5 pièces	
4382	4383	4380	5261	5461	5262	5462	5263	5463	5264	5464	5265	5465	5260	5460
													Assortiments 5 pièces	
4582	4583	4580	5271	5471	5272	5472	5273	5473	5274	5474	5275	5475	5270	5470
													Assortiments 5 pièces	
4682	4683	4680	5241	5441	5242	5442	5243	5443	5244	5444	5245	5445	5240	5440
													Assortiments 5 pièces	
4386	4387	4384	5281	5481	5282	5482	5283	5483	5284	5484	5285	5485	5280	5480
													Assortiments 5 pièces	
4782	4783	4780	5291	5491	5292	5492	5293	5493	5294	5494	5295	5495	5290	5490

Les Classic 100 pièces par boîte

Gris – Pour la finition et le polissage des métaux chrome cobalt.



15/16" x 1/4" (24·6.3mm) 7/8" x 1/8" (22·3.1mm)

4591

5002

Vert - Fin
Polissage "universel" tous métaux.



7/8" x 1/8" (22·3.1mm)

5003


Flexies Rouges - Medium
Pour le polissage de l'or et l'élimination de stries.



7/8" x 1/8" (22·3.1mm)

5005

Vert - Medium
Finition rapide tous métaux.



5/8" x 1/16" (15·1.6mm) 7/8" x 1/8" (22·3.1mm)

5026

5006

Rouge - Dur
Finition et polissage des métaux chrome cobalt.



15/16" x 1/4" (24·6.3mm) 7/8" x 1/8" (22·3.1mm)

7027

7030

Meulettes "Super Polish"

Medium (oxyde d'aluminium) – Pour l'élimination rapide de stries et marques de finition sur céramique et métal.

Le choix privilégié des orthodontistes pour dégrossir les composites et colles.

Fin (silicone abrasif) – Le favori des dentistes pour un polissage "Grand Brillant" instantané de la céramique et du métal.

Le choix des orthodontistes pour les corrections mineures des composites et colles.

Medium



Fin



5/8" x 1/16" (15·1.6mm)

5/8" x 1/8" (15·3.1mm)

5/8" x 1/16" (15·1.6mm)

5/8" x 1/8" (15·3.1mm)

5/8" x .032" (15·0.8mm)

7/8" x .042" (22·1.0mm)

25/boîte

25/boîte

25/boîte

25/boîte

25/boîte

100/boîte

25/boîte

100/boîte

4931

4930

4933

4932

5042

5046

5043

5047

Polissoirs "Ponce" pour Bijoutiers

Extra longue-durée ! Pour la finition et le polissage final de l'or et des métaux semi-précieux.

Le favori des sertisseurs de bijoux - Ne raye pas les pierres.

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)



Roue

12/boîte 72/boîte

6519

6529



Lentille

12/boîte 72/boîte

6520

6530



Tonneau

12/boîte 72/boîte

6521

6531



14

12/boîte 72/boîte

6522

6532



15

12/boîte 72/boîte

6523

6533



138

12/boîte 72/boîte

6524

6534



5/8" x 1/16" (15·1.6mm)

25/boîte 100/boîte

6501

6511



7/8" x 1/8" (22·3.1mm)

25/boîte 100/boîte

6502

6512



5/8" (15.8mm)

25/boîte 100/boîte

6503

6513



7/8" (22.2mm)

25/boîte 100/boîte

6504

6514



5/8" x .032" (15·0.8mm)

25/boîte 100/boîte

6505

6515



7/8" x .042" (22·1.0mm)

25/boîte 100/boîte

6506

6516



Assortiment "Favori des Labos" 1010

Ce kit composé de 139 pièces contient les abrasifs de laboratoire les plus populaires de Dedeco. Il comprend des pointes montées, des abrasifs, des disques à séparer, des disques à tronçonner, des meulettes caoutchouc et des polissoirs pour la finition, le polissage et le surfaçage de tous matériaux.

Assortiment "Caoutchouté" Deluxe 3500

L'assortiment idéal pour la finition et le polissage des métaux et des résines. Ce kit de 200 pièces comprend les polissoirs caoutchouc classiques de Dedeco, incluant des meulettes, des lentilles et des polissoirs snap-on. Ce kit inclut également des mandrins et une pierre à rectifier.

Assortiment "Favori des Dentistes" 1011

Développé pour satisfaire la demande croissante pour un assortiment des abrasifs Dedeco les plus appréciés par les dentistes, ce kit de 141 pièces comprend tous les outils pour le polissage, la finition et le surfaçage de tous matériaux.

Polissoirs Diamantés "Hi-gloss" * pour Composites

NOUVEAU

*Grand Brillant

Système "deux étapes" en silicone diamanté spécialement conçus pour le polissage "High-Gloss" des composites, sans pâte à polir ni eau.

Rose - Pre-Polissage

CA - mandrins 3/32" (2.35mm)				FG - mandrins 1/16" (1.6mm)	Snap-On	
Point	Mini	Cup	Knife	Mini	Cup	Midi Point
3/boîte	3/boîte	3/boîte	3/boîte	3/boîte	12/boîte	12/boîte
1161	1162	1163	1164	1165	1185	1186

Mandrin Snap-On

CA mandrins 3/32" (2.35mm)



6/boîte

5423

Blanc - Finition "Hi-Gloss"

Point	Mini	Cup	Knife	Mini	Cup	Midi Point
3/boîte	3/boîte	3/boîte	3/boîte	3/boîte	12/boîte	12/boîte
1171	1172	1173	1174	1175	1187	1188

Système "trois étapes" en silicone diamanté pour dégrossissage, pré polissage, polissage et finition miroir des céramiques.

Plus besoin de pâte à Polir!

Vert - Dégrossissage

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)

CA - mandrins 3/32" (2.35mm)

FG - mandrins 1/16" (1.6mm)



Roue 1"	Lentille 1"	Flame	Lentille	Roue	Flame	Mini	Cupule	Lentille	Mini
1/unité	1/unité	1/unité	1/unité	1/unité	3/boîte	3/boîte	3/boîte	3/boîte	3/boîte
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110

Bleu - Pré polissage & Polissage



1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Jaune - Finition Miroir



1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Kit 3 pièces contenant: 1101, 1121, 1141

1180



Kit 6 pièces contenant: 1103, 1105, 1123, 1125, 1143, 1145

1181


“Doux & flexible” pour le polissage “Grand Brillant” de la céramique. (silicone abrasif)

Blanc • Gros - Idéal pour dégrossir & pré polir.

Rose • Medium - Idéal pour une finition satinée.

Gris • X-Fin - Pour retouches et polissage rapide “Grand Brillant”.

Meulettes		Lentilles				Cylindres			
11/16" x 3/32" (17.5·2.4 mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1 mm)		11/16" (17.5 mm)		7/8" (22.2 mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3 mm)	
12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte
7501	7502	7503	7504	7507	7508	7509	7510	7511	7512
7551	7552	7553	7554	7557	7558	7559	7560	7561	7562
7601	7602	7603	7604	7607	7608	7609	7610	7611	7612



“Doux & flexible” pour le polissage “Grand Brillant” de la céramique. (silicone abrasif)

Blanc • *Gros* - Idéal pour dégrossir & pré polir.

Rose • *Medium* - Idéal pour une finition satinée.

Gris • *X-Fin* - Pour retouches et polissage rapide “Grand Brillant”.

Midgets - PM						Midgets - CA					Midgets - FG							
mandrins 3/32" (2.35mm)						mandrins 3/32" (2.35mm)					mandrins 1/16" (1.6mm)							
12		15		138		7	Cup	12	15	138	15	138						
12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte						
7531	7532	7533	7534	7535	7536	7540	7541	7542	7543	7544	7546	7547						
7581		7582		7583		7584		7585		7586		7590	7591	7592	7593	7594	7596	7597
7631		7632		7633		7634		7635		7636		7640	7641	7642	7643	7644	7646	7647



Standard - Silicone Abrasif : **Vert • Gros** - Pour dégrossir. **Gris • Medium** - Pour pré polir. **Jaune • Fin** - Pour polir.
 Nouveau - Dioxyde de Silicene: **Bleu Foncé • Gros** - Pour meulage rapide. **Bleu Clair • Medium** - Pour polissage rapide.

Jumbos - PM

mandrins 3/32" (2.35mm)



Assortiment
5 Pièces

A

C

D

E

F

—

5/boîte

5/boîte

5/boîte

5/boîte

5/boîte

5/kit

7701

7703

7704

7705

7706

7700



Assortiment
5 Pièces

7711

7713

7714

7715

7716

7710



Assortiment
5 Pièces

7721

7723

7724

7725

7726

7720



Assortiment
5 Pièces

7731

7733

7734

7735

7736

7730



Assortiment
5 Pièces

7741

7743

7744

7745

7746

7740

Kit de retouche et Polissage pour Résines 8 pièces par kit

NOUVEAU



Pour les retouches au fauteuil et le polissage des résines.
Redonne une finition "Grand Brillant".

Kit 8 pièces contenant: 7705, 7706, 7715, 7716, 7725, 7726, 9353, 9372

7750



Abrasifs pour Résines - PM

Abrasifs traditionnels pour le meulage rapide et sans bourrage des résines dures et molles.

mandrins 3/32" (2.35mm)



Gros

Assortiment 5 Pièces

1	2	4	5	113	—
5/boîte	5/boîte	5/boîte	5/boîte	5/boîte	5/kit
6101	6102	6104	6105	6106	6100



Medium

Assortiment 5 Pièces

5101	5102	5104	5105	5106	5100
------	------	------	------	------	------

Abrasifs Caoutchouc pour Résines - PM

Gros - Instruments spécialement conçus pour le meulage rapide, sans bourrage, et sans risque de surchauffe des plaques base.




mandrins 3/32" (2.35mm)

Assortiment 5 Pièces

A	B	C	D	E	—
5/boîte	5/boîte	5/boîte	5/boîte	5/boîte	5/kit
5231	5232	5233	5234	5235	5230

Meulette "Résine"

Gros - Abrasifs à liant résine pour le meulage rapide, sans échauffement ni bourrage, des résines souples.



7/8" x 1/8" (22 · 3.1mm)	
25/boîte	100/boîte
5111	5113

Meulette "Caoutchouc"

Gros - Abrasifs à liant caoutchouc pour le meulage rapide, sans échauffement ni bourrage, des plaques base.



7/8" x 1/8" (22 · 3.1mm)	
25/boîte	100/boîte
5110	5112

Pointe pour Retouche

Pour les corrections mineures, l'ajustement et le polissage des résines en moins d'une minute. S'utilise avec une pièce à main classique en appliquant une pression standard pour éliminer les excès, sculpter et lisser. Redonne une finition "Grand Brillant" sous pression légère

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)



12/boîte
5114

Gamme Prémium pour l'ajustage et le polissage tous métaux.

- Chrome** • *X-Gros* - Pour la finition et le polissage des métaux non précieux.
- Bleu** • *Gros* - Pour dégrossir les métaux chrome cobalt, l'acier inoxydable et les alliages non précieux.
- Gris** • *Medium* - Pour pré polir les alliages non précieux et les moulages en métaux précieux.
- Marron** • *Fin* - Pour une finition mat sur l'or et métaux non précieux.
- Vert** • *X-Fin* - Pour un polissage "Grande Brillant" de l'or et des métaux non précieux.

Meulettes		Lentilles		Cylindres		Crayons			
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)
12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	100/boîte	100/boîte
7301	7302	7305	7306	7309	7310	7311	7312	7316	7318
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)
12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	100/boîte	100/boîte
7801	7802	7805	7806	7809	7810	7811	7812	7816	7818
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)
12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	100/boîte	100/boîte
7351	7352	7355	7356	7359	7360	7361	7362	7366	7368
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)
12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	100/boîte	100/boîte
7401	7402	7405	7406	7409	7410	7411	7412	7416	7418
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)
12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	100/boîte	100/boîte
7451	7452	7455	7456	7459	7460	7461	7462	7466	7468

Gamme Prémium pour l'ajustage et le polissage tous métaux.

- Chrome** • *X-Gros* - Pour la finition et le polissage des métaux non précieux.
- Bleu** • *Gros* - Pour dégrossir les métaux chrome cobalt, l'acier inoxydable et les alliages non précieux.
- Gris** • *Medium* - Pour pré polir les alliages non précieux et les moulages en métaux précieux.
- Marron** • *Fin* - Pour une finition mat sur l'or et métaux non précieux.
- Vert** • *X-Fin* - Pour un polissage "Grande Brillant" de l'or et des métaux non précieux.

Midgets - PM

mandrins 3/32" (2.35mm)

Wheel		Knife		12		14		15		138	
12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte	12/boîte	72/boîte
7323	7324	7325	7326	7331	7332	7333	7334	7335	7336	7337	7338
7823		7824		7825		7826		7831		7832	
7373		7374		7375		7376		7381		7382	
7423		7424		7425		7426		7431		7432	
7473		7474		7475		7476		7481		7482	
7483		7484		7485		7486		7487		7488	

- Chrome** • *X-Gros* - Pour la finition et le polissage des métaux non précieux.
- Bleu** • *Gros* - Pour dégrossir les métaux chrome cobalt, l'acier inoxydable et les alliages non précieux.
- Gris** • *Medium* - Pour pré polir les alliages non précieux et les armatures en métaux précieux.
- Marron** • *Fin* - Pour une finition mat sur l'or et les métaux non précieux.
- Vert** • *X-Fin* - Pour un polissage "Grand Brillant" de l'or et des métaux non précieux.

Midgets - CA					Midgets - FG				Jumbos - PM
mandrins 3/32" (2.35mm)					mandrins 1/16" (1.6mm)				mandrins 3/32" (2.35mm)
7	Cup	15	138	Mini	Cup	15	138	Mini	G
12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	12/boîte	5/boîte
7339	7341	7342	7343	7344	7345	7346	7347	7348	7340
7839	7841	7842	7843	7844	7845	7846	7847	7848	7840
7389	7391	7392	7393	7394	7395	7396	7397	7398	7390
7439	7441	7442	7443	7444	7445	7446	7447	7448	7440
7489	7491	7492	7493	7494	7495	7496	7497	7498	7490

Gris • Ultra-Doux – Polissoirs silicone flexibles pour le pré polissage et le polissage de l'or et autres métaux.




















Ponce • Medium – Pour sertisseurs de bijouterie; ne raye pas les pierres précieuses ou synthétiques. (silicone)

Ponce • Fin – Pour sertisseurs de bijouterie; ne raye pas les pierres précieuses ou synthétiques. (silicone)

Miracle Gold • Ultra-Fin – Les meilleurs de tous les polissoirs silicone pour le polissage final de l'or.

Plus besoin de pâte à polir.

Flexies Poly Blancs • Les favoris traditionnels pour l'or et la céramique – maintenant disponibles en polyuréthane.

	Meulettes	Lentilles	Cylindres	Midgets - PM	
Gris - Ultra-doux				mandrins 3/32" (2.35mm) —	
	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15 —	
	12/boîte 100/boîte	12/boîte 100/boîte	12/boîte 100/boîte	12/boîte 72/boîte	
	7901 7902	7903 7904	7905 7906	— —	
Ponce - Medium					
	7911 7912	7913 7914	7915 7916	7917 7918	
	Ponce - Fin				
		7921 7922	7923 7924	7925 7926	7927 7928
Miracle Gold					
		6561 6562	6563 6564	6567 6568	6569 6570
	Blanc Flexies Poly				
		7951 7952	7953 7954	7955 7956	7957 7958

















"Doux & flexibles" pour alliages précieux

Blanc • *X-Gros* – Pour retoucher et éliminer les stries.

Noir • *Medium* – Pour pré polir.

Bleu • *Fin* – Pour un polissage "Grand Brillant".

Rose • *X-Fin* – Pour un polissage ultra-brillant.

Meulettes						Lentilles				Crayons		Cupules	
													
11/16" x 3/32" (17.5·2.4mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" x 1/4" (22·6.3mm)		11/16" (17.5mm)		7/8" (22.2mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)	1/2" x 1/4" (11·6mm)	
12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	100/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte
7101	7102	7103	7104	7105	7106	7107	7108	7109	7110	7116	7118	7119	7120
													
7151	7152	7153	7154	7155	7156	7157	7158	7159	7160	7166	7168	7169	7170
													
7201	7202	7203	7204	7205	7206	7207	7208	7209	7210	7216	7218	7219	7220
													
7251	7252	7253	7254	7255	7256	7257	7258	7259	7260	7266	7268	7269	7270

"Doux & flexibles" pour alliages précieux

Blanc • *X-Gros* – Pour retoucher et éliminer les stries.

Noir • *Medium* – Pour pré polir.

Bleu • *Fin* – Pour un polissage "Grand Brillant".

Rose • *X-Fin* – Pour un polissage ultra-brillant.

Cylindres				Midgets - PM				Jumbos - PM
				mandrins 3/32" (2.35mm)				mandrins 3/32" (2.35mm)
15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15/16" x 3/8" (24·9.5mm)	15/16" x 1/2" (24·12.7mm)	12 —	14 —	15 —	138 —	G —
12/boîte 100/boîte	12/boîte 100/boîte	12/boîte 100/boîte	12/boîte 100/boîte	12/boîte 72/boîte	12/boîte 72/boîte	12/boîte 72/boîte	12/boîte 72/boîte	5/boîte
7111 7112	7113 7114	7121 7122	7123 7124	7131 7132	7133 7134	7135 7136	7137 7138	7140
7161 7162	7163 7164	7171 7172	7173 7174	7181 7182	7183 7184	7185 7186	7187 7188	7190
7211 7212	7213 7214	7221 7222	7223 7224	7231 7232	7233 7234	7235 7236	7237 7238	7240
7261 7262	7263 7264	7271 7272	7273 7274	7281 7282	7283 7284	7285 7286	7287 7288	7290





















"Doux & flexibles" pour alliages précieux

Blanc . *X-Gros* – Pour retoucher et éliminer les stries.

Noir . *Medium* – Pour pré polir.

Bleu . *Fin* – Pour un polissage "Grand Brillant".

Rose . *X-Fin* – Pour un polissage ultra-brillant.

Crayons Côniques pour Bagues			Tour	Meules Segmentées
				
3" x 3/8"-5/8" (76·9.5-15.8mm)	3" x 3/8"-3/4" (76·9.5-19.1mm)	4" x 5/8" - 15/16" (101·15.8-24mm)	4" x 1/2" (101·12.7mm)	6" (152.4mm)
7961	7962	7963	7100	7964
				
7965	7966	7967	7150	7968
				
7969	7970	7971	7200	7972
				
7973	7974	7975	7250	7976

En réponse à une forte demande, nous avons le plaisir d'ajouter à notre gamme de produit ces nouveaux assortiments de polissoirs caoutchouc.



Assortiment Crayons de Polissage 2mm	51/kit	7851
Assortiment Crayons de Polissage 3mm	51/kit	7852
Assortiment Midget Classique	24/kit	4333
Assortiment Midget Polyuréthane	24/kit	7853
Assortiment Midget Silicone Universel	24/kit	7854
Assortiment Polissage en Ponce pour Bijoutiers	31/kit	7855
Assortiment Polissage Métal en Polyuréthane	84/kit	7856



Revolutionnaire – Traitement Nitrure de Titane
Le dernier cri de la technologie des Fraises

- ★ Durée de vie garantie 3 fois supérieure minimum
- ★ Finition tous matériaux plus rapide et sans surchauffe

Les Fraises Carbure Goldies® – Fraises carbure de tungstène de qualité supérieure auxquelles est appliquée une couche unique et permanente de 2.5µ de nitrure de titane doré.


Le revêtement en nitrure de titane se traduit par une forte augmentation de la durée de vie et des performances. Le nitrure de titane augmente la dureté de surface de la fraise et permet aux lames de rester aiguisées plus longtemps. Pendant l'utilisation, ce revêtement agit aussi comme un lubrifiant conférant aux fraises une coupe plus douce à des vitesses de rotation supérieures.

Les copeaux formés par un outil traité au nitrure de titane ont moins tendance à adhérer à l'outil. L'évacuation aisée des copeaux contribuent ainsi à un résultat de ur qualité.

Tout fraisage effectué avec succès en utilisant des fraises carbures classiques, peut maintenant être réalisé avec encore plus de succès en utilisant **Goldies®**.


Taille & Finition Composites - FG 1 unité par boîte

12 lames pour le sculptage et la finition rapides et en douceur des composites, de la céramique, de la résine ou de l'amalgame.




Découpe & Finition Métaux - FG 1 unité par boîte

Pour la finition et le meulage rapide de l'amalgame, de l'or et des métaux non précieux.




Fraises pour Tour 1 unité par boîte



mandrins 3/32" (2.35mm)


Taille Croisée

Pour les retouches sur résines, composites et céramiques. Idéal pour les retouches finales et les finitions des surfaces difficiles d'accès.




Gros

Les plus rapides pour dégrossir les résines et métaux, incluant les métaux non précieux et les métaux chrome cobalt.



Fin

Pour retoucher les résines et métaux au fauteuil et finition des surfaces.



Medium

Outils "Standard" pour retoucher les résines et les métaux.



Spécial


Pour la dégrossir les résines, plâtres et pierres. Sans Bourrage.



Série 47

Universelle . Disponible en taille croisée fine et grosse.






Longue-Durée - Nitrure de Titane

- ★ Configurations de lames croisées universelles
- ★ Usinage et équilibrage de précision
- ★ Codes couleur ISO


Taille croisée Standard: [E]

Taille croisée, idéal pour le meulage rapide des métaux, résines et plâtres.

mandrins 3/32" (2.35mm)



G071E 023 8310	G071E 027 8311	G071E 040 8351	G071E 050 8312	G072E 060 8313	G077E 029 8352	G077E 060 8353	G078E 040 8354	G079E 031 8355	G079E 040 8314
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



G079E 045 8356	G079E 060 8357	G137E 023 8315	G138E 016 8358	G251E 060L 8359	G257E 023 8360	G257RE 060 8361	G261E 023 8362	G295E 023 8363	G351E 040 8364	G351E 060 8316
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Taille croisée - Fin: [EF]


Taille croisée - gabarit fin, idéal pour le meulage précis des métaux, résines et plâtres.



G078EF 040 8317	G079EF 031 8318	G079EF 040 8319	G079EF 045 8370	G079EF 060 8320	G138EF 016 8371	G138EF 023 8321	G251EF 060 8322	G251EF 060L 8372	G257EF 023 8323
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Taille Croisée Fin: [EF]


Taille croisée - gabarit fin, idéal pour le meulage précis des métaux, résines et plâtres.



G261EF 023 8373	G293EF 023 8324	G295EF 023 8325	G351EF 040 8326	G351EF 060 8374
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Taille Croisée en Spirale - Fin: [SPF]

Taille croisée en spirale - idéal pour sculpter les résines de rebasage. Ebarbage tous métaux.



G79SPF 040 8375	G129SPF 023 8376	G251SPF 060 8377
-----------------------	------------------------	------------------------

mandrins 3/32" (2.35mm)

Taille croisée lames droites: [FST]

Lames droites à taille croisée plus fine, créé pour sculpter les résines et les matériaux de rebasage souples. A 15.000 t/min, ces fraises sont idéales pour travailler le titane.



G079FST 040 8327 G129FST 023 8328 G136FST 016 8329 G138FST 023 8330 G139FST 023 8331 G251FST 060 8332 G390FST 014 8333

Taille Croisée X-Gros: [XG]

Pour le dégrossissage rapide des résines, des plâtres et des matériaux de rebasage souples.



G251XG 060 8334 G351XG 070 8369

Taille croisée - X-Fin: [SF]


Design idéal pour le surfacage de la céramique et des métaux, ainsi que pour les restaurations temporaires des résines.



G079SF 045 8365 G257SF 023 8366 G261SF 023 8335 G293SF 023 8336 G295SF 023 8337

Taille croisée - Gros - lame droite : [GSQ]


Excellent pour dégrossir et sculpter les résines de rebasage souples.



G077GSQ 040 8338 G251GSQ 060 8339 G261GSQ 023 8340

Taille croisée - Gros: [SG]


Idéal pour dégrossir et sculpter rapidement les résines et les plâtres.



G072SG 060 8341 G079SG 045 8342 G079SG 060 8343 G251SG 060 8367 G351SG 060 8368

Denture Titane - Gros: [GTi]

Cette taille spéciale autorise une découpe plus agressive en stabilisant le bord d'attaque.



G079GTi 040 8344 G129GTi 023 8345 G138GTi 023 8346 G139GTi 023 8347

Taille croisée "Bulk": [GE]


Pour dégrossir rapidement et en douceur les résines et plâtres.



G251GE 060 8348 G351GE 060 8349

Forme Vacuum

Idéal pour la découpe des plaques-base thermoformées.



G219 023 8378 G219S 023 8379

Kit 6 Pièces 8350

Kit spécial pour les retouches sur métaux, résines et plâtres.



G251E 060L 8359 G261E 023 8362 G351SG 060 8368 G351XG 070 8369 G251EF 060L 8372 G251SPF 060 8377

Dedeco®

Since 1937

Goldies® TSUNAMI®

1 unité par boîte

NOUVEAU

Fraises Carbure longue-durée, traitées au nitrure de titane et disposant d'une structure unique conçue pour la taille et la découpe ultra-rapides du plâtres et des résines époxy et acryliques. Ne bourrent pas.

Gros

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)

diamètre interne 3/4" (19.1mm)



Round Long Taper Taper Cylinder Ball Nose Roto Saw Flame Bud

1/2" Sleeve 1" Sleeve

8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468

8481 8482

Fin

8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458

8471 8472

Dedeco®

Since 1937

Goldies® Forets Carbure

- ★ Fonctionne avec tous les tours et systèmes de fabrication populaires
- ★ Durée de vie garantie, multipliée par 3
- ★ Précision supérieure
- ★ S'utilise à vitesses de rotation plus rapides et sans surchauffe



mandrin 3mm • tête 6mm • long. totale 34.5mm
8500

Dedeco®

Since 1937

Fraises pour tour 1 unité par boîte**LE LEADER DU MARCHÉ**

Les fraises carbure de tungstène utilisées pour fabriquer nos fameux **Goldies®** sont aussi disponibles sans traitement au nitrure de titane:

Ø 1/2" (12.7mm) • mandrins 1/4" (6.3mm)

Ø 3/8" (9.5mm) • mandrins 1/4" (6.3mm)




A-1/2 9071 B-1/2 9072 C-1/2 9073 D-1/2 9074 E-1/2 9075

A-3/8 9081 B-3/8 9082 C-3/8 9083 D-3/8 9084 E-3/8 9085

mandrins 3/32" (2.35mm)


Taille Croisée

Pour les retouches sur résines, composites et céramiques. Idéal pour les retouches finales et les finitions des surfaces difficiles d'accès.




Gros

Les plus rapides pour dégrossir les résines et métaux, incluant les métaux non précieux et les métaux chrome cobalt.





Fin

Pour retoucher les résines et métaux au fauteuil et finition des surfaces.



Medium

Outils "Standard" pour retoucher les résines et les métaux.



51-A 9012 61-A/81-A 9013 73-C 9014 88-A 9015 83-E 9016 41-P 9051 44-C 9052 31-P 9061 32-P 9062 33-C 9063 71-G 9064

Spécial

Pour la dégrossir les résines, plâtres et pierres. Sans Bourrage.



84-T/SP 9091 88-A/SP 9092

Série 47

Universelle . Disponible entaille croisée fine et grosse.



47-XF 9010 47-XC 9011

Les fraises carbure de tungstène utilisées pour fabriquer nos fameux **Goldies®** sont aussi disponibles sans traitement au nitrure de titane:

- ★ Configurations de lames croisées universelles
- ★ Usinage et équilibrage de précision
- ★ Codes couleur ISO


Taille croisée: [E]

Taille croisée, idéal pour le meulage rapide des métaux, résines et plâtres.

mandrins 3/32" (2.35mm)



D071E 023 9310	D071E 027 9311	D071E 040 9351	D071E 050 9312	D072E 060 9313	D077E 029 9352	D077E 060 9353	D078E 040 9354	D079E 031 9355	D079E 040 9314
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



D079E 045 9356	D079E 060 9357	D137E 023 9315	D138E 016 9358	D251E 060L 9359	D257E 023 9360	D257RE 060 9361	D261E 023 9362	D295E 023 9363	D351E 040 9364	D351E 060 9316
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Taille croisée - Fin: [EF]

Taille croisée - gabarit fin, idéal pour le meulage précis des métaux, résines et plâtres.



D078EF 040 9317	D079EF 031 9318	D079EF 040 9319	D079EF 045 9370	D079EF 060 9320	D138EF 016 9371	D138EF 023 9321	D251EF 060 9322	D251EF 060L 9372	D257EF 023 9323
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Taille Croisée Fin: [EF]

Taille croisée - gabarit fin, idéal pour le meulage précis des métaux, résines et plâtres.



D261EF 023 9373	D293EF 023 9324	D295EF 023 9325	D351EF 040 9326	D351EF 060 9374
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Taille Croisée en Spirale - Fin: [SPF]

Taille croisée en spirale - idéal pour sculpter les résines de rebasage. Ebarbage tous métaux.



D79SPF 040 9375	D129SPF 023 9376	D251SPF 060 9377
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Taille croisée lames droites: [FST]

Lames droites à taille croisée plus fine, créé pour sculpter les résines et les matériaux de rebasage souples. A 15.000 t/min, ces fraises sont idéales pour travailler le titane.



D079FST 040 9327 D129FST 023 9328 D136FST 016 9329 D138FST 023 9330 D139FST 023 9331 D251FST 060 9332 D390FST 014 9333

Taille Croisée X-Gros: [XG]


Pour le dégrossissage rapide des résines, des plâtres et des matériaux de rebasage souples.



D251XG 060 9334 D351XG 070 9369

Taille croisée - X-Fin: [SF]


Design idéal pour le surfacage de la céramique et des métaux, ainsi que pour les restaurations temporaires des résines.



D079SF 045 9365 D257SF 023 9366 D261SF 023 9335 D293SF 023 9336 D295SF 023 9337

Taille croisée - Gros - lame droite : [GSQ]

Excellent pour dégrossir et sculpter les résines de rebasage souples.



D077GSQ 040 9338 D251GSQ 060 9339 D261GSQ 023 9340

Taille croisée - Gros: [SG]


Idéal pour dégrossir et sculpter rapidement les résines et les plâtres.



D072SG 060 9341 D079SG 045 9342 D079SG 060 9343 D251SG 060 9367 D351SG 060 9368

Denture Titane - Gros: [GTi]

Cette taille spéciale autorise une découpe plus agressive en stabilisant le bord d'attaque.



D079GTi 040 9344 D129GTi 023 9345 D138GTi 023 9346 D139GTi 023 9347

Taille croisée "Bulk": [GE]


Pour dégrossir rapidement et en douceur les résines et plâtres.



D251GE 060 9348 D351GE 060 9349

Forme Vacuum


Idéal pour la découpe des plaques-base thermoformées.



D219 023 9378 D219S 023 9379

Kit 6 Pièces 9350

Kit spécial pour les retouches sur métaux, résines et plâtres.


















D251E 060L 9359 D261E 023 9362 D351SG 060 9368 D351XG 070 9369 D251EF 060L 9372 D251SPF 060 9377

Révolutionnaire – Traitement Nitrure de Titane
Le dernier cri de la technologie

★ Durée de vie 3x supérieure garantie

★ Finition plus rapide, plus douce et avec un échauffement moindre sur tous types de matériaux







Numéro mm pouces	PM - mandrins 3/32" (2.35mm)														
	1 0.9 .035	2 1.1 .043	3 1.3 .051	4 1.5 .059	5 1.7 .067	6 1.9 .075	7 2.1 .083	8 2.3 .090	9 2.5 .098	10 2.7 .106	11 2.9 .114	12 3.1 .122	13 3.3 .130	14 3.5 .138	15 3.8 .149
CÔNE FIN 									0384				0419		
CÔNE 															
CÔNE INVERSE 					0350			0351					0423		
CYLINDRE 					0356			0357					0427		
TRONC CÔNIQUE 					0352			0353					0424		
ROUE 					0358			0359					0429		
MEULETTE 					0354			0355					0425		
FLAMME 		0346		0347		0348		0349		0385		0386		0420	
CHAPEAU CHINOIS 	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0380	0381	0382	0383	0413	0414	0415
LENTILLE 45° 		0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0376	0377	0378	0379	0407	0408	0409
LENTILLE 90° 	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0372	0373	0374	0375	0401	0402	0403
CONE 		0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0368	0369	0370	0371	0397	0398	
BOUTON DE ROSE 		0309	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0364	0365	0366	0367	0393	0394	
BOULE 	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0360	0361	0362	0363	0387	0388	0389

Fabriquées en utilisant un procédé de plaquage par vaporisation sous vide à très haute température - le nitrure de titane gazéifié adhère à la surface des lames, formant un outil virtuellement indestructible. Tout matériau pouvant être coupé sans problèmes avec les fraises ultra-rapides traditionnelles le seront beaucoup plus efficacement avec **Goldies**®. PM - mandrins 3/32" (2.35mm)

1/4 Ct.		3/8 Ct.		1/2 Ct.			3/4 Ct.		1 Ct.		1-1/2 Ct.		2 Ct.	2-1/2 Ct.	3 Ct.	3-1/2 Ct.	4 Ct.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
4.0	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.3	6.7	7.2	7.6	8.0	8.9	9.6	10.4	11.1
.157	.169	.177	.185	.197	.204	.212	.220	.232	.248	.263	.283	.299	.314	.350	.377	.409	.437
			0459														
									0494				0495				0523
			0463						0496				0497				
0428			0466						0502				0503				0525
			0464						0498				0499				
0430			0467						0504				0505				0526
0426			0465						0500				0501				0524
0421		0422		0460	0461		0462		0492				0493				
0416	0417	0418	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0487	0488	0489	0490	0491	0512	0513	0521	0522
0410	0411	0412	0449	0450	0451		0452		0484		0485		0486				0520
0404	0405	0406	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0479	0480	0481	0482	0483	0510	0511	0518	0519
0399		0400		0440	0441		0442		0476		0477		0478		0509		0517
0395		0396		0437	0438		0439		0473		0474		0475		0508		0516
0390	0391	0392	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0468	0469	0470	0471	0472	0506	0507	0514	0515

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)

Dedeco propose une gamme d'assortiments pour chacune des références les plus utilisées sous la forme d'un porte fraise 36-instruments en lucite.



Boule 1-18	18/kit	0527
Boule 1-26 (sauf 21)	25/kit	0528
Boule 1-30 (sauf 21)	29/kit	0529
Boule 1-34 (sauf 21)	33/kit	0530
Bouton 2-14 & tailles paires de 16 à 26	19/kit	0531
Bouton 2-14 & tailles paires de 16 à 34	23/kit	0532
Cône 2-14 & tailles paires de 16 à 26	19/kit	0533
Cône 2-14 & tailles paires de 16 à 34	23/kit	0534
Lentille 90° 1-18	18/kit	0535
Lentille 90° 1-26 (sauf 21)	25/kit	0536
Lentille 90° tailles paires de 2 à 28	14/kit	0537
Lentille 90° 1-34 (sauf 21)	33/kit	0538
Lentille 45° 2-18	17/kit	0539
Lentille 45° tailles paires 2 à 28	14/kit	0540
Lentille 45° 2-20 & tailles paires 22 à 30	24/kit	0541
Chapeau Chinois 1-18	18/kit	0542
Chapeau Chinois 1-26 (sauf 21)	25/kit	0543
Chapeau Chinois 1-30 (sauf 21)	29/kit	0544
Chapeau Chinois 1-34 (sauf 21)	33/kit	0545

Le "top-qualité" du leader du marché. La construction "solid-ring" et le positionnement uniforme des poils assurent une performance optimale et une durée de vie maximale.



Ø 7/8" (22.2mm) • trim 1/4" (6.3mm)



Souple	Medium	Dur
7054	7055	7056

	Goldies [®]			Uncoated		
Florentine	mandrins 3/32" (2.35mm)			mandrins 3/32" (2.35mm)		
Fraises de qualité supérieure, en carbure de tungstène, monobloc. les formes standards du marché sont maintenant disponibles en mandrin 3/32" (2.35mm).						
	Tonneau	Cylindre	Flamme	Tonneau	Cylindre	Flamme
	8441	8442	8443	9441	9442	9443
Bagues	Ø 1/4" (6.3mm) • mandrins 3/32" (2.35mm)			Ø 1/4" (6.3mm) • mandrins 3/32" (2.35mm)		
Fabriquées dans le même carbure de tungstène de qualité supérieure, ces fraises cylindriques sont spécialement conçues et usinées pour faciliter et accélérer le travail sur la face intérieure des bagues.						
	X-Fin	Standard	X-Gros	X-Fin	Standard	X-Gros
	8411	8412	8413	9411	9412	9413
	Ø 3/8" (9.5mm) • mandrins 1/8" (3.18mm)			Ø 3/8" (9.5mm) • mandrins 1/8" (3.18mm)		
	X-Fin	Standard	X-Gros	X-Fin	Standard	X-Gros
	8421	8422	8423	9421	9422	9423



Pour Tours - Remplacent les bandes abrasives. Disponibles en grain fin et gros.
S'utilisent Avec un mandrin pour bande abrasive 3/4" standard.

Goldies[®]

Standard

Ø 3/4" (19mm)



Gros
2/boîte

2541

Fin
2/boîte

2542

Ø 3/4" (19mm)



Gros
2/boîte

2741

Fin
2/boîte

2742

Pour pièce à main - Remplacent les bandes abrasives et les abrasifs pour résines.
Disponibles en grain fin uniquement. S'utilisent avec mandrin PM Dia-Dome.

Ø 1/2" (12.7mm)



Fin
1/unité

2543

Fin
3/boîte

2547

Ø 1/2" (12.7mm)



Fin
1/unité

2743

Fin
3/boîte

2747

Ø 1/2" (12.7mm)
mandrins 3/32" (2.35mm)



Fin
2/kit

2544

Mandrin Dia-Dome - PM

mandrins 3/32" (2.35mm)



-
1/unité

2745

Ø 1/2" (12.7mm)
mandrins 3/32" (2.35mm)



Fin
2/kit

2744

Disques Diamantés Frittés - "Sintered Slims" 1 unité par boîte

"Longue Durée". Les meilleurs disques diamantés frittés pour dégrossir les composites et résines.



7/8" x .007"
(22 · 0.18mm)
2807



1-1/4" x .032"
(32 · 0.8mm)
2803



1-1/4" x .025"
(32 · 0.6mm)
2825

Disques et Fraises plaquées diamantées, disponibles en grain Fin et Gros.

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)

Goldies®

Standard

Gros																	
	49/1060 2501	75/1060 2502	77/1060 2503	78/1060 2504	78/1090 2505	79/1045 2506	49/1060 2701	75/1060 2702	77/1060 2703	78/1060 2704	78/1090 2705	79/1045 2706					
Fin																	
	49/4060 2551	75/4060 2552	77/4060 2553	78/4060 2554	78/4090 2555	79/4045 2556	49/4060 2707	75/4060 2708	77/4060 2709	78/4060 2710	78/4090 2711	79/4045 2712					
Fin																	
	23/4030 2601	49/4030 2602	42/4050 2603	48/4030 2604	71/4030 2605	212/4020 2606	23/4030 2713	49/4030 2714	42/4050 2715	48/4030 2716	71/4030 2717	212/4020 2718					
Fin																	
	212/4030 2607	212/4040 2608	213/4040 2609	231/4080 2610	232/4120 2611	234/4080 2612	212/4030 2719	212/4040 2720	213/4040 2721	231/4080 2722	232/4120 2723	234/4080 2724					
Fin																	
	501/016 2657	537/016 2658	558/016 2659	559/023 2660	563/014 2661	563/018 2662	501/016 2725	537/016 2726	558/016 2727	559/023 2728	563/014 2729	563/018 2730					
Disque "Superflex" partiel tranchant sur champ D/S-220 x .15mm 2651 S/S-220 x .10mm 2654			Disque "Superflex" plein tranchant sur champ D/S-220 x .18mm 2652 S/S-220 x .13mm 2655			Disque "Flexibles" plein tranchant sur champ D/S-220 x .3mm 2653 S/S-220 x .2mm 2656			Disque "Superflex" partiel tranchant sur champ D/S-220 x .15mm 2751 S/S-220 x .10mm 2752			Disque "Superflex" plein tranchant sur champ D/S-220 x .18mm 2753 S/S-220 x .13mm 2754			Disque "Flexibles" plein tranchant sur champ D/S-220 x .3mm 2755 S/S-220 x .2mm 2756		




Tout simplement les meilleurs !

Peu importe le matériaux, qu'il s'agisse de Céramiques, d'or, de composites , d'émail, de résines ou de zircon, ou encore d'un des métaux céramiques semi-précieux que l'on rencontre fréquemment de nos jours, DEDECO offre le disque parfait pour exécuter le travail rapidement et professionnellement.

Disques Silicone - Multi-Usages

Les disques à séparer les plus durables du marché. Un liant en résine spéciale leur assure une durée de vie et des performances maximales. Les outils ELITE constituent le choix idéal pour la céramique, l'or, l'émail, le zircon et les métaux. Epaisseur min. .005"



7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/boîte	100/boîte	25/boîte	100/boîte	25/boîte	100/boîte	25/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte
5551	5552	5553	5554	5555	5556	5557	5558	5559	5560	5561	5562

Disques Oxyde d'Aluminium - Idéal pour les métaux

Les disques à séparer les plus durables du marché. Un liant en résine spéciale leur assure une durée de vie et des performances maximales. Les outils oxyde d'aluminium ELITE constituent le choix idéal pour les métaux durs. Epaisseur min. .005"



7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/boîte	100/boîte	25/boîte	100/boîte	25/boîte	100/boîte	25/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte	12/boîte	100/boîte
5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	5512



Favoris de Toujours

Disques Carbure de Silicium - Multi-Usages

Ultra - .005 – Le disque le plus fin du marché pour céramique, or, émail et métaux pour bridges & couronnes.	7/8" x .005" (22 · 0.15mm)	25/boîte 100/boîte	5190 5197
NM Slims / Ultra - .009 – “L’original” - disque à séparer longue durée ultra-fin pour porcelaine, or, émail et métaux pour bridges & couronnes.	7/8" x .009" (22 · 0.2mm)	25/boîte 50/boîte 100/boîte	5172 5170 5171
Disques très fins – Similaires aux NM Slims / Ultra-.009 mais légèrement plus épais.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	50/boîte 100/boîte	5181 5182
Disques ultra-fins – Disques très fins pour céramique, or, composite, émail, résine et métaux pour couronnes & bridges.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	100/boîte 100/boîte	5178 D/S 5180 S/S
Stripper Discs – Disques gros grain double-face pour la finition rapide et le dégrossissage de la céramique et de l’or.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/boîte	5177
Disques Double-Face – le choix privilégié pour la céramique, l’émail et l’or.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/boîte	5203
Disques “Safe-Side” – le choix privilégié pour la céramique, l’émail et l’or.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/boîte	5206

Disques Oxyde d’Aluminium - Idéal pour métaux

Disques Fins A/O / Dura - .009 – “L’original” - disque longue-durée et ultra-fin. Le plus rapide pour l’or et tous métaux.	7/8" x .009" (22 · 0.2mm)	25/boîte 100/boîte	5173 5183
Dura - .015 – Similaire aux A/O/Dura - .009 mais légèrement plus épais.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	50/boîte 100/boîte	5188 5189
Junior Cut-Offs – Le choix privilégié pour dégrossir et finir les métaux chrome cobalt. Rapide, longue durée, sans échauffement et sans dégagement d’odeurs.	15/16" x .018" (24 · 0.4mm)	100/boîte	5210
Rubi Mini-Slitters – Le meilleur outil pour dégrossir très rapidement et sans échauffement de tous les métaux céramiques non précieux et semi-précieux. “Non contaminant”	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/boîte	5176
Disques haute vitesse – Grand classique pour pour le dégrossissage rapide et sans chauffer de tous types de métaux.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/boîte	5209
Disques Rouges – Standard pour dégrossir et finir les métaux chrome cobalt et les métaux non précieux.	15/16" x .025" (24 · 0.6mm)	100/boîte	7021



Tout simplement les meilleurs !



Incassables • Multi-usages • Disques flexibles renforcés fibre de verre

Carbure de Silicium

Oxyde d'Aluminium

Pour céramique, or, zircon et les métaux pour couronnes & bridges.

Choix privilégié pour les métaux plus durs.



7/8" x .009"
(22·0.2mm)

7/8" x .015"
(22·0.3mm)

1-1/2" x .020"
(38·0.5mm)

15/16" x .009"
(24·0.2mm)

15/16" x .015"
(24·0.3mm)

1-1/2" x .020"
(38·0.5mm)

5581

5583

5585

5571

5573

5575

Disques Fibre-Cut Traditionnels

LE LEADER DU MARCHÉ

Surnommés "Fibre-Cut", les disques renforcés incassables traditionnels de DEDECO sont efficaces sur tous matériaux, des métaux durs jusqu'aux résines molles. (oxyde d'aluminium)

1-1/4" x .049" x 1/16" (32·1.2mm)	12/boîte 100/boîte	7000 9858
1-1/2" x .049" x 1/16" (38·1.2mm)	12/boîte 100/boîte	7001 9588
2-1/2" x .049" x 1/4" (64·1.2mm)	6/boîte 100/boîte	7002 9589
3" x .049" x 1/4" (76·1.2mm)	6/boîte 100/boîte	7003 9590
4" x .049" x 1/4" (101·1.2mm)	6/boîte 100/boîte	7004 9591



Mandrels Fibre-Cut 1 unité par boîte

Le mandrin idéal pour offrir une durée de vie étendue et de meilleurs performances aux disques "Fibre-Cut" 2-1/2", 3" et 4".

7005



mandrin 1/4" (6.3mm)

“Grand Classique” DEDECO pour le dégrossissage et la finition des métaux chrome cobalt. Rapide, sans échauffement et sans odeurs. (oxyde d’aluminium)

Disques 1-1/4”

1-1/4” x .025” (32·0.6mm)	1-1/4” x .032” (32·0.8mm)	1-1/4” x .049” (32·1.2mm)	1-1/4” x .062” (32·1.6mm)	1-1/4” x .082” (32·2.2mm)
5163	5168	5166	5165	5164

Disques 1-1/2”



1-1/2” x .032” (38·0.8mm)	1-1/2” x .049” (38·1.2mm)
5169	5167



Rubi Slitters

100 unités par boîte

Les meilleurs pour le dégrossissage rapide et sans chauffer des métaux céramiques non précieux et semi-précieux. “Non-Contaminant” et longue-durée. (oxyde d’aluminium)

1-1/2” x .032” (38·0.8mm)
5174

Disques à Découper - Rouge

12 ou 100 unités par boîte

Outil standard pour le dégrossissage et la finition des métaux chrome cobalt. (oxyde d’aluminium)



1-1/4” x .062” (32·1.6mm)	1-1/2” x .025” (38·0.6mm)	1-1/2” x .040” (38·1.0mm)
12/boîte 100/boîte	12/boîte 100/boîte	12/boîte 100/boîte
7006 7022	7007 7023	7008 7024


Disques “Fastcut”

100 unités par boîte

En réponse à une forte demande, ces disques à dégrossir à la surface douce sont proposés dans les tailles standard utilisant le système métrique - pour le travail des métaux chrome cobalt et des métaux non précieux. (oxyde d’aluminium)



1” x .027” (25·0.7mm)	1-3/8” x .027” (35·0.7mm)	1-3/8” x .066” (35·1.7mm)	1-5/8” x .040” (40·1.0mm)
5211	5212	5213	5214




Le standard du secteur. Le liant anti-bourrage assure l'exposition constante de nouvelles particules abrasives à la surface de l'instrument et empêche l'échauffement excessif. Centrage parfait, sécurité et fiabilité.

Noir • Gros (silicone abrasif) – L'outil multi-fonctions par excellence.

Vert • Fin (silicone abrasif) – Idéal pour l'émail et la céramique - laisse une surface extra-lisse, plus facile à polir.

Blanc • Fin (Oxyde d'Aluminium) – "Non-Contaminant" Pour la finition de métaux non précieux et semi-précieux.

Rouge • Gros (Oxyde d'Aluminium) – Pour la finition rapide de métaux céramiques non précieux et semi-précieux.



1

2

3

4

5

6

1" x 3/16"
(25 · 4.8mm)

1" x 1/8"
(25 · 3.1mm)

1" x 3/32"
(25 · 2.4mm)

7/8" x 3/16"
(22 · 4.8mm)

7/8" x 1/8"
(22 · 3.1mm)

7/8" x 3/32"
(22 · 2.4mm)

0801


0802

0803

0804

0805

0806



0816

0817

0818

0819

0820

0821



0831

0832

0833

0834

0835


0836




0846

0848

0850



7	8	9	10	11	12	13	14	15
3/4" x 3/16" (19 · 4.8mm)	3/4" x 1/8" (19 · 3.1mm)	3/4" x 3/32" (19 · 2.4mm)	5/8" x 3/16" (15 · 4.8mm)	5/8" x 1/8" (15 · 3.1mm)	5/8" x 3/32" (15 · 2.4mm)	1/2" x 3/16" (12 · 4.8mm)	1/2" x 1/8" (12 · 3.1mm)	1/2" x 3/32" (12 · 2.4mm)
0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815



0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830
------	------	------	------	------	------	------	------	------




0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845
------	------	------	------	------	------	------	------	------



	0853							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

Qu'il s'agisse de céramique, d'or, d'émail ou de n'importe quel métal céramique semi- ou non précieux, Dedeco fournit la meulette idéale pour mener à bien le travail sur n'importe quel matériau rapidement et avec un résultat impeccable.



Fin - Pour la finition rapide et sans surchauffe de la céramique, de l'or et de l'émail. Donne une surface très douce et très facile à polir. (carbure de silicone)

Vert • Universel - Outil classique tous usages Possède les mêmes qualités exceptionnelles que le modèle Fin. (carbure de silicone)

Noir • Universel - "Longue Durée" pour retoucher les moulages en or et en métal. (carbure de silicone)

High Speed - Pour la finition ultra-rapide des métaux durs et chrome cobalt. "Longue Durée" (oxyde d'aluminium)

Rubi - Pour la finition ultra-rapide des métaux céramiques et semi-précieux. (oxyde d'aluminium)

5/8" x 1/16" (15 · 1.6mm)	5/8" x 1/8" (15 · 3.1mm)	7/8" x 1/16" (22 · 1.6mm)	7/8" x 1/8" (22 · 3.1mm)
5355	5354	5351	5350
5385	5384	5381	5380
5375	5374	5371	5370
—	—	—	5390
—	—	—	5397



	3" x 1/4" (76 · 6.3mm)	3" x 3/8" (76 · 9.5mm)
Vert - Standard pour le meulage rapide et sans surchauffe de la céramique.	5122	5123
Noir - "Longue-Durée" pour le meulage rapide et sans surchauffe de la céramique.	5126	5127
Plaque base en résine - Disque à base de caoutchouc, pour dégrossir rapidement et sans bourrage les plaques-base et les prothèses en résine.	5137	5138
Vert Medium - Disque à base de caoutchouc pour éliminer rapidement les stries sur céramiques et métaux.	5147	5148
Rouge Résine - Pour le sculptage rapide, sans surchauffe et sans bourrage des résines de rebasage.	5159	5160
Blanc "Knock-Down" - Pour sculpter rapidement les modèles en plâtre.	5161	5162

Dos Velcro • Montage Rapide • 100% Résistant à l'eau

Les "STICKIES" éliminent virtuellement les désagréments habituellement associés à l'utilisation de disques adhésifs.

		Gros Grain 36	Standard Grain 50
Kit Complet 10"	6 Disques 10" 1 Roue plastique	7062	7060
Recharge 10"	6 Disques 10"	7063	7061
Kit Complet 12"	4 Disques 12" 1 Roue plastique	7072	7070
Recharge 12"	4 Disques 12"	7073	7071



Parfaitement Equilibrées • Renforcées fibre de verre • Longue durée

Les meules DEDECO sont désormais renforcées fibre de verre. Equilibrage parfait. Durée de vie accrue.

X-Gros - Grain 24
Gros - Grain 36

STANDARD

10" x 1/4" (254 · 6.3mm) grain 36 **7010**
12" x 1/4" (305 · 6.3mm) grain 36 **7012**

TYPE-FOSTER (avec témoin de centrage)

10" x 1/4" (254 · 6.3mm) grain 36 **7011**
12" x 1/4" (305 · 6.3mm) grain 36 **7013**
10" x 1/4" (254 · 6.3mm) grain 24 **7014**
12" x 1/4" (305 · 6.3mm) grain 24 **7015**



Les meilleures pour la finition rapide et sans échauffement de la céramique, de l'or, de l'émail et de l'amalgame. (silicone abrasif)

PM 12 ou 72 unités par boîte

mandrins 3/32" (2.35mm)

138 (CN1)	126 (CN3)	114 (CY1)	115 (CY3)	160 (CY4)	111 (FL2)	161 (FL3)	132 (FL3a)	162 (FL4)	113 —	127 (IC1)		
12/boîte	4223	4213	4048	4208	4031	4202	4032	4219	4033	4207	4214	
72/boîte	6223	6213	6248	6208	6231	6202	6232	6219	6233	6207	6214	
125 (IC2)	128 (IC3)	163 (IC4)	129 (IC5)	130 —	164 (IC6)	165 (IC7)	166 (IC8)	167 (IC9)	135 (KN1)	168 (KN2)		
12/boîte	4029	4215	4034	4216	4217	4035	4036	4037	4038	4221	4039	
72/boîte	6229	6215	6234	6216	6217	6235	6236	6237	6238	6221	6239	
133 (KN4)	151 —	152 (KN7)	169 (PC1)	170 (PC2)	18 (RD1)	17 (RD2)	131 (RD3)	19 (RD4)	171 (RE1)	123 —		
12/boîte	4220	4226	4227	4040	4041	4204	4030	4218	4222	4042	4212	
72/boîte	6220	6226	6227	6240	6241	6204	6230	6218	6222	6242	6212	
122 (TC1)	120 (TC2)	172 (TC3)	112 —	173 (TC4)	16 (WH1)	13 —	174 (WH3)	175 (WH4)	176 (WH5)	141 —	143 (WH6)	
12/boîte	4211	4210	4043	4206	4044	4203	4201	4045	4046	4047	4224	4225
72/boîte	6211	6210	6243	6206	6244	6203	6201	6245	6246	6247	6224	6225

CA 12 unités par boîte

FG 12 unités par boîte

mandrins 3/32" (2.35mm)

mandrins 1/16" (1.6mm)

138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	19 (RD4)	122 (TC1)	120 (TC2)	112 —	113 —	138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
12/boîte	4323	4302	4304	4322	4311	4310	4306	4423	4402	4404	4411

Les meilleures pour la finition ultra-fine des composites - ne coupent pas l'émail. (oxyde d'aluminium)

PM

mandrins 3/32" (2.35mm)

138 (CN1)	114 (CY1)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 —	127 (IC1)	125 (IC2)	135 (KN1)	133 (KN4)	18 (RD1)	17 (RD2)	122 (TC1)	16 (WH1)	141 —	143 (WH6)
4523	4509	4508	4502	4519	4507	4514	4529	4521	4520	4504	4528	4511	4503	4524	4525

CA

mandrins 3/32" (2.35 mm)

138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
4623	4602	4604	4611

FG

mandrins 1/16" (1.6mm)

138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
4723	4702	4704	4711

Kits Composite

12 unités par boîte



Kits contenant chacun 4x3 pointes "Giant" Vertes et Pointes Blanches "Arkansas" - Formes 138 (CN1) & 111 (FL2).

RA - 1053

FG - 1054

Les meilleures pour la finition précise des métaux céramiques semi - et non précieux. Non-contaminantes et longue-durée. (oxyde d'aluminium)

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)

1 —	138 (CN1)	126 (CN3)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 —	127 (IC1)	128 (IC3)	129 (IC5)	130 —	135 (KN1)	133 (KN4)
12/boîte 4161	4823	4813	4808	4802	4819	4807	4814	4815	4816	4817	4821	4820
72/boîte 4261	4923	4913	4908	4894	4919	4907	4914	4915	4916	4917	4921	4920

151 —	152 (KN7)	18 (RD1)	131 (RD3)	19 (RD4)	123 —	122 (TC1)	120 (TC2)	112 —	16 (WH1)	13 —	141 —	143 (WH6)
12/boîte 4826	4827	4804	4818	4822	4812	4811	4810	4806	4803	4801	4824	4825
72/boîte 4926	4927	4897	4918	4922	4912	4911	4910	4899	4896	4895	4924	4925

Dedeco®

Since 1937

Pointes "Diamants Frittés"


1 unité par boîte

NOUVEAU

Super Longue-Durée!

Pointes diamantées frittées pour le meulage, la mise en forme et la finition de couronnes céramiques et de pivots en zircon.

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)

**Dedeco®**

Since 1937

Pointes pour Laboratoire

LE LEADER DU MARCHÉ

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)

Fraises céramiques "Longue-Durée" pour la finition de tous métaux. (oxyde d'aluminium)

Gros - Pour la finition rapide des métaux chrome cobalt et des métaux durs.

Medium - Idéal pour la finition des métaux non précieux pour bridges et couronnes.



12 /boîte	4171	4172	4173	4175	4181	4182	4183	4185
72 /boîte	4271	4272	4273	4275	4281	4282	4283	4285

Dedeco®

Since 1937

"Affûteurs d'Instruments"

LE LEADER DU MARCHÉ

PM - mandrins 3/32" (2.35mm)

Pointes céramique/oxyde d'aluminium pour le nettoyage, l'affûtage et l'aiguisage des instruments - rapide et longue-durée !



Assortiment
"Affûtage d'instruments"
5 Pièces

5/8" Round	1/2" Round	3/8" Round	1/4" Round	3/16" Cone	—
1/unité	1/unité	1/unité	1/unité	1/unité	5/kit
5401	5402	5403	5404	5406	5410

Dedeco®

Since 1937

Pierre à Rectifier

1 unité par boîte

LE LEADER DU MARCHÉ




Nettoie et redonne rapidement leur forme originale à tous types d'instruments (silicone abrasif)

5400



1" x 1/2" x 1/2"
(25·12.7·12.7mm)

Répondant à une forte demande, nous avons étendu notre gamme pour fournir à tous bricoleurs nos instruments les plus appréciés.



Fonctionne avec tous types de perceuses & visseuses

Assortiment tous usages	134/kit	3100
Disques "Renforcés Fibre de Verre" • 1-1/4" x .049"	10/pc.	3601
Disques "Standard" • 15/16" x .025"	50/pc.	3602
Disques "Heavy Duty" • 15/16" x .040"	25/pc.	3603
Mandrins • mandrins 1/8" (3.18mm)	2/kit	3604
Kit Pointes Diamantées • mandrins 1/8" (3.18mm)	6/kit	3605
Fraises "Haute Vitesse" • mandrins 1/8" (3.18mm)	3/kit	3608
brossettes - "Meule" • mandrins 1/8" (3.18mm)	2/pc.	3609
Set de Gravage • mandrins 3/32" (2.35mm)	6/kit	3611
Kit de polissage caoutchouc • mandrins 3/32" (2.35mm)	6/kit	3612
Set Abrasif • mandrins 1/8" (3.18mm)	3/kit	3613
Metal Magic	2/tip	3698

Acier Inoxydable - mandrins 3/32" (2.35mm)

HIPPIE



12/boîte	144/boîte
5428	5438

PM



12/boîte	144/boîte
5425	5435

CA



12/boîte	144/boîte
5426	5436

2mm PIN



1/unité	12/boîte
7081	7082

3mm PIN



1/unité	12/boîte
7083	7084

Plaqué Nickel

PORTE MEULE



mandrin 1/4" (6.3mm)
1/unité
5121

SPIRALE



mandrin 3/32" (2.35mm)	mandrin 1/8" (3.18mm)	
12/boîte	144/boîte	6/boîte
5427	5437	5429

Porte-Fraises en Lucite

1 unité par boîte

Nous sommes fiers de pouvoir vous proposer notre gamme de portes fraises en lucite de haute qualité.

12 FG ou PM



2-1/2" x 2-1/2" x 3/8"

FG	PM
1/16" (1.6mm)	3/32" (2.35mm)
9650	9651

36 PM



4-1/2" x 3" x 3/4"

PM
3/32" (2.35mm)
9594

70 PM



8-1/2" x 6-1/4" x 1-1/2"

PM
3/32" (2.35mm)
9597

0301-0526	Goldies Acier Ultra-Rapides	27-28	4602-4623	Pierres Blanches "Arkansas" - CA.....	42
0527-0545	Goldies Acier Ultra-Rapides - Assortiments	29	4660-4683	Polissoirs Midget	2-3
0801-0853	Roues "Froides" Koolies	37-38	4702-4723	Pierres Blanches "Arkansas" - FG.....	42
1010-1011	Assortiments Classic.....	5	4760-4783	Polissoirs Midget	2-3
1053-1054	Kits de Finition Composite	42	4801-4827	Pierres A/O Rubi	42
1101-1150	Polissoirs Diamantés pour Céramiques "Hi-glaze"	6	4860-4883	Polissoirs Midget	2-3
1161-1175	Polissoirs Diamantés pour Céramiques "Hi-glaze" ..	5	4894-4927	Pierres A/O Rubi	42
1180-1181	Polissoirs Diamantés pour Céramiques "Hi-glaze" ..	6	4930-4933	Meulettes Super Polish	4
1185-1188	Polissoirs Diamantés "Hi-Gloss" pour Composites ..	5	4940-4983	Lentilles.....	1
2300-2406	Fraises Carbure Goldies - FG.....	19	4988-5030	Meulettes.....	1
2501-2506	Goldies Diamantés - PM	32	5042-5047	Meulettes Super Polish	4
2541-2547	Coiffes de ponçage diamantées Dia-Dome	31	5100-5106	Abrasifs pour Résines - Blanc.....	10
2551-2612	Fraises Diamantées Goldies - PM.....	32	5110-5114	Abrasifs pour Résines	10
2651-2656	Disques Diamantés Goldies.....	32	5121	Porte Meule.....	45
2657-2662	Fraises diamantées goldes - PM	32	5122-5162	Roues pour Tour	39
2701-2730	Fraises Diamantées - PM	32	5163-5169	Roues à Tronçonner.....	36
2741-2747	Coiffes diamantées Dia-Dome & mandrin	31	5170-5173	Disques à Séparer	34
2751-2756	Disques Diamantés	32	5174	Rubi Slitters	36
2803-2825	Disques Diamantés Frittés "Sintered Slims"	31	5176-5210	Disques à Séparer	34
3100	Assortiment tous usages.....	44	5211-5214	Fastcut Disques.....	36
3500	Assortiment Classic	5	5230-5235	Abrasifs pour Résines - Vert.....	10
3601-3698	Value Packs & Metal Magic.....	44	5240-5295	Polissoirs Caoutchouc Jumbo.....	3
4029-4048	Pierres Vertes "Giant" - PM	41	5350-5397	Meulettes.....	39
4161	Pierres A/O Rubi	42	5400	Pierre à Rectifier	43
4171-4185	Pointes pour laboratoire.....	43	5401-5410	Affûteurs d'Instruments	43
4201-4227	Pierres Vertes "Giant" - PM	41	5415-5422	Meules pour Tour.....	1
4261	Pierres A/O Rubi	42	5423	Mandrins Snap-On	5
4271-4285	Pointes pour laboratoire.....	43	5425-5438	Mandrins	45
4291-4293	Pointes Diamantées Frittées.....	43	5440-5495	Polissoirs Caoutchouc Jumbo.....	3
4302-4323	Pierres Vertes "Giant" - CA	41	5501-5562	Disques à Séparer ELITE.....	33
4333	Assortiment Midget Classic - PM.....	18	5571-5585	Disques "Fiber-Cut" ELITE	35
4336-4387	Polissoirs Midget	2-3	5988-5999	Meulettes Caoutchouc.....	1
4402-4423	Pierres Vertes "Giant"- FG.....	41	6100-6106	Abrasifs pour Résines - Rouge	10
4502-4529	Pierres Blanches "Arkansas" - PM.....	42	6201-6248	Pierres Vertes "Giant" - HP	41
4560-4583	Polissoirs Midget	2-3	6501-6534	Polissoirs Ponce pour Bijoutiers.....	4
4590-4595	Cylindres	1	6561-6570	Disques Silicone "Miracle Gold"	14

6601-6624	Polissoirs Midget	2	7750	Kit de retouche et polissage pour résines	9
7000-7005	Disques Fibre-Cut & Mandrin.....	35	7801-7848	Polissoirs Polyuréthane.....	11-13
7006-7008	Disques à dégrossir Rouge.....	36	7851-7852	Assortiment Pointes Polyuréthane	18
7010-7015	Disques taille plâtre.....	40	7853	Assortiment Midget Polyuréthane	18
7021	Disques à séparer Rouge	34	7854	Assortiment Midget Silicone "Universal"	18
7022-7024	Disques à Découper Rouge.....	36	7855	Assortiment "Ponce" pour Bijoutiers	18
7027-7030	Polissoirs Classic Rouges.....	4	7856	Kit Polissage Métal Polyuréthane.....	18
7054-7056	Brosses pour Bijoutiers.....	30	7901-7928	Polissoirs spéciaux Silicone & Polyuréthane	14
7060-7073	Stickies.....	40	7951-7958	Flexies Blancs polyuréthane	14
7081-7084	Mandrins	45	7961-7976	Crayons pour bagues et meules segmentées.....	17
7100	Roue pour tour - universel - Blanc.....	17	8000-8306	Carbures "Goldies"	19-20
7101-7140	Polissoirs Silicone "Universal" - Blanc	15-16	8310-8379	Euro Carbures "Goldies"	21-22
7150	Roue pour tour - universel - Noir	17	8411-8443	Carbures "Goldies" pour bijoutiers	30
7151-7190	Polissoirs Silicone "Universal" - Noir	15-16	8451-8482	Goldies Tsunami	23
7200	Roue pour tour - universel - Bleu.....	17	8500	Fraises Carbure Goldies	23
7201-7240	Polissoirs Silicone "Universal" - Bleu	15-16	9000-9306	Fraises Carbure	23-24
7250	Roue pour tour - universel - Rose.....	17	9310-9379	Fraises Euro Carbure.....	25-26
7251-7290	Polissoirs Silicone "Universal" - Rose	15-16	9411-9443	Fraises Carbure pour Bijoutiers.....	30
7301-7498	Polissoirs Polyuréthane.....	11-12	9588-9591	Disques Fibre-Cut.....	35
7501-7647	Polissoirs Silicone pour Céramiques.....	7-8	9594-9651	Portes Fraises - Lucite	45
7700-7746	Polissoirs Silicone pour Résines.....	9	9858	Disques Fibre-Cut.....	35

Dedeco International, Inc.

Dedeco International, Inc. recognizes its responsibility to replace or issue credit for such quantity of products as are proved to be defective. We do not accept liability for any loss or damage direct or consequential arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, the user shall determine the suitability of the product for its intended use and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. The foregoing may not be changed except in writing signed by an officer of the corporation.

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244

phone: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281

email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com

Minis[®]

With **STAINO[®]**
Whitening
Technology

Clean Tight Spaces Between Teeth



Minis

Break-away Design

Minis

Travel Model

Minis

Twin

Minisbox

The World's 1st Interdental Brush Compact

STAINO[®]
The Clean Between Teeth Specialists

Quality products since 1937

Dedeco®

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, New York 12760-0244

(845) 887-4840 • 888-4-DEDECO (433-3326)

fax: (845) 887-5281 • email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com