

Quality products since 1937

Dedeco®

**Turkish
Edition**

★ **Made in U.S.A.**






Flossbox[®]

Floss and Mirror in One



STAINO[®]
The Clean Between Teeth Specialists



Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244
phone: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281
email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com

Değerli Müşterilerimize;

70 yılı aşkın bir süredir Dedeco, üstün kaliteli tesviye ve polisaj ürünleri için standartlar oluşturmuştur. Üstün işçilik, güvenilirlik ve yenilikçilik, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için Dedeco'yu diğerlerinden ayıran farklılıklardır. Bu Dedeco'nun geleneğidir.



Uzun ömürlü ELİTE kesim diskleri, Goldies serisi TSUNAMI, klasik Dedeco aşındırıcıları gibi silikon ve poliüretan parlaticıları içeren son yenilikçi ürünlerimizden oluşan bu katalogun yayınlanması ile bu geleneği sürdürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Dedeco ürünleri, New-York, Long Eddy'de, dünya çapındaki müşterilerimize ve distribütörlerimize hızlı ve verimli servis sağlamak için kapsamlı bir stoğa da sahip olduğumuz, modern tesislerimizde üretilmektedir.

Bu sayfada sadece ürünlerimizin satıldığı bazı ülkeler gösterilmekle beraber, dünya üzerindeki tüm müşterilerimize destekleri için minnettarlığımızı sunmak isteriz.

Saygılarımla,

Steven M. Antler, Başkan



Kahverengi • Ekstra uzun ömürlü - Değerli ve yarı değerli metallerin hızlı tesviye ve polisaj işlemleri içindir. Uygulanan basınca bağlı olarak tesviye ve polisaj işlemlerinde benzersiz bir kapasiteye sahiptir.

Siyah • Sert - krom kobalt ve sert metallerin tesviye ve polisajı için.
Yeşil • Kalın - metallerin hızlı bir şekilde parlatılması ve aşındırılması için.

Mavi • Yoğun Parlaklık - Değerli, yarı değerli ve krom kobalt metallerin cilalanması için.
Kırmızı Lastikler • İnce - Altın polisajı için.
Beyaz Lastikler • Ekstra - İnce - Altın polisajı için.

Dörtgen kenarlı				Keskin Kenarlı		Silindirik	Lathe
5/8" x .032" (15-0.8mm)	5/8" x 1/16" (15-1.5mm)	7/8" x .042" (22-1.0mm)	7/8" x 1/8" (22-3.1mm)	5/8" (15.8mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24-6.3mm)	4" x 1/2" (101-12.7mm)
25/kutu 100/kutu	100/kutu	25/kutu 100/kutu	100/kutu	100/kutu	100/kutu	100/kutu	1/birim
4988 5988	5030	4989 5989	5010	4982	4983	4595	5419
4995 5995	5020	4990 5990	5000	4941	4940	4590	5420
4996 5996	5021	4991 5991	5001	4951	4950	4592	5421
4997 5997	5024	4992 5992	5004	4961	4960	4593	5422
4998 5998	5027	4993 5993	5007	4971	4970	4594	5415
						—	
4999 5999	5029	4994 5994	5009	4981	4980	—	5416

Küçük polisaj ürünleri - HP

Küçük polisaj ürünleri - RA

3/32" (2.35mm) vida boyu

3/32" (2.35mm) vida boyu



Wheel

Knife

Barrel

14

15

138

14

15

138

Mini

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu

12/kutu

12/kutu

12/kutu

6601 6602

6603 6604

4860 4866

4861 4867

4862 4868

4863 4869

4871

4872

4873

4870



6605 6606

6607 6608

4360 4336

4361 4345

4362 4368


4363 4369

4371

4372

4373

4370



6609 6610

6611 6612

4560 4566

4561 4567

4562 4568


4563 4569

4571

4572

4573

4570



6613 6614

6615 6616

4660 4666

4661 4667

4662 4668

4663 4669

4671

4672

4673

4670



6617 6618

6619 6620

4364 4359

4365 4350

4366 4353

4367 4356

4375

4376

4377

4374



6621 6622

6623 6624

4760 4766

4761 4767

4762 4768

4763 4769

4771

4772

4773

4770

Küçük polisaj ürünleri - FG

Jumbo - HP 5' li kutularda

1/16" (1.6mm) vida boyu

3/32" (2.35mm) & 1/8" (3.18mm) vida boyu

5 parçalı
çeşitler

15 138 Mini

A B C D E —

12/kutu 12/kutu 12/kutu

3/32" 1/8" 3/32" 1/8" 3/32" 1/8" 3/32" 1/8" 3/32" 1/8" 3/32" 1/8"

4882 4883 4880

5251 5451 5252 5452 5253 5453 5254 5454 5255 5455 5250 5450

5 parçalı
çeşitler

4382 4383 4380

5261 5461 5262 5462 5263 5463 5264 5464 5265 5465 5260 5460

5 parçalı
çeşitler

4582 4583 4580

5271 5471 5272 5472 5273 5473 5274 5474 5275 5475 5270 5470

5 parçalı
çeşitler

4682 4683 4680

5241 5441 5242 5442 5243 5443 5244 5444 5245 5445 5240 5440

5 parçalı
çeşitler

4386 4387 4384

5281 5481 5282 5482 5283 5483 5284 5484 5285 5485 5280 5480

5 parçalı
çeşitler

4782 4783 4780

5291 5491 5292 5492 5293 5493 5294 5494 5295 5495 5290 5490

Klasik Favoriler 100'lük kutularda

Gri - Krom kobalt metallerin tesviyesi ve polisajı için.



15/16" x 1/4"
(24·6.3mm)

7/8" x 1/8"
(22·3.1mm)

4591

5002

Yeşil - İnce
Her türlü metalin polisajı için.



7/8" x 1/8"
(22·3.1mm)

5003


Kırmızı Lastikler - Orta
Altındaki çiziklerin giderilmesi ve altının cilalanması için.



7/8" x 1/8"
(22·3.1mm)

5005

Yeşil - Orta
Tüm metallerin hızlı tesviyesi için.



5/8" x 1/16"
(15·1.6mm)

5026

7/8" x 1/8"
(22·3.1mm)

5006

Kırmızı - Sert
Krom kobalt metallerin tesviyesi ve polisajı için.



15/16" x 1/4"
(24·6.3mm)

7027

7/8" x 1/8"
(22·3.1mm)

7030

'Süper Parlatici' Diskler

Orta (Alüminyum Oksit) - Porselen ve metalde tesfiye sırasında oluşan çiziklerin hızlı bir şekilde çıkarılması için !
Bağlanma ajanları ve kompozitlerin büyük çaplı aşındırma işlemleri için Ortodontistlerin seçimi.

İnce (Silikon Karbit) - Porselen ve metallerde yüksek parlaklık sağlamada dişhekimlerinin favorisi.
Bağlanma ajanları ve kompozitlerin ufak çaplı aşındırma işlemleri için Ortodontistlerin seçimi.

Orta



İnce

5/8" x 1/16"
(15·1.6mm)

5/8" x 1/8"
(15·3.1mm)

5/8" x 1/16"
(15·1.6mm)

5/8" x 1/8"
(15·3.1mm)

5/8" x .032"
(15·0.8mm)

7/8" x .042"
(22·1.0mm)

25/kutu

25/kutu

25/kutu

25/kutu

25/kutu

100/kutu

25/kutu

100/kutu

4931

4930

4933

4932

5042

5046

5043

5047

Kuyumcular için 'Pomza' Parlaticılar

Extra Uzun Ömürlü! Altın ve yarı değerli metallerin tesviyesi ve nihai parlatması için.
Kuyumcuların favorisi – taşları çizmez.

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu



Wheel

Knife

Barrel

14

15

138

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

6519 6529

6520 6530

6521 6531

6522 6532

6523 6533

6524 6534



5/8" x 1/16"
(15·1.6mm)

7/8" x 1/8"
(22·3.1mm)

5/8"
(15.8mm)

7/8"
(22.2mm)

5/8" x .032"
(15·0.8mm)

7/8" x .042"
(22·1.0mm)

25/kutu 100/kutu

25/kutu 100/kutu

25/kutu 100/kutu

25/kutu 100/kutu

25/kutu 100/kutu

25/kutu 100/kutu

6501 6511

6502 6512

6503 6513

6504 6514

6505 6515

6506 6516



'Laboratuvarların Favorisi' olan Çeşitler 1010

Bu 139 parçalık set Dedeco'nun tüm metallerin tesviyesi, polisajı, yüzey işlemleri için, hazır taşlar, biley diskleri, separe ve fiber kesme diskleri, kesici diskler, lastik diskler ve clasp parlaticılar en popüler labrotuar aşındırıcılarıdır.

Lüks 'lastik ' çeşitleri 3500

Metal ve plastiklerin tesviyesi ve polisajı için idealdir. Bu 200 parçalık set Dedeco'nun dörtgen kenarlı, keskin kenarlı diskleri ve clasp parlaticılarını içeren klasik lastik parlaticılarından oluşur. Ayrıca mandreller ve düzeltme kalıbını içerir.

'Dişçilerin Favorisi' olan çeşitler 1011

Dedeco'nun aşındırıcı talebini karşılamak için geliştirilmiş olduğu bu 141 parçalık set tüm metallerin tesviye, polisaj ve yüzey bakımı için kapsamlı bir içeriğe sahiptir.

'Yüksek Parlaklık' Elmas Kompozit Parlaticılar

YENİ

2- aşamalı olarak elmas kaplı silikon parlatma sistemi restore edilmiş kompozitlerin pastasız veya susuz şekilde yüksek parlaklıkla polisajı için benzersiz bir şekilde formüle edilmiştir.

Pembe Ön Parlatma

RA - 3/32" (2.35mm) vida boyu				FG - 1/16" (1.6mm) vida boyu		Snap-On	
Point	Mini	Cup	Knife	Mini	Cup	Midi Point	
3/kutu	3/kutu	3/kutu	3/kutu	3/kutu	12/kutu	12/kutu	
1161	1162	1163	1164	1165	1185	1186	

Çıkarılıp
Takılabilen Mandrel

RA
3/32" (2.35mm)
vida boyu



6/kutu

5423

Beyaz - yüksek parlaklıkta bitiş

Point	Mini	Cup	Knife	Mini	Cup	Midi Point
1171	1172	1173	1174	1175	1187	1188

Dedeco®

Since 1937

'Yüksek Parlaklık' Elmas Porselen Parlaticıları**YENİ****Parlatıcı pastaya olan ihtiyacı ortadan kaldırır.**

Porselenlerin düzeltilmesi, pürüzsüzleştirilmesi ve yüksek parlaklık için 3 aşamalı elmas dolgulı silikon lastik sistemi.

Yeşil - Düzeltme & Aşındırma

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

RA - 3/32" (2.35mm) vida boyu

FG - 1/16" (1.6mm) vida boyu



1" Wheel	1" Knife-Edge	Point	Knife	Wheel	Point	Mini	Cup	Knife	Mini
1/birim	1/birim	1/birim	1/birim	1/birim	3/kutu	3/kutu	3/kutu	3/kutu	3/kutu
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110

Mavi - Düzleştirme & Parlatma

1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sarı - Ayna bitişi

1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Dedeco®

Since 1937

'Yüksek Parlaklık' Elmas Parlatma Setleri - HP**YENİ**

Dedeco Porcelain Hi-glaze Finishing & Polishing Kit
 Assortment contains 3 essential diamond-filled silicone polishers for restoring hi-glaze lustre on ceramic restorations without re-glazing.
 Silikon Döşenmiş Hi-glaze Parlatıcı ve Aşındırıcı
 Pürüzdürücü silikon ve elmaslı pastalar porcelana
 Diamond - Vorr Polierer für Keramik
 Silikon diamantfüllt Set für keramische Restaurationen

Dedeco Porcelain Hi-glaze Finishing & Polishing Kit
 Assortment of diamond-filled silicone polishers for finishing and high-lustre polishing of ceramic restorations
 Silikon Döşenmiş Hi-glaze Parlatıcı ve Aşındırıcı
 Pürüzdürücü silikon ve elmaslı pastalar porcelana
 Diamond - Vorr Polierer für Keramik
 Silikon diamantfüllt Set für keramische Restaurationen



3 parça içerir: 1101, 1121, 1141

1180

6 parça içerir: 1103, 1105, 1123, 1125, 1143, 1145

1181

Porselenlerin yüksek parlaklıkta polisajı için 'Yumuşak & Esnek' (Silikon Karbit)


- Beyaz • *Kalın* - aşındırma ve düzleştirme için ideal
- Pembe • *Orta* - pürüzsüz bir netice için tercih edilen seçenek
- Gri • *Ekstra İnce* - yüksek parlaklıktaki rötüşlar için

Dörtgen Kenarlı

Keskin Kenarlı

Silindirik

11/16" x 3/32" (17.5·2.4 mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1 mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3 mm)					
12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu				
7501	7502	7503	7504	7507	7508	7509	7510	7511	7512
7551	7552	7553	7554	7557	7558	7559	7560	7561	7562
7601	7602	7603	7604	7607	7608	7609	7610	7611	7612



Porselenlerin yüksek parlaklıkta polisajı için 'Yumuşak & Esnek' (Silikon Karbit)

- Beyaz • **Kalın** - aşındırma ve düzleştirme için ideal
- Pembe • **Orta** - pürüzsüz bir netice için tercih edilen seçenek
- Gri • **Ekstra İnce** - yüksek parlaklıktaki rötüşlar için

Küçük polisaj ürünleri - HP

Küçük polisaj ürünleri - RA

Küçük polisaj ürünleri - FG

3/32" (2.35mm) vida boyu

3/32" (2.35mm) vida boyu

1/16" (1.6mm) vida boyu



12

15

138

7

Cup

12

15

138

15

138

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu 72/kutu

12/kutu

12/kutu

12/kutu

12/kutu

12/kutu

12/kutu

7531 7532

7533 7534

7535 7536

7540

7541

7542

7543

7544

7546

7547



7581 7582

7583 7584

7585 7586

7590

7591

7592

7593

7594

7596

7597



7631 7632

7633 7634

7635 7636

7640

7641

7642

7643

7644

7646

7647



Standart Silikon Karbit : Yeşil • *Kalın* - Aşındırma için. Gri • *Orta* - Prüzüzleştirme için. Sarı • *İnce* - Yüksek parlaklık için.

Yeni - Silikon Dioksit : Koyu Mavi • *Kalın* - Daha hızlı düzeltme için. Açık Mavi • *Orta* - Daha hızlı düzleştirme için.

Jumbo - HP

3/32" (2.35mm) vida boyu

5'li Çeşitler



A

5/kutu

7701



C

5/kutu

7703



D

5/kutu

7704



E

5/kutu

7705



F

5/kutu

7706

—

5/kit

7700



7711



7713



7714



7715



7716

5'li Çeşitler

7710



7721



7723



7724



7725



7726

5'li Çeşitler

7720



7731



7733



7734



7735



7736

5'li Çeşitler

7730



7741



7743



7744



7745



7746

5'li Çeşitler

7740

Akrilik Düzeltme & Parlatma seti 8'li setler

YENİ



Akriliklerin hızlı bir şekilde düzeltilmesi ve parlatılması için. Kalıcı parlaklık sağlar.

8 parçalı kit içeriği: 7705, 7706, 7715, 7716, 7725, 7726, 9353, 9372

7750



Akrilik düzelticiler (Taş) - HP

Akriliklerin ve yumuşak astarların hızlı bir şekilde düzeltilmesi için geleneksel taşlar.

3/32" (2.35mm) vida boyu

**Kalın**

5'li Çeşitler

1

2

4

5

113

—

5 /kutu

5 /kutu

5 /kutu

5 /kutu

5 /kutu

5 /kit

6101

6102

6104

6105

6106

6100

**Orta**

5'li Çeşitler

5101

5102

5104

5105

5106

5100

Akrilik Düzeltici (Lastik) HP

Kalın - erime tehlikesi olmaksızın baz plakların ve akrilik protezlerin hızlı ve pürüzsüz düzeltilmesi için özel olarak formüle edilmiştir. Düzeltici Disklerle aynı niteliğe sahiptir.

3/32" (2.35mm) vida boyu



5'li Çeşitler

A

B

C

D

E

—

5 /kutu

5 /kutu

5 /kutu

5 /kutu

5 /kutu

5 /kit

5231

5232

5233

5234

5235

5230

Bileme Diskleri

Düzeltici Diskler

Rötuş Noktaları

Kalın - Akriliklerin ve yumuşak astarlama malzemelerinin ısıya gerek duymadan en hızlı şekilde düzeltilmesi için resin bazlı disklerdir. Kırmızı akrilik düzelticiler ile aynı yapıya sahiptir.7/8" x 1/8"
(22 · 3.1mm)

25 /kutu

100 /kutu

5111

5113

Kalın - Baz plaklar ve akrilik protezlerin erime tehlikesi olmaksızın düzeltilmesi için özel olarak formüle edilmiş lastik bazlı disklerdir.7/8" x 1/8"
(22 · 3.1mm)

25 /kutu

100 /kutu

5110

5112

Akriliklerin bir dakikadan az sürede düzeltilmesi ve parlatılması içindir. Fazlalıkların düzeltilmesi için normal piyasemen basıncı kullanıldığında pürüzsüz bir yüzey sağlar. Kakao yağı veya vaselin içerisinde döndürülerek fırçalama darbeleri ve hafif bir kuvvet ile hızlı bir şekilde parlaklık verir.

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

































12 /kutu

5114

Tüm metallerin düzeltilmesi ve cilalanması için premium çeşitler.

- Krom** • *Ekstra Kalın* - Değersiz metallerin tesviye ve parlatma işlemleri için.
- Mavi** • *Kalın* - Krom kobalt, paslanmaz çelik ve değersiz alaşımların aşındırılması için.
- Gri** • *Orta* - Değersiz alaşımlar ve değerli metal dökümlerin düzeltilmesi için.
- Kahve** • *İnce* - Altın ve değersiz metal yüzeylerinin matlaştırılması için.
- Yeşil** • *Ekstra İnce* - Altın ve değersiz metal yüzeylerinin yüksek parlaklıkta parlatılması için.

Dörtgen Kenarlı		Keskin Kenarlı		Silindirikler		Pinler			
									
7/8" x .042" (22·1.0mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" (22.2mm)		15/16" x 1/4" (24·6.3mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)
12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	100/kutu	100/kutu
7301	7302	7305	7306	7309	7310	7311	7312	7316	7318
									
7801	7802	7805	7806	7809	7810	7811	7812	7816	7818
									
7351	7352	7355	7356	7359	7360	7361	7362	7366	7368
									
7401	7402	7405	7406	7409	7410	7411	7412	7416	7418
									
7451	7452	7455	7456	7459	7460	7461	7462	7466	7468

Tüm metallerin düzeltilmesi ve cilalanması için premium çeşitler.

- Krom** • *Ekstra Kalın* - Değersiz metallerin tesviye ve parlatma işlemleri için.
- Mavi** • *Kalın* - Krom kobalt, paslanmaz çelik ve değersiz alaşımların aşındırılması için.
- Gri** • *Orta* - Değersiz alaşımlar ve değerli metal dökümlerin düzeltilmesi için.
- Kahve** • *İnce* - Altın ve değersiz metal yüzeylerinin matlaştırılması için.
- Yeşil** • *Ekstra İnce* - Altın ve değersiz metal yüzeylerinin yüksek parlaklıkta parlatılması için.

Küçük polisaj ürünleri - HP

3/32" (2.35mm) vida boyu



Wheel		Knife		12		14		15		138	
12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu
7323	7324	7325	7326	7331	7332	7333	7334	7335	7336	7337	7338



7823	7824	7825	7826	7831	7832	7833	7834	7835	7836	7837	7838
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



7373	7374	7375	7376	7381	7382	7383	7384	7385	7386	7387	7388
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



7423	7424	7425	7426	7431	7432	7433	7434	7435	7436	7437	7438
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



7473	7474	7475	7476	7481	7482	7483	7484	7485	7486	7487	7488
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Krom** • *Ekstra Kalın* - Değersiz metallerin tesviye ve parlatma işlemleri için.
Mavi • *Kalın* - Krom kobalt, paslanmaz çelik ve değersiz alaşımların aşındırılması için.
Gri • *Orta* - Değersiz alaşımlar ve değerli metal dökümlerin düzeltilmesi için.
Kahverengi • *İnce* - Altın ve değersiz metal yüzeylerinin matlaştırılması için.
Yeşil • *Ekstra İnce* - Altın ve değersiz metal yüzeylerinin yüksek parlaklıkta parlatılması için.

Küçük polisaj ürünleri - RA

Küçük polisaj ürünleri - FG

Jumbolar - HP

3/32" (2.35mm) vida boyu

1/16" (1.6mm) vida boyu

3/32" (2.35mm)
vida boyu

7 Cup 15 138 Mini

Cup 15 138 Mini

G

12/kutu 12/kutu 12/kutu 12/kutu 12/kutu

12/kutu 12/kutu 12/kutu 12/kutu

5/kutu

7339 7341 7342 7343 7344

7345 7346 7347 7348

7340



7839 7841 7842 7843 7844

7845 7846 7847 7848

7840



7389 7391 7392 7393 7394

7395 7396 7397 7398

7390



7439 7441 7442 7443 7444

7445 7446 7447 7448

7440



7489 7491 7492 7493 7494

7495 7496 7497 7498

7490

Gri • Ultra-yumuşak - Altın ve tüm metallerin düzeltilmesi için elastik silikon parlaticılar.

Pomza • Orta - Kuyumcular için; değerli veya sentetik taşları çizmez. (Silikon)

Pomza • İnce - Kuyumcular için; değerli veya sentetik taşları çizmez. (Silikon)

Altın Mucize • Ultra-ince - Altın parlatma için 'en iyi' silikon parlaticılardır.
Parlatma pastasına ihtiyacı ortadan kaldırır.

Beyaz Elastikler-Çoklu • Porselen & Altın için geleneksel favori - Şimdi poliüretanı mevcuttur.

	Dörtgen Kenarlı	Keskin Kenarlı	Silindirikler	Küçük polisaj ürünleri - HP
gri ultra yumuşak				3/32" (2.35mm) vida boyu —
	7/8" x 1/8" (22·3.1mm)	7/8" (22.2mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15 —
	12/kutu 100/kutu	12/kutu 100/kutu	12/kutu 100/kutu	12/kutu 72/kutu
	7901 7902	7903 7904	7905 7906	— —
medium ponza				
	7911 7912	7913 7914	7915 7916	7917 7918
ince ponza				
	7921 7922	7923 7924	7925 7926	7927 7928
mucize altın				
	6561 6562	6563 6564	6567 6568	6569 6570
beyaz - esnek				
	7951 7952	7953 7954	7955 7956	7957 7958

‘Yumuşak & esnek’ değerli metal alaşımlar için.

Beyaz • *Kalın* - Çizikleri gidermek için.

Siyah • *Orta* - Düzleştirme için

Mavi • *İnce* - Yüksek Parlaklık için.

Pembe • *Ekstra İnce* - Süper Yüksek Parlaklık için.

Dörtgen Kenarlı						Keskin Kenarlı				Pinler		Kuplar													
11/16" x 3/32" (17.5·2.4mm)		7/8" x 1/8" (22·3.1mm)		7/8" x 1/4" (22·6.3mm)		11/16" (17.5mm)		7/8" (22.2mm)		5/64" x 13/16" (2·20mm)	1/8" x 7/8" (3·23mm)	1/2" x 1/4" (11·6mm)													
12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	100/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu												
7101	7102	7103	7104	7105	7106	7107	7108	7109	7110	7116	7118	7119	7120												
7151		7152		7153		7154		7155		7156		7157		7158		7159		7160		7166	7168	7169		7170	
7201		7202		7203		7204		7205		7206		7207		7208		7209		7210		7216	7218	7219		7220	
7251		7252		7253		7254		7255		7256		7257		7258		7259		7260		7266	7268	7269		7270	

‘Yumuşak & esnek’ değerli metal alaşımlar için.

Beyaz • *Kalın* - Çizikleri gidermek için.

Siyah • *Orta* - Düzleştirme için





















Mavi • *İnce* - Yüksek Parlaklık için.

Pembe • *Ekstra İnce* - Süper Yüksek Parlaklık için.


Silindirler				Küçük polisaj ürünleri - HP								Jumbolar - HP				
				3/32" (2.35mm) vida boyu								3/32" (2.35mm) vida boyu				
15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15/16" x 1/4" (24·6.3mm)	15/16" x 3/8" (24·9.5mm)	15/16" x 1/2" (24·12.7mm)	12		14		15		138		G				
12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu	12/kutu	72/kutu	5/kutu		
7111	7112	7113	7114	7121	7122	7123	7124	7131	7132	7133	7134	7135	7136	7137	7138	7140
7161	7162	7163	7164	7171	7172	7173	7174	7181	7182	7183	7184	7185	7186	7187	7188	7190
7211	7212	7213	7214	7221	7222	7223	7224	7231	7232	7233	7234	7235	7236	7237	7238	7240
7261	7262	7263	7264	7271	7272	7273	7274	7281	7282	7283	7284	7285	7286	7287	7288	7290

"Yumuşak & esnek" değerli metal alaşımlar için.

- Beyaz • *Kalın* - Çizikleri gidermek için.
 Siyah • *Orta* - Düzleştirme için
 Mavi • *İnce* - Yüksek Parlaklık için.
 Pembe • *Ekstra İnce* - Süper Yüksek Parlaklık için.

Halka şeklinde deri parlaticılar			Düz diskler	Dilimli diskler
				
3" x 3/8"-5/8" (76·9.5-15.8mm)	3" x 3/8"-3/4" (76·9.5-19.1mm)	4" x 5/8" - 15/16" (101·15.8-24mm)	4" x 1/2" (101·12.7mm)	6" (152.4mm)
7961	7962	7963	7100	7964
				
7965	7966	7967	7150	7968
				
7969	7970	7971	7200	7972
				
7973	7974	7975	7250	7976

Yoğun talep karşısında, yeni lastik parlatma ekipmanlarını ürünlerimiz arasına katmaktan memnunuz.



Sektörden
Sektöre Lider

2mm Poliüretan Parlatma Pini Çeşitleri	51/kit	7851
3mm Poliüretan Parlatma Pini Çeşitleri	51/kit	7852
Klasik Küçük polisaj ürünleri	24/kit	4333
Poliüretan Küçük polisaj ürünleri Çeşitleri	24/kit	7853
Üniversal Silikon Küçük polisaj Ürünleri Çeşitleri	24/kit	7854
Kuyumcular için Pomza Parlatma Çeşitleri	31/kit	7855
Poliüretan Metal Parlatma Çeşitleri	84/kit	7856

**Devrimci – Titanyum Nitrit Kaplama
Aşındırma Teknolojisinde Son!**

- ★ Alet ömrü en az 3 kat daha uzundur
- ★ Tüm materyallerin daha hızlı, daha iyi ve pürüzsüz tesviyesi


Karbit Frez Goldies® – Titanyum nitrit kaplama sonucunda frezlerin ‘dayanıklılık’ ve ‘performans’ları büyük ölçüde artmıştır. Kaplama, özellikle kesici yüzeylerin daha uzun süre keskin kalmasını sağlayarak karbit yüzeyi güçlendirir. Operasyon sırasında, kaplama yüksek çalışma hızlarında pürüzsüz bir yüzey sağlar.

Çoğunlukla, kaplamasız aletlerle, kırıntılar alet yüzeyine yapışacaktır. Bu olduğu zaman, kırıntılar çalışılan yüzeye dökülür ve sonuçta pütürlü bir yüzey olur. Titanyum nitrit kaplı kesicilerle kırıntılar alete daha az yapışır. Temiz bir kesme işlemi ve kolay artık parça akışı daha iyi bir yüzey sağlar.



Kaplamasız karbit frezlerle yapılan işlemler, artık Karbit Frez ile çok daha başarılı bir şekilde yapılabilir.

Kompozit Düzeltme & Tesviye - FG Tekli ambalajda

Kompozit ayrıca porselen, akrilik ve amalgamın hızlı ve düzgün bir şekilde düzeltme ve tesviyesi için uygun 12 ürün çeşidi.


**Metal Kesme & Tesviye - FG Tekli ambalajda**

Amalgam, altın ve değerli metallerin hızlı kesimi ve tesviyesi için.


**Kaplamalı Frezler Tekli ambalajda**

Elmas Kesimi


Akrilik, kompozit ve porselenin ince düzeltmeleri için. Ulaşması zor alanlardaki son düzeltme ve tesviye için idealdir.

**Kalın Kesim**

Değersiz metaller ve krom kobaltı da içeren tüm metaller ve akriliğin en hızlı şekilde aşındırılması için.

**İnce Kesim**

Akrilik ve metallerde pürüzsüz bir yüzeye kavuşmak için

**Standart Kesim**

Akrilik ve Metalin 'Standart' düzeltmeleri için

**Özel Kesim**

Akrilik, plaster ve taşın pürüzsüz aşındırma işlemleri için

**47' li Seriler**

Uluslararası Popüler Şekil. İnce ve Kalın kesim formları mevcuttur.




Uzun Ömürlü - Titanyum Nitrit Kaplama

- ★ Popüler Bıçak Yapılandırmaları
- ★ Hassas bir şekilde işlenmiş & dengelenmiş
- ★ ISO Standartlarına uygun


Standart Basamaklı Kesim: [E]

Basamaklı diş kesimi, metal, akrilik ve taşın hızlı kesimi için idealdir.

3/32" (2.35mm) vida boyu




G071E 023 8310	G071E 027 8311	G071E 040 8351	G071E 050 8312	G072E 060 8313	G077E 029 8352	G077E 060 8353	G078E 040 8354	G079E 031 8355	G079E 040 8314
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



G079E 045 8356	G079E 060 8357	G137E 023 8315	G138E 016 8358	G251E 060L 8359	G257E 023 8360	G257RE 060 8361	G261E 023 8362	G295E 023 8363	G351E 040 8364	G351E 060 8316
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

İnce Basamaklı Kesim: [EF]


İnce basamaklı diş kesimi metal, akrilik ve taşın ince kesimi için idealdir.



G078EF 040 8317	G079EF 031 8318	G079EF 040 8319	G079EF 045 8370	G079EF 060 8320	G138EF 016 8371	G138EF 023 8321	G251EF 060 8322	G251EF 060L 8372	G257EF 023 8323
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

İnce Basamaklı Kesim: [EF]

İnce basamaklı diş kesme metal, akrilik ve taşın ince kesimi için idealdir.



G261EF 023 8373	G293EF 023 8324	G295EF 023 8325	G351EF 040 8326	G351EF 060 8374
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Spiral İnce Basamaklı Kesim: [SPF]

Spiral çapraz ince diş kesme, tüm yumuşak akriliklerin düzeltilmesi için idealdir. Metaller üzerinde 'Tıraş' etkisi yaratır.




G79SPF 040 8375	G129SPF 023 8376	G251SPF 060 8377
-----------------------	------------------------	------------------------

3/32" (2.35mm) vida boyu

İnce Düz Keskin Basamaklı Kesim: [FST]

İnce Basamaklı Kesim ile düz bıçak ağzı
15,000 devirde, FST kesmeler titanium üzerinde idealdir.



G079FST 040 8327
G129FST 023 8328
G136FST 016 8329
G138FST 023 8330
G139FST 023 8331
G251FST 060 8332
G390FST 014 8333

Süper Kalın Çapraz Kesim: [XG]

Akrilik, taş ve yumuşak astarlama materyal-
lerinin hızlı bir şekilde aşındırması için.



G251XG 060 8334
G351XG 070 8369

Süper İnce Çapraz Kesim: [SF]


Süper ince çapraz diş kesimleri, porselen, metal tabanlar ve geçici
akrilikler için idealdir.



G079SF 045 8365
G257SF 023 8366
G261SF 023 8335
G293SF 023 8336
G295SF 023 8337

Kalın Düz Bıçaklı Çapraz Kesimler: [GSQ]

Düz kalın bıçaklar ve çapraz kesmesi ile bu ürün
yumuşak materyallerin aşındırılması için idealdir.



G077GSQ 040 8338
G251GSQ 060 8339
G261GSQ 023 8340

Kalın Çapraz Kesme: [SG]


Akrilik ve Plasterlerin hızlı ve büyük çaplı aşındırmaları için kalın,
geniş çapraz diş kesimi için dizayn edilmiştir.



G072SG 060 8341
G079SG 045 8342
G079SG 060 8343
G251SG 060 8367
G351SG 060 8368

Kalın Titanyum Diş Kesim: [GTi]

Bu özel ürün, daha sert bit kesim sağlayarak
kenarları stabilize eder.



G079GTi 040 8344
G129GTi 023 8345
G138GTi 023 8346
G139GTi 023 8347

Büyük Çapraz Kesim: [GE]


Akrilik, plaster ve taşın hızlı,
düzgün aşındırması için.



G251GE 060 8348
G351GE 060 8349

Vakum Formu

Akrilik baz plak malzemelerini
kesmek için idealdir.



G219 023 8378
G219S 023 8379

6 'lı set 8350

Metal, akrilik ve taş düzeltmeleri için popüler bir settir.
Ücretsiz frez standı içerir.



G251E 060L 8359
G261E 023 8362
G351SG 060 8368
G351XG 070 8369
G251EF 060L 8372
G251SPF 060 8377

Dedeco®

Since 1937

TSUNAMI® Goldies®

Tekli ambalajda

YENİ

Alçı, taş, epoksi ve akriliklerin en hızlı şekilde şekillendirilmesi ve kesimi için
"Uzun Ömürlü" titanyum nitrit kaplamalı karbit frezler.

Kalın

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

3/4" (19.1mm) inside diameters



Round Long Taper Taper Cylinder Ball Nose Roto Saw Flame Bud
8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468

1/2" Sleeve 1" Sleeve
8481 8482

Fine

8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458

8471 8472

Dedeco®

Since 1937

Karbit Driller Goldies®

- ★ Tüm popüler modeller & imalat sistemleri ile çalışır.
- ★ Ürün ömrü en az 3 kat daha fazladır.
- ★ Hızlı soğutma



3mm vida boyu • baş uzunluğu 6 mm
toplam uzunluk 34,5 mm

8500

Dedeco®

Since 1937

Lathe Frezler

Tekli ambalajda

SEKTÖRÜNDE LİDER

Goldies® Serisi karbit Frezlerin üretimi için kullanılan yüksek kaliteli karbit frezler ayrıca aşağıdaki şekilde kaplamasız olarak mevcuttur.

1/2" (12.7mm) diameter • 1/4" (6.3mm) vida boyu

3/8" (9.5mm) diameter • 1/4" (6.3mm) vida boyu




A-1/2 B-1/2 C-1/2 D-1/2 E-1/2
9071 9072 9073 9074 9075

A-3/8 B-3/8 C-3/8 D-3/8 E-3/8
9081 9082 9083 9084 9085

3/32" (2.35mm) vida boyu

Elmas Kesim

Akrilik, kompozit ve porselenin ince düzeltmeleri için. Ulaşılması güç alanlarda son aşındırma ve tesviye işlemleri için ideal.

**Kalın Kesim**


Akrilik ve değerli metaller ve Krom kobaltı da içeren tüm metallerin en hızlı şekilde aşındırmasında.

**İnce Kesim**

Akrilik ve metal düzeltmeleri için. Pürüzsüz bir yüzey bırakır.

**Standart Kesim**

Akrilik ve Metallerin düzeltilmesi için standart kesim.

51-A
901261-A/81-A
901373-C
901488-A
901583-E
901641-P
905144-C
905231-P
906132-P
906233-C
906371-G
9064**Özel Kesim**

Akrilik, alçı ve taşların büyük çaplı pürüzsüz aşındırılması için

84-T/SP
909188-A/SP
9092**47'li Seri**

Uluslararası Popüler Şekil. İnce ve Kalın kesimler mevcuttur.

47-XF
901047-XC
9011

Goldies® serisi Euro Karbitlerin üretimi için kullanılmış olan aynı yüksek kaliteli karbit frezler ayrıca aşağıdaki gibi kaplamasız olarak da mevcuttur.

- ★ Popüler Bıçak Yapılandırmaları
- ★ Hassas bir şekilde işlenmiş & dengelenmiş
- ★ ISO Standartlarına uygun


Standart Çapraz Kesim: [E]

Çapraz diş kesimi metal, akrilik ve taşın hızlı kesimi için idealdir.

3/32" (2.35mm) vida boyu



D071E 023 9310	D071E 027 9311	D071E 040 9351	D071E 050 9312	D072E 060 9313	D077E 029 9352	D077E 060 9353	D078E 040 9354	D079E 031 9355	D079E 040 9314
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



D079E 045 9356	D079E 060 9357	D137E 023 9315	D138E 016 9358	D251E 060L 9359	D257E 023 9360	D257RE 060 9361	D261E 023 9362	D295E 023 9363	D351E 040 9364	D351E 060 9316
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

İnce Çapraz Kesim: [EF]

İnce çapraz diş kesimi, metal, akrilik ve taşın hassas kesimi için idealdir.



D078EF 040 9317	D079EF 031 9318	D079EF 040 9319	D079EF 045 9370	D079EF 060 9320	D138EF 016 9371	D138EF 023 9321	D251EF 060 9322	D251EF 060L 9372	D257EF 023 9323
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

İnce Çapraz Kesim: [EF]

İnce çapraz diş kesimi, metal, akrilik ve taşın hassas kesimi için idealdir.



D261EF 023 9373	D293EF 023 9324	D295EF 023 9325	D351EF 040 9326	D351EF 060 9374
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Spiral İnce Çapraz Kesim: [SPF]

Spiral çapraz ince diş kesimi tüm yumuşak akriliklerin aşındırılması için idealdir. Metaller üzerinde 'traş' etkisi yaratır.



D79SPF 040 9375	D129SPF 023 9376	D251SPF 060 9377
-----------------------	------------------------	------------------------

İnce Düz Bıçaklı Çapraz Kesim [FST]

İnce Çapraz Kesim ile düz bıçak ağız
15,000 devirde, FST kesimler titanium üzerinde idealdir



D079FST 040 9327	D129FST 023 9328	D136FST 016 9329	D138FST 023 9330	D139FST 023 9331	D251FST 060 9332	D390FST 014 9333
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Süper Kalın Çapraz Kesim: [XG]

Akrilik, taş ve yumuşak astarlama materyallerin hızlı bir şekilde aşındırması için.



D251XG 060 9334	D351XG 070 9369
-----------------------	-----------------------

Süper İnce Çapraz Kesim: [SF]


Süper ince çapraz diş kesimi porselen, metal tabanlar ve geçici akrilikler için idealdir.



D079SF 045 9365	D257SF 023 9366	D261SF 023 9335	D293SF 023 9336	D295SF 023 9337
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kalın Düz Bıçaklı Çapraz Kesimler: [GSQ]


Düz kalın bıçaklar ve çapraz kesim ile bu ürün yumuşak materyallerin aşındırılması için idealdir



D077GSQ 040 9338	D251GSQ 060 9339	D261GSQ 023 9340
------------------------	------------------------	------------------------

Kalın Çapraz Kesim: [SG]

Akrilik ve Plasterlerin hızlı ve büyük çaplı aşındırmaları için kalın, geniş çapraz diş kesimleri için dizayn edilmiştir.



D072SG 060 9341	D079SG 045 9342	D079SG 060 9343	D251SG 060 9367	D351SG 060 9368
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kalın Titanyum Diş Kesimi: [GTi]

Bu özel ürün, daha sert bir kesim sağlayarak kesilen kenarları stabilize eder.



D079GTi 040 9344	D129GTi 023 9345	D138GTi 023 9346	D139GTi 023 9347
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Büyük Çapraz Kesim: [GE]

Akrilik, alçı ve taşın hızlı, düzgün aşındırması için.



D251GE 060 9348	D351GE 060 9349
-----------------------	-----------------------

Vakum Formu

Akrilik baz plak malzemeleri kesmek için idealdir.



D219 023 9378	D219S 023 9379
---------------------	----------------------

6 'lı set 9350

Metal, akrilik ve taşların düzeltilmesi için popüler bir settir. "ücretsiz" frez standı içerir.



D251E 060L 9359	D261E 023 9362	D351SG 060 9368	D351XG 070 9369	D251EF 060L 9372	D251SPF 060 9377
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Devrimci - Titanyum Nitrit Kaplama
Aşındırma Teknolojisinde Son Nokta

★ Ürün ömrü enaz 3 kat fazladır.

★ Tüm materyallerin daha hızlı, daha pürüzsüz ve daha iyi bir şekilde tesviyesi.

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

Goldies®
3 kat uzun
ömürlünumara
mm
inç

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.8
.035	.043	.051	.059	.067	.075	.083	.090	.098	.106	.114	.122	.130	.138	.149

İNCE
GENİŞLETİCİ

0384

0419

KONİK
GENİŞLETİCİTERS
GENİŞLETİCİ

0350

0351

0423

SİLİNDİR



0356

0357

0427

AĞAÇ ŞEKLİNDE



0352

0353

0424

YUVARLAK
KENARLI DİSK

0358

0359

0429

KÖŞELİ DİSK



0354

0355

0425

ALEV UÇLU



0346

0347

0348

0349

0385

0386

0420

SET



0338

0339

0340

0341

0342

0343

0344

0345

0380

0381

0382

0383

0413

0414

0415

45° RULMAN
KESİCİ

0331

0332

0333

0334

0335

0336

0337

0376

0377

0378

0379

0407

0408

0409

90° RULMAN
KESİCİ

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0329

0330

0372

0373

0374

0375

0401

0402

0403

KONİK



0316

0317

0318

0319

0320

0321

0322

0368

0369

0370

0371

0397

0398

LABUT



0309

0310

0311

0312

0313

0314

0315

0364

0365

0366

0367

0393

0394

YUVARLAK



0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0360

0361

0362

0363

0387

0388

0389




Çok yüksek sıcaklıkta vakum işlemi ile üretilmiştir, nitrit gaz titanyum kesme yüzeyine yapışır ve sanal bir araç oluşturur. Goldies® serisi kaplamasız yüksek devirli çelik frezlerle kesilen herhangi bir materyal, çok daha verimli bir biçimde kesilebilir.

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

1/4 Ct.		3/8 Ct.		1/2 Ct.			3/4 Ct.		1 Ct.		1-1/2 Ct.		2 Ct.	2-1/2 Ct.	3 Ct.	3-1/2 Ct.	4 Ct.
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
4.0	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.3	6.7	7.2	7.6	8.0	8.9	9.6	10.4	11.1
.157	.169	.177	.185	.197	.204	.212	.220	.232	.248	.263	.283	.299	.314	.350	.377	.409	.437
			0459														
									0494				0495				0523
			0463						0496				0497				
0428			0466						0502				0503				0525
			0464						0498				0499				
0430			0467						0504				0505				0526
0426			0465						0500				0501				0524
0421		0422		0460	0461		0462		0492				0493				
0416	0417	0418	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0487	0488	0489	0490	0491	0512	0513	0521	0522
0410	0411	0412	0449	0450	0451		0452		0484		0485		0486				0520
0404	0405	0406	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0479	0480	0481	0482	0483	0510	0511	0518	0519
0399		0400		0440	0441		0442		0476		0477		0478		0509		0517
0395		0396		0437	0438		0439		0473		0474		0475		0508		0516
0390	0391	0392	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0468	0469	0470	0471	0472	0506	0507	0514	0515

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

Dedeco her biri çok popüler olan ürünler sunar.
Tüm çeşitler 36-delikli frez standı içerir.

**Goldies®**3 kat uzun
ömürlü

Yuvarlak 1-18	18'li set	0527
Yuvarlak 1-26 (21 hariç)	25'li set	0528
Yuvarlak 1-30 (21 hariç)	29'lu set	0529
Yuvarlak 1-34 (21 hariç)	33'lü set	0530
Labut 2-14 & 16-26	19'lu set	0531
Labut 2-14 & 16-34	23'lü set	0532
Konik 2-14 & 16-26	19'lu set	0533
Konik 2-14 & 16-34	23'li set	0534
90° Rulman Kesici 1-18	18'li set	0535
90° Rulman Kesici 1-26 (21 hariç)	25'li set	0536
90° Rulman Kesici 2-28	14'lü set	0537
90° Rulman Kesici 1-34 (21 hariç)	33'lü set	0538
45° Rulman Kesici 2-18	17'li set	0539
45° Rulman Kesici 2-28	14'lü set	0540
45° Rulman Kesici 2-20 & 22-30	24'lü set	0541
Set 1-18	18 'li set	0542
Set 1-26 (21 hariç)	25 'li set	0543
Set 1-30 (21 hariç)	29'lu set	0544
Set 1-34 (21 hariç)	33'li set	0545

Sektörünün Liderinden 'En iyi kalite'. Yekpare halka yapı. Optimum performans ve maksimum dayanıklılık için eşit bir şekilde yerleştirilmiş doğal kıllar.



7/8" (22.2mm) Diameter • 1/4" (6.3mm) Trim



Yumuşak

Orta

Sert

7054

7055

7056

Florentin

'En iyi kalite' sağlam karbit frezler şimdi herbiri sektörün standart şekillerinde 3/32" (2.35mm) kalınlığında.

Goldies®

3/32" (2.35mm) vida boyu



Mum alevi

Düz fissür

ince fissür

8441

8442

8443

Kaplamasız

3/32" (2.35mm) vida boyu



Mum alevi

Düz fissür

ince fissür

9441

9442

9443

Silindirik Halka

Aynı 'En iyi kalite' sağlam karbitten yapılmıştır. Bu silindirik frezler iç yüzeylerin hızlı bir şekilde düzeltilmesi ve tesviyesi için özel olarak dizayn edilmiştir.

1/4" (6.3mm) diameter • 3/32" (2.35mm) vida boyu



X-Fine

Standard

X-Coarse

8411

8412

8413

1/4" (6.3mm) diameter • 3/32" (2.35mm) vida boyu



X-Fine

Standard

X-Coarse

9411

9412

9413

3/8" (9.5mm) diameter • 1/8" (3.18mm) vida boyu



X-Fine

Standard

X-Coarse

8421

8422

8423

3/8" (9.5mm) diameter • 1/8" (3.18mm) vida boyu



X-Fine

Standard

X-Coarse

9421

9422

9423

Goldies®

3 kat uzun
ömürlü

Lathe için - Arbor bantların ve geleneksel akrilik aşındırıcıların yerine kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kalın ve ince formlarda mevcuttur. Standard 3/4" arbor band mandrel ile kullanılır.

Goldies®

Kaplamasız

3/4" (19mm)



iri
2/kutu
2541

ince
2/kutu
2542

3/4" (19mm)



iri
2/kutu
2741

ince
2/kutu
2742

HP – Arbor bantların ve geleneksel akrilik aşındırıcıların yerine kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sadece ince formu mevcuttur. Kubbeli HP Mandrel ile kullanılır.

1/2" (12.7mm)



ince
1/birim
2543

ince
3/kutu
2547

1/2" (12.7mm)



ince
1/birim
2743

ince
3/kutu
2747

1/2" (12.7mm)
3/32" (2.35mm) vida boyu



ince
2/kit
2544

Kubbeli Mandrel - HP

3/32" (2.35mm) vida boyu



–
1/birim
2745

1/2" (12.7mm)
3/32" (2.35mm) vida boyu



ince
2/kit
2744

Sektörün ‘en uzun ömürlüsü’ Kompozit ve akriliğin hızlı kesimi için ‘En İyi’ sinterlenmiş elmas disklerdir.



7/8" x .007"
(22 · 0.18mm)
2807



1-1/4" x .032"
(32 · 0.8mm)
2803



1-1/4" x .025"
(32 · 0.6mm)
2825

Hassas kaplamalı elmas uçlar ve sepere diskler. Kalın & İnce türlerde.

3/32" (2.35mm) vida boyu

Goldies®

Kaplamasız

iri



49/1060 75/1060 77/1060 78/1060 78/1090 79/1045
2501 2502 2503 2504 2505 2506



49/1060 75/1060 77/1060 78/1060 78/1090 79/1045
2701 2702 2703 2704 2705 2706

ince



49/4060 75/4060 77/4060 78/4060 78/4090 79/4045
2551 2552 2553 2554 2555 2556



49/4060 75/4060 77/4060 78/4060 78/4090 79/4045
2707 2708 2709 2710 2711 2712

ince



23/4030 49/4030 42/4050 48/4030 71/4030 212/4020
2601 2602 2603 2604 2605 2606



23/4030 49/4030 42/4050 48/4030 71/4030 212/4020
2713 2714 2715 2716 2717 2718

ince



212/4030 212/4040 213/4040 231/4080 232/4120 234/4080
2607 2608 2609 2610 2611 2612




212/4030 212/4040 213/4040 231/4080 232/4120 234/4080
2719 2720 2721 2722 2723 2724


ince



501/016 537/016 558/016 559/023 563/014 563/018
2657 2658 2659 2660 2661 2662



501/016 537/016 558/016 559/023 563/014 563/018
2725 2726 2727 2728 2729 2730



Superflex Disk Kenar çevresi
D/S-220 x .15mm
2651
S/S-220 x .10mm
2654

Superflex Disk Tüm yüzey
D/S-220 x .18mm
2652
S/S-220 x .13mm
2655

Superflex Disk Tüm yüzey
D/S-220 x .3mm
2653
S/S-220 x .2mm
2656



Superflex Disk Kenar çevresi
D/S-220 x .15mm
2751
S/S-220 x .10mm
2752

Superflex Disk Tüm yüzey
D/S-220 x .18mm
2753
S/S-220 x .13mm
2754

Superflex Disk Tüm yüzey
D/S-220 x .3mm
2755
S/S-220 x .2mm
2756




Sadece En İyisi !

Hangi malzeme üzerinde çalışıldığı önemli değil, porselen, altın, kompozit, emaye, akrilik, zirkonyum veya bugün kullanılan sayısız yarı değerli veya değersiz seramik metaller olabilir, DEDECO işinizi profesyonel ve mükemmel bir şekilde yapmanız için ' mükemmel ' diskler sunuyor.

Silikon Karbit Diskler – Çok Amaçlı


Sektörün ' en uzun ömürlü ' kesme diskleridir. Özel çift-bağlı resin bağ maksimum dayanıklılık ve performans sağlar. ELITE silikon karbit kesiciler Porselen, altın, emaye, zirkonyum ve kron&köprüler için idealdir.005" den başlayan kalınlıklarda.



7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/kutu	100/kutu	25/kutu	100/kutu	25/kutu	100/kutu	25/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu
5551	5552	5553	5554	5555	5556	5557	5558	5559	5560	5561	5562

Alüminyum Oksit Diskler – Metaller için tercih edilir.

Sektörün ' en uzun ömürlü ' kesme diskleridir. Özel çift-bağlı resin bağ maksimum dayanıklılık ve performans sağlar. ELITE silikon karbit kesiciler Porselen, altın, emaye, zirkonyum ve kron&köprüler için idealdir.005" den başlayan kalınlıklarda.



7/8" x .005" (22·0.15mm)		7/8" x .009" (22·0.2mm)		7/8" x .015" (22·0.3mm)		15/16" x .025" (24·0.6mm)		1-1/2" x .025" (38·0.6mm)		1-1/2" x .040" (38·1.0mm)	
25/kutu	100/kutu	25/kutu	100/kutu	25/kutu	100/kutu	25/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu	12/kutu	100/kutu
5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	5508	5509	5510	5511	5512



Silikon Karbit Diskler - Çok Amaçlı

Ultra - .005'ler - Porselen, altın, emaye ve kron & köprü metaller için sektörünün 'en ince' son kesim diskleridir.	7/8" x .005" (22 · 0.15mm)	25/kutu 100/kutu	5190 5197
NM Slims / Ultra - .009'ler - Porselen, altın, emaye, ve kron & köprü metaller için 'orjinal' uzun ömürlü ultra ince son kesim diskleridir.	7/8" x .009" (22 · 0.2mm)	25/kutu 50/kutu 100/kutu	5172 5170 5171
Çok İnce Diskler - NM Slims / Ultra - .009'lar gibidir. (biraz daha kalın olanlar dışında)	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	50/kutu 100/kutu	5181 5182
Yaprak Diskler - Porselen, altın, emaye, ve kron & köprü metaller için çok ince disklerdir. Çift ve tek tarafı aktif olan çeşitleri mevcuttur.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	100/kutu 100/kutu	5178 D/S 5180 S/S
Şerit Diskler - Porselen ve altının hızlı tesviye ve kesimi için kalın çift taraflı disklerdir.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/kutu	5177
Çift Taraflı Diskler - Porselen, emaye ve altın için standart favorilerdir.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/kutu	5203
Tek tarafı aktif diskler Porselen, emaye ve altın için standart favorilerdir.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/kutu	5206

Alüminyum Oksit Diskler - Metaller için tercih edilir.

A/O İnce Diskler / Dura - .009'lar - Orjinal uzun ömürlü ultra-ince son kesim diskleridir. Altın ve diğer metaller için en hızlı sonucu verir.	7/8" x .009" (22 · 0.2mm)	25/kutu 100/kutu	5173 5183
Dura - .015'lar - Biraz daha kalın olanlar dışında A/O İnce Diskler / Dura - .009'lar gibidir.	7/8" x .015" (22 · 0.3mm)	50/kutu 100/kutu	5188 5189
Junior Kesiciler - Krom kobalt metallerin kesim ve tesviyesi için tercih edilir. Hızlı ve uzun ömürlüdür, iyi sonuçlar verir.	15/16" x .018" (24 · 0.4mm)	100/kutu	5210
Rubi Mini-Slitterlar - Değersiz ve yarı değerli tüm seramik metallerin en hızlı kesimi için en iyi sonuçları verir. 'İz Bırakmaz'	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/kutu	5176
Yüksek Devirli Diskler - Tüm metallerin hızlı ve iyi bir şekilde kesimi için geçmişte kullanılan favorilerdendir.	7/8" x .025" (22 · 0.6mm)	100/kutu	5209
Kırmızı Diskler - Krom Kobalt ve yarı değerli metallerin kesimi için popülerdir.	15/16" x .025" (24 · 0.6mm)	100/kutu	7021




En iyi !

Kırılmaz. Çok Amaçlı. Esnek camfiber Takviyeli Kesme Diskleri

Slikon Karbit

Porselen, altın, zirkonyum ve kron & köprü metaller için.

7/8" x .009"
(22·0.2mm)

5581

7/8" x .015"
(22·0.3mm)


5583

1-1/2" x .020"
(38·0.5mm)

5585

Alüminyum Oksit

Sert metaller için tercih edilen seçenek.

15/16" x .009"
(24·0.2mm)

5571

15/16" x .015"
(24·0.3mm)

5573

1-1/2" x .020"
(38·0.5mm)

5575

Geleneksel elyaf - kesim diskleri

'Elyaf Kesim' olarak adlandırılan, DEDECO'nun geleneksel güçlendirilmiş 'kırılmaz' diskleri sert metallerden yumuşak akriliklere kadar herşeyi keser.

1-1/4" x .049" x 1/16" (32·1.2mm)	12/kutu 100/kutu	7000 9858
1-1/2" x .049" x 1/16" (38·1.2mm)	12/kutu 100/kutu	7001 9588
2-1/2" x .049" x 1/4" (64·1.2mm)	6/kutu 100/kutu	7002 9589
3" x .049" x 1/4" (76·1.2mm)	6/kutu 100/kutu	7003 9590
4" x .049" x 1/4" (101·1.2mm)	6/kutu 100/kutu	7004 9591



Elyaf-Kesim Mandreli Tekli Ambalajda

2-1/2", 3" ve 4" Elyaf Kesim Disklerine ekstra dayanıklılık ve en iyi performansı sağlayan ideal mandreldir.

7005



1/4" (6.3mm) vida boyu

DEDECO'nun krom kobalt metallerin kesimi ve tesviyesi için ' geleneksel favorisi'dir.
(aluminum oxide)

1-1/4" KESİM DİSKLERİ

1-1/4" x .025" (32·0.6mm)	1-1/4" x .032" (32·0.8mm)	1-1/4" x .049" (32·1.2mm)	1-1/4" x .062" (32·1.6mm)	1-1/4" x .082" (32·2.2mm)
5163	5168	5166	5165	5164

1-1/2" KESİM DİSKLERİ



1-1/2" x .032" (38·0.8mm)	1-1/2" x .049" (38·1.2mm)
5169	5167



Rubi Slitters

100'lü kutularda ambalajlanmıştır.

Değersiz ve yarı değerli seramik metallerin en hızlı, ve iyi şekilde kesimi için 'en iyi' seçenektir. İz bırakmaz & uzun ömürlüdür.
(alüminyum oksit)

1-1/2" x .032" (38·0.8mm)
5174

Kırmızı Kesme Diskleri

12'li ve 100'lü ambalajlarda

Krom kobalt metallerin kesimi ve tesviyesi için popüler standartlardadır. (Alüminyum oksit)



1-1/4" x .062" (32·1.6mm)	1-1/2" x .025" (38·0.6mm)	1-1/2" x .040" (38·1.0mm)
12/kutu 100/kutu	12/kutu 100/kutu	12/kutu 100/kutu
7006 7022	7007 7023	7008 7024

Hızlı Kesim Diskleri

100'lü ambalajlarda

Yoğun talep karşısında, bu yüzey-düzeltme diskleri standart ölçülü boyutlarda sunulmuştur.
Krom kobalt ve değersiz metaller için tercih edilir. (alüminyum oksit)




1" x .027" (25·0.7mm)	1-3/8" x .027" (35·0.7mm)	1-3/8" x .066" (35·1.7mm)	1-5/8" x .040" (40·1.0mm)
5211	5212	5213	5214

Sektör standartlarında. 'Minimum' ısıyla keskin aşındırma sağlar.

Özel metal zıvana mükemmel bir merkezleme, doğru çalışma ve güvenlik sağlar.

- Siyah** • **Kalın** (silikon karbit) - Geleneksel 'çok-amaçlı' favori.
- Yeşil** • **İnce** (silikon karbit) - Porselen ve emaye için tercih edilen seçenek. Pürüzsüz bir yüzey bırakır. Parlatmak kolaydır.
- Beyaz** • **İnce** (alüminyum oksit) - "İz bırakmaz" Değersiz ve yarı değerli metallerin tesviyesi için.
- Kırmızı** • **Kalın** (alüminyum oksit) - Değersiz ve yarı değerli seramik metallerin daha hızlı tesviyesi için.



1

2

3

4

5

6

1" x 3/16"
(25 · 4.8mm)1" x 1/8"
(25 · 3.1mm)1" x 3/32"
(25 · 2.4mm)7/8" x 3/16"
(22 · 4.8mm)7/8" x 1/8"
(22 · 3.1mm)7/8" x 3/32"
(22 · 2.4mm)

0801


0802

0803

0804

0805

0806



0816


0817

0818

0819

0820

0821



0831


0832

0833

0834

0835


0836




0846

0848


0850



7	8	9	10	11	12	13	14	15
3/4" x 3/16" (19 · 4.8mm)	3/4" x 1/8" (19 · 3.1mm)	3/4" x 3/32" (19 · 2.4mm)	5/8" x 3/16" (15 · 4.8mm)	5/8" x 1/8" (15 · 3.1mm)	5/8" x 3/32" (15 · 2.4mm)	1/2" x 3/16" (12 · 4.8mm)	1/2" x 1/8" (12 · 3.1mm)	1/2" x 3/32" (12 · 2.4mm)
0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815



0822	0823	0824	0825	0826	0827	0828	0829	0830
------	------	------	------	------	------	------	------	------



0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845
------	------	------	------	------	------	------	------	------



	0853							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

Hangi malzeme üzerinde çalışıldığı önemli değil, porselen, altın, emaye, akrilik, zirkonyum veya bugün kullanılan sayısız yarı değerli veya değersiz seramik metaller olabilir, Dedeco işinizi profesyonel ve mükemmel bir şekilde yapmanız için 'mükemmel' diskler sunuyor.

İnce Kesim - Porselen, altın ve emayenin hızlı tesviyesi için. Pürüzsüz bir yüzey bırakır. Cilalaması kolaydır. (silikon karbit)

Yeşil Evrenseller - İnce kesim gibi genel özelliklere sahiptir. (silikon karbit)

Siyah Evrenseller - Altın ve metal şekillendirmeleri için 'uzun ömürlü' ürünlerdir. (silikon karbit)

Yüksek Hız - Krom Kobalt ve sert metallerin hızlı tesviyesi için. 'Uzun Ömürlü' (alüminyum oksit)

Rubi - yarı değerli ve seramik metallerin en hızlı tesviyesi için. (alüminyum oksit)



5/8" x 1/16" (15 · 1.6mm)	5/8" x 1/8" (15 · 3.1mm)	7/8" x 1/16" (22 · 1.6mm)	7/8" x 1/8" (22 · 3.1mm)
5355	5354	5351	5350
5385	5384	5381	5380
5375	5374	5371	5370
—	—	—	5390
—	—	—	5397



	3" x 1/4" (76 · 6.3mm)	3" x 3/8" (76 · 9.5mm)
Yeşil - Porselen dişlerin hızlı, ısıya gerek duymadan aşındırması için geleneksel bir favoridir.	5122	5123
Siyah - Porselen dişlerin hızlı, ısıya gerek duymadan aşındırması için 'uzun ömürlü' bir üründür.	5126	5127
Akrilik bazlı disk - Akrilik protez ve baz plakların hızlı ve pürüzsüz aşındırması için lastik bazlı disklerdir.	5137	5138
Yeşil Orta - Porselen ve metallerden çiziklerin hızlı bir şekilde çıkarılması için lastik bazlı disklerdir.	5147	5148
Kırmızı Akrilik - Yumuşak astarların en hızlı, ısıya gerek kalmadan, pürüzsüz aşındırması için.	5159	5160
Beyaz "Knock-Down" - Alçı ve taş modellerinin hızlı aşındırması için. Şimdi Plastik ortalı.	5161	5162

Velcro-astarlı • Çabuk Değişen • 100% Suya Dayanıklılık

STICKIES adezivle desteklenmiş, düzeltme diskleri ile kısa sürede işlemler tamamlanır.

		<i>Kalın</i> 36 gren	<i>Standart</i> 50 gren
10" Set	6 - 10" Disk 1 - Plastik Disk	7062	7060
10" Yedek	6 - 10" Disk	7063	7061
12" Set	4 - 12" Disk 1 - Plastik Disk	7072	7070
12" Yedek	4 - 12" Disk	7073	7071

**Mükemmel Denge • Elyaf takviyeli • Uzun ömürlü**

DEDECO Model düzeltme diskleri şimdi mükemmel denge ve üstün dayanıklılık özelliğinde.

Ekstra Kalın - 24 gren
Kalın - 36 gren

STANDART

10" x 1/4"	(254 · 6.3mm)	36 grit	7010
12" x 1/4"	(305 · 6.3mm)	36 grit	7012

FOSTER-TİPİ (konumlandırılan 2. bir delik ile)


10" x 1/4"	(254 · 6.3mm)	36 grit	7011
12" x 1/4"	(305 · 6.3mm)	36 grit	7013
10" x 1/4"	(254 · 6.3mm)	24 grit	7014
12" x 1/4"	(305 · 6.3mm)	24 grit	7015



Porselen, altın, emaye ve amalgamın en hızlı, ısıya gerek duymadan tesviyesi için 'en iyisi' (silikon karbit)

HP 12 & 72'li ambalajlarda paketlenmiştir.

3/32" (2.35mm) vida boyu



138 (CN1) 126 (CN3) 114 (CY1) 115 (CY3) 160 (CY4) 111 (FL2) 161 (FL3) 132 (FL3a) 162 (FL4) 113 — 127 (IC1)

12/kutu 4223 4213 4048 4208 4031 4202 4032 4219 4033 4207 4214

72/kutu 6223 6213 6248 6208 6231 6202 6232 6219 6233 6207 6214



125 (IC2) 128 (IC3) 163 (IC4) 129 (IC5) 130 — 164 (IC6) 165 (IC7) 166 (IC8) 167 (IC9) 135 (KN1) 168 (KN2)

12/kutu 4029 4215 4034 4216 4217 4035 4036 4037 4038 4221 4039

72/kutu 6229 6215 6234 6216 6217 6235 6236 6237 6238 6221 6239



133 (KN4) 151 — 152 (KN7) 169 (PC1) 170 (PC2) 18 (RD1) 17 (RD2) 131 (RD3) 19 (RD4) 171 (RE1) 123 —

12/kutu 4220 4226 4227 4040 4041 4204 4030 4218 4222 4042 4212

72/kutu 6220 6226 6227 6240 6241 6204 6230 6218 6222 6242 6212



122 (TC1) 120 (TC2) 172 (TC3) 112 — 173 (TC4) 16 (WH1) 13 — 174 (WH3) 175 (WH4) 176 (WH5) 141 — 143 (WH6)

12/kutu 4211 4210 4043 4206 4044 4203 4201 4045 4046 4047 4224 4225

72/kutu 6211 6210 6243 6206 6244 6203 6201 6245 6246 6247 6224 6225

RA 12'li ambalajlarda

FG 12'li ambalajlarda

3/32" (2.35mm) vida boyu

1/16" (1.6mm) vida boyu



138 (CN1) 111 (FL2) 18 (RD1) 19 (RD4) 122 (TC1) 120 (TC2) 112 — 113 —

12/kutu 4323 4302 4304 4322 4311 4310 4306 4307



138 (CN1) 111 (FL2) 18 (RD1) 122 (TC1)

4423 4402 4404 4411

Kompozitlerin ultra-ince tesviyesi için 'kesinlikle en iyisi'. Emayeyi kesmez.
(alüminyum oksit)

HP

3/32" (2.35mm) vida boyu

138 (CN1)	114 (CY1)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 —	127 (IC1)	125 (IC2)	135 (KN1)	133 (KN4)	18 (RD1)	17 (RD2)	122 (TC1)	16 (WH1)	141 —	143 (WH6)
4523	4509	4508	4502	4519	4507	4514	4529	4521	4520	4504	4528	4511	4503	4524	4525

RA

FG

Kompozit setler

12'li ambalajlarda

3/32" (2.35mm) vida boyu

1/16" (1.6mm) vida boyu

138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)	138 (CN1)	111 (FL2)	18 (RD1)	122 (TC1)
4623	4602	4604	4611	4723	4702	4704	4711



Setler 3'er adet 'Yeşil Giant' ve 'Beyaz Arkansas' taşları içerir.
Biçimleri 138 (CN1) & 111 (FL2).

RA - 1053

FG - 1054

Değersiz ve yarı değerli seramik metallerin 'en iyi' tesviyesi. İz bırakmaz & Uzun
ömürlü (alüminyum oksit)

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

1 —	138 (CN1)	126 (CN3)	115 (CY3)	111 (FL2)	132 (FL3a)	113 —	127 (IC1)	128 (IC3)	129 (IC5)	130 —	135 (KN1)	133 (KN4)	
12/kutu	4161	4823	4813	4808	4802	4819	4807	4814	4815	4816	4817	4821	4820
72/kutu	4261	4923	4913	4908	4894	4919	4907	4914	4915	4916	4917	4921	4920

151 —	152 (KN7)	18 (RD1)	131 (RD3)	19 (RD4)	123 —	122 (TC1)	120 (TC2)	112 —	16 (WH1)	13 —	141 —	143 (WH6)	
12/kutu	4826	4827	4804	4818	4822	4812	4811	4810	4806	4803	4801	4824	4825
72/kutu	4926	4927	4897	4918	4922	4912	4911	4910	4899	4896	4895	4924	4925

Dedeco®

Since 1937

'Sinterlenmiş Elmas' Taşlar

Tekli Ambalaj

YENİ

Son Derece Dayanıklı!

Seramik kronların ve Zirkonyumun aşındırma, şekil verme ve tesviyesi için sinterlenmiş elmas taşlar.

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

**Dedeco®**

Since 1937

Laboratuar Uçları


SEKTÖRÜNDE LİDER

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

Tüm metallerin tesviyesi için 'uzun ömürlü' ceramik bazlı uçlardır. (aluminyum oksit)

Kalın - Krom kobalt ve sert metallerin en hızlı şekilde tesviyesi için.

Orta - Değersiz kron ve köprü metallerin tesviyesi için tercih edilen seçenek.



12 /kutu	4171	4172	4173	4175	4181	4182	4183	4185
72 /kutu	4271	4272	4273	4275	4281	4282	4283	4285

Dedeco®

Since 1937

"Alet Keskinleştiriciler"

SEKTÖRÜNDE LİDER

HP - 3/32" (2.35mm) vida boyu

Aletleri bilemek be keskinleştirmek için seramik bazlı alüminyum oksit taşlarıdır. 'hızlı çalışma' - 'uzun ömürlü'



5 Parçalı
"Alet Keskinleştirici"
Çeşitler

5/8" rond	1/2" rond	3/8" rond	1/4" rond	3/16" Cone	—
1/birim	1/birim	1/birim	1/birim	1/birim	5/kit
5401	5402	5403	5404	5406	5410

Dedeco®

Since 1937

Düzeltilme bloğu

Tekli Ambalaj

SEKTÖRÜNDE LİDER


Tüm aşındırıcılara yapılandırma & onarma sağlar. (silikon karbit)

5400



1" x 1/2" x 1/2"
(25·12.7·12.7mm)

Popüler talep karşısında, ürün çeşitliliğimizi ve ambalajlarımızı 'kendi işini kendi yap' & 'amatör' ürünlerini, popüler ürünlerimize ekleyerek genişletmiş bulunuyoruz.



Genel Amaçlı Çeşitler

'Elyaf Takviyeli' Kesimler • 1-1/4" x .049"	134'lü set	3100
'Standart' Kesim Diskleri • 15/16" x .025"	10/adet	3601
'Ağır' Kesim Diskleri • 15/16" x .040"	50/adet	3602
Mandreller • 1/8" (3.18mm) vıda boyu	25/adet	3603
Elmas Uç Seti • 1/8" (3.18mm) vıda boyu	2/kit	3604
'Yüksek Devirli' Kesim Seti • 1/8" (3.18mm) vıda boyu	6/kit	3605
Tel Fırçalar - "Çark" • 1/8" (3.18mm) vıda boyu	3/kit	3606
Oymalı Kesim Seti • 3/32" (2.35mm) vıda boyu	2/adet	3609
Lastik Parlatma Uçları Seti • 3/32" (2.35mm) vıda boyu	6/kit	3611
Taş Bileme Seti • 1/8" (3.18mm) vıda boyu	6/kit	3612
Metal Sihir	3/kit	3613
	2/tip	3698

Paslanmaz Çelik - 3/32" (2.35mm) vida boyu

HIPPIEHPRA

12/kutu 144/kutu

5428 5438

12/kutu 144/kutu

5425 5435

12/kutu 144/kutu

5426 5436

2mm PIN3mm PIN

1/birim 12/kutu

7081 7082

1/birim 12/kutu

7083 7084

Nikel Kaplamalı

STONE CHUCKSPIRAL

1/4" (6.3mm) vida boyu

1/birim

5121

3/32" (2.35 mm) vida boyu

12/kutu

5427

144/kutu

5437

1/8" (3.18mm) vida boyu

6/kutu

5429

Lucite Frezler Tekli Ambalaj

Dedeco en kaliteli şeffaf termoplastik frez bıkları çeşitlerini sunmaktan mutluluk duymaktadır.

70 - Delik12 - Delik

2-1/2" x 2-1/2" x 3/8"

FG

1/16" (1.6mm)

9650

HP

3/32" (2.35mm)

9651

36 - Delik

4-1/2" x 3" x 3/4"

HP

3/32" (2.35mm)

9594

8-1/2" x 6-1/4" x 1-1/2"

HP

3/32" (2.35mm)

9597

0301-0526	Goldies Serisi Yüksek Devirli Çelik	27-28	4602-4623	Beyaz Arkansas Taşlar - RA.....	42
0527-0545	Goldies Serisi Yüksek Devirli Çelik Çeşitleri	29	4660-4683	Midget Parlaticılar	2-3
0801-0853	Koolies – “Isısız” Aşındırma Diskleri	37-38	4702-4723	Beyaz Arkansas Taşlar- FG	42
1010-1011	Klasik Çeşitler	5	4760-4783	Midget Parlaticılar	2-3
1053-1054	Kompozit Tesviye Setleri	42	4801-4827	A/O Rubi Taşlar	42
1101-1150	‘Yüksek Parlaklık’ Elmas Porselen Parlaticılar	6	4860-4883	Midget Parlaticılar	2-3
1161-1175	“Yüksek Parlaklık” Elmas Kompozit Parlaticılar	5	4894-4927	A/O Rubi Taşlar	42
1180-1181	“Yüksek Parlaklık” Elmas Porselen Parlatma Setleri	6	4930-4933	Süper Parlatma Diskleri	4
1185-1188	“Yüksek Parlaklık” Elmas Kompozit Parlaticılar	5	4940-4983	Keskin Kenarlı Lastik Diskler	1
2300-2406	Goldies Serisi Karbit Frezler - FG	19	4988-5030	Köşeli Lastik Diskler	1
2501-2506	Goldies Serisi Elmas - HP	32	5042-5047	Süper Parlatma Diskleri	4
2541-2547	Goldies Serisi Zımpara Kupları	31	5100-5106	Akrilik Düzelticiler (Taş) - Beyaz	10
2551-2612	Goldies Serisi Elmas Uçlar - HP	32	5110-5114	Akrilikler için Özel Ürünler	10
2651-2656	Goldies Serisi Elmas Diskler	32	5121	Stone Chuck	45
2657-2662	Goldies Serisi Elmas Uçlar - HP	32	5122-5162	Lathe Diskler	39
2701-2730	Elmas Uçlar - HP	32	5163-5169	Kesim Diskleri	36
2741-2747	Zımpara kupları & Mandrel	31	5170-5173	Sepere Diskler	34
2751-2756	Elmas Diskler	32	5174	Rubi Slitters	36
2803-2825	“Sintered Slims” Yekpare elmas diskler	31	5176-5210	Sepere Diskler	34
3100	Genel amaçlı çeşitler	44	5211-5214	Hızlı Kesim Diskleri	36
3500	Klasik Çeşitler	5	5230-5235	Akrilik Düzelticiler (Lastik) - Yeşil	10
3601-3698	Değerli Paket & Metal Sihir	44	5240-5295	Jumbo Lastik Parlaticılar	3
4029-4048	Yeşil Büyük Taşlar - HP	41	5350-5397	Aşındırıcı Diskler	39
4161	A/O Rubi Taşlar	42	5400	Düzeltilme Blokları	43
4171-4185	Laboratuar Uçları	43	5401-5410	Alet Keskinleyiciler	43
4201-4227	Yeşil Büyük Taşlar - HP	41	5415-5422	Lathe Diskler	1
4261	A/O Rubi Taşlar	42	5423	Çıkarılıp Takılabilen Mandrel	5
4271-4285	Laboratuar Uçlar	43	5425-5438	Mandreller	45
4291-4293	Sinterlenmiş Elmas Taşlar	43	5440-5495	Jumbo Lastik Parlaticılar	3
4302-4323	Yeşil Büyük Taşlar - RA	41	5501-5562	Elite Sepere Diskler	33
4333	Klasik Midget Çeşitleri - HP	18	5571-5585	Elite Elyaf Kesim Diskleri	35
4336-4387	Midget Parlaticılar	2-3	5988-5999	Köşe Kenarlı Lastik Diskler	1
4402-4423	Yeşil Büyük Taşlar - FG	41	6100-6106	Akrilik Düzelticiler (Taş) - Kırmızı	10
4502-4529	Beyaz Arkansas Taşlar - HP	42	6201-6248	Yeşil Büyük Taşlar- HP	41
4560-4583	Midget Parlaticılar	2-3	6501-6534	Kuyumcu Pomza Parlaticıları	4
4590-4595	Clasp Parlaticılar	1	6561-6570	Mucize Altın Silikon Diskler	14

6601-6624	Midget Parlaticılar	2	7750	Akrilik Ayarlama & Parlatma Seti	9
7000-7005	Elyaf Kesim Diskleri & Mandrel.....	35	7801-7848	Poliüretan Parlaticılar	11-13
7006-7008	Kırmızı Kesim Diskleri	36	7851-7852	Poliüretan Pin Çeşitleri	18
7010-7015	Model Aşındırma Diskleri	40	7853	Poliüretan Midget Çeşitleri.....	18
7021	Kırmızı Sepere Diskler	34	7854	Üniversal Silikon Midget Çeşitleri	18
7022-7024	Kırmızı KesimDiskleri.....	36	7855	Kuyumcuların Pomza Çeşitleri	18
7027-7030	Sert Kırmızı Lastik Parlaticılar	4	7856	Poliüretan Metal Parlaticı Seti.....	18
7054-7056	Kuyumcu Fırçaları	30	7901-7928	Özel Silikon & Poliüretan Parlaticı	14
7060-7073	Stickies	40	7951-7958	Beyaz Esnek Poliüretan	14
7081-7084	Pin Mandreller	45	7961-7976	Kuyumculuar için Ring Bufflar & Split Laplar	17
7100	Üniversal Silikon Lathe Diskler- Beyaz.....	17	8000-8306	Goldies Serisi Karbit Frezler 19-20.....	19-20
7101-7140	Üniversal Silikon Lastik Parlaticılar-Beyaz	15-16	8310-8379	Goldies Serisi Euro Karbit Frezler	21-22
7150	Üniversal Silikon Lathe Diskler – Siyah.....	17	8411-8443	Goldies Serisi Kuyumcu Karbitleri.....	30
7151-7190	Üniversal Silikon Lastik Parlaticılar – Siyah	15-16	8451-8482	Tsunami Goldies Serisi	23
7200	Üniversal Silikon Lathe Diskler – Mavi	17	8500	Goldies Serisi Karbit Driller(delgi?)	23
7201-7240	Üniversal Silikon Lastik Parlaticılar – Mavi	15-16	9000-9306	Karbit Frezler.....	23-24
7250	Üniversal Silikon Lathe Diskler – Pembe	17	9310-9379	Euro Karbit Frezler.....	25-26
7251-7290	Üniversal Silikon Lastik Parlaticılar – Pembe	15-16	9411-9443	Kuyumcuların Karbit Frezleri	30
7301-7498	Poliüretan Parlaticılar	11-12	9588-9591	Elyaf-Kesme Diskleri	35
7501-7647	Porselenler için Silikon Parlaticılar.....	7-8	9594-9651	Lucite Frezler.....	45
7700-7746	Akrilikler için Silikon Parlaticılar	9	9858	Elyaf-Kesme Diskleri	35

Dedeco International, Inc.arızalı olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesi ile ilgili olarak sorumluluklarını yerine getiren bir firmadır. Ancak ürünün yanlış kullanılmasından doğan kayıp veya hasarlar ile ilgili olarak sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanımdan önce, kullanıcı ürünün uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Çünkü kullanıcı, ürün kullanımı ile ilgili tüm sorumlulukları kendisi üstlenmektedir. Yukarıda yazılı olanlar, şirketin bir yetkilisi tarafından imzalanmış bir yazı olmadığı sürece, değiştirilemez.

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, N.Y. 12760-0244

phone: (845) 887-4840 • fax: (845) 887-5281

email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com

Minis[®]

With **STAINO[®]**
Whitening
Technology

Clean Tight Spaces Between Teeth



Minis

Break-away Design

Minis

Travel Model

Minis

Twin

Minisbox[®]

The World's 1st Interdental Brush Compact

STAINO[®]

The Clean Between Teeth Specialists

Quality products since 1937

Dedeco®

Dedeco International, Inc.

11617 State Route 97, Long Eddy, New York 12760-0244

(845) 887-4840 • 888-4-DEDECO (433-3326)

fax: (845) 887-5281 • email: service@dedeco.com • web: www.dedeco.com