



# PRODUKT KATALOG 2013

## NEUPRODUKTE:

AHTemp™



CELTRA™  
DUO

CELTRA™  
Cementation System

Calibra®  
Esthetic Resin Cement



Palodent<sup>Plus</sup>  
Sectional Matrix System

SDR®  
Smart Dentin Replacement

SmartLite®  
FOCUS



For better dentistry

**DENTSPLY**

# DENTSPLY® – FOR BETTER DENTISTRY!

## KLINISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND SICHERHEIT

Seit mehr als hundert Jahren widmet sich DENTSPLY der Herstellung innovativer, hochwertiger und kostengünstiger Dentalprodukte. Unser Unternehmen ist heute der weltgrößte Anbieter zahnärztlicher Qualitätsprodukte. Unsere Erzeugnisse werden in über 120 Ländern unter einigen der renommiertesten Markennamen der Dentalbranche verkauft. Als ein gemeinsames Team mit einer gemeinsamen Vision verpflichtet sich DENTSPLY, Lösungen anzubieten, die Zahnärzten und Patienten weltweit zugute kommen – „for better dentistry“.

Produktvertrauen ist einer der zentralen Werte von DENTSPLY. In Zusammenarbeit mit unabhängigen Wissenschaftlern von angesehenen Universitäten werden unsere Produkte in kontrollierten klinischen Studien und umfassenden In-vitro-Tests auf Sicherheit und Leistungsfähigkeit geprüft. Klinische Effizienz und Effektivität werden von kompetenten Zahnärzeteams und anhand des Feedbacks ausgewählter Zahnarztpraxen, die unsere Produkte bei Routinebehandlungen anwenden, bewertet. Unsere Validations- und Verifikationsmethoden entsprechen nicht nur allen behördlichen Vorschriften, sondern übertreffen diese sogar noch – damit die Wünsche unserer Kunden verlässlich erfüllt werden.

## EXZELLENTER SERVICE

DENTSPLY bietet ein umfassendes Programm von optimalen Lösungen für Ihre klinischen Erfordernisse. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, welche Optionen zur Verfügung stehen und speziell für Ihre Praxis die richtigen sind. Alle unsere Außendienstmitarbeiter sind auf den Gebieten zahnärztliche Techniken und Materialien geschult, so dass sie Ihre Wünsche und Probleme sofort verstehen.

## QUALITÄT

Wir arbeiten eng mit speziell ausgewählten Dentalhändlern zusammen, die schnellen, unkomplizierten und zuverlässigen Vor-Ort-Service bieten. Wenn Sie Ihre Dentalprodukte von einem DENTSPLY Fachhändler beziehen, dann können Sie sicher sein, nur echte DENTSPLY Produkte mit unserer Qualitätsgarantie zu erhalten.

DENTSPLY DeTrey in Konstanz (Deutschland) ist einer der vielen DENTSPLY Standorte in 22 Ländern auf sechs Kontinenten. Bei DENTSPLY DeTrey sind über 400 engagierte Mitarbeiter in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb der auf dem Dentalmarkt führenden DENTSPLY Produkte tätig.

Das DENTSPLY Hologramm mit dem Vermerk „Made in Germany“ bietet eine zusätzliche Dimension der Qualitätssicherung: Produktheit von unserem Werk bis zu Ihrer Praxis.



## ELEKTRONISCHE GEBRAUCHSANWEISUNG

Ab 1. März 2013 können Gebrauchsanweisungen für bestimmte Medizinprodukte innerhalb der Europäischen Union (gemäß VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) Nr. 207/2012) in elektronischer Form statt in Papierform bereitgestellt werden. Dies bietet unseren Kunden die folgenden Möglichkeiten und Vorteile:

- Einfach, bequem und jederzeit verfügbare Gebrauchsanweisungen auf unserer Website ([www.dentsply.eu/IFU](http://www.dentsply.eu/IFU)).
- Die Sicherheit, stets die aktuellste Version der Anweisung zu haben.
- Ein Layout, das für bessere Lesbarkeit und bequemere Sprachauswahl sorgt.
- Ein Format (PDF), das ein Durchsuchen der Datei erlaubt.
- Eine individuelle Speicherung und Einordnung heruntergeladener Anweisungen.
- Weniger Abfall.

### Elektronische Gebrauchsanweisung

Dieses Symbol auf der Packung zeigt, dass die Gebrauchsanweisung (IFU) für das betreffende Produkt auf unserer Website unter [www.dentsply.eu/IFU](http://www.dentsply.eu/IFU) erhältlich ist. Sie können sie öffnen, speichern und drucken. Bitte wählen Sie die Seiten in der gewünschten Sprache über das Druckmenü. Auf Anfrage senden wir Ihnen auch innerhalb von 7 Tagen ein gedrucktes Gratisexemplar der Anweisung in der gewünschten Sprache zu. Dafür bietet Ihnen unsere Website ein Bestellformular.




[www.dentsply.eu/IFU](http://www.dentsply.eu/IFU)

Wenn Sie dieses Symbol auf der Packung und auf unserer Website sehen, wurde an der Gebrauchsanweisung eine wichtige Änderung vorgenommen, die genau zu beachten ist. Die betreffende Anweisung ist auf unserer Website mit einem orangen Punkt vor dem Produktnamen gekennzeichnet. Bitte ersetzen Sie Ihre bisherige Anweisung durch die aktualisierte Version.



Prophylaxe	Politur der Zähne	2-6
	Fissurenversiegelung	7-8
	Zahnhalversiegelung	8
	Infektionskontrolle	9
	Parodontal-Gel zur Lokalanästhesie	10
Füllungstherapie	Ätzmittel	12-13
	Adhäsive	13-17
	Pulpenschutz	17-18
	Unterfüllungen	19
	Provisorischer Verschluss	20
	Glasionomere	21-22
	Amalgame	23
	Kompomere	24-26
	Universal-Komposite	27-32
	Seitenzahn-Komposite	33-35
	Fließfähige Komposite	36
	Zubehör	36
	Stumpfaufbau-Materialien	37-39
	Matrizensysteme	40-43
	Finieren und Polieren	44-46
Bleaching	47	
Polymerisationslampen	Polymerisationslampen	50-51
Endodontie	Wurzelkanalzemente	54-57
	Guttapercha	58-59
	Papierspitzen	60
Abformmaterial	Alginate	62-63
	Silikone	63-74
	Bissregistrierung	75-76
Temporäre Versorgung	Temporäre Kronen-/Brückenmaterialien	78
	Temporäre Zemente	79
	Temporäre Unterfütterung	79
CAD/CAM und Befestigungszemente	Keramikblöcke für CAD/CAM	82
	Befestigungszemente	83-87
Anhang	Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	



AH 26®/AH 26® silberfrei	57
AH Plus Jet®	55
AH Plus®	56
AH Plus® Cleaner	33
AH Temp™ - <b>NEU</b>	54
AIRBLOCK™	46
Applikatorpistole für Compules® Tips	36
AquaCem® Glasionomerzement	87
Aquasil Bite	75
Aquasil Hard Putty/Fast Set	68-69
Aquasil Putty DECA™	65
Aquasil Soft Putty/Regular Set	68
Aquasil Ultra DECA™ 380 Hartkartuschen	63-64
Aquasil Ultra digit®	73-74
Aquasil Ultra Korrekturmaterial 50 ml	69-70
Aquasil Ultra Korrekturmaterial mit B4®	71-72
Aquasil Ultra Monophase+Heavy 50 ml	66-67
Aquasil Ultra Zubehör	72
AutoMatrix®	43



Blueprint® Xcreme - <b>NEU</b>	62
--------------------------------	----



Calibra®	85-86
Calibra® Automix - <b>NEU</b>	85
CELTRA™ DUO - <b>NEU</b>	82
CELTRA™ Cementation System - <b>NEU</b>	83
Ceram•X®	27-29
ChemFil® Rock	21
ChemFil® Superior	22
Core•X™ flow	38



Delton® FS+	7
Delton® und Delton® DDS	7-8
DENTSPLY® Core&Post System	37
DENTSPLY® Cementation System	83
DENTSPLY® Endo-Resto System	33
DETREY® Conditioner 36	12
DETREY® Zinkphosphatzement	87
Dispersalloy®	23
Dycal®	17-18
Dyract Seal	7

Dyract®	25
Dyract® eXtra	24
Dyract® flow	26
Dyract® Posterior+	25



Enhance® Finier-/Poliersystem	44
Enhance® Multi Finierer/Polierer	44
Esthet•X® HD	30



Fix-Haftlack	62-63
Fix-Lösungsmittel	63



Guttapercha Spitzen DeTrey-Norm	59
Guttapercha Spitzen ISO-Norm	58-59
Guttapercha Stäbe, weiß	19



Illuminé™ home	46-47
Integrity®	78
Integrity® Temp Grip™	79
IRM®	20



Kalsogen® Plus	19
----------------	----



Maillefer Largo Vorböhrer	39
Maillefer Präzisionsbohrer	39
Mischkanülen mit Intraoraltips	38



NRC™	13
Nupro®	5-6
Nupro® Sensodyne®	4-5



Oraqix - Parodontal-Gel 10



Palodent® Plus - **NEU** 40-41  
 Palodent® 42  
 Papierspitzen ISO-Norm steril 60  
 PoGo® Polierer 45  
 Prime&Bond® NT 15  
 Prisma® Gloss™ Polierpaste 45



QuiXfil® 35



RDH Freedom® - **NEU** 2  
 RDH Freedom® Einwegaufsätze - **NEU** 3  
 Regisil® und Regisil® PB™ 76  
 Renfert Duomix II 66



Sani-Tip™ Einmalsprayeinsätze 9  
 SDR® 34-35  
 Seal&Protect® 8  
 Self Cure Activator 14  
 Silfix Adhäsiv 74  
 SmartCem®2 84  
 SmartLite® FOCUS - **NEU** 50-51  
 Spectrum® TPH®3 31-32



Visco-gel 79



Wurzelkanal-Applikator tips 37



X-flow® 36  
 X•Post™ 39  
 Xeno® III 17  
 Xeno® V+ 16  
 XP BOND® 13-14



Zircate® 6

**Das komplette Endodontie-Sortiment  
 finden Sie in unserem Spezialkatalog  
 von DENTSPLY Maillefer.**

**Cavitron Geräte & Instrumenteneinsätze:  
 Exklusiver Deutschland-Vertrieb  
 Über Hager & Werken, Duisburg**

**RINN-Röntgenzubehör ist erhältlich  
 über das DENTSPLY Service Center  
 Tel. 08000/735000 für Deutschland  
 Tel. 00800/073500 für Österreich/Schweiz**

# Gute Kontakte sind wichtig!



**Palodent<sup>®</sup>Plus<sup>++</sup>**  
Sectional Matrix System

**SDR<sup>®</sup>**  
Smart Dentin Replacement

## Ihr Team für den Seitenzahn

- Akkurate Kontaktpunkte
- Dichte Kavitätenränder
- Einfache Handhabung



For better dentistry

**DENTSPLY**

Weitere Informationen: [www.dentsply.de/palodentplus](http://www.dentsply.de/palodentplus)  
oder DENTSPLY Service-Line 08000-735000 (gebührenfrei).



# PRODUKTKATALOG 2013

**Cavitron Geräte & Instrumenteneinsätze:  
Exklusiver Deutschland-Vertrieb  
Über Hager & Werken, Duisburg**

# Prophylaxe-Materialien

**RDH Freedom® - NEU****Kabelloses Prophylaxe-Handstück****Erleben Sie die neue Freiheit!**

Die Professionelle Zahnreinigung (PZR) mit verkabelten Instrumenten und Geräten kann für den Behandler sehr unangenehm sein, weil durch die Zugbelastung des Kabels das Handgelenk stark beansprucht wird. Dem beugt jetzt das kabellose Handstück RDH Freedom vor: Das akkubetriebene Handstück kann mit hygienischen Einmal-Aufsätzen zum Reinigen und Polieren sowie mit Einweg-Bürstchen bestückt werden und bietet völlige Bewegungsfreiheit bei der Prophylaxe.

- Kein Kabel - deshalb sehr ergonomisch und universell einsetzbar
- Einwegaufsätze - erfüllen höchste Hygiene-Anforderungen
- Akkukapazität - für einen ganzen Arbeitstag

**RDH Freedom® Premium Kit****90702L02**

- 1 x Handstück
- 3 x Metall-Außenhülle
- 1 x Ladestation
- 1 x Kabelloses Fußpedal
- 1 x Handstück-Ablage
- 25 x DISPOSA-SHIELD® Schutzhüllen
- 1 x Netzteil
- 1 x Y-Ladekabel
- 20 x RDH Freedom® Einwegaufsätze

**RDH Freedom® Basic Kit****90701L02**

- 1 x Handstück
- 1 x Metall-Außenhülle
- 1 x Ladestation
- 1 x Kabelloses Fußpedal
- 1 x Handstück-Ablage
- 25 x DISPOSA-SHIELD® Schutzhüllen
- 1 x Netzteil
- 1 x Y-Ladekabel
- 20 x RDH Freedom® Einwegaufsätze

**RDH Freedom® Zubehör**

- Metall-Außenhülle **9070301**
- Handstück **9070402**
- Ladestation **9070502**
- Kabelloses Fußpedal **9070601**
- Handstück-Ablage **9070801**
- Netzteil mit einfachem Ladekabel **9070702**
- Y-Ladekabel (zum gleichzeitigen Laden von Handstück und Fußpedal) **763509**
- DISPOSA-SHIELD® Schutzhüllen, 500 Stück **A880075**



**RDH Freedom® Einwegaufsätze - NEU**

Für RDH Freedom® gibt es spezielle Einwegaufsätze zum Reinigen und Polieren sowie Einweg-Bürstchen, die ganz einfach und schnell auf das Handstück aufgesteckt werden. Das erfüllt höchste Hygieneanforderungen. Das spezielle Design des Geräts in Kombination mit den Einwegaufsätzen verringert außerdem das Risiko, dass Polierpaste in die Mechanik des Handstücks eindringen kann und diese verschmutzen. So lassen sich kostspielige Reparaturen vermeiden.

**RDH Freedom® Aufsätze Weich****96570001**

100 Stück

**RDH Freedom® Aufsätze Hart****96570101**

100 Stück

**RDH Freedom® Bürstchen****96570201**

100 Stück



**Nupro® Sensodyne®****Prophylaxe-Paste**

NUPRO® Sensodyne® ist eine einfach anzuwendende Prophylaxe-Paste, welche 3 Vorteile vereint: Desensibilisierung des Zahns, Verschluss der Dentintubuli und Belagsentfernung.

- Einzigartige NovaMin® Kalzium-Phosphat Technologie
- Desensibilisierung ohne zusätzlichen Arbeitsschritt
- Bewährte Polier- und Reinigungseigenschaften
- Sofortige und anhaltende Schmerzlinderung bis zu 4 Wochen

**Nupro® Sensodyne® Töpfchen mit Fluorid**

175 Patient Dose Töpfchen  
1 Prophy Grip, 1 Prophy Ring

**Reinigungspaste**

Pfefferminz  
Orange

**801511S1**  
**801523S1**

**Polierpaste**

Pfefferminz  
Orange

**801510S1**  
**801522S1**

**Nupro® Sensodyne® Töpfchen ohne Fluorid**

175 Patient Dose Töpfchen  
1 Prophy Grip, 1 Prophy Ring

**Reinigungspaste**

Pfefferminz  
Orange

**801525S1**  
**801529S1**

**Polierpaste**

Pfefferminz  
Orange

**801524S1**  
**801528S1**

**Nupro® Sensodyne® Topf mit Fluorid**

340g, 1 Prophy Grip

**Reinigungspaste**Pfefferminz  
Orange**801531S1**  
**801535S1****Polierpaste**Pfefferminz  
Orange**801530S1**  
**801534S1****Nupro® Sensodyne® Topf ohne Fluorid**

340g, 1 Prophy Grip

**Reinigungspaste**Pfefferminz  
Orange**801537S1**  
**801541S1****Polierpaste**Pfefferminz  
Orange**801536S1**  
**801540S1****Nupro®**

Hochwertige Reinigungs- und Polierpaste.

Spritzt nicht; richtige Körnung für jede Indikation; hohe Polierfähigkeit.

**Nupro® Töpfchen ohne Fluorid**200 Patient Dose Töpfchen, Aroma Orange  
1 Prophy Gripgrob (400g)  
mittel (400g)  
fein (380g)**801210S1**  
**801220S1**  
**801230S1**

**Nupro® Töpfchen mit Fluorid**

200 Patient Dose Töpfchen, 1 Prophy Grip

**Fein 380g**

Minze

**801232S1**

Orange

**801231S1****Medium - 400 g**

Minze

**801222S1**

Orange

**801221S1****Grob - 400 g**

Minze

**801212S1**

Orange

**801211S1****Nupro® Topf ohne Fluorid**

Aroma Orange

grob - 340 g Topf

**801110S1**

mittel - 340 g Topf

**801120S1**

fein - 283 g Topf

**801130S1****Nupro® Topf mit Fluorid**

Aroma Minze

Grob - 340 g Topf

**801112S1**

Mittel - 340 g Topf

**801122S1****Zircate®**

Zahnreinigungs- und Poliermittel auf Zirkonium-Silikat-Basis. Reinigt und poliert in einem Arbeitsgang, spritzt nicht. Ohne Fluorid.

**Zircate® Reinigungspaste****677001**

170 g

### Dyract Seal Kompomer Grübchen & Fissurenversiegeler

Dyract Seal ist ein lichthärtender Fissurenversiegeler. Langzeitfluoridfreigabe schützt die versiegelten Grübchen und Fissuren zusätzlich vor Karies.



#### Dyract® Seal Refills

3 Spritzen à 1 ml (= 1,5 g)  
25 Applikatornadeln

farblos **615.04.705**  
weiß / opak **615.04.706**

Dyract Seal Applikatornadeln **615.04.707**

### Delton® FS+

Dieser lichthärtende Fissurenversiegeler ist in einem innovativen Spritzen-Applikationssystem mit einer Pinsel-spitze erhältlich und ermöglicht so ein einfaches und präzises Auftragen. Delton® FS+ ist ein neues, zu 55 % gefülltes Versiegelungsmaterial, mit langfristiger Fluoridfreisetzung.



Delton® FS+ Nachfüllpackung **310201**

4 Delton® FS+ Spritzen opak (à 1,2 ml)  
60 Pinsel-Applikator tips  
25 Disposa-Shield

Delton EZ Tips **210401**

20 Applikator tips

### Delton® und Delton® DDS

Delton® ist ein lichthärtendes Fissurenversiegelungssystem mit langfristiger Fluoridfreisetzung, welche einen zusätzlichen Kariesschutz für die versiegelten Fissuren bietet. Mit dem direkten Applikationssystem ist mit Delton DDS eine einfache und schnelle Applikation möglich.



#### Delton® Fissurenversiegeler

7 ml Ätzflüssigkeit  
5,4 ml Fissurenversiegeler in farblos oder opak  
1 Applikator  
100 Applikatorröhrchen  
10 Anmischschalen

Delton® (farblos) **2796**  
Delton® (opak) **2797**



**Delton® DDS Nachfüllpackung**

50 Kartuschen je 0,08 ml Fissurenversiegeler

Delton® DDS (farblos)	<b>2695</b>
Delton® DDS (opak)	<b>2696</b>
Delton® DDS Applikator	<b>2000</b>

**Seal&Protect®**

Seal&Protect® ist ein Schutzlack für freiliegendes Wurzelzementin. Erhöhte Abrasionsresistenz durch Nano-Füllkörper-Technologie. Seal&Protect® enthält den antimikrobiellen Wirkstoff Triclosan und vermindert so die Plaque-Bildung bzw. bekämpft kariogene Bakterien. Kontinuierliche Fluoridfreisetzung.



**Seal&Protect® Einführungspackung** **606.04.700**

1 Flasche Seal&Protect® à 4,5 ml  
50 Applikator tips  
10 Applikator Dishes

**Seal&Protect® Nachfüllpackung** **606.04.705**

2 Flaschen Seal&Protect® à 4,5 ml



### Sani-Tip™ Einmalsprayeinsätze

Das Sani-Tip™ -System verhindert auf einfachste und effektivste Weise Kreuzinfektionen durch Sprayspritzen. Die einmalige Umrüstung der Sprayspritzen gelingt mit dem Sani-Tip™ Adapter schnell und einfach.



#### Sani-Tip™ Nachfüllpackungen

250 Sani-Tips™ Standard (76 mm) und Sani-Shield Schutzhüllen	<b>122211S1</b>
250 Sani-Tips™ Mini (57 mm) und Sani-Shield Schutzhüllen	<b>122214S1</b>
250 Sani-Shield Schutzhüllen	<b>130010S1</b>



#### Sani-Tip™ Spritzen Adapter

A1 (ADEC Spritzen)	<b>122220NS1</b>
S1 (SIEMENS Sprayvit 4000/4000E/4000L Spritzen)	<b>122250NS1</b>
C1 (CASTELLINI Cleanthree und Cleanwarm Spritzen)	<b>122370NS1</b>
L3 (LUZZANI Minilight, Minimatic, Minimate Anthos A4 Spritzen)	<b>122326NS1</b>



A-1 122220N S1  
A-DEC

C-1 122370N S1  
Castellini

L-3 122326N S1  
Luzzani

S-1 122250N S1  
Siemens

### Oraqix - Parodontal-Gel

Die sanfte Lokalanästhesie ohne Spritze. Ein gutes Gefühl - nichts zu fühlen.

- Injektionsfrei
- Wirkungseintritt innerhalb von 30 Sekunden
- Wirkungsdauer ca. 20 Minuten
- Flexible Dosierbarkeit - zur Behandlung einzelner Parodontaltaschen, Quadranten oder Kiefer



#### Oraqix Parodontal-Gel

66312020DE

- 20 Patronen à 1,7 g Gel
- 20 Applikatoren mit abgestumpfter Spitze



#### Oraqix® Dispenser

66420

- Sterilisierbar
- Leichte Vorbereitung
- Praktische Dosiermechanik

Oraqix Parodontal-Gel. Zusammensetzung: Ein Gramm enthält 25 mg Lidocain und 25 mg Prilocain. Sonstige Bestandteile: Poloxamer 188, gereinigt. Poloxamer 407, gereinigt. Verdünnte Salzsäure zur pH-Einstellung. Gereinigtes Wasser.  
 Anwendungsgebiete: Oraqix ist bei Erwachsenen zur lokalen Anästhesie in Parodontaltaschen bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen wie Sondieren, Zahnsteinentfernung und/oder Wurzelglättung angezeigt. Gegenanzeigen: Oraqix ist bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber Lidocain, Prilocain, anderen Lokalanästhetika vom Amid-Typ oder einem der sonstigen Bestandteile kontraindiziert, ebenso bei Patienten mit kongenitaler oder idiopathischer Methämoglobinämie oder rezidivierender Porphyrie. Warnhinweise: Oraqix darf nicht injiziert werden.  
 Nebenwirkungen: Es konnten keine Nebenwirkungen spezifisch auf Oraqix zurückgeführt werden.  
 Die in allen klinischen Studien am häufigsten aufgetretenen unerwünschten Ereignisse bestanden in lokalen Reaktionen in der Mundhöhle. Häufigkeit und Art der Begleiterscheinungen waren bei Oraqix bzw. Placebo vergleichbar. Methämoglobinämie: Prilocain kann erhöhte Methämoglobin-Spiegel induzieren, die zu einer Zyanose führen können.  
 Im Rahmen der klinischen Studien mit Oraqix wurde nicht über Methämoglobinämie berichtet. In seltenen Fällen wurden Lokalanästhetika mit allergischen Reaktionen (in den schwersten Fällen mit einem anaphylaktischen Schock) in Verbindung gebracht. Während der klinischen Studien mit Oraqix wurde nicht über allergische Reaktionen berichtet.  
 Art und Inhalt des Behältnisses: Glaspatrone mit 1,7 g Gel. Pharmazeutischer Unternehmer: DENTSPLY DeTrey GmbH, 78467 Konstanz. Deutschland. Stand der Information: Dezember 2004. Apothekenpflichtig.

# PRODUKTKATALOG 2013



## Füllungstherapie

**DETREY® Conditioner 36**

Phosphorsäure-Gel zum Anätzen von Zahnschmelz und Dentin  
(Total Etch Technik) bei der Füllungstherapie, Fissurenversiegelung, etc.



**DETREY® Conditioner 36**

**606.15.208**

2 Spritzen Ätzgel à 3 ml  
25 Applikatornadeln



**DETREY® Conditioner 36 Großpackung**

**606.15.209**

10 Spritzen Ätzgel à 3 ml  
50 Applikatornadeln



**DETREY® Applikatornadeln**

**606.15.204**

25 Stück für DETREY® Conditioner 36 in Spritzen

**NRC™**

NRC™ ist eine selbstprimende konditionierende Flüssigkeit, die in Verbindung mit dem Nano-Technologie Haftvermittler Prime&Bond®NT für Dyract® Kompomer Füllungen angewendet wird, wenn erhöhte Haftkraft am Schmelz notwendig ist. NRC bietet die Möglichkeit, Schmelz und Dentin schnell und in einer einfachen Anwendungstechnik zu konditionieren und zu primen ohne abspülen zu müssen.



**NRC™ Nachfüllpackung**

**606.15.400**

1 Flasche NRC™, 4,5 ml

**XP BOND® - das universelle Total-Etch-Adhäsiv**

XP BOND®, das universelle Total-Etch-Adhäsiv von DENTSPLY, verbindet eine überragende Adhäsiv-Leistung mit einfacher Anwendung und hoher Anwendungssicherheit. Es ist für direkte und - in Verbindung mit dem Self Cure Activator von DENTSPLY - für alle Arten von indirekten Restaurationen geeignet. Werden zur Befestigung indirekter Restaurationen Calibra®, SmartCem®2 oder Core.X™ flow verwendet, kann sogar auf die separate Lichthärtung der Adhäsiv-Schicht verzichtet werden.

Damit ist XP BOND® eine leistungsstarke und verlässliche Komplettlösung für alle Arten von adhäsiven Restaurationen.



**XP BOND® Mini Nachfüllpackung**

**606.67.402**

- 1 x 2,5 ml XP BOND®
- 1 x CliXdish™
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung



**XP BOND® Nachfüllpackung**

**606.67.281**

- 1 x 5 ml XP BOND®
- 1 x 50 Applikatortips
- 1 x CliXdish™
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung

**XP BOND® Eco Nachfüllpackung****606.67.401**

- 3 x 5 ml XP BOND®
- 2 x 50 Applikatortips
- 2 x CliXdish™
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung

**XP BOND® Patient Dose Nachfüllpackung****693002**

- 100 x XP BOND® Patient Dose à 0,125 ml
- 100 x Applikatortips
- 3 x XP BOND® Patient Dose Halter
- 1 x Gebrauchsanweisung

**Self Cure Activator****634354K**

- 1 x 4,5 ml Self Cure Activator
- 1 x Gebrauchsanweisung

**Applikatortips****658012**

- 50 Applikatortips



**Prime&Bond® NT**

Universelles Ein-Komponenten Adhäsiv-System für Komposite, Dyract® Kompomere, Zementierungen und adhäsive Reparaturen. Enthält kleinste Nanofüller zur Verstärkung der natürlichen Dentinstrukturen – für exzellente Haftung. Selbst das Auftragen von nur einer Schicht führt zu einer perfekten Randdichtigkeit.

**Prime&Bond® NT Nachfüllpackung****606.67.240**

2 x Flaschen Prime&Bond® NT, à 4,5 ml  
1 x Gebrauchsanweisung

**Prime&Bond® NT Patient Dose Nachfüllpackung****634356**

80 x Patient Dose à 0,125 ml  
2 x Patient Dose Halter  
1 x 100 Applikatortips  
1 x Gebrauchsanweisung

**Applikatortips****606.67.198**

100 Applikatortips

**Xeno® V+ Selbstätzendes Ein-Komponenten-Adhäsiv**

**Xeno® V+** ist ein selbstätzendes Einkomponenten-Adhäsiv, das für das Bonding direkter Restaurationen an Schmelz und Dentin entwickelt wurde.

Xeno® V+ hat folgende Eigenschaften:

- Nur 10 Sekunden Lichthärtezeit
- Patientenfreundlicher Geruch
- Hohe Haftung und Versiegelung
- Kein Anmischen, eine Schicht genügt
- Keine Kühlschrankschlagerung, keine Kühlketten
- Hohe Ergiebigkeit

**Xeno® V+ Nachfüllpackung****606.67.308**

- 1 x 5ml Xeno® V+
- 1 x 50 Applikatortips
- 1 x CliXdish™
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung

**Xeno® V+ Mini Nachfüllpackung****606.67.317**

- 1 x 2,5 ml Xeno® V+
- 1 x CliXdish™
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung

**Xeno® V+ Eco Nachfüllpackung****606.67.309**

- 3 x 5 ml Xeno® V+
- 2 x 50 Applikator Tips
- 2 x CliXdish™
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung

**Xeno® III selbstätzendes Einschritt-Adhäsiv**

XENO® III ist ein selbstätzendes Einschritt-Adhäsiv, das für das Bonding lichthärtender Restaurationen an Schmelz und Dentin entwickelt wurde.

**XENO® III Nachfüllpackung****606.67.290**

5 ml Flasche A, 5 ml Flasche B

**XENO® III Patient Dose**

Nachfüllpackung (80)

**606.67.302**

ECO Nachfüllpackung (240)

**606.67.303**

Applikator tips (100)

**606.67.198****Dycal®**

Die Calciumhydroxid Komposition Dycal ist ein festabbindendes Material zur direkten und indirekten Pulpenüberkappung und zur Dentinisolierung unter zahnärztlichen Füllungsmaterialien, Zementen und anderen Werkstoffen. Initiiert die Bildung von Sekundärdentin; Säureresistenz; niedrige Löslichkeit.

**Dycal® Tuben, Standardpackung, Farbe: dentin****611.06.501**

13 g Basispaste, 11 g Katalysatorpaste

**Dycal® in Tuben, Standardpackung, Farbe: Elfenbein****611.05.501**

13 g Basispaste, 11 g Katalysatorpaste



**Dycal® Tuben, Nachfüllpackung,  
Farbe: Dentin**

**611.06.606**

je 6 x Basispaste und Katalysatorpaste, (144g)



**Dycal® Tuben, Nachfüllpackung,  
Farbe: Elfenbein**

**611.05.606**

je 6 x Basispaste und Katalysatorpaste (144 g)



**Dycal® Mischblöcke**

**611.05.990**

Packung à 12 Stück (3,5 cm x 4,5 cm)



**Dycal® Füllungsinstrument**

**61105997D**

**Kalsogen® Plus**

Zinkoxid-Eugenol-Zement für die indirekte Pulpenüberkappung, Wurzelkanalfüllung oder als temporärer Verschluss. Hohe Druckfestigkeit; leicht anzumischen.



**Packung:**

**611.15.200**

Pulver à 30 g



**Packung:**

**611.15.201**

Flüssigkeit à 15 ml

**Guttapercha Stäbe, weiß**

Provisorisches Füllungsmaterial für nichtkaukrafttragende Kavitäten, die keine Medikamentenflüssigkeiten enthalten. Zum Verschieben von Zahnfleisch und zur temporären Separation angrenzender Zähne.



**Packung:**

**611.45.006**

10 Stäbe à 28,4 g

**IRM® Provisorisches Füllungsmaterial**

DAS bewährte Füllungsmaterial für Langzeit-Provisorien.

- Hohe mechanische Festigkeit: für eine Haltbarkeit von bis zu einem Jahr.
- Polymerverstärktes Zinkoxid-Eugenol-Material.
- Einfache Applikation und Entfernung.

Für provisorische Zahnfüllungen, als Basis unter kunststofffreien Füllungen, erhältlich als Pulver/Flüssigkeit oder in Kapseln.



**IRM® Einführungspackung**

**606.61.500**

Pulver, 40 g  
Flüssigkeit, 15 ml

**IRM® Nachfüllpackung:**

Pulver, 40 g  
Flüssigkeit, 15 ml

**606.61.520**

**606.61.510**



**IRM® in Kapseln, Standardpackung**

**610200**

50 Stück (285 mg/Kapsel)



## ChemFil® Rock Hochleistungs-Glasionomer Füllungsmaterial

**ChemFil® Rock** läutete eine neue Ära in der Glasionomer-Technologie ein! Die neue und einzigartige Formulierung von ChemFil® Rock enthält mit Zink modifizierte reaktive Glasfüller. Dies führt zu einem deutlich früheren Aufbau von mechanischer Festigkeit. Hieraus resultieren eine überlegene Frakturresistenz und Abrasionsbeständigkeit – ohne Konditionieren und ohne Oberflächenversiegelung.

- Widerstandsfähig gegenüber Fraktur und Abrasion
- Selbstadhäsiv an Schmelz und Dentin
- Fluoridfreisetzend
- Nicht klebrige, gut modellierbare Konsistenz
- Bulkfüllung und Selbsthärtung
- Hochwertiger, ergonomischer Kapselapplikator aus Edelstahl

ChemFil® Rock ist geeignet für folgende Indikationen: semipermanente Füllung von Kavitäten der Klasse I und II im Seitenzahnbereich, Füllung von Milchzähnen, Füllung von Läsionen und Kavitäten der Klasse V, Füllung von Kavitäten der Klasse III sowie für Basis- und Stumpfaufbauten.



### ChemFil® Rock Einführungspackung

606.06.590

- 40 x ChemFil® Rock Kapseln (je 10 x A1, A2, A3, Kontrastweiß)
- 1 x Kapselapplikator 2
- 1 x Gebrauchsinformation
- 1 x Illustrierte Gebrauchsinformation



### ChemFil® Rock Nachfüllpackung

- 50 x ChemFil® Rock Kapseln
- 1 x Gebrauchsinformation
- 1 x Illustrierte Gebrauchsinformation

A1	606.06.591
A2	606.06.592
A3	606.06.593
A4-O	606.06.594
Kontrastweiß	606.06.595



### Kapselapplikator 2

606.06.596

**ChemFil® Superior**

Glasionomer Füllungsmaterial für Klasse III und V, Milchmolaren-Klasse I und II.  
Erhältlich in Handmischversion.  
Haftung an Schmelz und Dentin ohne Säureätztechnik; schnelle Abbindung;  
Fluoridfreigabe; nichtklebrige Konsistenz, gute Ästhetik durch hohe Transluzenz.

**Einführungspackung****606.06.515**

7x10 g Pulver\*  
Farben, L, LYG, LY, DY, DG, LG, GB  
ChemFil® Varnish 12,5 ml  
1 Farbring  
1 Wasserdosierflasche  
Zubehör

\* Pulver nur mit Wasser anmischen

**Nachfüllpackungen**

10 g Pulver\* incl. Meßlöffel mit Wasserdosierflasche



L (2) = hell **606.06.520**  
LYG (3) = hellgelbgrau **606.06.530**  
LY (4) = hellgelb **606.06.540**  
DY (5) = dunkelgelb **606.06.550**  
DG (6) = dunkelgrau **606.06.560**  
LG (7) = hellgrau **606.06.570**  
GB (8) = grau braun **606.06.580**

\* Pulver nur mit Wasser anmischen

**Zubehör**

ChemFlex™ Mischflüssigkeit, 6 ml **606.07.030**  
ChemVarnish™ Schutzlack, 12,5 ml **606.07.050**



**Dispersalloy®**

Kugel- und splitterförmiges Legierungspulver zur Herstellung von Non-Gamma-2-Amalgam. Lange Lebensdauer; hohe Anfangshärte und Polierfähigkeit.



**Kapseln, normalhärtend**

Packung à 50 Stück

F1	<b>66002891S1</b>
F2	<b>66002892S1</b>
F3	<b>66002893S1</b>



**Kapseln, schnellhärtend**

F1	<b>66002861S1</b>
F2	<b>66002862S1</b>
F3	<b>66002863S1</b>

Packung à 50 Stück



**Pulver**

Packung mit 2 Gläsern à 150 g

normalhärtend	<b>66002821S1</b>
schnellhärtend	<b>66002822S1</b>

**Dyract® eXtra Das kariespräventive Füllungsmaterial**

Dyract® eXtra ist ein Füllungsmaterial für alle Kavitätenklassen im Front- sowie im kaukraftbelasteten Seitenzahnbereich.

**eXtra Schutz**

Dyract® eXtra Füllungen setzen kontinuierlich Fluoridionen frei und wirken an der Grenzfläche zur Zahnschicht als Säurepuffer. Laboruntersuchungen zeigen eine lokale kariostatische Wirkung. Für Patienten mit einem hohem Kariesrisiko stellt die Füllungstherapie mit Dyract® eXtra eine logische Ergänzung zu einer bedarfsgerechten prophylaktischen Intervention dar. Die besonderen Eigenschaften von Dyract® eXtra resultieren aus der Kombination fluoridhaltiger Glasfüller mit säuremodifizierten von DENTSPLY patentierten Monomeren.

**Klinisch bewährt**

Die Dyract® Füllungsmaterialien sind ein beispielhafter Erfolg: Überzeugende Ergebnisse aus 45 klinischen Studien, mehr als 500 wissenschaftliche Veröffentlichungen und 20 Jahre Erfolg in den zahnärztlichen Praxen dieser Welt machen Dyract® zu einem Vorbild für die Forderung nach einer evidenzbasierten Zahnheilkunde.



**Dyract® eXtra Einführungspackung**

**606.04.900**

- 40 x Compules® à 0,25 g in 6 Farben  
(10 x A2, 10 x A3, 5 x B1, 5 x C2, 5 x A3,5, 5 x A4)
- 1 x Farbschlüssel
- 1 x Applikatorpistole
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
- 50 x Applikatortips

**Dyract® eXtra Nachfüllpackungen**

20 Compules® à 0,25 g



- A2 **606.04.901**
- A3 **606.04.902**
- A3.5 **606.04.903**
- A4 **606.04.904**
- B1 **606.04.905**
- B3 **606.04.906**
- C2 **606.04.907**
- C3 **606.04.908**
- O-A2 **606.04.909**
- O-B3 **606.04.910**

**Dyract® eXtra Farbschlüssel**

**606.04.940**

**Dyract® Posterior+**  
**Das kariespräventive Füllungsmaterial**

Dyract® Posterior+ ist ein auf Kompomer-Basis entwickeltes Füllungsmaterial, das speziell für den Gebrauch im Seiten-zahnbereich entwickelt wurde. Dyract® Posterior+ ist für die direkte intraorale Applikation in Compules® Tips vordosiert. Es ist weiß-opak eingefärbt, um leicht zwischen der Zahnschmelze und der Restauration unterscheiden zu können.



**Nachfüllpackung**

**606.04.631**

20 Compules® à 0,25 g, weiß opak

**Eco Nachfüllpackung**

**606.04.632**

5 x 20 Compules® à 0,25 g, weiß opak

**Dyract® Kompomer Füllungsmaterial**

Dyract® kombiniert die Hauptvorteile von Glasionomeren wie Fluoridfreisetzung und Biokompatibilität mit der einfachen Handhabung lichthärtender Composite.



**Dyract® Nachfüllpackung**

20 Compules® à 0,25 g

A2	<b>606.04.202</b>
A3	<b>606.04.203</b>
A3.5	<b>606.04.204</b>
A4	<b>606.04.205</b>
B1	<b>606.04.206</b>
B3	<b>606.04.208</b>
Ersatz für die Farben C2 und C3:	
Dyract® eXtra Nachfüllpackung C2	<b>606.04.907</b>
Dyract® eXtra Nachfüllpackung C3	<b>606.04.908</b>

### Dyract® flow

Dyract® flow ist ein universell einsetzbares fließfähiges Kompomer-Füllungsmaterial, das auch ohne Handinstrumente gut an die Kavitätenwände anfließt. Dyract® flow gibt es in handlichen Spritzen für die direkte intraorale Applikation. Es ist ideal geeignet für kleine Kavitäten im Front- und Seitenzahnbereich. Die hohe Fluoridfreisetzung bietet zusätzlichen Schutz vor Sekundärkaries.



#### Dyract® flow Nachfüllpackungen

2 Spritzen à 1 ml ( 2 x 1,8 g)  
25 Applikatornadeln (schwarz)

A2	<b>606.04.402</b>
A3	<b>606.04.403</b>
A4	<b>606.04.404</b>
B1	<b>606.04.405</b>
O-A3	<b>606.04.414</b>

#### Zubehör **606.04.490**

25 Applikatornadeln (schwarz)

**Ceram•X®****Universelles nanokeramisches Füllungsmaterial**

Ceram•X® ist ein modernes nanokeramisches Füllungsmaterial für den Front- und Seitenzahnbereich mit einzigartigen Eigenschaften. Ceram•X® bietet natürliche Ästhetik in einem einfachen Verfahren, eine außergewöhnlich geringe Monomerfreisetzung und überlegene Handhabungseigenschaften. Mehr als 37 Millionen Restaurationen weltweit und über 9 Jahre klinischer Erfolg sprechen für sich.

Ceram•X® mono, das System mit einer Transluzenz, umfasst sieben Farben mittlerer Transluzenz und ist optimal für schnelle und einfache Front- und Seitenzahnfüllungen.

Ceram•X® duo, das Zwei-Transluzenzen-System für ästhetisch anspruchsvolle Restaurationen nach dem natürlichen Schichtkonzept, bietet vier Dentin-farben mit der Transluzenz von natürlichem Dentin und drei Schmelzfarben, die die hohe Transluzenz von natürlichem Zahnschmelz imitieren.

- ✓ Einfach. Nur 7 Farben für gesamtes VITA-Spektrum
- ✓ Natürlich. Geringe Monomer-Freisetzung
- ✓ Schön. Exzellente Ästhetik über viele Jahre

**Ceram•X® mono+ Compules®  
Einführungspackung****607.01.410**

- 40 x Compules®  
(je 8 x M2, M5, M6; je 4 x M1, M3, M4, M7) à 0,25 g
- 2 x i-Shade Aufkleber
- 1 x Original-Farbschlüssel Ceram•X® mono
- 1 x Illustrierte Gebrauchsinformation mono
- 1 x Klinischer Leitfaden (englisch)
- 1 x Applikatorpistole, 1 Dappendish
- 50 x Applikatortips
- 1 x Organisationssystem

**Ceram•X® mono+ Compules® Nachfüllpackung**

20 Compules® à 0,25 g

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| M1 (A1, B1)       | <b>607.01.411</b> |
| M2 (A2, B2)       | <b>607.01.412</b> |
| M3 (C1, D2)       | <b>607.01.413</b> |
| M4 (C2, C3, D4)   | <b>607.01.414</b> |
| M5 (A3, D3)       | <b>607.01.415</b> |
| M6 (A3.5, B3, B4) | <b>607.01.416</b> |
| M7 (A4, C4)       | <b>607.01.417</b> |

**Ceram•X® mono+ Spritzen  
Einführungspackung****607.01.510**

- 7 x Spritzen (je 1 x M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7) à 3 g
- 2 x i-Shade Aufkleber
- 1 x Original-Farbschlüssel Ceram•X® mono
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung mono
- 1 x klinischer Leitfaden (englisch)
- 1 x Organisationssystem, 1 Dappen-Dish
- 50 x Applikatortips

**Ceram•X® mono+ Spritzen Nachfüllpackungen**

1 Spritze à 3 g

M1 (A1, B1)	<b>607.01.511</b>
M2 (A2, B2)	<b>607.01.512</b>
M3 (C1, D2)	<b>607.01.513</b>
M4 (C2, C3, D4)	<b>607.01.514</b>
M5 (A3, D3)	<b>607.01.515</b>
M6 (A3.5, B3, B4)	<b>607.01.516</b>
M7 (A4, C4)	<b>607.01.517</b>

**Ceram•X® duo+ Compules®  
Einführungspackung****607.01.310**

40 x Compules® à 0,25 g  
 (je 7 x D2, D3, E3, E2, je 3 x D1, D4, DB, E1)  
 2 x i-Shade Aufkleber  
 1 x Original-Farbschlüssel Ceram•X® duo  
 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung duo  
 1 x Klinischer Leitfaden (englisch)  
 1 x Applikatorpistole, 1 Dappendish  
 50 x Applikatortips  
 1 x Organisationssystem

**Ceram•X® duo+ Compules® Nachfüllpackungen**

20 Compules® à 0,25 g

Dentin D1 (A1, B1)	<b>607.01.301</b>
Dentin D2 (A2, B2, C1, D2)	<b>607.01.302</b>
Dentin D3 (A3, A3.5, B3, B4, C2, C3, D3, D4)	<b>607.01.303</b>
Dentin D4 (A4, C4)	<b>607.01.304</b>
Dentin DB (Bleach)	<b>607.01.305</b>
Schmelz E1 (B1, B2, C2, D4)	<b>607.01.307</b>
Schmelz E2 (A1, A2, A3, C1, C3, C4, D2, D3)	<b>607.01.308</b>
Schmelz E3 (A3.5, A4, B3, B4)	<b>607.01.309</b>




**Ceram•X® duo+ Spritzen  
Einführungspackung**
**607.01.350**

7 x Spritzen (je 1 x D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3) à 3 g  
 2 x i-Shade Aufkleber  
 1 x Original-Farbschlüssel Ceram•X® duo  
 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung duo  
 1 x Klinischer Leitfaden (englisch)  
 1 x Organisationssystem, 1 Dappen-Dish  
 50 x Applikatortips

**Ceram.X® duo+ Spritzen Nachfüllpackungen**

1 Spritze à 3 g



Dentin D1 (A1, B1)	<b>607.01.351</b>
Dentin D2 (A2, B2, C1, D2)	<b>607.01.352</b>
Dentin D3 (A3, A3.5, B3, B4, C2, C3, D3, D4)	<b>607.01.353</b>
Dentin D4 (A4, C4)	<b>607.01.354</b>
Dentin DB (Bleach)	<b>607.01.355</b>
Schmelz E1 (B1, B2, C2, D4)	<b>607.01.357</b>
Schmelz E2 (A1, A2, A3, C1, C3, C4, D2, D3)	<b>607.01.358</b>
Schmelz E3 (A3.5, A4, B3, B4)	<b>607.01.359</b>

**Zubehör**

Ceram•X® mono Farbschlüssel	<b>607.01.332</b>
-----------------------------	-------------------



Ceram•X® duo Farbschlüssel	<b>607.01.333</b>
----------------------------	-------------------



**Esthet•X® HD****High Definition Micro Matrix Füllungsmaterial**

Esthet•X® HD ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Komposit Füllungsmaterial für alle Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.

Esthet•X® HD bietet durch eine patentierte Harzzusammensetzung der Matrix eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und Bruchfestigkeit. Diese Matrix ist mit einer einzigartigen Füllergößenverteilung kombiniert, wodurch ein beständiger hoher Oberflächenglanz erreicht wird.

Die regulären Hauptfarben (Body) entsprechen dem Vita® System und zeigen einen hervorragenden Chamäleoneneffekt. In Kombination mit opaken Dentin- und transluzenten Schmelzfarben lassen sich durch individuelles Schichten der drei Opazitäten Restaurationen höchster ästhetischer Schönheit erzielen.

**Esthet•X® HD Nachfüllpackungen**

Packungen mit 20 oder 10 Compules® à 0,25 g

A1 (20)	<b>630617</b>
A2 (20)	<b>630618</b>
A3 (20)	<b>630619</b>
A3,5 (20)	<b>630620</b>
A4 (10)	<b>630621</b>
B1 (20)	<b>630622</b>
B2 (20)	<b>630623</b>
B3 (10)	<b>630624</b>
C1 (10)	<b>630626</b>
C2 (20)	<b>630627</b>
C3 (10)	<b>630628</b>
C4 (10)	<b>630629</b>
D2 (10)	<b>630631</b>
D3 (10)	<b>630632</b>
Universal (20)	<b>630633</b>
Weiß (20)	<b>630615</b>
XL (extrahell) (10)	<b>630616</b>
C-E (transparenter Schmelz) (10)	<b>630610</b>
W-E (weißer Schmelz) (10)	<b>630611</b>
A-E (rötlicher Schmelz) (10)	<b>630613</b>
Y-E (gelblicher Schmelz) (10)	<b>630612</b>
G-E (gräulicher Schmelz) (10)	<b>630614</b>
W-O (10)	<b>630634</b>
A2-O (10)	<b>630635</b>
A4-O (10)	<b>630636</b>
B2-O (10)	<b>630637</b>
C1-O (10)	<b>630638</b>
D3-O (10)	<b>630640</b>
C4-O (10)	<b>630639</b>

### Spectrum® TPH® 3

Spectrum® TPH® 3 ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Feinstpartikel-Hybridkomposit für Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.

Spectrum® TPH® 3 ist in einer Auswahl präzis getroffener Vita Farben verfügbar.

Die neue Generation dieses bewährten Komposits zeichnet sich aus durch einfache Polierbarkeit und herausragenden Oberflächenglanz.



#### Spectrum® TPH® 3 Einführungspackung

606.05.120

- 52 x Spectrum® TPH® 3 Compules® à 0,25 g
- 7 x A2/A3/A3,5/C2
- 3 x O-A2/O-A3,5/A4/B1/I-B1/B2/B3/C3
- 1 x Applikatorpistole
- 1 x Farbschlüssel
- 1 x Flasche Prime&Bond® NT, 4,5 ml
- 50 x Applikatortips
- 3 ml DeTrey®-Conditioner 36
- 25 x Applikatornadeln
- 1 x Bildgebrauchsanleitung



#### Spectrum® TPH® 3 Nachfüllpackungen

##### Standardfarben

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 20 Compules® A1           | 606.05.201 |
| 20 Compules® A2           | 606.05.202 |
| 20 Compules® A3           | 606.05.203 |
| 20 Compules® A3,5         | 606.05.204 |
| 10 Compules® A4           | 606.05.205 |
| 20 Compules® B1           | 606.05.206 |
| 20 Compules® B2           | 606.05.207 |
| 20 Compules® B3           | 606.05.208 |
| 20 Compules® C2           | 606.05.211 |
| 20 Compules® C3           | 606.05.212 |
| 10 Compules® C4           | 606.05.213 |
| 10 Compules® D3           | 606.05.215 |
| <b>Sonderfarben</b>       |            |
| 10 Compules® O-A2 opak    | 606.05.220 |
| 10 Compules® O-A3,5 opak  | 606.05.221 |
| 10 Compules® I-B1 inzisal | 606.05.222 |


**Spectrum®TPH®3 Drehspritzen Nachfüllpackungen**

1 Spritze à 4,5 g

A1	<b>606.05.301</b>
O-A2	<b>606.05.302</b>
A3	<b>606.05.303</b>
A3,5	<b>606.05.304</b>
A4	<b>606.05.305</b>
B1	<b>606.05.306</b>
B2	<b>606.05.307</b>
B3	<b>606.05.308</b>
C2	<b>606.05.311</b>
C3	<b>606.05.312</b>
O-A3.5	<b>606.05.321</b>
I-B1	<b>606.05.322</b>
O-A2	<b>606.05.323</b>

**Spectrum TPH 3 Farbschlüssel**
**606.05.230**

**DENTSPLY® Endo-Resto System****Für die sofortige adhäsive postendodontische Versorgung**

Das DENTSPLY Endo-Resto System bietet eine zertifizierte Komplettlösung für die sofortige definitive adhäsive Füllung nach einer endodontischen Behandlung.

Der neue **AH Plus® Cleaner** entfernt überschüssiges, nicht ausgehärtetes AH Plus® vom Boden und den Wänden der Zugangskavität. Wurzelkanalfüllung und definitiver adhäsiver Verschluss können somit innerhalb von nur einer Sitzung erfolgen, ein temporärer Verschluss ist nicht mehr notwendig.

Das von Zahnärzten für Zahnärzte entwickelte Organisationssystem kombiniert drei starke Marken aus Endodontie und Füllungstherapie (AH Plus®, XP Bond®, SDR®) und sorgt für einen einfacheren, schnelleren und sicheren Ablauf.

**DENTSPLY® Endo-Resto System****611.04.276****Packungs-Inhalt:**

- 1 x AH Plus Jet® Doppelkammerspritze, 15 g
- 10 x AH Plus Jet® Mischkanüle mit Intraoral-Tips
- 1 x Anmischblock
- 1 x AH Plus® Cleaner, 5 ml
- 1 x Mini-Packung Roeko Endo Frost Pellets, 200 Stück
- 2 x Applikator Dish
- 1 x Maillefer Exkavator
- 1 x DETREY® Conditioner 36, 3 ml
- 25 x DETREY® Applikatornadeln
- 1 x XP BOND®, 2,5 ml
- 1 x CliXdish™
- 50 x Applikator tips
- 1 x Applikatorpistole
- 15 x SDR® Compulas
- 1 x Illustrierte Schritt-für-Schritt Anleitung

**AH Plus® Cleaner****611.04.277**

- 1 x 5ml Flasche
- 2 x Applikator Dish

**SDR® Smart Dentin Replacement**

**SDR® fließfähiges Unterfüllungskomposit** für die Bulk-Fülltechnik ist als Unterfüllung bei Klasse I und II Füllungen gedacht. SDR® besitzt die typischen Eigenschaften eines fließfähigen Komposits, kann jedoch in 4 mm Inkrementen bei minimalem Polymerisationsstress verarbeitet werden. SDR® besitzt die Eigenschaft, seine Oberfläche selbst zu nivellieren, was eine sehr gute Adaptation an die präparierten Kavitätenränder ermöglicht. Das Material ist in einer Universalfarbe erhältlich und wird okklusal/fazial mit einem konventionellen methacrylat-basierten Komposit in der entsprechenden Schmelzfarbe ergänzt.

**SDR® Einführungspackung****606.03.000**

45 Compulas® à 0,25 g, Universalfarbe  
 1 x laminierte Bildgebrauchsanleitung  
 1 x 2,5 ml Xeno V+  
 1 x Applikatorpistole  
 1 x CliXdish  
 1 x praktische Aufbewahrungsbox für Compulas (SDR® Box)

**SDR® Nachfüllpackung****606.03.002**

15 Compulas® à 0,25 g, Universalfarbe  
 1 x Bildgebrauchsanleitung

**SDR® Eco Nachfüllpackung****606.03.003**

50 Compulas® à 0,25g Universalfarbe  
 1 x praktische Aufbewahrungsbox

**SDR® Spritzen Eco Nachfüllpackung****606.03.011**

10 x SDR® Spritzen à 1 g, Universalfarbe  
 60 x SDR® Applikatornadeln  
 1 x Bildgebrauchsanleitung

**SDR® Spritzen Nachfüllpackung****606.03.005**

3 x SDR® Spritzen à 1 g, Universalfarbe  
 20 x SDR® Applikatornadeln  
 1 x Bildgebrauchsanleitung

**SDR® Spritzen Applikatornadeln****606.03.007**

60 x SDR® **Spritzen** Applikatornadeln

**QuiXfil® Seitenzahnkomposit für die Bulkfüll-Technik**

QuiXfil® ist ein speziell für die Anwendung im Seitenzahnbereich entwickeltes Füllungsmaterial auf Kompositbasis. QuiXfil® ermöglicht eine einfache und schnelle Seitenzahnfüllung ohne Kompromisse bei Sicherheit und Effektivität. QuiXfil® bedient sich einer neuen Füllstofftechnologie mit dem Ergebnis einer geringen Schrumpfung von 1,7% und schneller Lichthärtung – 10 Sekunden für 4 mm. QuiXfil® ist in einer Universalfarbe erhältlich.

**QuiXfil® - Nachfüllpackung****606.05.606**

20 Compules® à 0,28 g = 5,6 g Universalfarbe

**QuiXfil® - Vorratspackung****606.05.670**

100 Compules® à 0,28 g = 28 g - Universalfarbe

### X-flow® Die universale Fließfüllung

X-flow® ist ein fließfähiges, lichthärtendes Füllungsmaterial für anspruchsvolle Restaurationen wie minimal-invasive Versorgungen, Zahnhalbfüllungen, Auskleiden des Kavitätenbodens und die Reparatur von direkten und indirekten Füllungen.

X-flow® gibt es in der einzigartigen Compula® für eine kontrollierbare und punktgenaue Applikation und ist erhältlich in den Vita Farben A2, A3, A4, B1, C2 sowie in TL (transluzent) und O-A3 (opak). X-flow® haftet auch ohne Verwendung von Handinstrumenten hervorragend an den Kavitätenwänden. Neben exzellenten physikalischen Eigenschaften besitzt X-flow® einzigartige Fließeigenschaften und lässt sich so kontrolliert filigran verarbeiten.

X-flow® kann als Universalflow mit jedem modellierbaren lichthärtenden Komposit, Kompomer und Ormocer kombiniert werden. Wir empfehlen für die Anwendung von X-flow® insbesondere die DENTSPLY Adhäsiv-Systeme Prime&Bond® NT, XP Bond®, Xeno® III oder Xeno® V+.



### X-flow® Nachfüllpackungen

16 Compulas® à 0,25 g

A2	<b>606.08.102</b>
A3	<b>606.08.103</b>
A4	<b>606.08.104</b>
B1	<b>606.08.105</b>
C2	<b>606.08.106</b>
TL	<b>606.08.110</b>
O-A3	<b>606.08.111</b>
Sortimentspackung (B1, A2, A3, O-A3)	<b>606.08.100</b>

### Applikatorpistole für Compules® Tips

Applikatorpistole für alle DENTSPLY Füllungsmaterialien in Compules® Tips.



### Applikatorpistole für Compules® Tips

**606.65.900**



**DENTSPLY® Core & Post System****Adhäsives System für Stumpfaufbau und Stiftsetzung**

Umfassendes, zertifiziertes Behandlungssystem für den Stumpfaufbau und das Setzen von transluzenten Wurzelstiften. Mit Hilfe eines von Zahnärzten für Zahnärzte entwickelten Organisationssystems wird der komplexe Ablauf einer Versorgung mit Wurzelstiften und Stumpfaufbau durch eine logische Abfolge von nur 5 Schritten vereinfacht und beschleunigt. Alle Materialien sind klinisch bewährt und optimal aufeinander abgestimmt.

**DENTSPLY® Core & Post System****606.67.400****Inhalt Starterpackung:**

Übersichtliches Organisationstray mit

- 1 x Mallefer Largo Vorbohrer Größe 1 (für X-Post 1+2)
- 1 x Mallefer Largo Vorbohrer Größe 2 (für X-Post 3+4)
- 1 x Mallefer Kalibrierbohrer Größe 1 (gelb)
- 1 x Mallefer Kalibrierbohrer Größe 2 (rot)
- 1 x Mallefer Kalibrierbohrer Größe 3 (blau)
- 1 x Mallefer Kalibrierbohrer Größe 4 (grün)
- 5 x X•Post™ Größe 1 (gelb)
- 5 x X•Post™ Größe 2 (rot)
- 3 x X•Post™ Größe 3 (blau)
- 2 x X•Post™ Größe 4 (grün)
- 1 x DETREY® Conditioner 36 Spritze à 3 ml
- 25 x Applikatornadeln
- 30 x Papierspitzen ISO 90
- 1 x XP Bond® 5 ml
- 1 x Self Cure Activator 4,5 ml
- 1 x CliXdish
- 50 x Wurzelkanal-Applikator-Tip
- 2 x Core•X™ flow Spritzen à 4,75 g
- 10 x Mischkanülen mit Intraoral-Tip
- 1 x Mischblock

ausführliche Step-by-Step Bildgebrauchsanleitung

**Wurzelkanal Applikatortips****606.67.197**

50 Wurzelkanalapplikatortips



### Core•X™ flow Dualhärtendes Material für Stumpfaufbau und Wurzelstiftzementierung

Core•X™ flow besteht aus zwei Komponenten, Basispaste und Katalysatorpaste. Gemischt ergeben sie ein dualhärtendes, hoch gefülltes Kompositmaterial, das für die Wurzelstiftzementierung und die Anfertigung von Stumpfaufbauten geeignet ist.

Core•X™ flow verwendet ein biokompatibles Urethan-Harz und ist zahnfarben. Dadurch ist es ideal für Behandlungssituationen geeignet, bei denen es besonders auf Ästhetik und Lichtdurchlässigkeit des Stumpfaufbaus ankommt.

Core•X™ flow wird in einer praktischen Zweikammer-Spritze geliefert. Diese Darreichungsform erleichtert die direkte und präzise intraorale Applikation und vermeidet unnötigen Materialüberschuss.



#### Core•X™ flow Nachfüllpackung

606.67.330

4 x Doppelkammerspritzen à 4,75 g  
20 x Mischkanülen mit Intraoral-Tips



#### Mischkanülen mit vormontierten Intraoral-Tips

606.20.116

40 x Mischkanülen mit vormontierten Intraoral-Tips für

- Core•X™ flow
- AH Plus Jet®
- SmartCem™2

**X•Post™ Endodontischer Glasfaserstift**

Der transluzente X•Post zeichnet sich aus durch natürliche Ästhetik, Endodesign für substanzschonende Präparation sowie überlegene mechanische Eigenschaften.

**X•Post™**

Jede Packung enthält 5 Stifte.

Größe 1 (gelb)

**606.67.332**

Größe 2 (rot)

**606.67.333**

Größe 3 (blau)

**606.67.334**

Größe 4 (grün)

**606.67.335**

**Maillefer Largo Vorbohrer****Maillefer Largo Vorbohrer**

Jede Packung enthält 6 Vorbohrer.

Größe 1 (für X•Post™ 1 + 2)

**A000924000100**

Größe 2 (für X•Post™ 3 + 4)

**A000924000200**

**Maillefer Präzisionsbohrer****Maillefer Präzisionsbohrer**

Jede Packung enthält 3 Bohrer.

Größe 1 (gelb)

**C060100000100**

Größe 2 (rot)

**C060100000200**

Größe 3 (blau)

**C060100000300**

Größe 4 (grün)

**C060100000400**

**Palodent® Plus - NEU** Teilmatrizensystem

Mit dem Palodent® Plus Teilmatrizensystems gelangen anatomisch korrekte Kontaktpunkte in Klasse II Restaurationen sicher und schnell. Dank dichter gingivaler Versiegelung gibt es weniger Überschuss und damit weniger Finieraufwand.

Das Palodent® Plus System umfasst folgende Komponenten: Ringe aus Nickel-Titan in 2 Größen (Universalring für Molaren, kleiner Ring für Prämolaren und Milchzähne), anatomisch geformte Keile (klein, mittel, groß), WedgeGuards zum approximalen Schutz des Nachbarzahnes bei der Präparation (klein, mittel, groß), Matrizen mit vorgeformter Randleiste und gingivaler Schürze sowie Ösen zum sicheren Greifen beim Platzieren und Entfernen in 5 Größen, eine Spezialpinzette zum sicheren Greifen der Ösen in Matrizen und Keilen sowie eine Applikationszange mit abgewinkelten Greifenden für sicheren Halt der Ringe.

Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren so eine einfache Handhabung und zuverlässige Ergebnisse.



**Palodent® Plus Komplettsystem**

**659700**

Komplettsystem mit allen Palodent® Plus Komponenten, in einem Sortiersystem in einer Plastikbox:

- 100 Matrizen (je 25 x 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm)
- 75 Keile (je 25 x klein, mittel, groß)
- 30 WedgeGuards (je 10 x klein, mittel, groß)
- 1 Universalring
- 1 kleiner Ring
- 1 Applikationszange
- 1 Spezialpinzette



**Palodent® Plus Startersystem**

**625.00.001**

Eine Auswahl von Palodent® Plus Komponenten in einem praktischen Organisationssystem:

- 20 Matrizen (5 x 4,5 mm, 15 x 5,5mm)
- 15 Keile (je 5 x klein, mittel, groß)
- 5 WedgeGuards (mittel)
- 2 Universalringe
- 1 Applikationszange
- 1 Spezialpinzette
- 1 Muster SDR® (4 Compulas®)



**Palodent® Plus Matrizen Nachfüllpackung**

- Größe 3,5 mm (50) **659710**
- Größe 4,5 mm (50) **659720**
- Größe 5,5 mm (50) **659730**
- Größe 5,5 mm (100) **659740**
- Größe 6,5 mm (50) **659750**
- Größe 7,5 mm (50) **659860**



**Palodent® Plus Ringe Nachfüllpackung**

Universalringe (2) **659760**



Kleine Ringe (2) **659770**



**Palodent® Plus Keile Nachfüllpackung**

Größe: Klein (100) **659780**  
 Größe: Mittel (100) **659790**  
 Größe: Groß (100) **659800**



**Palodent® Plus WedgeGuard Nachfüllpackung**

Größe: Klein (50) **659830**  
 Größe: Mittel (50) **659840**  
 Größe: Groß (100) **659850**



**Palodent® Plus Applikationszange  
 Nachfüllpackung – 1 Stück** **659810**



**Palodent® Plus Spezialpinzette  
 Nachfüllpackung – 1 Stück** **659820**

**Palodent® Teilmatrizensystem**

Das Palodent® System wurde für Restaurationen im Seitenzahnbereich mit Hilfe eines BiTine®-Rings aus Federstahl und Teilmatrizen entwickelt. Die Teilmatrizen sind in drei Größen erhältlich und können mit allen Seitenzahn-Füllungsmaterialien verwendet werden. Die BiTine-Ringe sind in den Formen rund und oval bzw. länglich lieferbar und können im Seitenzahnbereich einzeln oder kombiniert angebracht werden. Zu den Vorteilen der Teilmatrizen und Ringe gehören naturgetreue Konturen für eine genauere Wiederherstellung der approximalen Kontaktflächen und Zahnzwischenräume, die einfache Anbringung, eine bessere Sicht auf den Behandlungsbereich, sowie erhöhter Komfort für Behandler und Patienten.



**Palodent® Komplettsystem**

**659060Y**

- 100 x Standard Matrizen
- 50 x Matrizen Mini
- 50 x Matrizen Plus
- 4 x BiTine® Stahlringe rund
- 2 x BiTine® II Stahlringe oval

**Palodent® Nachfüllpackungen**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Matrizen Standard 100 Stück | <b>659010</b> |
| Matrizen Standard 50 Stück  | <b>659015</b> |
| Matrizen Mini 50 Stück      | <b>659020</b> |
| Matrizen Plus 50 Stück      | <b>659030</b> |
| Runde Ringe 4 Stück         | <b>659040</b> |
| Ovale Ringe 2 Stück         | <b>659050</b> |

**Palodent® Ash Applikationszange**

**624.99.060**



**AutoMatrix® Halterloses Matrizensystem**

AutoMatrix® Metallmatrizen sind konisch vorgeformt, dadurch schließen sie Kavitäten der Klasse II unter größtmöglicher Schonung des marginalen Parodonts exakt ab und ermöglichen approximale Restaurationen ohne Materialüberstände. Leicht anzulegen und zu entfernen; stehen in vier unterschiedlichen Größen zur Verfügung; selbsthaltende Matrizenbänder.



**AutoMatrix® Einführungspackung**

**624.22.501**

- Spannvorrichtung  
AutoMate III
- Sicherheitskneifzange
- 24 Bänder Mittel / dünn
- 24 Bänder schmal / normal
- 24 Bänder mittel / normal
- 24 Bänder breit / normal

**AutoMatrix® Nachfüllpackungen**



72 Bänder eines Typs

- MT: mittel/dünn **624.22.510**
- NR: schmal/normal **624.22.511**
- MR: mittel/normal **624.22.512**
- WR: breit/normal **624.22.513**

**AutoMatrix® Zubehör**

- Sicherheitskneifzange **624.22.601**
- AutoMate III Spannvorrichtung **624.22.602**
- Spitze für Spannvorrichtung **624.22.603**
- Reparaturatz für Sicherheitskneifzange **963010**

**Enhance® Multi**  
**Mehrfach verwendbares Finier- & Polier-System**

Die **Enhance® Multi** Finierer und Polierer sind Diamant-beschichtete Silikon-Scheiben, -Kelche und -Spitzen für den mehrfachen Gebrauch. Sie sind für die Präparation und die Politur der Oberfläche von Komposit- und Kompomer-Restaurationen in der Zwei-Schritt-Technik bestimmt. Dank der einzigartigen Diamantbeschichtung bietet **Enhance® Multi** Poliererergebnisse mit exzellentem Glanz. Zugleich ist es besonders wirtschaftlich, da die Instrumente bis zu 30 mal verwendet werden können.



**Enhance® Multi Nachfüllpackungen**

Jede Packung enthält 5 Stück.

Finierer Kelche	<b>607.01.601</b>
Finierer Scheiben	<b>607.01.602</b>
Finierer Spitzen	<b>607.01.604</b>
Polierer Kelche	<b>607.01.605</b>
Polierer Scheiben	<b>607.01.606</b>
Polierer Spitzen	<b>607.01.608</b>

**Enhance® Finier- und Poliersystem**

Finier- und Poliersystem zum Ausarbeiten und Polieren von Kompomer-, Komposit- und Glasionomer-Restaurationen.  
 Einfache Handhabung: die Effizienz ist abhängig vom applizierten Druck, daher ist kein Wechsel auf unterschiedliche Körnungen notwendig. Da Scheibe und Mandrell aus einem Stück sind, besteht keine Gefahr von Verfärbung oder Beschädigung der Füllungen.



**Enhance® Einführungs-packung**

**624075**

- 20 x Enhance® Finierscheiben
- 10 x Enhance® Finierkelche
- 10 x Enhance® Finierspitzen
- 25 x Enhance® Polierkelche
- 1 x Metall-Mandrell für Polierkelche
- 1 x Prisma® Gloss™, 4g
- 1 x Prisma® Gloss™ Extrafein, 4g

**Enhance® Nachfüllpackungen**



30 Enhance® Finierkelche	<b>624055X</b>
30 Enhance® Finierspitzen	<b>624065X</b>
30 Enhance® Finierscheiben	<b>624045X</b>



**Prisma® Gloss™ Polierpaste**

Paste zum Hochglanzpolieren von Kompositfüllungen oder Veneers. Speziell für die Kombination mit dem Enhance® System.

**Prisma® Gloss™ Polierpaste, normal**

Spritze à 4 g

Prisma® Gloss™ Polierpaste normal

**631400**

Prisma® Gloss™ Polierpaste extrafein

**631450**

**Enhance® Polierkelche**

**624020**

100 Stück + 1 Mandrell

**Zubehör**

**624025**

Metall-Mandrell für Enhance® Polierkelche  
(3 Stück)

**PoGo® Diamant-Mikropolierer**

PoGo® Diamant-Mikropolierer verleihen selbst den härtesten modernen Hybridkompositen einen Oberflächenglanz von höchster Qualität. Bei den meisten Poliersystemen wird eine Vielzahl von Scheiben und Arbeitsschritten sowie eine Arbeitszeit von mehreren Minuten benötigt. Bei PoGo® Diamant-Polierern heißt es dagegen einfach: "Polish & Go" in nur einem Arbeitsschritt und einem Bruchteil der bisher erforderlichen Zeit.

**PoGo® Nachfüllpackungen**

Mikropolierscheiben, 30 Stück

**662010Y**

Polierspitzen, 30 Stück

**662022Y**

Mikropolierkelche, 30 Stück

**662023Y**

Sortimentspackung

**662025Y**

(10 Kelche, 10 Spitzen, 10 Scheiben)

**AIRBLOCK™ Gel zur Verhinderung der Sauerstoffinhibitionsschicht**

Beim Aushärten von Kompositmaterialien bleibt an Oberflächen, welche Nicht durch Matrizen abgedeckt und damit mit dem Luftsauerstoff in Berührung sind, eine Schicht unpolymerisierten Materials bestehen. Diese sogenannte Sauerstoffinhibitionsschicht muss beim Ausarbeiten entfernt werden.

AIRBLOCK ist ein lichtleitendes, aber luftundurchlässiges Gel welches bewirkt, dass die Durchhärtung von Kompositmaterialien bis zur Oberfläche erfolgt. Hierdurch ist es möglich, überschussfrei zu arbeiten, was die Ausarbeitung vereinfacht.

**Packung****606.15.300**

2 x Spritzen à 3 ml  
20 x Applikationstips

**Illuminé™ home****Bleichgel für die häusliche Anwendung****Medizinprodukt (10% / 15%)**

Illuminé™ home ist für die häusliche Anwendung („Home Bleaching“) unter zahnärztlicher Aufsicht bestimmt und in zwei verschiedenen Konzentrationen erhältlich.

Illuminé™ home 10% mit 10% Karbamid-Peroxid (=3,6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) für das sanfte Bleaching. Illuminé™ home 15% mit 15% Karbamid-Peroxid (=5,4% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) und Fluorid zur schnelleren Bleichbehandlung und zusätzlichem Schutz vor Zahnüberempfindlichkeit.

Illuminé™ home steht für Sicherheit, problemlose Anwendung und effektive Aufhellung von Zähnen in kürzester Zeit. Illuminé™ home ist patientenfreundlich, da es sich aufgrund seiner hohen Viskosität sparsam und einfach anwenden lässt. Die hohe Viskosität erlaubt einen besseren Kontakt zur Zahnoberfläche und verstärkt damit den Aufhellungseffekt. Die beiliegende Bild-Gebrauchsanleitung für die Patienten ist leicht verständlich und erklärt die genaue Anwendung Schritt für Schritt.

**Illuminé™ home 10%  
Einführungspackung****615.01.600**

3 x Spritzen Illuminé™ home 10% (à 3 ml)  
in einer schönen Kosmetiktasche  
3 x Applikationsspitzen  
1 x Aufbewahrungsbox  
1 x Beipackzettel für den Zahnarzt  
1 x Beipackzettel für den Patienten  
1 x Beipackzettel für das Labor  
1 x Step-by-step Bildanleitung



**Illuminé™ home 15%  
Einführungspackung**

**615.01.700**

3 x Spritzen Illuminé™ home 15% (à 3 ml)  
in einer schönen Kosmetiktasche  
3 x Applikationsspitzen  
1 x Aufbewahrungsbox  
1 x Beipackzettel für den Zahnarzt  
1 x Beipackzettel für den Patienten  
1 x Beipackzettel für das Labor  
1 x Step-by-step Bildanleitung



**Illuminé™ home 10% Nachfüllpackung**

**615.01.610**

5 Schachteln mit jeweils:  
2 Spritzen à 3 ml Illuminé™ home 10%  
2 Applikationstips



**Illuminé™ home 15% Nachfüllpackung**

**615.01.710**

5 Schachteln mit jeweils:  
2 Spritzen à 3 ml Illuminé™ home 15%  
2 Applikationstips

# *FOCUSsiert auf das Wesentliche*

 **SmartLite**<sup>®</sup>  
FOCUS

## *FOCUSsiert auf*

- *Zuverlässige Lichtleistung*
- *Einfache Handhabung*
- *Verfügbarkeit*

*Für direkte und indirekte Restaurationen*

Weitere Informationen: [www.dentsply.de](http://www.dentsply.de)



For better dentistry

**DENTSPLY**



# PRODUKTKATALOG 2013



## Polymerisationslampen

**SmartLite® FOCUS - NEU****Kompakte LED-Polymerisationslampe im "Pen-Style"**

SmartLite® FOCUS ist eine kabellose Lichtpolymerisationslampe im "Pen-Style" zur Anwendung in der Zahnarztpraxis.

SmartLite® Focus besitzt die folgenden Leistungsmerkmale:

- klein und ergonomisch bei geringem Gewicht
- kompaktes, kabelloses Design, einfache Handhabung und austauschbarer Akku
- intelligenter Akkulademechanismus für nahezu permanente Verfügbarkeit
- individuell einstellbarer LED-Aufsatz, um 330° drehbar
- LED-Aufsatz mit maximaler Lichtleistung
- Polymerisationsfläche (optische, effektive Querschnittsfläche) mit min. 7,5mm Durchmesser
- bis zu 20-sekündige Aushärtungszeit pro Aktivierung mit einem akustischen Signal alle 10 Sekunden
- fortschrittliches Wärmemanagementsystem, das eine Verwendung sowohl bei direkten als auch indirekten Restaurationen ermöglicht.

**SmartLite® FOCUS Einführungspackung****644.50.080**

- 1 x SmartLite® Focus
- 1 x SmartLite® Focus Ladestation
- 1 x SmartLite® Focus Akku
- 5 x SmartLite® Focus Augenschutzfilter
- 300 x SmartLite® Schutzhüllen
- 1 x SmartLite® Focus Netzgerät-Stecker
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Aushärtungsübersicht

**SmartLite® FOCUS****644.50.060**

- 1 x SmartLite® Focus
- 1 x SmartLite® Focus Akku
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Aushärtungsübersicht



### SmartLite® FOCUS Zubehör

300 x SmartLite® Schutzhüllen	<b>644.50.030</b>
1 x SmartLite® Focus Ladestation	<b>644.50.070</b>
1 x SmartLite® Focus Akku	<b>644.50.021</b>
5 x SmartLite® Focus Augenschutzfilter	<b>644.50.040</b>
1 x SmartLite® Focus Netzgerät-Stecker	<b>644.50.050</b>



### i.cure Tiefentester zur Lichtpolymerisation

**644.40.054**

I-cure Tiefentester (4 Stück)

Stufen zum Messen der benötigten Belichtungszeit von Kompositen: 2, 4, 6, 8 mm entsprechend der Polymerisationstiefe gemäß ISO 4049: 1, 2, 3, 4 mm

Das perfekte  
Team



AH Plus *Jet*®



AH Temp™

NEU!

# AH Temp™

Temporäre Wurzelkanaleinlage

- Direkte und präzise Platzierung im Wurzelkanal
- Nachgewiesene Kompatibilität mit dem Wurzelkanal-Sealer AH Plus
- Verlangsamte Austrocknung

For better dentistry

**DENTSPLY**

Weitere Informationen: [www.dentsply.de](http://www.dentsply.de)  
oder DENTSPLY Service-Line 08000-735000 (gebührenfrei)



# PRODUKTKATALOG 2013

Das komplette Endodontie-Sortiment  
finden Sie in unserem Spezialkatalog  
von DENTSPLY Maillefer.

# Endodontie

**AH Temp™ - NEU**

**Kalziumhydroxid-basierte temporäre Wurzelkanaleinlage**

- Spritze mit dünner, langer und gebogener Kanüle zur präzisen und kontrollierten Platzierung
- Silikon-Stopper zur Bestimmung der exakten Länge
- hoher PH-Wert von 12 zur effektiven Desinfektion des Wurzelkanals
- bewiesene Kompatibilität mit dem Sealer AH Plus
- höchste Röntgenopazität zur genauen Röntgenkontrolle



**AH Temp™ Set**

**606.20.123**

- 4 x AH Temp™ Spritzen, 0,75 ml  
 20 x AH Temp™ Kanülen  
 1 x Griffhilfe  
 1 x Bildgebrauchsanleitung



**AH Temp™ Kanülen Nachfüllpackung**

**606.20.124**

- 20 x AH Temp™ Kanülen



**AH Temp™ Zubehör**

Disposa-Shield Schutzhüllen (500 Stück)

**A88013S1**

## AH Plus Jet®

AH Plus Jet® Doppelkammer-Spritze:  
Direktes Applizieren im Patientenmund - für die genauere Platzierung,  
bequemere Handhabung und Prozessbeschleunigung.



### AH Plus Jet® Einführungspackung

606.20.115

- 1 Automix Spritze mit 15 g
- 20 Mischkanülen mit Intraoral-Tips
- 1 Organisations-Tray
- 1 Anmischblöckchen
- 1 Bildgebrauchsanleitung



### AH Plus Jet® Nachfüllpackung

606.20.118

- 2 Automix Spritzen à 15 g



### Mischkanülen mit vormontierten Intraoral-Tips

606.20.116

- 40 x Mischkanülen mit Intraoral-Tips für
  - Core·X™ flow
  - AH Plus Jet®
  - SmartCem™ 2



### AH Plus Jet® Zubehör

A880065

- Disposa-Shield Schutzhüllen (500 Stück)

**AH Plus®**

AH Plus® ist ein Zweipasten-Wurzelkanalfüllungsmaterial auf Epoxid-Amin-Polymer-Basis mit folgenden Eigenschaften:

- Dauerhafte Dichtigkeit
- Hervorragende Dimensionsstabilität
- Selbsthaftend an Dentin
- Gute Biokompatibilität
- Besonders gute Röntgensichtbarkeit
- Ausgezeichnete wissenschaftliche Dokumentation durch zahlreiche klinische und in-vitro-Studien
- Referenz- u. Standardmaterial in vielen Studien
- Kann seine Langzeitbewährung auf dem Markt vorweisen

**AH Plus® Standardpackung****606.20.110**

- 1 Tube Paste A, 4 ml
- 1 Tube Paste B, 4 ml



**AH 26®/AH 26® silberfrei**

Röntgenopakes Wurzelkanalfüllungsmaterial auf Epoxid-Harzbasis. In normaler und silberfreier Version; anwendbar bei allen Füllungstechniken; ausgezeichnetes Fließverhalten für totale Versiegelung; exzellente Volumenstabilität.

**AH 26® Einführungspackung**

8 g Pulver, 10 g Harz



AH 26®  
AH 26® silberfrei

**606.20.101**  
**606.21.101**

**AH 26® Nachfüllpackung\***

**606.20.002**

AH 26 Harz, 10 g

\* silberfreies Pulver



**Guttapercha Spitzen ISO-Norm farbcodiert**

Röntgenopakes Füllungsmaterial für Wurzelkanäle in ISO-Farben.  
Zeitsparend, direkte Erkennung der ISO-Größe an der Farbe; plastisch;  
für jede Kondensationstechnik und als Master Point verwendbar;  
handgerollt = fest, verbiegen sich nicht beim Einbringen

**Guttapercha Spitzen 0,2**

100 Spitzen

ISO 15 weiß	<b>606.27.501</b>
ISO 20 gelb	<b>606.27.502</b>
ISO 25 rot	<b>606.27.503</b>
ISO 30 blau	<b>606.27.504</b>
ISO 35 grün	<b>606.27.505</b>
ISO 40 schwarz	<b>606.27.506</b>
ISO 45 weiß	<b>606.27.509</b>
ISO 50 gelb	<b>606.27.510</b>

**Guttapercha Spitzen ISO-Norm rosa 0,2**

Röntgenopakes Füllungsmaterial für Wurzelkanäle nach ISO-Norm.  
Plastisch; für jede Kondensationstechnik und als Master Point verwendbar;  
handgerollt = fest, verbiegen sich nicht beim Einbringen

**Guttapercha Spitzen**

100 Spitzen

ISO 15	<b>606.27.215</b>
ISO 20	<b>606.27.220</b>
ISO 25	<b>606.27.225</b>
ISO 30	<b>606.27.230</b>
ISO 35	<b>606.27.235</b>
ISO 40	<b>606.27.240</b>
ISO 45	<b>606.27.245</b>
ISO 50	<b>606.27.250</b>
ISO 55	<b>606.27.255</b>
ISO 60	<b>606.27.260</b>
ISO 70	<b>606.27.270</b>
ISO 80	<b>606.27.280</b>
ISO 90	<b>606.27.290</b>
ISO 100	<b>606.27.300</b>
ISO 110	<b>606.27.310</b>
ISO 120	<b>606.27.320</b>



### Sortimentspackung Guttapercha Spitzen

100 Spitzen,  
jeweils 25 Stück je Größe

Nr. 1 ISO Größen 15, 20, 25, 30  
Nr. 2 ISO Größen 35, 40, 45, 50

**606.27.411**  
**606.27.412**

### Guttapercha Hilfsspitzen DeTrey-Norm weiß oder rosa

Röntgenopakes Füllungsmaterial für Wurzelkanäle.  
Speziell konische Form für schnelle Füllung des oberen Teils des Kanals um den Master Point (Kondensationstechnik); plastisch, handgerollt.



### Guttapercha Spitzen, weiß

100 Spitzen

Farbe: weiß

xx-fein

x-fein

fein

mittel

dick

sortiert: 10 x x-fein, 40 x fein, 40 x mittel,  
10 x dick

**606.25.202**  
**606.25.203**  
**606.25.204**  
**606.25.205**  
**606.25.206**  
**606.25.208**



### Guttapercha Spitzen, rosa

100 Spitzen

Farbe: rosa

xx-fein

x-fein

fein

mittel

dick

sortiert: 10 x x-fein, 40 x fein, 40 x mittel,  
10 x dick

**606.25.002**  
**606.25.003**  
**606.25.004**  
**606.25.005**  
**606.25.006**  
**606.25.008**



### Guttapercha Spitzen, Kombination mit rosa x-lang

100 Spitzen

xx-fein x-lang

x-fein x-lang

fein x-lang

mittel, x-lang

dick, x-lang

**606.25.102**  
**606.25.103**  
**606.25.104**  
**606.25.105**  
**606.25.106**



**Papierspitzen ISO-Norm steril**

Hochabsorbierende handgerollte Papierspitzen zur kompletten Trocknung des Kanals.

Fest, fasern nicht und sind leicht einzubringen; steril verpackt und geschützt in separaten Zellen, Größe sofort erkennbar – keine Verwechslung möglich.

**Packung**

180 Spitzen  
(6 Reihen à 6 Zellen à 5 Spitzen)

ISO 15	<b>616.30.014</b>
ISO 20	<b>616.30.015</b>
ISO 25	<b>616.30.016</b>
ISO 30	<b>616.30.017</b>
ISO 35	<b>616.30.018</b>
ISO 40	<b>616.30.019</b>
ISO 45	<b>616.30.020</b>
ISO 50	<b>616.30.021</b>
ISO 55	<b>616.30.022</b>
ISO 60	<b>616.30.023</b>
ISO 70	<b>616.30.024</b>
ISO 80	<b>616.30.025</b>
ISO 90	<b>616.30.026</b>
ISO 100	<b>616.30.027</b>
ISO 110	<b>616.30.028</b>
ISO 120	<b>616.30.029</b>
ISO Sortiment 15-40	<b>616.30.030</b>

# PRODUKTKATALOG 2013



## Abformmaterial

**Blueprint® Xcreme - NEU**

**Die nächste Generation** Seit mehr als 15 Jahren sind Blueprint®-Alginat ein zuverlässiger Begleiter im Praxisalltag – für unzählige Zahnärzte auf der ganzen Welt. Nun ist es Zeit, die neue Generation vorzustellen – Blueprint® Xcreme. Blueprint® Xcreme ist ein Alginat auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse des modernen Zahnarztes.

**Sehr gute Lagerfähigkeit** Bis zu fünf Tage dimensionsstabil. Dabei beträgt der Wasserverlust des Materials bei normalen Lagerbedingungen lediglich 0,5%. Dadurch ist auch eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Weiterverarbeitung durch den Zahntechniker sichergestellt.

**Einfaches Handling** Blueprint® Xcreme lässt sich schnell und einfach zu einer homogenen, arbeitsfähigen Masse anmischen und liefert zuverlässige und sichere Abformergebnisse.



**Blueprint® Xcreme Nachfüllpackung** **605.01.100**

2 x Beutel à 500 g  
1 x Aufbewahrungs-/Dosierungsbehälter und  
1 x Messbesteck für Pulver/Wasser

**Blueprint® Xcreme Eco-Nachfüllpackung** **605.01.109**

20 x Beutel à 500 g (10 kg)  
1 x Messbesteck für Pulver/Wasser

**Meßbesteck für Pulver/Wasser** **605.01.998**

gratis

**Alginat Spatel Ash 8x** **624.19.003**

sterilisierbar; korrosionsfrei

**Fix-Haftlack**

Dieser Haftvermittler für Alginatabformungen schafft optimale Haftung am Löffel, ist leicht abtragbar und als Lösung (Flasche) oder Spray (FCKW-frei) erhältlich.



**Flasche** **616.01.004**

30 ml

**Spraydose****616.01.001**

88 g

**Fix-Lösungsmittel**

Lösungsmittel in der Spraydose für Fix-Haftlack.  
FCKW-frei; ökologisch; praktisch und zeitsparend.

**Spraydose****616.01.101**

109 g

**Aquasil Ultra DECA™ 380 Hartkartuschen**  
**Präzisionsabformmaterial für dynamische Mischer**

Aquasil Ultra Abformmaterialien eignen sich für alle Präzisionsabformtechniken, in denen hervorragende hydrophile Eigenschaften, exzellente Dimensionstreuung, hohe Reißfestigkeit und hohes Rückstellvermögen wichtig sind.

Aquasil Ultra Abformmaterialien entsprechen den Bedingungen der ISO-Norm 4823 für dentale elastische Abformmaterialien.


**Aquasil Ultra Monophase DECA™ -**  
**Hartkartuschen - Regular Set**
**678783**

2 x 380 ml Hartkartuschen


**Aquasil Ultra Heavy DECA™ -  
Hartkartuschen - Regular Set**
**678785**

2 x 380 ml Hartkartuschen


**Aquasil Ultra Heavy DECA™ -  
Hartkartuschen - Fast Set**
**678787**

2 x 380 ml Hartkartuschen


**Dynamische Mischkanülen für DECA™  
380**
**605.78.400**

 40 x Mischkanülen  
1 x Fixierring

**Fixierringe für DECA™ 380**
**605.78.401**

2 Stück

**Aquasil Putty DECA™****Das zeitgemäße Putty mit Aquasil-Präzision**

Aquasil Putty DECA™ ist ein hydrophiles Putty-Abformmaterial für dynamische Mischgeräte. In Kombination mit Aquasil Ultra Korrekturmaterialien ist es für Abformungen in der Korrektur- und Doppelmischtechnik geeignet. Mit Aquasil Putty DECA™ bietet das Aquasil-Sortiment nun für alle Indikationen und Techniken eine maßgeschneiderte Lösung in der praktischen DECA™-Kartusche.

**Aquasil Putty DECA™ bietet folgende Vorteile:**

- Schlierenfreies Material dank maschineller Anmischqualität
- Bequemes und zeitsparendes Anmischen mit dem Renfert DuomixII
- Gewohnt hohe Abformpräzision durch Kompatibilität mit Aquasil-Korrekturmaterialien
- Exzellente Beschneidbarkeit dank hoher Endhärte

**Aquasil Putty DECA™****605.78.341**

2 x 380 ml Hartkartuschen

**Aquasil Putty DECA™ - Zubehör**

Aquasil Putty DECA™ - 40 Mischkanülen,

**605.78.340**

1 Verriegelungsring

Aquasil Putty DECA™ - 2

**605.78.342**

Verriegelungsringe

## Renfert Duomix II

In Zusammenarbeit mit der Renfert GmbH wurde der neue Duomix II entwickelt. Die genialen Eigenschaften des Vorgängermodells in Verbindung mit Aquasil Ultra DECA™ Hartkartuschen (optimale Materialkonsistenz / bequemes und zeitsparendes Anmischen) bleiben natürlich erhalten.

Darüber hinaus bietet der Duomix II jetzt noch weitere Vorteile:

- Schnellste Auspressgeschwindigkeit (durchschnittlich 46 mm/Sek) für Aquasil Ultra Abformmaterialien (gilt nicht für Aquasil Putty DECA™)
- „Turbo-Knopf“ für doppelte Geschwindigkeit bei Aquasil Ultra Monophase und Heavy
- Optimiertes Kartuschenfach für schnelles Handling



### Renfert Duomix II

Renfert Duomix 2 - 230V (EU-Version)  
Wandhalterung für Duomix 2

**276100000**  
**2760000100**

## Aquasil Ultra Monophase und Heavy in 50 ml Kartuschen

### Aquasil Ultra Monophase

4 x 50 ml Kartuschen  
12 x 50 ml Mischkanülen  
1 x Gebrauchsanweisung



Aquasil Ultra Monophase / Regular Set  
Aquasil Ultra Monophase / Fast Set

**678773**  
**678774**




**Aquasil Ultra Heavy - Regular Set**


---

4 x 50 ml Kartuschen  
 12 x 50 ml Mischkanülen  
 1 x Gebrauchsanweisung

Aquasil Ultra Heavy / Regular Set  
 Aquasil Ultra Heavy / Fast Set

**678775**  
**678776**

**Nachfüllpackung Applikationsspitzen**


---

**626382**

100 Applikationsspitzen

**Nachfüllpackung Mischkanülen für  
 Heavy und Mono in 50ml Kartuschen**


---

**678212**

48 Mischkanülen

### Aquasil Soft Putty / Regular Set Präzisionsabformmaterial

Aquasil Soft Putty ist ein sehr hochviskoses Abformmaterial mit idealer Elastizität für eine einfache Entnahme bei untersichgehenden Stellen. Es wird als Löffelmaterial für die Doppelmischtechnik oder für die Vorabformung in der Korrekturtechnik verwendet.



#### Aquasil Soft Putty / Regular Set - Standardpackung

605.78.320

- 1 x Topf Katalysator à 450 ml
- 1 x Topf Base à 450 ml
- 2 x Messlöffel
- 1 x Gebrauchsanweisung



#### Aquasil Soft Putty / Regular Set - Nachfüllpackung

605.78.321

- 4 x Topf Katalysator à 450 ml
- 4 x Topf Base à 450 ml
- 2 x Messlöffel
- 1 x Gebrauchsanweisung

### Aquasil Hard Putty / Fast Set

Aquasil Hard Putty ist ein schnell abbindendes, sehr hoch viskoses Abformmaterial mit idealen mechanischen Eigenschaften als Löffelmaterial für die Korrekturtechnik.



#### Aquasil Hard Putty / Fast Set - Standardpackung

605.78.332

- 1 x Topf Katalysator à 450 ml
- 1 x Topf Base à 450 ml
- 2 x Messlöffel
- 1 x Gebrauchsanweisung



### Aquisil Hard Putty / Fast Set - Nachfüllpackung

605.78.333

- 4 x Topf Katalysator à 450 ml
- 4 x Topf Base à 450 ml
- 2 x Messlöffel
- 1 x Gebrauchsanweisung

### Aquisil Ultra Korrekturmaterial in der 50 ml - Kartusche

Aquisil Ultra LV/XLV Smart Wetting® Regular Set und Fast Set ist ein leichtfließendes quadrifunktionales additionsvernetzendes Silikon-Abformmaterial mit hervorragenden hydrophilen Eigenschaften, ausgezeichneter Volumenbeständigkeit, hoher Reißfestigkeit und hohem Rückstellvermögen. Durch die Smart Wetting® Technologie wird sowohl die Benetzung der Zahnoberfläche als auch die detailgetreue Modellherstellung verbessert. Aquisil Ultra LV/XLV Regular Set und Fast Set wird in einer Kartusche geliefert und entspricht den Anforderungen der ISO 4823 für zahnärztliche elastische Abformmaterialien.

### Aquisil Ultra LV - Regular Set

678779



- 4 x Kartusche à 50 ml
- 24 x Mischkanüle
- 24 x Applikationsspitzen
- 1 x Gebrauchsanweisung

### Aquisil Ultra LV - Fast Set

678780



- 4 x Kartusche à 50 ml
- 24 x Mischkanüle
- 24 x Applikationsspitzen
- 1 x Gebrauchsanweisung

**Aquasil Ultra XLV - Regular Set****678781**

- 4 x Kartusche à 50 ml
- 24 x Mischkanüle
- 24 x Applikationsspitzen
- 1 x Gebrauchsanweisung

**Aquasil Ultra XLV -Fast Set****678882**

- 4 x Kartusche à 50 ml
- 24 x Mischkanüle
- 24 x Applikationsspitzen
- 1 x Gebrauchsanweisung

**Aquasil Mischkanülen für Korrekturmaterial****605.78.121**

Nachfüllpackung mit 40 Mischkanülen

**Aquasil Applikationsspitzen für Korrekturmaterial****605.78.122**

Nachfüllpackung mit 60 Applikationsspitzen

### Aquasil Ultra Korrekturmaterial mit B4® in der 50 ml - Kartusche

B4®, ein neuartiger Optimierer für Zahnoberflächen wurde speziell für Aquasil Ultra entwickelt und schafft ideale Voraussetzungen im Mund des Patienten. Die Anwendung von B4 bietet folgende Vorteile:

#### Optimierung der Zahnoberfläche

- Ideale Ausgangsbedingungen für Aquasil Ultra bei jedem Patienten
- Mehr Kontrolle im Abform-Prozess
- Weniger Wiederholungsabformungen
- Gleich bleibend präzise Abformergebnisse

#### Extrem hohe Detailgenauigkeit

- Passgenauer Zahnersatz
- Entspanntes Abformen auch bei tiefen Präparationen

#### Leichte Entnahme der Abformung aus dem Mund

- Detailgenaue Präparationsgrenzen ohne Abrisse
- Abformergebnisse ohne Dehnverzüge



#### Aquasil Ultra LV Regular Set mit B4®

678430

- 4 x 50 ml Aquasil Ultra LV Regular Set
- 24 x Mischkanüle
- 24 x Intraoral-Tip
- 1 x 6 ml B4®
- 50 x Applikatortip
- 1 x Applikationsschälchen



#### Aquasil Ultra LV Fast Set mit B4®

678450

- 4 x 50 ml Aquasil Ultra LV Fast Set
- 24 x Mischkanüle
- 24 x Intraoral-Tip
- 1 x 6 ml B4®
- 50 x Applikatortip
- 1 x Applikationsschälchen

**Aquasil Ultra XLV Regular Set mit B4®****678440**

4 x 50 ml Aquasil Ultra XLV Regular Set  
 24 x Mischkanüle  
 24 x Intraoral-Tip  
 1 x 6 ml B4®  
 50 x Applikatortip  
 1 x Applikationsschälchen

**Aquasil Ultra XLV Fast Set mit B4®****678460**

4 x 50 ml Aquasil Ultra XLV Fast Set  
 24 x Mischkanüle  
 24 x Intraoral-Tip  
 1 x 6 ml B4®  
 50 x Applikatortip  
 1 x Applikationsschälchen

**Aquasil Ultra Zubehör****Automix 50****60578399**

Mischpistole für 50 ml Kartuschen

**Aquasil Ultra digit®****Die handliche Einmal-Applikation für Aquasil Ultra**

Das kugelschreibergroße Einmal-Applikationssystem Aquasil Ultra digit® im neuartigen Spritzen-Format vereinfacht die Anwendung der Korrekturmateriale Aquasil Ultra LV und XLV:

- Einfach handlich für optimale intraorale Anwendung
- Einfach hygienisch als Einmal-Applikation im autoklavierbaren Applikator
- Präzise Ergebnisse dank Aquasil Ultra

**Aquasil Ultra digit®  
Nachfüllpackungen LV**

Packungsinhalt:

- 50 Kartuschen Aquasil Ultra digit® LV
- 50 Mischkanülen
- 50 Intraoral-Spitzen

Aquasil Ultra digit® LV Regular Set

**678040**

Nachfüllpackung - klein

Aquasil Ultra digit® LV Regular Set

**678041**

Nachfüllpackung - groß

Aquasil Ultra digit® LV Fast Set

**678042**

Nachfüllpackung - klein

**Aquasil Ultra digit®  
Nachfüllpackungen XLV**

Packungsinhalte:

- 50 Kartuschen Aquasil Ultra in digit® XLV
- 50 Mischkanülen
- 50 Intraoral-Spitzen

Aquasil Ultra digit® XLV Regular Set

**678043**

Nachfüllpackung - klein

Aquasil Ultra digit® XLV Regular Set

**678044**

Nachfüllpackung - groß

Aquasil Ultra digit® XLV Fast Set

**678045**

Nachfüllpackung - klein





### Aquasil Ultra digit® Zubehör

digit® Applikator Nachfüllpackung (2 Applikatoren)	<b>678020</b>
digit® Mischkanülen Nachfüllpackung (50 Mischkanülen)	<b>678003</b>
digit® Intraoral-Spitzen Nachfüllpackung (50 Intraoral-Spitzen)	<b>678006</b>

### Silfix Adhäsiv

Der Haftvermittler für A-Silikone verbindet leichte Handhabung, optimale Haftung und ist leicht abtragbar.



#### Flasche:

**616.06.002**

14 ml

### Aquasil Bite

#### Bissregistrierungsmaterial auf A-Silikon-Basis

Aquasil Bite wurde zur exakten Kieferrelationsbestimmung und Bissregistrierung entwickelt. Es bietet der Mundschließbewegung während der Verarbeitungszeit von 30 Sekunden ein Minimum an Widerstand. Dadurch werden Abweichungen des Unterkiefers minimiert und reproduzierbare, genaue Registrierungen der Kieferrelation ermöglicht.

Aquasil Bite gibt die Zahnform detailgetreu wieder. Die exakte Detailwiedergabe, der minimale Verzug und das schnelle Abbinden erlauben es, Aquasil Bite auch zur Herstellung einer Formhilfe (Versorgungsabformung vor der Präparation) für die direkte intraorale Anfertigung von Provisorien zu verwenden.

#### Aquasil Bite Nachfüllpackung

605.78.334

- 2 x 50 ml Kartusche
- 12 x Mischkanüle
- 1 x Gebrauchsanweisung



#### Aquasil Bite Zubehör

- Aquasil Bite Konturierungsdüsen (48)
- Aquasil Bite Mischkanülen (48)

605.78.335

678212



**Regisil® und Regisil® PB™ Bissregistrierungsmaterial auf A-Silikon-Basis.**

Thixotropisch, fließt nicht von okklusalen Flächen ab; bietet keinen Widerstand bei Schließbewegung; leichte visuelle Kontrolle durch die violette Farbe (Regisil) bzw. rosa Farbe (Regisil PB); schnelle Abbindezeit: 2' 30" bei Regisil, bzw. 1' 30" bei Regisil PB.

**Regisil® Tuben**

**619100**

- 1 Tube Base 115 g
- 1 Tube Katalysator 115 g
- 1 Spritze

**Regisil® PB™ Kartuschen**

**619510**

- 4 Doppelkartuschen à 50 ml Mischvolumen für 50 ml Mischpistole (60578399)
- 12 Mischkanülen



**Regisil® PB™ Mischkanülen**

**678212**

- 48 Stück Mischkanülen

# PRODUKTKATALOG 2013



## Temporäre Versorgung

**Integrity® Das temporäre Kronen- & Brückenmaterial**

Das temporäre Kronen- & Brückenmaterial Integrity® ist ein selbstmischendes Zweikomponenten-Material auf der Basis multifunktionaler Methacrylatester. Durch seine Materialeigenschaften, das 10:1 Mischverhältnis von Base und Katalysator sowie seine vier Farben bietet es höchste Haltbarkeit in Verbindung mit hervorragender Ästhetik. Für alle kurz- und langfristigen temporären prothetischen Versorgungen geeignet. Integrity® ist mit allen lichthärtenden Komposit-Materialien von DENTSPLY kompatibel und somit leicht reparierbar.



**Integrity® Kartusche**

- 1 x 76 g Kartusche
- 16 x Mischkanüle
- 1 x Gebrauchsanweisung

A1	<b>605.78.345</b>
A2	<b>605.78.346</b>
A 3.5	<b>605.78.347</b>



**Integrity® Mini Spritze**

A1	<b>666350</b>
A2	<b>666320</b>
A3.5	<b>666330</b>

**Integrity® Mischkanülen**

Integrity® Kartusche Mischkanülen (50)	<b>605.78.349</b>
Integrity® Mini Spritze Mischkanülen (50)	<b>666380</b>
Integrity® Dispenser mit 10:1 Ratio Slide	<b>666260</b>

### Integrity® Temp Grip®

Integrity® TempGrip® - der temporäre Zement des Integrity-Systems - ist ein Zweikomponenten Zinkoxid-Zement für die Befestigung indirekter temporärer Restaurationen oder die zeitlich begrenzte Befestigung von Langzeit-Restaurationen. Die Materialeigenschaften verbinden eine sichere Befestigung der temporären Versorgung mit einer leichten Entfernbarkeit des Zements – sowohl von der Zahnoberfläche als auch von der Restauration. Integrity® Temp Grip™ ist frei von Eugenol, dadurch keine Beeinträchtigung bei der Aushärtung von Harz-Zementen und Füllungsmaterialien auf Harzbasis.



#### Integrity® Temp Grip® Nachfüllpackung

666450

2 Spritzen, 9 g  
20 Mischkanülen  
Gebrauchsanweisung

#### Integrity® Temp Grip® Mischkanülen

666460

### Visco-gel – Verbesserte Formulierung

Weichbleibendes, gummiartiges Gel für therapeutische und temporäre Unterfütterungen sowie Langzeitabformungen. Die neue Formulierung sorgt für eine verbesserte Lagerfähigkeit.



#### Standardpackung

616.05.002

120 g Pulver  
90 ml Flüssigkeit  
15 ml Isolierung  
Mischgefäß  
Pulvermaß  
Flüssigkeitsmaß


#### Visco-gel Zubehör

Mischbecher

616.40.619



CELTRA™  
DUO



DIE NEUE DNA

HOCHFESTER GLASKERAMIK

For better dentistry

DENTSPLY

Weitere Informationen: [www.dentsply.de](http://www.dentsply.de)  
oder DENTSPLY Service-Line 08000-735000 (gebührenfrei).



# PRODUKTKATALOG 2013



**CAD/CAM + Befestigungszemente**

**CELTRA™ DUO - NEU**

CELTRA™ DUO ist ein CAD/CAM-Block für die Chairside-Anwendung in CEREC-Geräten von Sirona. Er enthält eine neuartige, hochfeste Glaskeramik aus zirkonverstärktem Lithium-Silikat (ZLS), das sich durch hohe Biegefestigkeit, eine schöne Ästhetik, aufgrund seiner Opaleszenz und Transluzenz, sowie durch leichte Bearbeitbarkeit auszeichnet. Dank dieses neuen Werkstoffes lässt sich CELTRA™ DUO je nach klinischer Anforderung verarbeiten: Entweder ohne Brennen mit der doppelten Festigkeit konventioneller Glaskeramik oder mit einem kurzen Glasurbrand, der die Festigkeit auf das Niveau von Lithium Di-Silikat erhöht. Ein Block, zwei Möglichkeiten - CELTRA™ DUO vereint die Vorteile bisheriger CEREC-Blöcke in nur einem Produkt.

**CELTRA™ DUO Startersystem****5365490113**Systeminhalt:

19 x CELTRA™ DUO CAD/CAM Blöcke  
 (2 x LT A1, 3 x LT A2, 3 x LT A3, 2 x LT A3,5,  
 1 x LT B2, 2 x HT A1, 3 x HT A2, 3 x HT A3)  
 1 x CELTRA™ Glasur (3 g)  
 1 x Pinsel

**CELTRA™ DUO CAD/CAM Blöcke**

Box mit 4 Blöcken

CELTRA™ DUO LT A1, C14	<b>5365411005</b>
CELTRA™ DUO LT A2, C14	<b>5365411015</b>
CELTRA™ DUO LT A3, C14	<b>5365411025</b>
CELTRA™ DUO LT A3,5, C14	<b>5365411035</b>
CELTRA™ DUO LT B2, C14	<b>5365411065</b>
CELTRA™ DUO HT A1, C14	<b>5365411205</b>
CELTRA™ DUO HT A2, C14	<b>5365411215</b>
CELTRA™ DUO HT A3, C14	<b>5365411225</b>

**CELTRA™ Malfarben**

Gläschen à 3 g

CELTRA™ Stain 0	<b>601500</b>
CELTRA™ Stain 1	<b>601501</b>
CELTRA™ Stain 2	<b>601502</b>
CELTRA™ Stain 3	<b>601503</b>
CELTRA™ Stain 4	<b>601504</b>
CELTRA™ Violette	<b>601505</b>
CELTRA™ Stain i1	<b>601511</b>
CELTRA™ Stain i2	<b>601512</b>
CELTRA™ White	<b>601520</b>
CELTRA™ Crème	<b>601521</b>
CELTRA™ Sunset	<b>601522</b>
CELTRA™ Copper	<b>601523</b>
CELTRA™ Khaki	<b>601524</b>
CELTRA™ Olive	<b>601525</b>
CELTRA™ Mahogany	<b>601526</b>

**CELTRA™ Glasur****601322**

Gläschen à 3 g

**CELTRA™ Cementation System - NEU**

- Schnelle und einfache Anwendung: Die Produkte sind der klinischen Abfolge entsprechend in einem handlichen und übersichtlichen Tray angeordnet.
- Garantierte Kompatibilität aller Komponenten: Alle Einzelprodukte sind optimal aufeinander abgestimmt und bereits klinisch bewährt.
- Alles aus eine Hand: Alle Einzelprodukte zeichnen sich durch eine exzellente Leistung aus.
- Chairside Lagerung: keine Kühlung erforderlich.

**CELTRA™ Cementation System****611.04.279**Systeminhalt:

- 1 x Calibra® Automix, transluzent (Spritze, 4,5 g)
- 1 x Calibra® Automix, mittel (Spritze, 4,5 g)
- 20 x SmartCem®2 Mischkanüle (braun)
- 1 x Anmischblock, 1 x CliXdish™
- 1 x XP BOND® (Flasche, 5 ml)
- 1 x Self-Cure Activator (Flasche, 4,5 ml)
- 50 x XP BOND® Applikatortips
- 1 x DETREY® Conditioner 36 (Spritze, 3 ml)
- 1 x Calibra® Silan (Spritze, 3 ml)
- 25 x Applikatornadeln für DETREY® Conditioner 36/Calibra® Silan
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung

**DENTSPLY® Cementation System**

Das **DENTSPLY® Cementation System** ist die All-in-One Lösung für die dualhärtende Zementierung. Das einzigartige Organisations-Tray wurde von Zahnärzten für Zahnärzte entwickelt und enthält eine „Zertifizierte Behandlungslösung“ (CTS), die sich modular auf verschiedene klinische Situationen anpassen lässt: Das DENTSPLY® Cementation System bietet zum einen ein entspanntes selbstadhäsives Zementieren mit SmartCem®2 und ermöglicht darüber hinaus, durch die Kombination von SmartCem®2 mit dem XP BOND® Adhäsivsystem, eine volladhäsive Befestigung für Fälle, die eine besonders hohe Haftung und Versiegelung erfordern.

**DENTSPLY® Cementation System****611.04.275**Systeminhalt:

- 2 x SmartCem®2 Transluzent (Spritzen, je 5 g)
- 1 x SmartCem®2 Medium (Spritze, 5 g)
- 20 x SmartCem®2 Mischkanüle (braun)
- 5 x Mischkanülen mit Intraoral Tips (lila)
- 1 x Anmischblock, 1 x CliXdish™
- 1 x XP BOND® (Flasche, 5 ml)
- 1 x Self-Cure Activator (Flasche, 4,5 ml)
- 50 x XP BOND® Applikatortips
- 1 x DETREY® Conditioner 36 (Spritze, 3 ml)
- 1 x Calibra® Silan (Spritze, 3 ml)
- 25 x Applikatornadeln für DETREY® Conditioner 36/Calibra® Silan
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
- 1 x Befestigungsempfehlung

**SmartCem®2 Selbstadhäsiver Zement**

SmartCem®2 ist ein selbstadhäsiver, dualhärtender, hochfester Zement, der Fluorid enthält. SmartCem®2 kombiniert eine ästhetische Farbgestaltung mit einem selbstätzenden Adhäsiv, so dass er für die permanente Befestigung von Metall-, Metallkeramikrestorationen, Komposit-, Keramik- und Porzellaninlays, Onlays, Kronen, Brücken und Wurzelstiften geeignet ist. Durch seine sehr angenehme Konsistenz während der Gelphase lassen sich die Überschüsse besonders leicht und sauber entfernen. Das Anhäften mit Licht von bis zu 10 Sekunden ermöglicht zudem ein sicheres, gezieltes und kontrolliertes Einleiten der Gelphase.



**SmartCem®2 Einführungspackung**

**669001**

- 5 x Spritzen à 5g in den Farben:  
transluzent, hell, medium, dunkel und opak
- 50 x Mischkanülen
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung



**SmartCem®2 Nachfüllpackung**

Jede Nachfüllpackung enthält:

- 2 x Spritzen SmartCem®2 (à 5g)
- 20 x Mischkanülen
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung

- SmartCem®2 Farbe hell **669012**
- SmartCem®2 Farbe medium **669013**
- SmartCem®2 Farbe dunkel **669014**
- SmartCem®2 Farbe transluzent **669015**
- SmartCem®2 Farbe opak **669016**



**SmartCem®2 Nachfüllpackung Mischkanülen**

**669005**

- 50 Mischkanülen



**Mischkanülen mit vormontierten Intraoral-Tips**

**606.20.116**

- 40 x Mischkanülen mit Intraoral-Tips für
  - Core•X™ flow
  - AH Plus Jet®
  - SmartCem®2

**Calibra®**

Ästhetischer dualhärtender Komposit-Zement für Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und alle indirekten Restaurationen. Katalysatorpaste in zwei Konsistenzen verfügbar:

- hochviskos – verhindert Abtropfen von der Restauration während des Einbringens
- niedrigviskos – bietet besonders gutes Fließverhalten unter Kronen und Brücken

Beide Viskositäten garantieren eine extrem dünne Zementschicht und somit eine exzellente Passung für jede Restauration. Die Einprobepasten in fünf Farbtönen erleichtern die Farbauswahl.

Zur Anwendung mit XP Bond®, Prime&Bond® NT und dem Self Cure Activator zur Selbsthärtung.

**Jetzt auch als Automix-Version in der praktischen Doppelkammer-Spritze!**

**Calibra® Automix – NEU**

**Doppelkammer-Spritze à 4,5 g**



1 Spritze Calibra® Automix, transluzent	<b>607084</b>
1 Spritze Calibra® Automix, hell	<b>607081</b>
1 Spritze Calibra® Automix, mittel	<b>607082</b>
1 Spritze Calibra® Automix, dunkel	<b>607083</b>
1 Spritze Calibra® Automix, opak	<b>607085</b>
Mischkanülen klar, 50 Stück	<b>607086</b>

**Calibra® Complete Kit (2 Koffer)**

**607060**



**Koffer 1:**

- 5 Spritzen Base à 2 g – Farben: hell, mittel, dunkel, transluzent, opak
- 2 Spritzen Katalysator à 2 g: normal- und hochviskos
- 1 Fl. Prime&Bond® NT, 4,5 ml
- 1 Fl. Self Cure Activator, 4,5 ml
- 1 Spritze DETREY® Conditioner 36, 3 ml
- Pinselhalter, Pinsel, Anmischschale, Anmischhilfe, Applikatornadeln, Bildgebrauchsanweisung

**Koffer 2:**

- 5 Spritzen Try-In Paste à 1,8 g
- Farben: hell, mittel, dunkel, transluzent, opak
- 1 Spritze Silan, 3 ml
- dunkle Abdeckhaube, Mischblock, Silan-Applikatornadeln





**Calibra® Operator Kit**

**607059**

- 2 Spritzen Base à 2 g: hell, transluzent
- 2 Spritzen Katalysator à 2 g: normal- und hochviskos
- 1 Fl. Prime&Bond® NT, 4,5 ml
- 1 Fl. Self Cure Activator, 4,5 ml
- 1 Spritze Silan, 3 ml
- Pinselhalter, Pinsel, Anmischschale, Anmischhilfe, Silan-Applikatornadeln, Bildgebrauchsanweisung



**Calibra® Nachfüllpackungen Base**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1 Spritze Base, 2g, hell        | <b>607061</b> |
| 1 Spritze Base, 2g, mittel      | <b>607062</b> |
| 1 Spritze Base, 2g, dunkel      | <b>607063</b> |
| 1 Spritze Base, 2g, transluzent | <b>607064</b> |
| 1 Spritze Base, 2g, opak        | <b>607065</b> |



**Calibra® Nachfüllpackungen Katalysator**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1 Spritze Katalysator, 2g, normal viskos | <b>607068</b> |
| 1 Spritze Katalysator, 2g, hochviskos    | <b>607069</b> |



**Nachfüllpackung Silan**

**607080**

- 1 Spritze Silan, 3 ml,
- 25 Applikatornadeln

**DETREY® Zinkphosphatzement**

DETREY® Zinc ist ein Zinkphosphatzement zur Befestigung von Gussfüllungen, Kronen, Brücken, kieferorthopädischen Bändern und kieferchirurgischen Schienungen; Unterfüllung in Verbindung mit Amalgam-, Komposit- und Silikatfüllungen; Aufbaufüllungen bei prothetischen Arbeiten.



**DETREY® Zinc**

**611.13.206**

Pulver à 90 g  
Farbe: dentin

**DETREY® Zinc**

**611.13.003**

Flüssigkeit, 39 ml

**AquaCem® Glasionomerzement**

Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays, kieferorthopädischen Bändern.  
Mit Wasser anzumischen.



**Packung**

**611.19.000**

Pulver 30 g, Messlöffel, Wasserdosierflasche  
1 Mischblock, 90 x 70 mm, PE-Beschichtung

**CAD/CAM + Befestigungszemente**



## ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN der DENTSPLY DETREY GmbH Konstanz

### 1. Allgemeines

1.1 Nachstehende Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Vertragsbestandteil aller mit uns abgeschlossenen Verkaufs- und Lieferverträge. Sie gelten auch für von uns in diesem Zusammenhang etwa erbrachte Beratungsleistungen, Auskünfte u. a.

1.2 Mündliche Nebenabreden, Zusicherungen oder Garantieerklärungen, der Ausschluss, Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von uns. Dies gilt auch für die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses.

1.3 Der Geltung allgemeiner Geschäftsbedingungen des Käufers wird hiermit auch für den Fall widersprochen, dass sie uns in einem Bestätigungsschreiben oder auf sonstige Weise übermittelt werden.

### 2. Angebote und Aufträge

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Aufträge, auch wenn sie von unseren Vertretern entgegengenommen werden, werden für uns erst verbindlich nach unserer schriftlichen Bestätigung oder mit Auslieferung der Ware.

### 3. Preise

3.1 Alle Preisangaben verstehen sich grundsätzlich in Euro frachtfrei und versichert (benannter Bestimmungsort) (vgl. allerdings Ziffern 4.3 und 4.4) sowie zuzüglich vom Käufer zu tragender Steuern und Abgaben in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.

3.2 Die unverbindlich empfohlene Mindestbestellmenge ist in der jeweils gültigen Preisliste angegeben.

3.3 Wir behalten uns die Berechnung der am Tage der Lieferung gültigen Preise vor.

3.4 Bei Direktlieferungen an Endverbraucher auf Wunsch des Käufers werden die Einkaufspreise nach der jeweils gültigen Vertragshändlerpreisliste berechnet.

### 4. Lieferung und Versand, Haltbarkeitszeit

4.1 Unsere Lieferungen erfolgen im Allgemeinen von Deutschland aus; wir behalten uns jedoch das Recht vor, ohne

besondere Bestätigung Lieferungen auch von anderen Standorten aus vorzunehmen.

4.2 Lieferungen von Pharmaprodukten dürfen nur aufgrund der Vorlage einer gültigen Großhandelserlaubnis durchgeführt werden.

Falls es zum Entzug dieser Genehmigung durch die Behörden kommt, ist der Kunde verpflichtet, dies umgehend DENTSPLY DETREY zu melden.

Eine weitere Belieferung mit Arzneimitteln ist dann erst wieder mit der Vorlage einer neuen Großhandelserlaubnis möglich.

4.3 Wir stellen sicher, dass die von uns ausgelieferten Produkte zum Zeitpunkt ihrer Auslieferung eine Mindesthaltbarkeit von 12 Monaten aufweisen, es sei denn der Kunde ist mit einer kürzeren Haltbarkeit einverstanden.

4.4 Für Bestellungen unter € 250.-- Nettowaren berechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von € 25.--. Der Mindermengenzuschlag entfällt, wenn Lieferungen ab € 250.-- Nettowarenwert aufgrund von Lagerückständen geteilt werden müssen. Bei Ersatzteil- und Reparaturlieferungen erfolgt unabhängig vom Nettowarenwert eine Berechnung der effektiv anfallenden Abwicklungskosten.

4.5 Die sich aus Sonderwünschen ergebenden Mehrkosten (Eisendungen, Spezialverpackungen usw.) gehen zu Lasten des Käufers.

4.6 Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt uns vorbehalten.

### 5. Gefahrtragung, Versicherung

Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt der Versand durch uns "frachtfrei, versichert" (in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen nach den International Commercial Terms 2010). Die Kosten für Transport und Versicherung sind in unseren Verkaufspreisen bereits enthalten. Der Verkäufer trägt die Gefahr/das Risiko des Verlustes oder der Beschädigung der Ware bis diese dem Frachtführer übergeben worden ist. Der Käufer trägt alle Gefahren/Risiken des Transportes bis zum Bestimmungsort. Im Falle eines

Schadens, den der Käufer geltend macht, erklärt sich der Verkäufer bereit, in angemessener Weise zu unterstützen. Ware, die während des Transportes beschädigt wird oder verloren geht, wird zu den gültigen Verkaufspreisen ersetzt.

### 6. Lieferzeit, Verzug, Nichtlieferung, Teillieferung

6.1 Bestätigte Aufträge und Liefertermine gelten in allen Fällen vorbehaltlich richtiger, rechtzeitiger und vollständiger Selbstbelieferung, es sei denn, die Nichtbelieferung oder Verzögerung ist durch uns verschuldet.

6.2 Teillieferungen sind zulässig, soweit dies den Kunden zumutbar ist.

6.3 Umstände höherer Gewalt außerhalb unserer Kontrolle, welche die Erfüllung zeitweise unmöglich machen oder anderweitig behindern, wie Streik, Aussperrung, Mobilisierung, Krieg, Kriegsähnliche Umstände, Blockaden, Import- und Exportbeschränkungen, Verkehrsbeschränkungen, behördliche Maßnahmen, Energie- oder Rohmaterialmangel und ähnliches, auch wenn sie während Verzuges entstehen, berechtigen uns, die Lieferung für die Dauer dieses Ereignisses zu verschieben. Führen solche Ereignisse dazu, dass die Vertragserfüllung für uns unzumutbar wird, so sind wir zum Vertragsrücktritt ganz oder teilweise befugt.

Das Recht zur Verschiebung der Lieferung oder zum Rücktritt besteht unabhängig davon, ob die vorstehend aufgelisteten Umstände bei uns oder einem unserer Zulieferanten auftreten.

Die Ausübung unserer Rechte in diesem Fall berechtigt den Besteller nicht zu Schadensersatzansprüchen.

### 7. Mängelrüge und Mängelhaftung, Abwicklung von Leistungen aus Garantie

7.1 Die bei einer Untersuchung der Ware unverzüglich nach Ablieferung erkennbaren Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von einer Woche nach Ablieferung der Ware, sonstige Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von einer Woche nach ihrer Entdeckung, schriftlich unter Angabe der Bestelldaten sowie der Lieferschein- und/oder Rechnungsnummern anzuzeigen. Für die Rechtzeitigkeit der Anzeige kommt es auf den Zeitpunkt

ihres Zugangs bei uns an. Bei nicht rechtzeitiger Mängelanzeige erlöschen jegliche Mängelrechte des Käufers wegen des betreffenden Mangels.

7.2 Beanstandete Waren sind auf unsere Anforderung zurückzusenden. Die Versandkosten tragen wir, wenn die Beanstandung rechtzeitig und begründet ist, ansonsten trägt sie der Käufer.

7.3 Etwaige Ansprüche des Käufers wegen eines Mangels sind auf das Recht auf Nacherfüllung beschränkt. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ziffer 7.4 bleibt unberührt.

7.4 Soweit wir nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund einschließlich etwaiger Schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung - wegen eines Mangels zum Schadensersatz verpflichtet sind, ist diese Schadensersatzverpflichtung nach Maßgabe der Ziffer 8 beschränkt.

7.5 Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren in einem Jahr beginnend mit der Ablieferung der Sache. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder bei arglistigem Verschweigen des Mangels oder bei Abweichung von etwaigen von uns gem. § 443 BGB übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Die vorgenannte einjährige Verjährungsfrist findet auf Schadensersatzansprüche wegen Mängeln auch dann keine Anwendung, wenn der Schaden auf grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten beruht oder es sich um Personenschäden handelt oder wir aus unerlaubter Handlung haften. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Verjährung etwaiger Rückgriffsansprüche gem. § 479 Bürgerliches Gesetzbuch sowie über die Verjährungs- und Ausschlussfristen nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

7.6 Die Abwicklung von Leistungen aus einer etwaigen Garantie setzt u. a. die Vorlage eines Verkaufsnachweises mit Datum und Gerätenummer voraus.

## 8. Haftung

8.1 Für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten beruhen, sowie für Personenschäden haften wir nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen sowie im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die für die Errei-

chung des Vertragszwecks unverzichtbar sind und auf deren strikte Einhaltung der Käufer deshalb vertrauen können muss, haften wir nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen beschränkt auf solche Schäden, die für uns bei Vertragsabschluss nach Art und Umfang voraussehbar waren. Im übrigen sind Ansprüche des Käufers auf Ersatz unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund einschließlich etwaiger Ersatzansprüche wegen Verletzung vorvertraglicher Pflichten sowie aus unerlaubter Handlung – ausgeschlossen.

8.2 Eine etwaige gesetzliche Haftung wegen des Fehlens einer von uns garantierten Beschaffenheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Der Käufer ist jedoch verpflichtet, eine Rückverfolgbarkeit der von ihm veräußerten Ware zu gewährleisten.

8.3 Die in dieser Ziffer 8 genannten Haftungsbeschränkungen gelten auch für eine etwaige Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen gegenüber dem Käufer.

## 9. Haftung für Produktangaben und Anwendungshinweise

9.1 Alle Angaben über Produkte und Verfahren erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer langjährigen Erfahrung. Der Käufer ist jedoch verpflichtet, die Eignung unserer Produkte und Verfahren für den eigenen Gebrauch - auch im Hinblick auf die Wahrung von Schutzrechten Dritter - in eigener Verantwortung zu überprüfen. Dies gilt insbesondere für die Verwendung unserer Produkte abweichend von den uns ausdrücklich genannten Anwendungen und Verfahren.

9.2 Die Vorschriften über unsere Haftung in vorstehender Ziffer 8 gelten auch für die von uns herausgegebenen Produktangaben. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

## 10. Zahlung, Verrechnung, Zurückbehaltung

10.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Rechnungen 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig.

10.2 Bei Zahlung innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum können 2 % Skonto vom Rechnungsbetrag gekürzt werden. Bei Bankeinzugsverfahren gewähren wir 2 % Skonto für alle bis zum jeweiligen Stichtag fälligen Rechnungen.

10.3 Stehen mehrere Forderungen gegen den Käufer offen und reicht eine Zahlung des Käufers nicht zur Tilgung sämtlicher Forderungen aus, so erfolgt die Tilgung nach den gesetzlichen Vorschriften (§366, Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch),

selbst wenn der Käufer ausdrücklich auf eine bestimmte Forderung gezahlt hat.

10.4 Ein etwaiges gesetzliches Aufrechnungsrecht steht dem Käufer nur in Ansehung unbestrittener, rechtskräftig festgestellter oder entscheidungsreifer Forderungen zu. Ein etwaiges gesetzliches Zurückbehaltungsrecht, beispielsweise wegen Mängel der Sache, steht dem Käufer nur in Ansehung solcher unbestrittener, rechtskräftig festgestellter oder entscheidungsreifer Forderungen zu, die aus demselben Vertragsverhältnis mit uns stammen.

## 11. Rücklieferungen mangelfreier Waren, Entsorgung der Transportverpackung

11.1 Ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung können an den Käufer gelieferte mangelfreie Waren nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden. Für die Bearbeitung von Warenrücksendungen des Käufers benötigen wir Rechnungsnummer und Auftragsdatum. Von uns genehmigte Rücksendungen des Kunden werden mit einem Abzug von 20 % des Netto-Verkaufspreises gutgeschrieben. Waren in angebrochener Verpackung, sowie Produkte, deren Auslieferung bereits länger als 6 Monate zurückliegt, können grundsätzlich nicht zurückgenommen oder umgetauscht werden. Alle Rücksendungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Käufers.

11.2 In Fällen, in denen wir die Rücklieferung von Waren gemäß den Bedingungen in Abs. 11.1 akzeptieren, gewähren wir eine Gutschrift in Form eines Umtausches gegen andere Waren und Verrechnung in Höhe des ursprünglich berechneten Preises, abzüglich 20 % des Netto-Verkaufspreises.

In Fällen, in denen wir ausnahmsweise eine Rücklieferung von Waren in angebrochener Verpackung oder von Waren, deren Auslieferung bereits länger als 6 Monate zurückliegt, akzeptieren, wird darüber hinaus eine Bearbeitungsgebühr von 20 % auf den Netto-Verkaufspreis erhoben. Sofern eine Neuverpackung erforderlich ist, beträgt die zusätzliche Bearbeitungsgebühr 25 % des Netto-Verkaufspreises.

11.3 Über die Rücknahme von Waren entscheidet grundsätzlich der Kundendienstleiter. Kundenanfragen bezüglich Rücklieferungen werden dem verantwortlichen Sales Director mitgeteilt.

11.4 Unser Kundendienst informiert den Kunden über die Umtauschbedingungen und veranlasst, falls erforderlich, eine Gutschrift.

## 12. Eigentumsvorbehalt

12.1 Alle von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung unserer sämtlichen auch zukünftig erst entstehenden Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für unsere jeweilige Saldoforderung. Dies gilt auch, wenn Zahlungen vom Käufer auf bestimmte Forderungen geleistet werden.

12.2 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu üblichen Geschäftsbedingungen und nur, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber pünktlich nachkommt, weiterveräußern. Der Käufer ist verpflichtet, seinerseits die Vorbehaltsware nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern und sicherzustellen, dass die Forderungen aus solchen Veräußerungsgeschäften auf uns übertragen werden können.

12.3 Die Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zu unserer Sicherung wie die Vorbehaltsware.

12.4 Veräußert der Käufer die Vorbehaltsware zusammen mit anderer, nicht von uns gelieferter Vorbehaltsware, so gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Rechnungsbetrages, der sich aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware ergibt.

12.5 Läßt der Käufer die Vorbehaltsware durch Dritte im Rahmen eines Kommissionsgeschäftes veräußern, so werden die Forderungen des Käufers aus dem Kommissionsgeschäft bereits jetzt an uns abgetreten und dienen in demselben Umfang zu unserer Sicherung wie die Vorbehaltsware. Die Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen betreffend Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware finden auf die Forderungen des Käufers aus dem Kommissionsgeschäft entsprechende Anwendung.

12.6 Nimmt der Käufer Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware

in ein mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten sich ergebenden anerkannten oder Schlusssaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderungen aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht.

12.7 Der Käufer ist ermächtigt, die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware einzuziehen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Wir können die Ermächtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gem. Ziffer 12.2 und die vorgenannte Ermächtigung zur Einziehung der Forderungen bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Übergang des Geschäftsbetriebes des Käufers auf Dritte, bei beeinträchtigter Kredit- und Vertrauenswürdigkeit oder der Auflösung der Firma des Käufers sowie bei einem Verstoß des Käufers gegen seine Vertragspflichten nach Ziffer 12.2 jederzeit widerrufen, im Falle des Verzuges jedoch nur nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist.

12.8 Im Falle des Widerrufs der Weiterveräußerungs- bzw. Einziehungsermächtigung ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer von der Forderungsabtretung an uns unverzüglich zu unterrichten und uns alle zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu überlassen. Außerdem ist er in diesem Falle verpflichtet, etwaige Sicherheiten, die ihm für Kundenforderungen zustehen, an uns herauszugeben bzw. zu übertragen.

12.9 Der Käufer ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Vorbehaltsware oder der für uns bestehenden sonstigen Sicherheiten unverzüglich zu benachrichtigen.

12.10 Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er bereits jetzt an uns ab.

12.11 Für den Fall des Zahlungsverzuges oder eines sonstigen nicht nur geringfügigen vertragswidrigen Verhaltens des Käufers sowie für den Fall der Rückgängigmachung des Kaufvertrages erklärt der Käufer bereits jetzt seine Zustimmung dazu, dass wir die beim Käufer befindliche Vorbehaltsware wegnehmen bzw. wegnehmen lassen, soweit wir einen Eintrag in das Eigentumsvorbehaltsregister vorgenommen haben. In der Wegnahme ist ein Rücktritt vom jeweiligen Liefervertrag nur zu erblicken, wenn wir dies ausdrücklich erklären.

## 13. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

13.1 Erfüllungsort für Lieferung ist der Ort der Betriebsstätte, von der aus die Versendung der Ware vorgenommen wird. Zahlungsort ist Konstanz.

13.2 Sofern der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Konstanz Gerichtsstand für alle sich aus dem Geschäftsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Wir sind jedoch berechtigt, anstelle des vorstehend genannten Gerichtsstandes jedes andere, gesetzlich zuständige Gericht anzurufen.

13.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des Haager Kaufrechtsübereinkommens und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf ("Wiener Kaufrecht").

### Hinweis:

Daten unserer Kunden und Abnehmer werden von uns EDV-mäßig gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.

# Einfach. Natürlich. Schön.



„Ceram-X duo bietet ein großartiges, natürliches Farbsystem.“

Masterkurse mit  
PD Dr. Didier Dietschi,  
Genf



Ceram-X mono+



Ceram-X duo+  
Schmelz



Ceram-X duo+  
Dentin

**Einfach.** Nur 7 Farben für das gesamte VITA<sup>2</sup>-Spektrum

**Natürlich.** Geringe Monomer-Freisetzung<sup>3</sup>

**Schön.** Exzellente Ästhetik über viele Jahre<sup>3</sup>

Buchen Sie die Masterkurse mit Dr. Didier Dietschi unter  
[www.dentsply.de/fortbildung](http://www.dentsply.de/fortbildung) oder [www.edudentinternational.com](http://www.edudentinternational.com)

Weitere Informationen: [www.dentsply.de/CeramX](http://www.dentsply.de/CeramX)  
oder DENTSPLY Service-Line 08000-735000 (gebührenfrei).

For better dentistry

**DENTSPLY**

<sup>1</sup> 86% der Ceram-X-Verwender bevorzugen das verbesserte Handling der Schmelzfarben.  
<sup>2</sup> Kein eingetragenes Warenzeichen von DENTSPLY International, Inc.  
<sup>3</sup> Daten auf Anfrage





DENTSPLY® INTERNATIONAL

WELTWEIT VERTRETEN IN MEHR ALS 120 LÄNDERN.

[www.dentsply.com](http://www.dentsply.com)

#### UNSERE DENTSPLY® MISSION

ANBIETEN VON LÖSUNGEN „FOR BETTER DENTISTRY“, DIE ZAHNÄRZTEN UND PATIENTEN WELTWEIT ZUGUTE KOMMEN UND OPTIMIERUNG UNSERER GLOBALEN RESSOURCEN, UM IN INNOVATION, QUALITÄT UND SERVICE DIE INDUSTRIE ANZUFÜHREN.

**WORLD HEADQUARTERS:**  
DENTSPLY International  
Susquehanna Commerce Center  
221 W. Philadelphia Street  
P.O. Box 872  
York, PA 17405-0872  
USA  
Tel: +1 (717) 845-7511  
1-800-877-0020

For better dentistry

**DENTSPLY**



# DENTSPLY® STANDORTE IN EUROPA

## DEUTSCHLAND:

DENTSPLY DeTREY GmbH  
De-Trey-Str. 1  
78467 Konstanz  
Germany  
www.dentsply.de  
DENTSPLY Service-Line für Deutschland:  
08 000-735 000 (gebührenfrei)  
Phone +49 (0) 7531 583-0

## FRANCE:

DENTSPLY France  
Z.A. du Pas du Lac  
4, rue M. Faraday  
78180 Montigny-le-Bretonneux  
France  
Phone +33 (0) 1 30 14 77 77

## ITALY:

DENTSPLY Italia S.r.l.  
Via Curtatone, 3  
00185 Roma  
Italy  
Phone +39 (0) 6 72 64 03 1

## NORDICS:

DENTSPLY DeTREY  
Flygfällsgatan 12, 1 tr  
12830 Skarpnäck  
Sweden  
Phone +46 (0) 86 83 66 40

## BENELUX:

DENTSPLY DeTREY  
Verlengde Lageweg 10  
1628 PM Hoorn  
Netherlands  
Phone +31 (0) 229 259059

## UNITED KINGDOM:

DENTSPLY Limited  
Building 3  
The Heights  
Weybridge  
Surrey  
KT13 0NY  
United Kingdom  
Phone +44 (0) 19 32 85 34 22

## (UK) INTERNATIONAL:

DENTSPLY Limited  
Building 3  
The Heights  
Weybridge  
Surrey  
KT13 0NY  
United Kingdom  
Phone +44 (0) 19 32 85 34 22

## SWITZERLAND/AUSTRIA:

DENTSPLY  
Graz Office  
Sporgasse 27  
8010 Graz  
Austria  
Phone +43 (0) 3 16 48 15 23 11

## IBERIA:

DENTSPLY España, S.L.  
Parque Empresarial Rivas Futura  
C/ Marie Curie,  
5-7 Edificio Beta 7ª planta A4  
28521 Rivas Vaciamadrid-Madrid  
España  
Phone +34 (0) 91 383 37 28

# STANDORTE IN ASIEN

## HEADQUARTER ASIA:

DENTSPLY International Inc.  
29/F Excel Centre  
No. 483A Castle Peak Road  
Cheung Sha Wan, Kowloon  
Hong Kong  
PR China  
Phone +852 (0) 28 70 03 36

## CHINA:

DENTSPLY Dental (Tianjin) Co. Ltd.  
Unit 306 Block A Free Town  
No. 58 South DongSanHuan Road  
Chaoyang District  
Beijing  
100022 PRC  
PR China  
Phone +86 (10) 56 67 39 80

## TAIWAN:

DENTSPLY International Inc.  
7F-11, 351 Sec. 2  
Chung-Shan Road  
Chung-ho City  
New Taipei  
Taiwan R.O.C.  
Phone +886 (2) 22 23 77 77

## KOREA:

DENTSPLY Korea  
Zip Code: 135-920  
723-2 Yeoksam-dong  
Kangnam-ku  
Seoul  
Korea  
Phone +82 (2) 20 08 76 00

## INDIA:

DENTSPLY India Pvt. Ltd.  
Plot #234  
F.I.E.S., Patparganj Industrial Area  
10092 Delhi  
India  
Phone +91 (11) 2214-5824

For better dentistry

# DENTSPLY