

Catalogue dentaire

No 15



**HÄGER
WERKEN**

Dentalprodukte weltweit
Dental Products Worldwide

Notre équipe dans le monde



Voyez notre programme Xylitol page 83.



Patrick Hager,
Directeur général

Michael Hager,
Conseiller senior



Hager Worldwide, Inc.
441-A 19th Street S.E.
Hickory N.C. 28602, USA
Tel.: (800) 328-2335, Tel.: (001) 828 624 3300
Fax: (800) 573-9392, Fax: (813) 926-7473
E-Mail: contact@hagerworldwide.com
Website: www.hagerworldwide.com
General Manager: Mark Schneider



Hager Polonia Sp. z o.o.
Ul. Galczyńskiego 23
52-214 Wrocław
Telefon 1: +48 - 71-368-71-66
Telefon 2: +48 - 71-368-71-37
Fax: +48 - 71-368-10-21
E-Mail: biuro@hager.com.pl
General Manager: Ania Biernacka-Świenc



"HAGER EURASIA" OOO
127051, Moscow, Russia
Tsvetnoy bulvard, 30, Bldg. 1
Mobil GER: +49 (177) 69 22 680
Mobil RUS: +7 (985) 99 39 401
E-Mail: o.seifert@hagerwerken.de
General Manager: Olga Seifert



HAGER PHARMA GmbH
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg
Tel. +49 (203) 99 269 900, Fax +49 (203) 99 269 999
info@hager-pharma.de, www.hager-pharma.de
General Manager: Klemens Böhm



Mob(HK): +852-9168 0419
Mob: +86-138 1780 6110
Tel(HK): +852-2622 2796
Tel: +86-21-6210 3519
E-Mail: kate@hagerasia.com.hk
General Manager: Kate Tsui

Shanghai Office
Unit 1
20th Floor, Zhao Feng Trading Building
369 Jiangsu Road
20050 Shanghai China
Tel: +86-21-5239 8136
Fax: +86-21-5239 8135
E-Mail: info@hagerasia.com

Hong Kong Office
Unit 5 & 10, 9/F,
139-141 Hoi Bun Road, Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2622 2795
Fax: +852-2622 2503
E-Mail: info@hagerasia.com.hk



Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg,
Germany
Telefon +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de
General Manager: Patrick Hager

Hager & Werken – le catalogue

La 15^{ème} édition de notre catalogue français vous offre une variété de nouveaux produits innovants. Pendant ces dernières années, le catalogue Hager & Werken est devenu un récapitulatif de spécialités dentaires, consommables et petit équipement intéressants. Nous nous consacrons à procurer à la communauté dentaire les produits et services de la plus haute qualité.

Un de nos plus importants nouveaux produits est le LaserHF « Comfort » - une combinaison de laser et chirurgie haute fréquence en un appareil, qui offre les avantages des 2 méthodes. Cet appareil unique économise non seulement de la place avec son effectivité, mais est aussi économique, vu son prix plus qu'intéressant.

Avec ImplantMarker, la Société Hager & Werken offre un système unique de soins préventifs pour les implants dentaires. En quelques minutes, des inflammations cachées peuvent être diagnostiquées avec fiabilité à leur stade précoce bien avant que les méthodes conventionnelles aient montré quelque chose. Le dentiste peut commencer son traitement et prendre les mesures nécessaires à temps.

Un système de contrôle de qualité strict est la base de notre succès continu et de notre croissance. Hager & Werken a établi un système de management de qualité rigide selon ISO 9001 et ISO 13485 (certifié par le TÜV Rheinland, Cologne, RFA). Ceci vous assure que tous nos produits sont fabriqués et distribués sous les standards les plus élevés.

Notre équipe – toujours à votre service !

Pour toutes questions et commandes, veuillez vous adresser à nos représentants, notre équipe de vente à Duisburg ou votre distributeur habituel. Vous trouverez des informations à jour et détaillées sur notre site internet : www.hagerwerken.de et www.miradent.de

Notre équipe à Duisburg est joignable de 08.00 à 17.00 h.

Téléphone : +33 621 041 194

Fax : +33 (0)1 73 76 90 80

Sales Manager France/Espagne

Séverine Sanchez, s.sanchez@hagerwerken.de
Français, espagnol, anglais

+33 621 041 194

Marketing Europe et Afrique

Samy Mamlouk, s.mamlouk@hagerwerken.de
Allemand, français, anglais, arabe

+49 203 99269 17

Junior Sales Manager Afrique

Pedro Nkanu, p.nkanu@hagerwerken.de
Allemand, français, anglais, lingala

+49 203 99269 41

Direction des ventes et marketing Europe

Marcus van Dijk, m.van.dijk@hagerwerken.de

Service technique SAV

Kuno Kunert k.kunert@hagerwerken.de

Sales Manager Europe

Jörg Zensen, j.zensen@hagerwerken.de

Toujours à votre service



Siège de la société en Allemagne



Hager Worldwide Corporate Office Hickory, North Carolina



Equipe export et service technique

Index Produits

Airsonic Absorbo Box	48	Happy Morning De Luxe	72	Miraject Luer	15	Spandex-Vertical	24
Airsonic Adapter	48	Happy Morning Travel Kit	72	Miraject PL Super	16	Speed Labolight	60
Airsonic Alu-Oxyd	48	Happy Morning Xylitol	83	Miraject P / P Super	16	Speedo-Clean	61
Airsonic Mini Sandblaster	48	Heater à billes	61	Miralay	23	Steri-Suc-Tube	34
Algilock	10	hf1 Surg bipolar	55	Miramask	27	Study Models	68-69
Algilock Cleaner Plus	10	hf Bipolar Forceps	56	Miramatic	18	Super-Splint	42
Algilock perforé	10	hf Electrodes	56	Miramatic Aspi	19	Super-Splint De Luxe	42
Algimix	12	hf Neutral Electrode	56	Miramatic-Box	18	Tong-Clin De Luxe	82
Alpha-Ion brosse à dents	72	H&W Classic	28	Miramatic Holder Plus	19	Tong-Clin Gel	82
Amalgam godet	45	ImplantMarker	83	Mira-Post	47	Tweezer PL	22
Anti Stress Tooth	87	Infant-O-Brush	80	mirasensitive hap+	70	Twinn-Pipette	21
Apply Tips	20	Integra Fit-On Tray	64	Mirasuc 16	32	Uvex i-3	30
APT Gas	62	Integra Cart	64	Mirasuc Adapter	32	uvex Pheos	30
APT III Burner	62	I-Prox Care Set	77	Mirasuc Brush	34	uvex Super-Fit	28
Armatron Pro	62	I-Prox chx	75	Mirasucto	33	uvex Super-Fit UV	28
Astro Clean	27	I-Prox P	77	Mirasuc-View	32	Variator-Kit	22
BD-Steribox	21	Kid's Brush	81	Miratoi toys	84-86	X-Ray Mesh	53
Blue-Flame 1500	63	Kisag Burner	63	Mirator 2000	12	X-Ray Stain Remover	53
Bravo Portable II	58	LaserHF Pièce à main pour blanchiment	57	Miratorch	63	Xylitol Chewing Gum	71
Bravo TD III	60	LaserHF "comfort"	54-55	Miratrach 140°	9	Xylitol Drops	71
Brillant	25	LaserHF Curver	57	Miratrach Implant	8	Xylitol Poudre	71
Brillant Anti-Buée	25	LaserHF Fibre Cutter	57	Miratrach Mini	9	Zahnpick	75
Calci-Line	43	LaserHF Fibre-Tips	57	Miratrach Partial	9		
CC-Shield	30	laservision Lambda One	31	Miratrach Spray	9		
Cervical clamp 214	36	laservision lunettes pour patient	31	Mirawhite gelée	73		
C-EX / B-EX	44	laservision Skyline Blue	31	Mirawhite Laser Bleaching	57		
Chiru-Cleaner	34	laservision Skyline Green	31	Mirawhite oxygen	70		
Chirurgo-Suc I	34	Liftbox	22	Miroir Parallélomètre	25		
Chiru-Tip	34	Luer	14	Modèle d'étude Big	68		
Cold-Bag	26	Mc Tooth Mirror	68	Myzotect-Tincture	51		
Comfort Dreams	87	Membranbox	13	N2 Endodontic Cement	49		
Contact Gauge	45	Micro-Etch	43	Occlu-Print	43		
Cotton-Clip	23	Mira-2-Ton Liquid	78	Occlu Spray Plus	45		
Cottoroll	23	Mira-2-Ton Tablets	78	Orange Solvent	26		
Crown Click De Luxe	44	Mirabol	12	Orbatec	58		
Cyano Ex	41	Mirabrush	20	Orbatec Prophy	58		
Cyano-Veneer	41	Mira Clean	66	Panascope	53		
Cyano-Veneer Poudre	41	Miraclean-Implant Black	50	paroguard chx	79		
Cyano-Veneer Accessoires	41	Mira Cleaning Wipes	27	Pelotte-Aspirator	33		
Dapp-a-Way	66	Mira-Clin P	66	Pelotte Plus	33		
Dento Box I	80	Miraclip	21	Perfect Splint C	42		
Dento Box I + II	13	Miracold Plus	26	Perfect Splint-System	42		
Desmoclean	49	miradent Demo Box	77	PerioMarker	83		
Emmenix porte film	52	miradent Hourglass	80	Pic-Brush brochettes de rechange	76		
Emmenix Flap	52	miradent SOS Dentobox	78	Pic-Brush Intro Kit	76		
Endotec Luer	14	Miradont-Gel	51	Pic-Brush Set	76		
Endotec Luer Duo	14	Mira-Duo	68	Pick up Stick	20		
Exact Liner	45	Mirafit 3 in 1	46	Plantana	87		
Fit Rubberdam Clamps	36-39	Mirafit BC	45	Plaque Agent	81		
Fit Rubberdam Clamp board	35	Mirafit Carbon and White	46	Porte-Matrice	43		
Fit Rubberdam Clamps pour infants	37	Mirafit Clear	47	Porte Serviette Big	21		
Fit Rubberdam Eliot Separator	40	Mirafloss	74	Praxipolish Plus	27		
Fit Rubberdam Forceps	35	Mirafloss Big	74	Prepometer	65		
Fit Rubberdam-Latex	40	Mirafloss Implant chx	74	Prophy-Angles	59		
Fit Rubberdam Steel Frame	40	Mirafloss Interspace	74	Prophy-Cup	59		
Fit Rubberdam Starter Kit I	35	mirafleur c	73	Prophy-Mandrell	59		
Fit Rubberdam Starter Kit II	35	mirafleur chx	79	Prophy-Ring	66		
Fit Rubberdam Template	35	Mirafleurid	67	Protectoray	52		
Flexbrush	26	mirafleur-gel	67 / 73	Protho Box	82		
Flex-O-Bol	12	mirafleur-k-gel (for Kids)	67	Protho Brush De Luxe	82		
Funny Animals	81	Mirafleur-Tray	67	Protho Clean	61		
GapSeal	11	Miraglu	50	Proto-Cam	30		
Gripit	44	Mirahold	24	Putzi-Animals	84		
Hager Outback's	29	Mirahold-Block	24	Reflect-Rhod	25		
halitosis spray	79	Miramimplant	50	Reso-Pac	51		
Happy Morning	72	Miraject	15	Röntgomarker	53		
		Miraject Endo Luer	16	Rotoprox	59		
		Miraject Endo Rinse	17	Seringues Miramatic	19		
		Miraject Endotec Duo	17	Skalpelli-Ex / Pin-Clipper	23		
		Miraject Endotec Luer	17	Spandex	24		


Absorbo Box	48
Acide phosphorique	43
Adaptateurs pour canules	32
Aide trépanation parallèle	50
Aiguilles	14-17
Aiguilles Luer	14-16
Anneau-porteur pour godets	66
Appareil chauffage à billes de verre	61
Appareil de polymérisation	60
Appareil nettoyage de prothèses	61
Arraches-couronnes et bridges	44
Bains de bouche	79
Bâtonnets pour application	20
Blanchiment	70
Boîte d'aspiration de poussière	48
Boîte à prothèses étanche	82
Boîte de démonstration aux patients	77
Boîte de récupération aiguilles	18
Boîtes de transport/conservation	13 / 80 / 82
Boîtes distributrices	20 / 23
Boîtes pour désinfection	21 / 22
Bols à mélanger	12
Bonbons au xylitol	83
Brosse à dents bébé	80
Brosse à dents usage unique	72 / 83
Brosse à ongles	26
Brosse pour prothèses	82
Brosse à dents pour enfants	81
Brosses à dents avec alpha-ions	72
Brossettes fines p. nettoyer et polir	59
Brossettes interdentaires	75-77
Brûleurs	62-63
Cadre pour digues	40
Cale-bouches	24
Canules d'injection	15-17
Canules d'aspiration	32-34
Canules d'aspiration chirurgicales	34
Cart multi-fonctions	64
Chewing gum soignant	71
Ciment radiculaire	49
Clamps	35-39
Colle à tissu	50
Compresses frigorifiques	26
Comprimés dentifrice	66
Contre-angles	58
Crampons digue	35-39
Crayon marqueur	45
Crayon marqueur pour films	53
Crème pour les mains	87
Cupules	59
Cure-dents avec soie dentaire	75
Dentifrices	70 / 73
Dépose-couronnes provisoires	44
Descelle-couronnes et bridges	44
Désinfection	27
Détresseur pour le patient	87
Détachant liquide	53
Détection parodontite	83
Détection périimplantite	83
Digue	35-40
Digue Latex	40
Distributeurs	20 / 23
Ecarte-joues et lèvres	24
Ecouteurs de relaxation	87
Ecran de protection	52
Embouts pour prophylaxie	59
Enfonce-inlay et bridges	23
Feuille adhésive millimétrée	53
Gaz pour brûleurs	62
Gel de micro-nutrition	51
Gel de nettoyage pour la langue	82
Gels fluorés	67
Godet à amalgame	45
Godets dapp-a-way	66
Goupillons pour canules	34
Gouttières pour gel fluoré	67
Gratte-langue	82
Halitose	79
Hydroxyde de calcium	43
Implantation	8 / 11 / 50 / 68 / 83
Jauge de contact	45
Jouets	84-86
Kit d'examen et de soins	22
Laser	54-55
Laser accessoires	31/ 56-57
Laser Bleaching	57
Lunettes de protection anti-laser	31
Lunettes de sécurité/ protection	28-31
Mandrins pour CA	59
Masques à usage unique	27
Matériau de réparation universel	41
Matrices pour occlusion	43
Médailles de récompense enfants	86
Mélangeur électronique	12
Mesure d'épaisseur de dentine	65
Micromoteur portable	58
Microsableuse	48
Miroir de bouche	25
Miroir pour patients	68
Miroirs pour photos	25
Modèles de démonstration	68
Modèles d'étude	68-69
Moteur sans collecteur	60
Motivation enfants	80-81 / 84-86
Nettoyage des porte-empreintes	10
Nettoyant synthétique prothèses	61
Oreillettes de relaxation patients	87
Ouvre-bouches	24
Pâte de protection de plaies	51
Pâte pour prophylaxie	66
Périimplantite	11
Pinceaux	20 / 67
Pincés à clamps	35
Pipettes	21 / 41
Plateaux	64
Polissages des racines	49
Porte-brosse à dents enfants	81
Porte-cotons	23
Porte-couronne et bridge	23
Porte-empreintes autooclavables	9-10
Porte-empreintes membrane	8
Porte-empreintes à usage unique	8
Porte-empreintes partiels	9
Porte-films	52
Porte-matrices "Toffelmire"	43
Porte-serviettes	21
Porte-soie dentaire	74
Poudre Alu-Oxyd (microsableuse)	48
Précelles	22 / 23
Préformes pour surfaces occlusales	43
Protection rayons X	52
Récapuchonneur d'aiguilles	19
Reconstitution avec tenons	46-47
Reconstitution de moignons	45
Révélateurs de plaque	78 / 81
Rubans de contention	42
Sablier	80
Sauvetage d'une dent accidentée	78
Séparateur Eliot	40
Seringues	19
Serviettes de nettoyage/ désinfection	27
Set de soins interdentaires	76-77
Soie dentaire	74
Solution / mousse nettoyante	26-27
Solution contrôle de la plaque	81
Solution traitement de muqueuses	51
Spray à glace	26
Spray adhésif	9
Spray de désinfectant	27
Spray d'occlusion	45
Spray haleine fraîche	79
Sucre en poudre 100 % xylitol	71
Système de sécurité injection	18
Tenons	46-47
Test rapide de la santé de l'implant	83
Test rapide de santé buccale	83
Vernis fluoré	67
Vibreur électronique	12
Visières de protection	30
Visionneuse de radios	53
Xylitol - produits divers	70 / 71 / 79 / 83

Nouveautés

Page 11

GapSeal®

L'arme décisive contre la périimplantite



Page 68

Modèle d'étude Demo Implant

Aide visuelle pour la procédure d'implantation



Page 71



Xylitol Drops
Bonbons pour soins oraux, 100 % au Xylitol d'origine naturelle

Sans sucre



Cerise



Melon



Menthe



halitosis spray

Spray de bouche pour une haleine fraîche instantanée



Page 79

Page 83

PerioMarker®

Test rapide de santé buccale pour la détection précoce de parodontite avec présomption de risque

ImplantMarker

Test rapide de la santé de l'implant pour une détection précoce de périimplantite avec présomption de risque



Page 86

Miratoi® Nr. 17

Mini Skateboards



Miratoi® Nr. 15

Mini Ponies



Page 87



Comfort Dreams

Écouteurs de relaxation pour les patients

Miratray® Implant



Porte-empreintes avec technique de membrane

- Economise à vous et votre patient une seconde visite et des frais de laboratoire.
- La technique de membrane permet une empreinte contrôlée et sûre avec vue claire des pivots.
- On prend une empreinte précise du fait que la membrane adhère fortement aux pivots
- Pas de débordement du matériau à empreinte autour des pivots..
- Individualisable, pratique et économique.
- Trois dimensions en max. sup. et max. inf., pour dents et édentés
- Utilisable avec tous les matériaux à empreinte et les systèmes d'implants.

"Faire un PEI en laboratoire n'est plus nécessaire = gain de temps et économie d'argent pour le patient."



Petra Weidenmüller, Magdeburg



Vidéo

Présentation	Taille	Contenu	No
Kit d'intro. 6x 1 pce, Sup., Inf., petit, moyen, grand)			101 250
Sup. S1	petit	6 pcs	101 251
Sup. S2	moyen	6 pcs	101 252
Sup. S3	grand	6 pcs	101 253
Inf. I1	petit	6 pcs	101 254
Inf. I2	moyen	6 pcs	101 255
Inf. I3	grand	6 pcs	101 256

Miratray®



Porte-empreintes en plastique blanc à usage unique

- Très économiques et solides, légèrement thermo-déformables.
- Excellente rétention du matériau à empreinte grâce aux corbeilles de rétention.
- Pratiques : on peut écrire dessus avec un crayon feutre.
- Livrables en porte-empreintes complets en 6 tailles.

Présentation	Taille	Contenu	No
Max. sup. S3	grand	50 pcs	101 142
Max. sup. S2	moyen	50 pcs	101 141
Max. sup. S1	petit	50 pcs	101 140
Max. inf. I3	grand	50 pcs	101 145
Max. inf. I2	moyen	50 pcs	101 144
Max. inf. I1	petit	50 pcs	101 143
Max. sup. S3	grand	12 pcs	101 172
Max. sup. S2	moyen	12 pcs	101 171
Max. sup. S1	petit	12 pcs	101 170
Max. inf. I3	grand	12 pcs	101 175
Max. inf. I2	moyen	12 pcs	101 174
Max. inf. I1	petit	12 pcs	101 173

Assortiment I

50 porte-empreintes complets/partiels en 9 formes, assortis

Tailles : I2 S2 S3 S1 I1 I3 PL PR PM

Nombre : 10 10 5 5 5 3 3 4

Présentation	Contenu	No
Assortiment I, assortis	50 pcs	101 149

Porte-empreintes pour couronnes et petits bridges

- A usage unique, économiques.
- Légèrement thermo-déformables.
- Se prend facilement avec une précelle cannelée.
- Excellents pour les patients, car prenant peu de place
- Economise du matériau à empreinte.

Présentation	Contenu	No
Miratray Mini	50 pcs	101 102

Porte-empreintes partiels en plastique en 3 formes

- Excellents pour les patients anxieux
- Economisent du matériau à empreinte

Présentation	Contenu	No
Sachet, droite PR	12 pcs	101 178
Boîte, droite PR	100 pcs	101 148
Sachet, gauche PL	12 pcs	101 176
Boîte, gauche PL	100 pcs	101 146
Sachet, milieu PM	12 pcs	101 177
Boîte, milieu PM	100 pcs	101 147

Présentation	Contenu	No
Assortiment II, 3 formes assorties	100 pcs	101 151

Porte-empreintes en plastique autoclavables

- Plastique transparent et robuste
- Bonne tenue du matériau grâce aux corbeilles de rétention
- Inscription facile grâce au crayon feutre
- 3 formes supérieures et 3 inférieures
- Disponibles en trois tailles

Présentation	Taille	Contenu	No
Set assorti		6 pcs, 1-2-3 sup. et 1-2-3 inf..	101 155
Sup, AS 1	petit	6 pcs	101 156
Sup, AS 2	moyen	6 pcs	101 157
Sup, AS 3	grand	6 pcs	101 158
Inf, AI 1	petit	6 pcs	101 160
Inf, AI 2	moyen	6 pcs	101 161
Inf, AI 3	grand	6 pcs	101 162

AS = Autoclavable Supérieur AI = Autoclavable Inférieur

Spray adhésif pour porte-empreintes

- Pour une meilleure adhésion des matériaux à empreinte aux porte-empreintes métal ou plastique
- Utilisable avec tous les alginates, hydrocolloïdes, etc

Présentation	Contenu	No
Miratray Spray	225 ml	554 210

Miratray® Mini



Miratray® Partiel



Assortiment II

Porte-empreintes partiels en 3 formes assorties

Forme: PL PR PM

Nombre: 33 33 34

Miratray® 140°



Miratray® Spray



Algilock®

Algilock®
Perforé

Algilock® Cleaner Plus

**Porte-empreintes extrêmement durable**

- Acier inox de haute qualité, résistant à la corrosion
- Grande longévité, aspect correct et forme durables
- Bonne maintenance du matériau grâce aux rebords de rétention
- Manches soudés au laser et pontiques pour la solidité
- Autoclavables sans perte de qualité
- Seul Algilock offre cette diversité de formes et cette qualité
- Algilock livrable aussi sur demande en :
 - Algilock partiel (perforé et non perforé)
 - Algilock pédo (Orthodontie)
 - Algilock édenté

Présentation	Taille	USA	No
Max. sup. BS 5	xx-grand	U11	101 006
Max. sup. BS 3	x-grand	U12	101 004
Max. sup. BS 2A	grand	U13	101 042
Max. sup. BS 2	moyen	U14	101 003
Max. sup. BS 1	petit	U15	101 002
Max. inf. BI 5	xx-grand	L11	101 011
Max. inf. BI 3	x-grand	L12	101 009
Max. inf. BI 2A	grand	L13	101 043
Max. inf. BI 2	moyen	L14	101 008
Max. inf. BI 1	petit	L15	101 007
Set avec 10 porte-empreintes (5 max. sup., 5 max. inf.)			101 001

BS = Denté Supérieur BI = Denté Inférieur

Présentation	Taille	USA	No
Max. sup. PS 6	x-grand	7	101 036
Max. sup. PS 5	grand	5	101 034
Max. sup. PS 4	moyen	4	101 033
Max. sup. PS 3	petit	1	101 032
Max. inf. PI 6	x-grand	24	101 041
Max. inf. PI 5	grand	22	101 039
Max. inf. PI 4	moyen	21	101 038
Max. inf. PI 3	petit	20	101 037
Set avec 8 pcs (4 max. sup., 4 max. inf.)			101 031

PS = Perforé Supérieur PI = Perforé Inférieur

Granulés pour le nettoyage des portes-empreintes

- Nettoie en trempant dans un bain sans impact mécanique, pas d'ultrason, ni grattage.
- Décompose la structure organique des matériaux, sans action agressive ou corrosive
- Même après de nombreux nettoyages, les porte-empreintes ne ternissent pas
- pH neutre, biodégradable, sans phosphate, odeur agréable

Enlève facilement le plâtre et les alginates des portes-empreintes, des instruments et des spatules. Pas de nettoyage fastidieux exigeant beaucoup de temps, diluer simplement 50 g dans un litre d'eau chaude, et laisser agir 15 à 30 minutes. Utilisable aussi en ultrason. Ne pas utiliser avec des porte-empreintes en aluminium.

Présentation	Contenu	No
Algilock Cleaner Plus	1000 g	554 104

L'arme décisive contre la périimplantite

- Scelle les micro-fissures et espaces creux
- Stoppe durablement l'infiltration de germes dans les espaces creux, éliminant ainsi le risque de réinfection du tissu périimplantaire
- Evite effectivement la raison principale de périimplantite
- En usage clinique avec succès à l'Université de Düsseldorf (RFA) depuis plus de 15 ans
- Facile à manipuler et appliquer grâce à l'applicateur spécial





Présentation	No
GapSeal set (1 applicateur + 10 embouts)	152 041
GapSeal boîte de 10 embouts avec gel (à 0,6 ml)	152 040
Applicateur seul	152 042

Scellement des micro-fissures contre la périimplantite

Pour des raisons de fabrication, les micro-fissures et espaces creux sont inévitables dans les implants composés. Ces micro-fissures peuvent être minimisées grâce à une haute précision à la fabrication. Cependant, elles ne sont jamais complètement étanches aux bactéries et restent en connexion avec la cavité orale pleine de bactéries et de germes. Le spectre des germes installés dans les espaces creux consiste en une large quantité de bactéries gram-négatives, d'ordinaire anaérobiques, comme c'est le cas en périimplantite. Cet espace intérieur chaud et humide de l'implant offre un milieu idéal pour la croissance des bactéries et cause ainsi en partie les fongiques. Il y a déjà 16 ans, la clinique pour chirurgie orale et maxillo-faciale de l'université Heinrich Heine de Düsseldorf, sous la direction du Prof. Dr. Dr. Fritzemeier a commencé à trouver une solution à ce problème. Entre autres, ils ont constaté que les fissures entre l'implant et l'ancrage et l'implante mesurent "que" 45 µm, pendant que la plupart des bactéries relevantes font entre 4 µm et 0,5 µm. En se basant sur de nombreuses études et tests, un matériau a été développé pour sceller toutes les micro-fissures et espaces creux de l'implant de manière étanche aux bactéries.


Gapseal est constitué d'une matrice de silicone spécial contenant avec un mélange d'ingrédients, qui crée une barrière effectivement préventive aux infiltrations par les bactéries. On l'utilise directement après la mise en place de l'implant avec la première fixation de la vis de sécurité. Ainsi l'implant est protégé durablement contre les inflammations provoquées par les bactéries, virus et maladies fongique dès le début. GapSeal est très facile à appliquer, étant donné que le matériau est proposé en embouts avec petites portions, le tout avec un applicateur.

GapSeal scelle les micro-fissures et espaces creux, que l'on trouve dans tous les implants composés, évitant ainsi effectivement une infiltration de germes dans les espaces creux et éliminant le risque de réinfection du tissu périimplantaire, ceci étant la principale raison de périimplantites.



Les implants sont complètement recouverts de GapSeal immédiatement après avoir été mis en place, pendant que l'on donne les premiers tours de serrage de la vis de sécurité.

GapSeal®



Vidéo



Après avoir enlevé le capuchon, on applique directement GapSeal en faisant tourner simplement la vis de transport noire.

Mirabol®



Flex-O-Bol

Bols à mélanger flexibles

- Auto-nettoyants, ...
- Pour alginate, plâtre, etc.
- Matériau de haute qualité flexible
- En 3 largeurs et hauteurs

Présentation	Ø	Hauteur	No
No 1 (large)	12 cm	9 cm	304 331
No 2 (x-large)	13 cm	11 cm	304 332
No 3 (jumbo)	17 cm	13 cm	304 333
a) Spatule Mirabol			304 316
b) Spatule à plâtre RS			304 314

Bols à mélanger classiques vert foncé

- Faciles à nettoyer et flexibles
- Pour alginate, plâtre, etc.
- Livrables en 4 tailles

Présentation	Ø	Hauteur	No
No 1/4 (petit)	8 cm	5,5 cm	304 320
No 1/2 (moyen)	10,5 cm	7,5 cm	304 321
No 1 (grand)	12 cm	9 cm	304 322
No 2 (x-grand)	14 cm	11 cm	304 323

Algimix



Mélangeur d'alginate

- Boîtier solide en acier inox, pas d'entretien nécessaire
- Temps de malaxage réduit
- Un mouvement régulier et contrôlé électroniquement mélange poudre et liquide et donne une consistance absolument homogène et sans bulles à l'alginate
- Bol à mélanger flexible, de haute qualité

Données techniques

Voltage :	230 V
Puissance absorbée :	100 W
Fusible :	1,25 A
Dimensions (avec bol) L x P x H	13,5 x 20 x 23 cm
Poids avec (sans bol)	3,7 kg (3,5 kg)

Présentation	No
Appareil avec bol et spatule	452 045
Bol seul	452 046
Spatule seule	304 317

Mirator 2000



Vibreux réglable électroniquement

- Réglable jusqu'à 6000 vibrations/min.
- Solide et puissant
- Plateau de travail livrable séparément sur demande

Données techniques :

Plateau de travail	env. 160 x 155 mm
Puissance :	100 Watt max.
Voltage :	220 - 240 V., 50 / 60 Hz
Fusible :	3,0 wA
Poids :	3,0 kg

Présentation	No
Mirator 2000	401 344

Boîtes de transport et conservation brevetées

- 2 membranes intérieures maintiennent fermement le contenu
- Un verrou de sécurité empêche une ouverture accidentelle de la boîte
- Grande longévité due au matériau de haute qualité
- Empilables

Présentation	No
Medium : pour bridges, prothèses partielles, attachements	304 602
Large : pour 1 modèle, prothèse, gros travaux, etc.	304 601



Boîtes de transport et conservation avec membranes intérieures

- 2 membranes maintiennent fermement le contenu
- Verrou de sécurité
- Pas de dommage aux modèles, car ils sont maintenus fermement sans bouger, même les plus petites pièces
- Empilables

Présentation	No
Petit : Kit de 12 pour couronnes, inlays, etc.	304 603
XX-large : Pour 2 modèles	304 605

Boîtes solides de transport et conservation

- Pour prothèses, travaux orthopédiques, etc.
- Résistant aux chocs, fermeture de sécurité, petits trous d'aération
- Une bonne publicité pour vous avec l'adresse de votre cabinet (à partir de 500 pièces)

Sur cet article nous pouvons imprimer votre publicité.
Demandez-nous les informations nécessaires.

Présentation	Contenu	No
Dento Box I, blanche	12 pcs	355 148
Dento Box II, blanche	10 pcs	355 141
Dento Box II, bleue	10 pcs	355 142
Dento Box II, rose	10 pcs	355 143

Dento box avec cordelette, voir page 80

Membranbox

Medium et Large



Medium (L x P x H)
8,5 x 2,2 x 9 cm



Large (L x P x H)
13,2 x 7,1 x 8,3 cm

Petit et XXL

Petit (L x H x P)
4 x 1,9 x 4 cm



XXL (L x H x P)
19,2 x 4,8 x 9,2 cm

Dento Box® I + II




Dento Box II :
hauteur 4 cm















Dento Box I :
hauteur 2,5 cm




Injection











Carpule


Miraject 17/42* No 254 200		0,5 x 35 mm	
Miraject 17/23* No 254 201		0,5 x 21 mm	
Miraject 30/42* No 254 202		0,4 x 35 mm	
Miraject 30/23* No 254 203		0,4 x 21 mm	
Miraject 40/23* No 254 204		0,3 x 21 mm	
Miraject 40/10 No 254 205		0,3 x 10 mm	








Luer


Miraject Luer 17/42 No 254 210		0,5 x 42 mm	
Miraject Luer 17/23 No 254 211		0,5 x 23 mm	
Miraject Luer 30/42 No 254 212		0,4 x 42 mm	
Miraject Luer 30/23 No 254 213		0,4 x 23 mm	

Application









Standard

Miraject P (Carpule) No 254 206		0,8 x 25 mm/21G
Miraject P Super (Carpule) No 254 207		0,9 x 32 mm/20G
Miraject PL Super (Luer) No 254 214		0,9 x 22 mm/20G
Miraject Endo Luer No 254 222		0,3 x 40 mm/30G
Miraject Endo Luer No 254 215		0,5 x 40 mm/25G







Endotec Luer

Miraject Endotec Luer No 254 216		0,8 x 25 mm/21G
Miraject Endotec Luer No 254 217		0,6 x 25 mm/23G
Miraject Endotec Luer No 254 218		0,5 x 25 mm/25G
Miraject Endotec Luer No 254 228		0,4 x 25 mm/27G
Miraject Endotec Luer No 254 219		0,3 x 25 mm/30G



Endotec Luer Duo

Miraject Endotec Duo No 254 230		0,6 x 25 mm/23G
Miraject Endotec Duo No 254 231		0,5 x 25 mm/25G

Miraject Endotec Duo No 254 232		0,4 x 25 mm/27G
Miraject Endotec Duo No 254 233		0,3 x 25 mm/30G

La canule à injection brevetée sur le marché dentaire

- L'aiguille à usage unique classique pour les carpules
- Synonyme de qualité depuis 45 ans. Plus de 400 millions d'aiguilles vendues
- Fabriquées sous les contrôles de qualité les plus sévères
- Hygiène d'injection parfaite, chaque aiguille a un sceau de stérilisation.
- Piqûre peu douloureuse grâce à un biseau à lancette triple
- Marquage du point de percement (montre la position optimale pour le percement)
- Siliconées pour un meilleur passage
 - Ø 0,5 mm = sceau rouge Ø 0,4 mm = sceau jaune
 - Ø 0,3 mm = sceau vert


Un tuyau : Est compatible avec le système de seringue de sécurité Miramatic

Boîte de 100 pièces

Type	Ø	Gauge	Longueur	No
17/42	0,5 mm	25	35 mm	254 200
17/23	0,5 mm	25	21 mm	254 201
30/42	0,4 mm	27	35 mm	254 202
30/23	0,4 mm	27	21 mm	254 203
40/23	0,3 mm	30	21 mm	254 204

Aiguilles courtes pour l'anesthésie intraligamentaire (ne vont pas sur le système Miramatic) :

Type	Ø	Gauge	Longueur	No
40/10	0,3 mm	30	10 mm	254 205



Avec aide pour l'injection


Aiguilles pour anesthésie avec cône Luer

- Pour toutes les solutions à injection en ampoule
- Pour toutes les seringues Luer du marché
- Emballées séparément et stériles
- Codifiées par couleur


Boîte de 100 pièces

Type	Ø	Gauge	Longueur	No
17/42	0,5 mm	25	42 mm	254 210
17/23	0,5 mm	25	23 mm	254 211
30/42	0,4 mm	27	42 mm	254 212
30/23	0,4 mm	27	23 mm	254 213


Miraject®





Avec sceau en papier



Miraject® Luer



Miraject® P / P Super




Aiguilles pour application de matériaux-pâtes


- Sans biseau, pliables, en emballage individuel stérile
- Pour les carpules cylindriques
- Codifiées par couleur

Boîte de 100 pièces

Type	Ø	Gauge	Longueur	No
Miraject P	0,8 mm	21	25 mm	254 206
Miraject P Super	0,9 mm	20	32 mm	254 207



Miraject® PL Super




Aiguilles sans biseau pour les seringues Luer

- Pour l'application de liquides, gels et le lavage de canaux larges
- Emballage stérile
- Pliables
- Pour les seringues Luer
- Codifiées par couleur

Boîte de 100 pièces

Type	Ø	Gauge	Longueur	No
Miraject PL Super	0,9 mm	20	22 mm	254 214

Miraject® Endo Luer



Aiguilles sans biseau pour endodontie

- Pour application de pâtes, liquides dans le canal
- Mesures finement contrôlables
- En 2 tailles : Ø 0,3 mm (gauge 30), et 0,5 mm (gauge 25), entrée facile dans le canal
- Pour seringues avec cône Luer
- Codifiées par couleur

Boîte de 100 pièces

Type	Ø	Gauge	Longueur	No
Miraject Endo Luer, fine	0,3 mm	30	40 mm	254 222
Miraject Endo Luer, moyen	0,5 mm	25	40 mm	254 215

Systeme confortable de rinçage de canaux, etc.

- Comprend : 1 seringue à usage unique et 1 aiguille sans biseau, emballage stérile
- Seringue : pour 2 ml de liquide, avec calibrage de 1 à 10 ml
- Aiguille : sans biseau, fine, longue et pliable (0,5 mm / 25G x 32 mm)

Boîte de 50 seringues à usage unique et 50 canules

Type	Ø	Gauge	Longueur	No
Miraject Endo Rinse	0,5 mm	25	32 mm	254 220

Canule spéciale pour rinçage avec ouverture latérale

- Rinçage effectif en douceur
- L'ouverture latérale évite la pression sur l'apex
- Nez de l'aiguille arrondi, peu de risque de perforation
- Idéale aussi pour le rinçage en douceur des poches parodontales
- Emballage stérile
- Pour seringues à cône Luer

Boîte de 25 pièces

Type	Ø	Gauge	Longueur	No
Miraject Endotec Luer	0,8 mm	21	25 mm	254 216
Miraject Endotec Luer	0,6 mm	23	25 mm	254 217
Miraject Endotec Luer	0,5 mm	25	25 mm	254 218
Miraject Endotec Luer	0,4 mm	27	25 mm	254 228
Miraject Endotec Luer	0,3 mm	30	25 mm	254 219


Canule spéciale avec 2 ouvertures latérales

- Rinçage effectif en douceur
- 2 ouvertures latérales évitent la pression sur l'apex
- Nez de l'aiguille arrondi, peu de risque de perforation
- Idéale pour le rinçage en douceur des poches parodontales
- Emballage stérile
- Pour seringues à cône Luer


Boîte de 25 pièces

Type	Ø	Gauge	Longueur	No
Miraject Endotec Duo	0,6 mm	23	25 mm	254 230
Miraject Endotec Duo	0,5 mm	25	25 mm	254 231
Miraject Endotec Duo	0,4 mm	27	25 mm	254 232
Miraject Endotec Duo	0,3 mm	30	25 mm	254 233


Miraject® Endo Rinse



Miraject® Endotec Luer




Miraject® Endotec Duo




Miramatic®

plopp



Vidéo



Miramatic® -Box



Système de seringue de sécurité innovant avec maniement d'une seule main

- No-touch système : Le risque est banni. L'opérateur et/ou l'assistante n'entrent pas en contact avec l'aiguille qui pourrait être contaminée par le sang ou la salive
- Pas de risque d'infection par le VIH, l'hépatite, etc., puisqu'il n'y a plus à recapuchonner à la main
- Plus de risque de blessure avec une aiguille usagée
- Plus de vissage et dévissage des aiguilles, plus de 70 % de temps économisé

Plus d'informations sur www.miraject.de

Le kit Miramatic comprend :

1 seringue, 3 boîtes Miramatic-Box, 1 fixation de table et 1 boîte d'aiguilles Miraject (Type 30/23)

Présentation	No
Kit avec 1 seringue à 1 anneau	355 471
Kit avec 1 seringue à 3 anneaux	355 469
Kit avec 1 seringue à ailettes	355 473
Kit avec Miramatic Aspi	355 496

"Le système « No-touch » m'a convaincu. Dans notre cabinet, nous étions familiers pendant des années avec le risque d'entrer en contact avec des aiguilles contaminées par la salive ou le sang, et nous avons réduit ce risque d'infection au minimum.

L'injection finie, la boîte fixée sur la table garantit que la seringue est bien en main et peut être placée sur l'orifice pour faire tomber et stocker l'aiguille sans contact et en toute sécurité après usage."

Dr. Gabriele Schmeichel, Lückstedt

Permet de respecter facilement la directive 20/32/EU concernant la prévention de blessures causées par les instruments pointus.

Boîte de récupération brevetée

- Avec couvercle automatique, s'ouvrant tout seul en appuyant sur un bouton
- Pour éliminer aiguilles usagées et autres produits contaminés par le sang ou la salive comme bistouris, seringues à usage unique, et similaires
- Stockage absolument sûr, car le couvercle ne peut plus être réouvert
- Ouverture spéciale pour débloquer les aiguilles de la seringue Miramatic et les faire tomber dans la boîte
- Le reste de l'ouverture peut être agrandi par étapes en enlevant des sections
- Avec socle-rondelle de fixation pour éviter à la boîte de glisser sur la table

Présentation	No
5 boîtes, 1 socle-rondelle	355 468
Socle-rondelle seul	355 472

Seringues pour le système Miramatic

- Faites entièrement en acier inox, 3 types différents
- La surface dépolie évite les réflexions et le grattage
- Avec aspiration
- Autoclavables

Présentation	No
Avec 1 anneau	355 464
Avec 3 anneaux	355 467
Avec ailettes, forme de T	355 474
Miracare huile pour instruments, 100 ml	554 112

Nous recommandons d'utiliser l'huile pour instruments Miracare pour l'entretien de la tête de la seringue Miramatic

Seringue auto-aspirante pour le système Miramatic

- Pour l'anesthésie tronculaire et par infiltration
- Sans crochet d'aspiration = pas de mouvement du piston en contresens
- Aspiration par légère pression, puis relâchement de celle-ci sur la poignée
- Autoclavable

Présentation	No
Miramatic Aspi	355 495

Le recapuchonneur d'aiguilles à injection et canules de rinçage

- Evite les risques de blessure accidentelle avec des aiguilles usagées et qui pourraient être contaminées
- Maniement facile. La seringue est toujours à la verticale, dans son capuchon, prête à l'emploi
- Le bouton de fixation tient le capuchon de l'aiguille fermement en place en cas d'anesthésie en plusieurs étapes
- Acier inox, env. 220 g

Tip: Peut être utilisé en complément du système MIRAMATIC

Présentation	No
Miramatic Holder Plus	355 466

Seringues Miramatic®




Miramatic® Aspi



Miramatic® Holder Plus



Apply-Tips®



Boîte distributrice économique



Micro-bâtonnets pour applications

- Pour application précise de liquides et pâtes
- Extrémité pliable pour atteindre les zones difficiles
- Economise les matériaux coûteux (bonding, médicaments, etc.)
- Résistant aux acides
- Boîte distributrice économique
- Livrable en 3 tailles

Présentation	Contenu	No
Moyen, manche bleu	100 pcs	605 510
Moyen, manche bleu	5 x 100 pcs	605 511
Fin, manche blanc	100 pcs	605 512
Fin, manche blanc	5 x 100 pcs	605 513
Conique, manche vert	100 pcs	605 514
Conique, manche vert	5 x 100 pcs	605 515
Distributeur pour 500 Apply Tips	vide	605 516

Mirabrush®



Pinceaux pliables à usage unique

- Pinceau et manche en un, à usage unique
- Peut être courbé dans n'importe quel angle
- Gain de temps, pas de changement de pinceau
- Sûr : pas de danger de contamination croisée
- Manche jaune = pinceau pointu, application précise
- Manche bleu = pinceau plat, plus grandes surfaces

Présentation	Contenu	No
Regular, 11 cm, jaune, pointus	100 pcs	605 460
Regular, 11 cm, bleu, plats	100 pcs	605 461

Pick up Stick



Bâtonnets adhésifs aides à l'application

- Bâtonnets flexibles avec tête en cire adhésive
- Idéaux pour prendre et transporter rapidement et sûrement couronnes, inlays, facettes, etc



Présentation	Contenu	No
Pick up Stick	30 pcs	605 423

Pipette avec double chambre

- Pour un dosage précis et un rinçage correct
- Pression sur la première chambre, goutte à goutte, pression sur la 2ème chambre, vidange complète
- La pointe de la pipette peut être coupée pour un plus grand débit, par ex. en cas de rinçage sous-gingival

Présentation	Contenu	No
Twin-Pipette	100 pcs	605 352

Porte-serviettes

- Cordon en silicone autoclavable avec clips en acier inox, 4 couleurs

Présentation	No
Bleu	605 240
Jaune	605 241
Violet	605 242
Blanc	605 243

Porte-serviettes à spirale extensible en 2 couleurs



Présentation	No
Blanc	605 277
Bleu	605 278

Boîtes pour désinfection de fraises


- Pratique pour petites pièces comme fraises, diamants, etc.
- Avec ouverture dans le couvercle
- Avec panier amovible pour rincer le contenu
- Les 2 versions sont autoclavables
- Dimensions: Plastique: hauteur env. 12 cm, Ø env. 8 cm
 Métal: hauteur env. 5 cm, Ø env. 9 cm

Présentation	No
BD-Steribox en plastique	355 139
BD-Steribox en métal inox	355 138


Twin-Pipette



Miraclip®



Porte-serviettes Big



BD-Steribox



Variator®-Kit




Kit d'examen et de soins, stéril

- Contient un miroir, une sonde et une précelle
- Grosse spatule pour mélanger le ciment et autres matériaux
- Fouloir et brunissoir pour tasser
- Idéal pour les patients à risque, les visites à domicile, les urgences, la chirurgie orale
- Les 3 instruments sont stérilisés aux rayons gamma et emballés en blister stérile

Présentation	Contenu	No
Variator-Kit set	10 sets	355 441

Tweezer PL



Précelle en plastique autoclavable

- Maniement optimal grâce aux rainures
- Sert à tenir des fils très fins, comme par ex. de la soie dentaire

Présentation	Contenu	No
Tweezer PL	10 pcs	355 202

Liftbox



Boîte pour désinfection des instruments

- Submersion des instruments en fermant le couvercle
- Panier avec poignée pivotante pour un maniement facile
- Pas de contact des mains avec les liquides désinfectants
- Plastique résistant aux acides

Présentation	Contenu	No
Liftbox	1 pcs	355 140

Enfonce-inlay de haute qualité

- Instrument avec coussins de mordue
- Autoclavable

Lors de commandes de coussins seuls, veuillez préciser s'il s'agit de coussins à insérer (version ancienne) ou à coiffer (nouvelle version)

Présentation	Contenu	No
Kit Miralay	2 instruments + 4 coussins	355 210
Coussins de rechange à insérer	2 pcs	355 211
Coussins de rechange à coiffe	2 kits	355 213

Porte-cotons

- Tiennent fermement 2 rouleaux de coton in situ
- En plastique à usage unique ou en acier inox autoclavable

Présentation	Contenu	No
Cotton-Clip (acier inox)	8 pcs	605 351

Distributeur de rouleaux de coton

- Conservation des rouleaux propres et secs
- Sortie rapide – il suffit d'ouvrir le tiroir
- Les cotons suivants descendent automatiquement
- Facile à remplir par le haut
- Base stable anti-glisse

Présentation	Contenu	No
Porte-cotons Cottoroll	1 pcs	355 132

Instrument spécial à double fonction

Pour séparer les lames de bistouri du manche

- De par la fonction de levier, séparation sûre de la lame
- Pour l'élimination des bistouris contaminés, nous recommandons l'usage de la Miramatic-Box (page 18)

Précelle spéciale avec ergot

- Pour tenir correctement couronnes et bridges
- Tenue ferme grâce aux mors dentelés et arrêt

Présentation	Contenu	No
Skalpell-Ex / Pin-Clipper	1 pcs	355 449

Miralay®



Cotton-Clip



Cottoroll



Skalpell-Ex / Pin-Clipper



Spandex®



Écarte-joues et lèvres

- Bonne visibilité et champ opératoire libre
- Idéal pour le traitement en antérieur et pour la photographie
- En polycarbonate transparent bleuté non réfléchissant
- Autoclavable à 121 °C



Présentation	Contenu	No
Normal	2 pcs	605 454
Mini (enfants)	2 pcs	605 455

Spandex®-Vertical



Écarte-lèvres

- Ouvre la bouche du patient verticalement
- Idéal pour travailler au bord gingival des antérieures
- Autoclavable



Présentation	Contenu	No
Spandex-Vertical (2 x medium, 2 x petit)	4 pcs	605 211
Spandex-Vertical (medium)	6 pcs	605 255

Mirahold®



Écarte-joue unilatéral

- Avec manche long pour un meilleur champ opératoire
- Pratique, par ex. pour injections
- Agréable pour le patient, non réfléchissant
- Autoclavable à 121 °C



Présentation	Contenu	No
Mirahold normal	2 pcs	605 450
Mirahold bambino	2 pcs	605 451

Mirahold®-Block



Cale-bouches en silicone élastiques

- Blocs se plaçant entre le max. sup. et le max. inf. pour garder la bouche bien ouverte
- Livrés avec un écarte-joue facultatif
- Idéaux pour longs traitements et patients anxieux
- Autoclavables

Présentation	No
Set de 12 cale-bouches, 6 petits, 6 grands et 2 écarte-joues	605 210
Intro-kit avec 6 cale-bouches, 3 petits et 3 grands et un écarte-joue	605 238
Mini-Set avec 3 cale-bouches (petits)	605 220
Écarte-joue seul	605 239

Miroir anti-buée à usage unique en acryle

- Couche anti-buée de nouvelle conception
- Tête plate avec angulation pour un meilleur accès aux endroits difficiles
- Manche ergonomique
- Pour le contrôle à la maison aussi
- Chaque miroir protégé par une feuille et emballé individuellement, 50 pièces

Présentation	Contenu	No
Blanc, Ø 19 mm	50 pcs	605 416
Transparent, bleu, Ø 19 mm	50 pcs	605 417
Transparent, rose, Ø 19 mm	50 pcs	605 418

Miroirs en plastique à usage unique

- Sans protection anti-buée, 100 pièces
- En 2 tailles : Ø 19 mm et Ø 23 mm
- Chaque miroir avec feuille de protection et emballé individuellement, 100 pièces

Présentation	Contenu	No
No 4, blanc, Ø 19 mm	100 pcs	605 400
No 5, blanc, Ø 23 mm	100 pcs	605 399

Miroirs pour photos rhodinisés

- Idéaux pour photographies intra-orales sans distorsion
- Couche de rhodium côté miroir
- Robustes, avec grande longévité
- Avec gaine de manche silicone amovible
- Autoclavables dans la bourse en étoffe

Présentation	No
Set avec 3 miroirs	355 480
No 1, seul (40 x 163 mm)	355 481
No 2, seul (69 x 163 mm)	355 482
No 3, seul (79 x 163 mm)	355 483
Manche silicone seul (40 x 52 mm)	355 487

Miroir à lignes parallèles


- Célèbre spécialité d'après le Prof. Böttger
- Pour contrôler le parallélisme des moignons, bords de cavité, etc.
- Va sur tous les manches du marché (non compris dans la livraison)
- Autoclavables

Présentation	REF
Miroir-Parallélomètre	355 470

Brillant Anti-Buée



Ø 19 mm





Brillant

Ø 23 mm



Reflect-Rhod



No 1



No 2



No 3

Miroir Parallélomètre



Cold-Bag



Compresses frigorifiques pour atténuer la douleur

- Applicable de suite, 0 °C pendant env. 30 minutes
- Développe en secondes un froid actif et efficace
- Réduit l'enflure et la douleur
- Ne nuit pas à l'environnement, à base d'azote, peut être utilisé comme engrais après usage

Présentation	Contenu	No
Cold-Bag compresses	10 pcs	605 501

Miracold® Plus



Spray à glace

- Env. - 50 °C à la canule plastique d'application
- Parfumé à l'orange
- Pour le contrôle de vitalité des dents

Présentation	Contenu	No
Miracold Plus	200 ml	554 213

Orange Solvent®



Solution nettoyante

- Enlève restes de matériaux à empreinte, ciment, pâtes, colles, etc, des mains et des instruments
- Idéal aussi pour l'acier inox
- Les surfaces brillent et sont protégées
- Odeur d'orange agréable
- Existe en liquide et en spray

Présentation	Contenu	No
Orange Solvent liquide	250 ml	554 102
Orange Solvent spray	200 ml	554 201

Flexbrush



Brosse à ongles autoclavable

- Idéale pour le lavage des mains avant et après un traitement
- Extra-longue, poils résistants en-dessous
- Au-dessus, poils courts

Présentation	No
Flexbrush	605 254

Serviettes pour nettoyage et désinfection

- Désinfection des surfaces et de l'inventaire
- Bactéricide, fongicide et virucide (VIH, VBH, VCH)
- Rapide, simple et sûr
- Idéal pour peaux sensibles
- Sans alcool, ni aldéhyde, ni phénol, ni agents blanchissants
- Temps d'action : 1 minute

Présentation	Contenu	No
Boîte distributrice	115 pcs	554 302
Paquet de rechange	115 pcs	554 303

Mousse nettoyante pour le cabinet dentaire

- Enlève les taches, les auréoles, la saleté, etc
- Pour les surfaces bois, métal émaillé, plastique, etc.
- Action de nettoyage bactéricide et désinfectante
- Efficacité testée par l'institut d'hygiène et de contrôle des infections IKI de Gießen, RFA

Présentation	Contenu	No
Praxipolish Plus	400 ml	554 208

Désinfection en spray

- Conçu spécialement pour la désinfection des lunettes (Uvex)
- N'enlève pas le coating anti-buée
- Aussi pour toutes les surfaces dans le secteur médical
- Bactéricide, fongicide et actif contre les virus HIV et HBV

Présentation	Contenu	No
Astro Clean	250 ml	554 301

Masques à usage unique en non-tissé léger

- Hygiéniques et particulièrement économiques



Présentation	Contenu	No
Miramask	100 pcs	605 412

Mira® Cleaning Wipes



Praxipolish® Plus



Astro Clean®



Miramask®



uvex Super-Fit



uvex Super-Fit UV



H&W Classic



Lunettes de sécurité pour une vision globale

- Grand verre panoramique pour un champ de vision maximum
- Agréable à porter, car sans pression
- Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l'intérieur, durablement anti-buée



21 g

Présentation	Verres	No
uvex Super-Fit blanches	clairs	304 428

Lunettes de protection UV

- Protection absolue contre les rayons UV avec longueurs d'ondes de 350 à 523 nm
- Pour tous les appareils à photo-polymériser
- Testées par le NIOM (Nordic Institute Of Dental Materials)
- Coating extérieur extrêmement résistant au grattage, à l'intérieur, durablement anti-buée



21 g

Présentation	Verres	No
uvex Super-Fit UV	orange	304 427

Les lunettes de protection standard

- Branches souples, ajustables et extensibles avec arrêt
- Donnent une protection complète avec vision à 180°
- Coating anti-buée et anti-grattage
- Verres en polycarbonate résistant à 100 % aux impacts



28 g

Présentation	No
H&W Classic	355 622

Technologie des yeux au travail

- Des techniques modernes de polissage réduisent les distorsions
- La réduction de buée est l'effet d'un système spécial de ventilation
- Monture légère (25 g) empêchant la pression sur la tête et les yeux
- Barrette nasale en silicone empêche le glissement
- Branches siliconées aux tempes
- Cordon pour le cou inclus



Monture	Verres	No
Dorée	clairs	304 700
Rouge	clairs	304 701
Noire	clairs	304 702
Hot pink	clairs	304 703
Pink	clairs	304 704
Lilas	clairs	304 705
Bleue	clairs	304 706
Verte	clairs	304 707
Lunettes de soleil	teintés	304 709
Argent	clairs	304 710

Hager Outback's



Hot Pink



Verte

25 g



Dorée

25 g



Argent

25 g



Lilas



Pink



Rouge



Noire



Lunettes de soleil noires avec verres teintés



Bleue

uvex Pheos



30 g

**Lunettes de protection avec grand champ de vision et protection totale**

- Le verre protecteur dual-sphérique couvre de manière idéale les yeux jusqu'aux sourcils
- « climazone technology » pour un travail plus long sans fatigue
- Haut confort grâce aux composants anti-glisse
- Protection contre les rayons UV à 100 %
- Coating extérieur très résistant au grattage,
- À l'intérieur durablement anti-buée

Présentation	Verres	No
Gris clair/gris	clairs	355 607
Noir/vert	clairs	355 608
Noir/orange	gris	355 609
Petite, blanc/vert	clairs	355 610
Petite, anthracite/gris	clairs	355 611

uvex i-3



30 g

Lunettes de protection innovantes

- Vont sur la plupart des largeurs de têtes
- Barrette nasale « softflex » et branches réglables en longueur
- Inclinaison réglable

Présentation	Verres	No
Monture blanche/lime	clairs	355 612
Monture anthracite/bleue	clairs	355 613

Proto-Cam®

**Visière de protection**

- En polycarbonate non-réfléchissant, lavable
- Visières interchangeables
- Ultra-légères : Poids total 25 g
- Idéale pour le travail avec les appareils de prophylaxie

Présentation	No
Monture blanche avec 5 visières	355 535
Monture bleu transparent avec 5 visières	355 546
Boîte de 5 visières de rechange	355 536

CC-Shield

**Visière de protection**

- Très stable, avec coating anti-impacts
- Pour toutes les têtes, fermeture velcro variable
- Pas de réflexion de la lumière ou des couleurs
- Idéale pour l'usage d'appareils de prophylaxie

Présentation	No
CC-Shield	355 508

Lunettes de protection anti-laser avec design

- Pour laser de 800 à 980 nm*
- Très bonne vision latérale, bon fitting
- Monture entièrement en plastique léger, 27 g

Présentation	No
laservision Lambda One	355 630

Lunettes de protection anti-laser pour porteurs de lunettes de correction

- Pour laser de 800 à 980 nm*
- Sur-lunettes pour toutes les lunettes de correction
- Très bonne vision latérale, bon fitting
- Monture tout en plastique, 51 g

Présentation	No
laservision Skyline vert	355 631

Lunettes de protection anti-laser pour les porteurs de lunettes

- Pour les appareils soft-laser à diodes de 657 à 665 nm*
- Sur-lunettes bleues pour toutes les lunettes de correction
- Très bonne vision latérale, bon fitting
- Monture tout en plastique, poids 51 g

Présentation	No
laservision Skyline bleue	355 632

* Toutes nos lunettes sont compatibles avec le LaserHF. Si vous utilisez un autre appareil au laser, veuillez calculer les degrés de sécurité demandés par votre appareil et les comparer avec l'information donnée sur les lunettes de sécurité laser avant d'utiliser celles-ci.

Lunettes de protection anti-laser pour le patient

- Protection multi-spectre grâce à un rajout en métal spécial
- Monture et rajout métal stérilisables
- Bandeau de fixation réglable en longueur
- Aussi pour les enfants

Présentation	No
Laservision Laser-lunettes pour clientèle	355 633

laservision Lambda One



27 g

laservision Skyline Green



51 g

laservision Skyline Blue



51 g

laservision Lunettes pour patients



Mirasuc®-View



Canule d'aspiration avec miroir d'après le Dr Stephan Clasen, Münster, Germany

- Aspiration optimale et visibilité parfaite avec une canule
- Plus de lumière, meilleure visibilité, travail facilité
- Pratique pour tous traitements, idéale pour tous travaux, même sans assistante
- Permet une position de travail assise plus saine
- Ø de la canule : 16 mm, longueur 12 cm, miroir taille 4
- Canule et miroir autoclavables, mais séparément



Présentation	Contenu	No
Mirasuc-View	10 pcs	254 035
Miroirs de rechange	10 pcs	254 036

Mirasuc® 16



Canule d'aspiration en plastique autoclavable

- Grand protecteur rectangulaire, légèrement arrondi
- Idéale pour aspiration avec champ opératoire libre
- Ø 16 mm, longueur: 12 cm
- Autoclavable

Set de 10 pièces

Présentation	Contenu	No
Verte	10 pcs	254 017
Bleue	10 pcs	254 018
Grise	10 pcs	254 019
Assorties (4 grises, 3 bleues, 3 vertes)	10 pcs	254 010

Mirasuc® Adapter



Adaptateurs pour tous les diamètres d'aspiration

- En plastique, vont sur toutes les aspirations
- En combinant les adaptateurs a) et d), on va de 6 à 16 mm (= e)

Présentation	No
a) blanc, pour passer de 11 à 16 mm	254 130
b) orange, pour passer de 11 à 16 mm	254 131
c) gris, autoclavable, pour passer de 11 à 16 mm rallonge la canule de 12 à 16 cm	254 133
d) blanc, p. passer de 6 (pompe à salive) à 11 mm	254 132
e) combinaison de a) et d) de 6 à 16 mm	
f) adaptateur gris, pour réduction de 16 à 11 mm	254 105

Canules d'aspiration en plastique avec protecteur

- Autoclavables
- Confortables pour le patient , avec protecteur rond
- Idéales aussi en pédodontie
- Ø 11 mm, longueur 10,5 cm

Boîte de 10 canules + 1 adaptateur noir (de 11 à 16 mm)

Présentation	Contenu	No
Vertes	10 pcs	254 024
Bleues	10 pcs	254 025
Grises	10 pcs	254 026
Assorties (4 grises, 3 bleues, 3 vertes)	10 pcs	254 029

Canule d'aspiration à usage unique en plastique

- Avec protecteur rond
- Ø 11 mm, longueur 10 cm

Boîte de 50 pièces + 1 adaptateur de 11 à 16 mm

Présentation	Contenu	No
Blanc	50 pcs	254 022
Orange	50 pcs	254 023

Canules d'aspiration en plastique longues à usage unique

- Avec protecteur carré
- Ø 11 mm, longueur 14 cm

Boîte de 50 pièces

Présentation	Contenu	No
Blanc	50 pcs	254 020
Orange	50 pcs	254 021

Pelotte Plus



Pelotte-Aspirator



Mirasucto®



Chiru-Tip



Canule d'aspiration chirurgicale

- Manche ergonomique
- Ø interne de la canule. 2 mm
- Va sans adaptateur sur tuyaux de 6, 11 ou 16 mm
- Set de 10 manches et 10 canules
- Autoclavable

Présentation	Contenu	No
Chiru-Tip blanc	10 pcs	254 007

Chirurgo-Suc® I



Canule d'aspiration chirurgicale stérile à usage unique

- Très longue (20 cm) pour un meilleur accès au champ opératoire
- Va sur tous les tuyaux avec son adaptateur
- Plastique transparent
- Emballage stérile individuel
- Diamètre interne de la canule : 2 mm

Set avec 10 canules et un adaptateur

Présentation	Contenu	No
Chirurgo-Suc I	10 pcs	254 000

Steri-Suc®-Tube



Canule d'aspiration chirurgicale ergonomique

- Fabriquée dans un matériau synthétique de haute qualité, couleur de miel, facile à nettoyer
- Pas de danger en cas de contact avec des électrodes activés ou des instruments rotatifs
- Autoclavable
- Se fixe sans adaptateur sur les tuyaux 6 mm
- Extrêmement légère, seulement 3 g
- Inclus : un Chiru-Cleaner (No 23, No 605 215)

Présentation	Contenu	No
Steri-Suc-Tube	10 pcs	254 060

Mirasuc® Brush




Goupillon pour canules d'aspiration

- Flexible, idéal pour nettoyer l'intérieur des canules
- Pour toutes les canules de 11 et 16 mm de diamètre

Présentation	Contenu	No
Mirasuc Brush	6 pcs	605 216

Chiru-Cleaner®



Goupillons pour le nettoyage des canules chirurgicales

Présentation	Contenu	No
a) Chiru-Cleaner 23, 23 cm de long	12 pcs	605 215
b) Chiru-Cleaner 16, 16 cm de long	6 pcs	605 217
c) Chiru-Cleaner 12, en coton, 12 cm	5 pcs	605 213

Set de base pour la technique de digue avec :

- 1 plateau garni avec 12 clamps
- 1 pince à clamps
- 1 pince à perforer
- 1 cadre métal (grand)
- 1 brochure FIT Rubberdam

Présentation	No
Fit-Rubberdam Starter Kit I	355 320

Set de démarrage pour la technique de digue avec :

- 1 plateau garni avec 12 clamps (No 355 331)
- 1 pince à clamps
- 1 pince à perforer
- 1 boîte de digue FIT médium (36 feuilles)
- 1 cadre à digue
- 1 guide à perforer
- 1 brochure Fit Kofferdam

Présentation	No
Fit-Rubberdam Starter Kit II	355 338

Guide en plastique pour perforer au bon endroit sur la digue

- Plastique blanc solide

Présentation	No
Fit Rubberdam Template, 15 x 15 cm	355 318

Plateaux à clamps avec ou sans clamps

Inox stérilisable, avec 8 clamps

2 x No 9, 1 de chaque de Nos. 2A, W2A, 5, 56, 203, 2044

Inox stérilisable, avec 12 clamps

1 de chaque de No 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A

Inox stérilisable, avec 18 clamps

1 de chaque de No P1, P2, 18, 22, 27, 29, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 138, 139, 210, 211

Présentation	No
Plateau avec 8 clamps	355 330
Plateau avec 12 clamps	355 331
Plateau avec 18 clamps	355 332
Plateau pour 8 clamps sans clamps	355 327
Plateau pour 12 clamps sans clamps	355 328
Plateau pour 18 clamps sans clamps	355 329

Fit® Punch – Pour faire un trou aux bords propres sans déchirure

- Poinçon mobile, coupant les bords nettement
- Acier inox

Fit® Pince à clamps – Pour une bonne tenue des clamps

- Avec fermeture ferme
- S'adapte à tous les étriers sans basculer

Présentation	No
Fit Punch Pince à perforer	355 321
Fit clamp forceps Pince à clamps	355 333

Fit® Rubberdam Starter Kit I



Fit Rubberdam® Starter Kit II

Fit® Rubberdam Perforating Template











Fit® Rubberdam Clamp Board



Fit® Rubberdam Forceps



Fit® Rubberdam Clamps



Cervical Clamp 214



Nos crampons Fit® Rubberdam sont faits en acier inox, et chaque pièce est ajustée avec précision et efficacité pour la dent pour laquelle elle est destinée. Nous utilisons de l'acier à 0,66 mm d'épaisseur pour une haute qualité.

Type Ivory (labial)

Présentation	No
210	355 384
211	355 385
9	355 355

Brochure gratuite sur demande allemand/anglais



Type Ivory (cervical)

Présentation	No
212	355 386

Clamps porte-cotons

Présentation	No
Set avec 2 clamps G-L et G-R	355 389

Pour les enfants, R + L

- Pour les premières molaires

Présentation	No
P-R	355 387
P-L	355 388

Clamp cervical spécial

- Pour dégager le collet de la dent et écarter la gencive
- Fixation sûre par vis garantie
- Idéal pour la technique d'adhésion de veneers

Présentation	No
Clamp cervical 214	355 400

Crampons spécifiques

- Pour les molaires, prémolaires et labiales
- Avec rétentions spéciales pour une meilleure fixation de la dent

Clamp T labial

Présentation	No
9T	355 754



Clamps T pour prémolaires

Présentation	No
1T	355 752
1AT	355 753
2T	355 750
2AT	355 751



Clamps T pour molaires


Présentation	No
14T	355 758
56T	355 759



Crampons spéciaux pour les enfants

- Design spécifique pour respecter l'anatomie des molaires caduques
- Idéaux pour la pédodontie











Présentation	Quart	No
55E	haut, droite	355 723
54D	haut, droite	355 722
64D	haut, gauche	355 724
65E	haut, gauche	355 725
85E	bas, droite	355 729
84D	bas, droite	355 728
74D	bas, gauche	355 726
75E	bas, gauche	355 727
Set de 8 crampons sur un plateau		355 720
Plateau seul sans clamps		355 721



Fit® Rubberdam clamps pour enfants



Fit Rubberdam Clamps





Clamps à molaires sans ailettes

Présentation	No
15	355 358
18	355 359
24	355 361
25	355 362
26	355 363
28	355 365
30	355 367
31	355 368
51	355 369
138	355 372
139	355 373
W8A	355 354



Clamps à molaires, avec ailettes

Présentation	No
200	355 374
201	355 375
5	355 349
56	355 370
202	355 376
205	355 379
7	355 350
203	355 377
204	355 378
7A	355 351



Clamps à molaires avec ailettes (saisie profonde)

Présentation	No
3	355 346
4	355 348
8	355 352
8A	355 353
14	355 356
14A	355 357

Si la pression des crampons était insuffisante, il est possible de procéder à une activation avec par ex. une pince pointue.

Clamps à molaires sans ailettes




Présentation	No
W2A	355 345
22	355 360
27	355 364
29	355 366

Nos utilisateurs habituels apprécient notre acier inox avec sa flexibilité


Clamps pour prémolaires avec ailettes

Présentation	No
00	355 341
0	355 340
206	355 380
207	355 381
209	355 383
208	355 382
2	355 343
2A	355 344

Fit® Rubberdam Clamps



Fit® Rubberdam-Latex



Digue 100 % latex

- Medium : particulièrement coulissante
- Heavy : pour une forte rétention de la gencive
- Très haute résistance à la déchirure
- Se garde au moins 1 an au frais
- Verte, talquée d'un côté, 15 x 15 cm

Présentation	Epaisseur	Contenu	No
Fit Latex Medium	0,18 – 0,23 mm	36 feuilles	355 335
Fit Latex Heavy	0,23 – 0,29 mm	36 feuilles	355 336

Pour une insertion plus rapide et plus facile du latex Fit-Rubberdam en cas de points de contact rapprochés, nous recommandons d'utiliser Miradont Gel comme lubrifiant (voir p.51).


Fit® Rubberdam Eliot Separator



Pour élargir l'espace interdentaire à court terme

Présentation	No
Eliot séparateur	355 325

Fit® Rubberdam Steel Frame



En acier inox, stables

- Pour tendre la digue sans perforation
- Autoclavable

Présentation	No
Cadre I = grand	355 324
Cadre II = petit	355 323

Matériau de réparation et d'obturation couleur dent

- Alternative économique
- Adhère directement sans primer, ni bonding, ni fond de cavité
- Très facile et rapide à utiliser
- La viscosité peut être variée en cours d'application
- Très bons résultats, couleurs durables sans peine

Assortiment de base :

25 g de poudre colorée A2, 3 ampoules de FAST à 5 g, 1 ampoule de RETARDER à 5 g, 1 bouteille de durcisseur QUICK à 15 ml, 1 bloc à mélanger, 1 spatule en bois, 1 support pour pinceau, 50 pinceaux, 30 mini-pipettes, 2 embouts, un mode d'emploi

Bracket kit

12,5 g de poudre colorée incisale, 1 ampoule de FAST à 5 g, 1 ampoule de RETARDER à 5 g, 1 bouteille de durcisseur QUICK à 15 ml, 1 bloc à mélanger, 30 spatules en bois, 50 pinceaux, 1 support pour pinceau et un mode d'emploi

Présentation	No
Assortiment de base	152 251
Bracket Kit	152 252

Accessoires pour Cyano-Veneer®

Présentation	Contenu	No
Spatules en bois, env.	ca. 400 pcs	152 269
Blocs à mélanger	2 pcs à 50 feuilles	152 270
Pipettes à dosage fin	100 pcs	152 268
Support de pinceau	2 pcs	152 267
50 pinceaux	50 pcs	152 266

Cyano Veneer® Poudres en couleurs Vita

Présentation	Contenu	No
A2	2 x 12,5 g	152 254
A3.5	2 x 12,5 g	152 255
B3	2 x 12,5 g	152 256
C3	1 x 12,5 g	152 257
Incisal	1 x 12,5 g	152 259

Cyano Veneer® Liquides à mélanger

- Fast : Liquide à durcissement normal pour mélanger, bonding et collage
- Retarder : Liquide à durcissement lent pour mélanger, bonding et collage

Présentation	Contenu	No
Cyano Veneer Fast	4 bouteilles à 5 g	152 261
Cyano-Veneer Retarder	4 bouteilles à 5 g	152 262


Accélérateur de polymérisation

Présentation	Contenu	No
Cyano-Veneer Quick	15 ml	152 263

Enlève tous les cyano-acrylates

Présentation	Contenu	No
Cyano Ex	20 ml	152 272

Cyano-Veneer®



Accessoires Cyano-Veneer®



Liquides à mélanger



Cyano-Veneer® Quick


Cyano Ex



Perfect Splint C®



Perfect Splint-System



Super-Splint De Luxe



Super-Splint

Rubans pré-fabriqués avec courbe en 4 tailles

- Pour la contention, la stabilisation et le traitement intériaire
- De par la forme courbée, facile à appliquer et coller
- On trouve facilement et rapidement la taille de l'arcade à traiter grâce aux 4 patrons courbés contenus dans la boîte.



Présentation	Contenu	No
Combi-Set acier/nylon (PET)	8 pcs de chaque	153 000
Set acier seul	8 pcs	153 001
Set nylon seul	8 pcs	153 002

Boîtes de rechange avec 10 arcs et patrons livrables sur demande

Filets-rubans de contention droits

- En acier ou en nylon (PET)
- Emballage suffit pour la contention d'env. 200 dents

Emballage complet

Présentation	No
10 filets-rubans acier, 10 filets-rubans nylon (PET) aide de fixation (fil orthodontique)	152 280

Emballages de chaque sorte

Présentation	No
20 filets-rubans acier, aide de fixation (fil orthodontique)	152 281
20 filets-rubans nylon (PET), aide de fixation (fil orthodontique)	152 282

Rubans de contention multi-layer

- 6 couches de fibre de verre ultra-fines silanisées 4 mm de large, pour env. 25 applications
- Evitent la technique couche sur couche

Présentation	No
Super-Splint De Luxe, 50 cm	355 848

Rubans de contention en fibre de verre

- Extrêmement flexibles, facile à adapter et à appliquer
- Plusieurs couches sont appliquées et collées au composite
- 4 mm de large, silanisés, pour jusqu'à 50 applications

Présentation	No
Super-Splint, ruban de 3 m	355 849

Matrices/préformes pour réaliser des surfaces occlusales

- Matrices à usage unique pour réaliser simplement et rapidement des surfaces occlusales en postérieur dans le composite
- Pas de modelage manuel fastidieux des fissures et cuspidés
- Plastique translucide, désinfectable
- Polymérisation en posant la lampe sur la matrice (temps doublé)
- Formes anatomiquement correctes et esthétiques
- Matrices pour prémolaires et molaires en 16 formes et 10 tailles, séparées en max. sup. et max. inf., droite et gauche
- Le numéro de la dent est imprimé sur la matrice pour une identification facile

Présentation	No
Kit d'introduction avec 32 matrices (2 x 16)	605 494
Kit avec 160 matrices (16 x 10)	605 477

Recharges de 10 matrices en 16 formes sur demande

Acide phosphorique à 37 %

- Gel stable
- Coloré en rouge pour une meilleure visibilité sur l'émail
- Facile à doser hors seringue
- Suffit pour env. 30 applications

Pour d'autres applications : Miraject Endo Luer (voir P. 18)

Présentation	No
Seringue 2 ml avec 2 canules	152 284

Hydroxyde de calcium (45 %) en seringue

- Pour fonds de cavité et coiffage de pulpe ou pulpotomie, coiffage indirect en cas de carie profonde
- Pour des obturations temporaires et désinfections de canaux
- Radio-opaque
- Facile à doser et économique
- Peut se mettre sous tous matériaux d'obturation
- Avec capuchon pour empêcher le durcissement

Pour d'autres applications : Miraject Endo Luer /voir P. 18)

Présentation	No
Seringue de 2 ml avec 2 canules	152 283


Porte-matrices type « Toffelmire »

- Acier inox de haute qualité
- Autoclavables



Présentation	No
Standard universel No 1	355 043
Avec angulation No 2	355 047
Junior (court) No 3	355 048

Occlu-Print®



Micro-Etch



Calci-Line®



Porte-Matrice



Crown Click® De Luxe



Descelle-couronnes et bridges mécanique

- Descellement efficace et rapide par onde de choc
- Placer la pointe de l'embout sous le bord de la couronne et déclencher l'onde de choc en appuyant sur le levier
- Livré avec 3 embouts différents
- Descellement rapide (max. 1 – 5 ondes suffisent, donc sans traumatisme pour le patient)
- Acier inox mat de haute qualité, autoclavable




Présentation	No
Instrument complet avec 3 embouts (1 – 3)	452 205
Embout No 1 pour bridges	452 206
Embout No 2 pour couronnes planes	452 207
Embout No 3 pour couronnes bombées	452 208
Boucle avec adaptateur No 4 (en option)	452 209
Fil de rechange pour boucle (2 pcs)	452 210

Gripit®



Dépose-couronnes provisoires adhésif

- Pour enlever les travaux provisoires
- Réchauffer à 60 °C, poser sur la couronne, le patient mord fermement, puis ouvre la bouche d'un coup sec
- Agréable pour le patient, ni levier, ni forage, ni coupe
- Emballés hygiéniquement en sachet de 2 pièces



Présentation	Contenu	No
Gripit	50 (25 x 2) pcs	605 283

C-EX® / B-EX®



Crampons spéciaux pour enlever couronnes et bridges

- Alliage nickel-chrome de qualité
- Pas de porte-à-faux possible
- C-EX avec patte d'oie large pour couronnes
- B-EX avec embout fin pour pontiques de bridges
- Autoclavables



Présentation	No
Descelle-bridge	355 203
Descelle-couronnes	355 204

Spray d'occlusion de haute qualité

- Localise les points de contact prématurés en vaporisant sur les surfaces occlusales ou dans les couronnes
- La couche de micro-poudre donne une meilleure précision
- Buse en plastique pour une meilleure vaporisation
- Se rince facilement à l'eau tiède
- Economique à l'usage

Présentation	Contenu	No
Occlu Plus Spray, vert	75 ml	554 205
Occlu Plus Spray, vert	50 ml	554 211
Occlu Plus Spray, rouge	50 ml	554 215

Crayon marqueur

- Avec mine verte,
- Pour marquer les points de pression sous les prothèses, la ligne A, les lignes de fracture, etc.
- Ecrit sur la muqueuse humide

Présentation	No
Instrument avec 5 mines vertes	355 315
Boîte de 5 mines vertes	355 316

Pour le contrôle des points de contact entre dents adjacentes

- Manche en acier inox
- Rubans de contact en acier inox très solides
- 3 dimensions codifiées par couleur

Présentation	No
Set avec manche et 1 ruban de chaque couleur	355 306
Ruban de rechange seul, Bleu	Ø 0,05 mm 355 307
Ruban de rechange seul, rouge	Ø 0,11 mm 355 308
Ruban de rechange seul, jaune	Ø 0,15 mm 355 309

Godet à amalgame en acier inox

- Pour prendre facilement l'amalgame grâce à la forme d'entonnoir à fond plat
- Sans contact avec la peau, pas de perte de matériau
- Avec pied anti-dérapant
- Autoclavable

Présentation	No
Godet à amalgame	355 000

Cônes en polyester pour reconstitution de moignons

- Economie de temps, on évite le modelage du moignon
- Economie d'argent, on utilise beaucoup moins de composite
- Le danger d'abîmer la dent adjacente est minimisé
- Les tailles standard des cônes permettent toutes reconstitutions
- Cônes transparents et translucides en 6 tailles
- Se laissent couper aux ciseaux pour adapter à la situation
- Pratiquement utilisables avec tous les composites et systèmes de tenons

Kits de rechange avec 10 cônes par taille sur demande

Présentation	No
Kit de 72 cônes (12 de chacune des 6 tailles)	605 470

Occlu® Spray Plus



Exact Liner




Contact Gauge



Amalgam Godet





Mirafit® BC



Ø 7 mm Ø 6 mm Ø 4 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm

Mirafit® 3 in 1



Pivot de reconstruction pulpaire renforcé en fibre de verre

- Bio-compatible, propriétés physiques analogues à celles de la dentine
- Sans pas de vis, ménagent la substance dentaire, radio-opaque
- Forme conique, la taille se laisse adapter individuellement grâce aux 3 marquages de couleurs sur le pivot:

Marquage jaune : Longueur du pivot 2,9 mm – env. taille ISO 60

Marquage rouge : Longueur du pivot 8,25 mm – env. taille ISO 80

Marquage bleu : Longueur du pivot 17,5 mm – env. taille ISO 110




Longueur totale = 35 mm

Présentation	No
Set : 6 pivots, 1 foret de profondeur et 2 forets élargisseurs	356 074

Boîtes de rechange

Présentation	Contenu	No
Pivots	6 pcs	356 080
Forets élargisseurs	3 pcs	356 081
Forets de profondeur, jaunes, petits	3 pcs	356 082
Forets de profondeur, rouge, moyens	3 pcs	356 083
Forets de profondeur, bleus, grands	3 pcs	356 084

Mirafit® Carbon and White



Tenons radiculaires sans pas de vis en fibre de carbone

- Les propriétés physiques des tenons sont analogues à celles de la dentine et du composite de reconstruction
- Pas de risque de corrosion grâce au matériau bio-compatible sans métal
- Préparation ménageant particulièrement bien la substance dentaire
- Extra-long et faciles à raccourcir, se laissent enlever avec une fraise
- Livrables en 3 diamètres :
- L2 = Ø 1,20 mm L3 = Ø 1,35 L4 = Ø 1,50 mm

Mirafit Carbon

- Le tenon devient visible si cimenté avec un ciment radio-opaque

Mirafit White

- La couleur blanche du tenon donne une meilleure esthétique
- Radio-opaque

Présentation	Contenu	No
Kit Mirafit Carbon	3 x 6 tenons, 1 foret de chaque	356 040
Tenon L2 Mirafit Carbon	Ø 1,0 mm, 6 pcs	356 041
Tenon L3 Mirafit Carbon	Ø 1,35 mm, 6 pcs	356 042
Tenon L4 Mirafit Carbon	Ø 1,50 mm, 6 pcs	356 043
Kit Mirafit White	3x6 tenons, 1 foret de chaque	356 044
Tenon L2 Mirafit White	Ø 1,20 mm, 6 pcs	356 045
Tenon L3 Mirafit White	Ø 1,35 mm, 6 pcs	356 046
Tenon L4 Mirafit White	Ø 1,50 mm, 6 pcs	356 047
Foret Mirafit L2	3 pcs	356 048
Foret Mirafit L3	3 pcs	356 049
Foret Mirafit L4	3 pcs	356 050

Système de tenons en fibre

- Hautement radio-opaque (350 % AL) et transmetteur de lumière pour usage avec les ciments-résines à dual-polymérisation
- Forme conique avec encoches de rétention, codifié par couleur
- Esthétique grâce à la transparence des tenons
- 100 % bio-compatible, sans époxyde

Présentation	Contenu	No
Intro-kit, 4 x 5 tenons + 4 forets		357 000
Recharge No 1	10 pcs	357 001
Recharge No 2	10 pcs	357 002
Recharge No 3	10 pcs	357 003
Recharge No 4	10 pcs	357 004
Foret No 1	3 pcs	357 005
Foret No 2	3 pcs	357 006
Foret No 3	3 pcs	357 007
Foret No 4	3 pcs	357 008

Tenons radiculaires à prix modique

- Avec auto-filetage
- En 2 versions : titane ou métal doré à 24 Carat
- Se visse ou se cimente directement
- En 4 longueurs : court 8 mm), moyen, 9,5 mm), long (12 mm), x-long (14 mm)
- En 6 épaisseurs : No 1 (Ø 1,05 mm), No 2 (Ø 1,20 mm), No 3 (Ø 1,35 mm), No 4 (Ø 1,50 mm), No 5 (Ø 1,65 mm), No 6 (Ø 1,80 mm)
- Les Kits comprennent par taille 3, 6 ou 12 tenons



Kit doré avec 1 tournevis creux et 1 cruciforme, Kit titane avec tournevis cruciforme

Présentation	Contenu	No
Set 240, doré	20 x 12 pcs	355 975
Set 120, titane	20 x 6 pcs	355 998
Set 60, doré	20 x 3 pcs	355 974
Set 60, titane	20 x 3 pcs	355 973

Forets

Présentation	Ø	Contenu	No
Kit 1-6			355 997
No 1	1,05	3 pcs	356 020
No 2	1,20	3 pcs	356 021
No 3	1,35	3 pcs	356 022
No 4	1,50	3 pcs	356 023
No 5	1,65	3 pcs	356 024
No 6	1,80	3 pcs	356 025
Clé pour visser, creux, seule			356 027
Clé pour visser, cruciforme, seule			356 028

Mirafit® Clear



Intro-kit

Mira-Post®

doré





























titane



Boîte de recharge avec 6 tenons titane

Boîte de recharge avec 6 tenons métal doré


forets NF (boîte de 3)	S (8 mm)	M (9,5 mm)	L (12 mm)	XL (14 mm)
				
No 6 (Ø 1,80) 356 025	D 355 981 Ti 356 004	D 355 987 Ti 356 010	D 355 993 Ti 356 016	D 355 995 Ti 356 018
				
No 5 (Ø 1,65) 356 024	D 355 980 Ti 356 003	D 355 986 Ti 356 009	D 355 992 Ti 356 015	
				
No 4 (Ø 1,50) 356 023	D 355 979 Ti 356 002	D 355 985 Ti 356 008	D 355 991 Ti 356 014	D 355 994 Ti 356 017
				
No 3 (Ø 1,35) 356 022	D 355 978 Ti 356 001	D 355 984 Ti 356 007	D 355 990 Ti 356 013	
				
No 2 (Ø 1,20) 356 021	D 355 977 Ti 356 000	D 355 983 Ti 356 006	D 355 989 Ti 356 012	
				
No 1 (Ø 1,05) 356 020	D 355 976 Ti 355 999	D 355 982 Ti 356 005	D 355 988 Ti 356 011	

Airsonic® Mini Sandblaster




Microsableuse maniable

- Décapage de toutes surfaces de couronnes, bridges, pivots, brackets, etc. à coller
- Surfaces traitées par micro-sablage sont rugueuses et offrent une bien meilleure adhésion
- Nouvelle valve de réglage permettant un dosage précis de la poudre
- Pour tous métaux et porcelaine
- Aussi pour enlever les restes de ciment de couronnes et bridges




Avant le sablage



Après le sablage


Airsonic® Adapter



Présentation	No
Micro-sableuse avec embout std 60° et 20 g de poudre 50 µ	401 080
Buse 60° seule	401 086

Présentation	No
a) adaptateur K pour connecter à l'unit Kavo	401 084
b) adaptateur S pour connecter à l'unit Sirona T	401 089
c) adaptateur R pour connecter au Rotoquick H+W	401 077
d) adaptateur BA pour connecter au Bien Air Unifix	401 076
e) adaptateur pour connecter à la box EMS	401 090
f) pour connecter au laboratoire	401 091

Airsonic® Absorbo Box



Airsonic® Alu-Oxyd

Box d'aspiration des poussières

- Boîte portable, les matériaux d'abrasion restent dans la box et sont rassemblés dans le filtre
- Puissante et silencieuse. Lumière vive et agréable
- Design solide et durable
- Nettoyement sans problèmes grâce au filtre amovible
- Idéale pour le cabinet et le labo de dentiste en combinaison avec la microsableuse Airsonic (No 401 080)
- Pas de système d'aspiration nécessaire

Données techniques:

- Dimensions (L x H x P) : 35,6 cm x 22 cm x 37 cm
- Poids : seulement 2,8 kg

Accessoires sur demande

Présentation	No
Airsonic Absorbo Box	401 082
Filtre de rechange seul	401 092
Vitre de rechange sur demande	

Poudre de Al_2O_3 pour microsableuse

Présentation	Contenu	No
Airsonic Alu-Oxyd, 50 µ	500 g	605 084
Airsonic Alu-Oxyd, 90 µ	500 g	605 086

Ciment pour obturation radiculaire à base de zinc-eugéol

- Alternative économique et rapide depuis plus de 50 ans
- S'utilise seul ou conjointement avec pointes de gutta-percha
- Se met simplement dans le canal avec un lentulo
- Très bonne adhésion aux parois du canal
- Une fois pris, N2 devient une masse non résorbante avec dureté similaire à celle de la craie
- Action anti-bactérienne se réduisant graduellement pendant le durcissement
- Comprenant une poudre et un liquide à mélanger

Présentation	Contenu	No
Kit N2	Poudre 10 g, liquide 6 ml	152 027
Poudre seule	10 g	152 028
Liquide seul	6 g	152 029

Brochure disponible gratuitement

"Dans plus de 8.800 cas d'extirpations vitales pendant la période de 1985 à 1999 en EDP enregistrées, le traitement nécessitait plus d'une séance pour être terminé dans seulement 22 cas (5 faits par moi, 17 par un assistant). Et je n'ai pas compté les milliers d'amputations vitales et les endos de dents de lait."
Dr. Robert Teeuwen

Instruments rotatifs pour le polissage des racines en douceur

- Pour le curetage des racines dans les poches profondes, la fourcation et les espaces proximaux
- Pour polir la surface des dents après avoir enlevé un bracket, une contention, etc ...
- Pour enlever les dépôts de tartre subgingival
- Pour éliminer le périoste en cas de formation de lambeaux
- Grâce à la tête hexagonale non coupante, on travaille avec autant de ménagement qu'avec des instruments à main et aussi vite qu'avec des diamants
- En 4 formes différentes (2 têtes et 2 longueurs de mandrin)
 - Un DESMOCLEAN pour chaque situation à votre disposition
- Un instrument suffit pour traiter 30 à 50 parodonties
- Utiliser à 7.000 – 10.000 t/min., avec légère pression et spray

Présentation	No
Intro-Kit avec 6 pcs de chaque forme (24 pcs)	503 290
Mini Kit avec 1 pcs de chaque forme (4 pcs)	503 263
Kit avec 3 pcs de chaque forme (12 pcs)	503 264

Formes seules

Présentation	No (3 pcs)	No (12 pcs)
I	503 265	503 291
II	503 266	503 292
III	503 267	503 293
IV	503 268	503 294

Emballage combiné avec 6 pièces de chaque dans 2 formes


Présentation	No
I et II	503 295
I et III	503 297
II et IV	503 298
III et IV	503 296

N2® Endodontic Cement




Contrôle à la radiographie

Desmoclean®



Desmoclean en taille originale
(deux longueurs de tiges et deux largeurs de têtes)



Miraclean-Implant Black



Instruments pour nettoyer les implants

- Instruments noirs pour un meilleur contraste
- À 2 extrémités, en 4 formes spécifiques
- Plastique stérilisable

Présentation	No
Kit de 4 instruments	355 220
Instrument seul, No 1	355 221
Instrument seul, No 2	355 222
Instrument seul, No 3	355 223
Instrument seul, No 4	355 224

Miraimplant®



Une aide appréciable pour la trépanation parallèle d'après le Dr König

- Utilisable pour tous les systèmes d'implants
- Parallélisme absolu de tous les éléments
- Donne une assise meilleure, une fonction accrue et une esthétique excellente
- Rétablissement de l'harmonie, résultat optimal
- Autoclavable



Présentation	No
Kit complet avec un foret-pilote et 2 pivots-guides	356 100
Foret-pilote 2 mm seul	503 500
Pivot-guide 1,9 mm	356 101
Pivot-guide 2,0 mm	356 102
Pivot-guide 2,1 mm	356 103
Pivot-guide 2,2 mm	356 104

Miraglu®



Colle à tissus, pour fermer la peau et les muqueuses

- Propriétés adhésives extraordinaires sur tissu humide
- Ethyl-2-cyanoacrylate : liquide dans sa forme monomère, polymérise au contact de l'eau ou d'autres liquides
- Un film adhésif étanche et extra-fin tient fermement ensemble les lèvres de la plaie
- Très forte adhésion, même sur tissus flexibles et humides
- Les plaies guérissent rapidement, sans cicatrices ni complications, pas de points de suture à retirer, résultat cosmétique irréprochable
- action bactéricide et fongicide, les germes existants sont tués instantanément
- Sert de pansement sur petites blessures

Présentation	No
3 g Miraglu, 20 pipettes pour dosage fin et 2 blocs à mélanger	155 015

1. Plaie béante



2. Les lèvres de la plaie sont rassemblées



Attention ! Ne pas bomber les lèvres de la plaie en poussant !

3. fixation de lèvres de la plaie



Lèvres rassemblées collées point par point ou en ligne avec Miraglu. Attention ! Miraglu durcit aussitôt sur la plaie.

4. couverture de la plaie



Après le durcissement mettre une 2ème couche un peu plus large que la 1ère et laisser durcir. Répéter si nécessaire.

Protection adhésive des plaies auto-résorbante à base de cellulose

- S'applique directement sur les plaies, les sutures et les points de pression
- Ferme le sillon et le bord proximal après l'application de médicaments
- La pâte reste souple, et se résorbe d'elle-même après 30 heures
- Idéal pour la protection des sutures, en implantologie, prothétique, parodontologie et après extractions
- Idéale aussi comme support de médicaments
- Bienveillant pour le patient : Pansement agréable, ne colle pas aux sutures



Présentation	Contenu	No
Reso-Pac	25 g	155 011
Reso-Pac Emball. économique	5 x 25 g	155 010
Reso-Pac en portions	50 x 2 g	155 014

Solution à base de benjoin et de myrrhe pour le traitement des muqueuses

- La myrrhe a une action astringente (raffermit les tissus, avec effet nutritif) aide en cas d'inflammation de la bouche et de la gorge, effets post-traitement aphtes, etc.
- Le benjoin et l'aloé ont un effet nutritif et guérissant
- Les ingrédients naturels aident à guérir sans antibiotiques ni corticostéroïdes
- N'irrite pas après l'application, a un goût agréable et adhère longtemps à la muqueuse, grâce à sa consistance sirupeuse
- S'applique simplement après toute intervention chirurgicale,
- Très utile en corrélation avec RESO-PAC

Présentation	Contenu	No
Myzotect-Tincture	50 ml	155 005

Pour le patient à la maison

Présentation	Contenu	No
Myzotect-Tincture	5 x 5 ml	155 006
Myzotect-Tincture	10 x 5 ml	155 007

Micro-nutrition active en chirurgie dentaire


- Application après traitements dentaires, avec micro-nutrition
- Climat de guérison bénéfique grâce au changement physique de la flore buccale
- Pour la réduction de la douleur en cas d'indications suivantes : aphtes, lichens, lésions herpétiques, points de pression sous les prothèses
- Accélère la régénération des tissus
- Ne contient ni alcool, ni saccharose, ni menthol ou conservateurs
- Goût neutre

Présentation	Contenu	No
Miradont-Gel	15 ml	155 000

Reso-Pac®



Myzotect®-Tincture



Très efficace en combinaison avec Reso-Pac



Miradont®-Gel



Protectoray



Ecran de protection contre les rayons X


- Protège le patient contre les rayons X
- Très efficace grâce à une couche de 0,5 mm de plomb
- Correspond à la norme européenne DIN EN 61331-3
- Testé par l'Institut de protection contre les rayons X à Munich
- Plus agréable pour le patient que le tablier en plomb
- Changement de la poignée facile



Support mural du Protectoray

Présentation	No
Ecran avec poignée	656 127
Support mural	656 128
Poignée seule	656 701

Emmenix® Porte film



Porte-film hygiénique

- Facile à positionner en bouche du patient, pour éviter de tenir le film avec les doigts (donc pas d'irritation de la muqueuse, pas de nausée)
- Exact, pas de déformation du film, pas de distorsion de la radio
- Pour dents antérieures et postérieures (même les dents de sagesse)
- Autoclavable, plastique incassable de haute qualité
- En 3 couleurs : Bleu, blanc, gris


Présentation	No
Emmenix Porte-Film (3 pcs assortis)	656 300

Emmenix® Flap



Porte-films adhésifs

- En mousse, à usage unique, avec haut pouvoir adhésif
- Se collent à la position voulue: incisive, canine, molaire, bite-wing
- Positionnement correct en bouche à volonté



Présentation	Contenu	No
Emmenix-Flap	500 pcs	656 303

Feuille adhésive avec quadrillage millimétrique

- Se colle sur le film avant la radiographie, même les numériques
- Grâce aux lignes verticales et horizontales tous les 1 mm, on peut mesurer exactement l'épaisseur de l'émail, de la dentine, des canaux, des os
- Pas de distorsion possible, donc pas de mesures inexactes



Présentation	Contenu	No
Boîte pour tester	5 pcs	656 325
Boîte X-Ray Mesh	20 pcs	656 326
Boîte économique	50 pcs	656 327

Crayon marqueur pour films

- Couleur blanche résistante à l'eau
- Ecriture fine séchant très vite, ineffaçable.



Présentation	No
Röntgomarker	656 322

Détachant liquide

- Pour enlever toutes taches de liquides de développement, fixateur, iode, rouille, etc.
- Très efficace, sans danger pour les vêtements

Présentation	Contenu	No
X-Ray Stain Remover	100 ml	656 220

Visionneuse de radiographies

- Pour tous les formats
- Excellente diffusion
- Se pose sur table ou s'accroche au mur
- Selon DIN 6856
- Livrable en 2 dimensions

Présentation	Dimensions	No
Panascope I (maxi)	23 x 40 cm	656 130
Panascope II (mini)	17 x 30 cm	656 131

X-Ray Mesh



Röntgomarker®



X-Ray Stain Remover



Panascope



LaserHF® "comfort"

Appareil combinant la technologie du Laser et celle de la Haute Fréquence

- Design moderne en forme de I-Cube avec commande par toucher de l'écran (écran tactile)
- Programmes pré-réglés pour toutes les possibilités d'application
- De plus, possibilité de programmer individuellement
- Fonctionnalité et hygiène les meilleures possible
- Monitorer avec écran tactile pour maniement et choix de programmes faciles

LASER:

- Désinfection et nettoyage de poches parodontales
- Désinfection après la préparation du canal en endodontie
- Elimination de tissus mous, par ex. en implantologie
- Pour la guérison de plaies, la réduction de la douleur et la désensibilisation avec la LLLT (thérapie au laser à bas niveau)
- Laser PDT pour la thérapie photodynamique
- En option : Blanchiment accéléré avec rayons laser

RADIO-FRÉQUENCE:

- 2 pièces à main absolument indépendantes avec électrodes interchangeables
- (codifiés par couleur) : la sortie pour l'onde à couper et couper/coaguler est jaune, la sortie pour l'onde à coaguler seulement est bleue
- Les 3 sortes d'ondes permettent toutes les formes de traitement : couper, couper avec coagulation pour hémostase, coagulation sans effet coupant, coagulation par impulsion pour souder en douceur des petits vaisseaux sanguins

- Réglage automatique de la tension
- Pincette hF bipolar livrable en option

Données techniques :

Puissance HF max 50 W
 Fréquence HF 2,2 MHz
 Laser PDT : 650 nm / 100 mW
 Laser 975 nm / 6 W – cw/ impulsion
 L 30 x P x 21 x H 12,1 cm
 Voltage > : 230 V / 50 Hz
 Poids 3,5 Kg
 HF 2,2 MHz / 50 W – monopolar / bipolar


Equipement de base:

- 2 pièces à main 6W Laser (rouge pour laser 6W, orange pour softlaser)
- 1 embout-fibre 200 µ (jeu de 3) + 1 embout-fibre 320 µ (jeu de c3)
- Lambda One, Lunettes de protection laser (800 – 975 nm)
- Skyline vert, Lunettes de protection laser (800 – 975 nm)
- Skyline bleu, Lunettes de protection laser (800 – 975 nm)
- Lunettes de protection laser pour le patient
- 2 pièces à main hF (autoclavables)
- Jeu d'électrodes (6 pcs) (No 40, 2, 13, 15, 31, 33)
- Electrode neutre
- Contact porte / interlock
- Pédale à pied
- Mode d'emploi, manuel sur les dispositifs médicaux

Pincette hF Bipolar livrable en option



Le laser HF standard est toujours livrable

Présentation	No
LaserHF "comfort"	452 471
LaserHF Standard	452 462
hF pincette Bipolar (angulation 110 mm)	452 447
hF pincette bipolar (angulation 160 mm)	452 455



	Pour toutes les utilisations		
	Laser	HF	LaserHF
Chirurgie orale	●	●	●
Parodontologie	●	●	●
Implantologie	●	●	●
Endodontie	●	●	●
Blanchiment	●	●	●
aPDT	●	●	●
LLLT	●	●	●


Chirurgie à haute fréquence : Coupe et coagulation optimales



Couper




Coaguler



Rapport d'utilisateur



Vidéo




Exposition



Endodontie



Frénectomie



Herpès



LLLT



aPDT

Appareil de chirurgie Haute Fréquence portable pour usage dentaire

- Design I-Cube avec contrôle par écran tactile
- Programmes pré-installés pour toutes les applications
- Néanmoins, possibilité de programmation individuelle
- Equipé de série avec la possibilité de raccord d'une pincette hf Bipolar
- Fonctionnalité et hygiène optimales
- Moniteur avec écran tactile pour un travail facile et sélection des programmes
- 2 pièces à main absolument indépendantes avec électrodes interchangeables (codifiées par couleur) : la sortie pour l'onde à couper et couper/coaguler est jaune, la sortie pour l'onde à coaguler seulement est bleue
- Les 3 sortes d'ondes permettent toutes les formes de traitement : couper, couper avec coagulation pour hémostase, coagulation sans effet coupant, coagulation par impulsion pour souder en douceur des petits vaisseaux sanguins
- Réglage automatique de la tension
- Pincette

Set comprenant :

Appareil avec 2 pièces à main autooclavables, pédale de commande, jeu d'électrodes, (6 pcs : No 40, 2, 15, 13, 31, 33), électrode neutre, pincette bipolar en option.

Fréquence et puissance :

- 2,2 MHz, max. 50 W
- Voltage: 230 V / 50 Hz
- Mono et bipolar
- Permanent ou à impulsions


Dimensions et poids:

L 21,5 x H 11,7 x P 25 cm
Poid 2,65 kg


Présentation	No
hf1 Surg bipolar	452 459
hf1 pincette bipolar, angulation 110 mm	452 447
hf1 pincette bipolar, angulation 160 mm	452 455

LaserHF® "comfort"



Laser à diode 975 nm/6W: Parodontologie, endodontie et plus encore



Laser thérapeutique : LLLT, aDPT




hf1 Surg® bipolar




Source: Prof. Dr. med. Frank Liebaug


hf Electrodes



No 1 / # 452 403



No 2 / # 452 404



No 12 / # 452 410



No 13 / # 452 411



No 14 / # 452 409




No 15 / # 452 407




No 17 / # 452 405




No 22 / # 452 406



No 23 / # 452 408





No 27 / # 452 412




No 28 / # 452 413



No 29 / # 452 414

Multi-Tip
No 40 / # 452 402

No 31 / # 452 415



No 33 / # 452 416

Set d'électrodes hf Elepil



Présentation	Contenu	No
Hf Elepil set d'électrodes No 54	3 pcs	452 450
Hf Elepil set d'électrodes No 55	3 pcs	452 451
Hf Elepil set d'électrodes No 56	3 pcs	452 452
Hf Elepil set d'électrodes assortis	3 pcs	452 453

hf Neutral Electrode



Plaquette métallique avec coating pour un meilleur détournement des ondes HF.

- Désinfectable à froid

En cas de commande, veuillez absolument spécifier

le No de série de votre appareil !

Nombreux autres accessoires sur demande!

Présentation	Avec douille (nouveau mod.)	Avec prise (ancien mod.)
Long. 1,50 m	452 421	452 419
Long. 2,50 m	452 422	452 420

Hf Bipolar Forceps



Embout-pincette spécial pour les appareils hf Surg

- Existe en 2 longueurs et formes, sans câble
- stérilisable

Attention !

Lors du premier achat, il faut commander séparément le câble hf Bipolar pour pouvoir raccorder une pincette hf Bipolar.

Présentation	Présentation	No
Pincette hf Bipolar	110 mm, droite	452 446
Pincette hf Bipolar	110 mm, à gorge	452 447
Pincette hf Bipolar	160 mm, droite	452 448
Pincette hf Bipolar	160 mm, à gorge	452 455
Câble hf Bipolar	1,50 m	452 456

Embouts-fibre stérilisables pour le LaserHF

- Livrables en 2 épaisseurs de fibre
- Embout ORANGE = fibre de 200 µm, set de 3 pièces (stériles et emballées individuellement)
- Embout ROUGE = fibre de 320 µm, set de 3 pièces (stériles et emballées individuellement)

Présentation	Contenu	No
Embout-fibre LaserHF, rouge	3 pcs	452 469
Embout-fibre LaserHF, orange	3 pcs	452 470

Instrument pour courber les embouts-fibre de verre

- Pour les embouts-fibre de verre 200 et 320 µm
- Maniement sûr permettant de courber les embouts sans les endommager

Présentation	No
LaserHF Curver	452 480

Couteau en céramique pour entamer les embouts-fibre

- Particulièrement adapté pour entamer la fibre de verre
- Longueur de la lame en céramique : 5 – 6 cm
- Notez bien : la lame en céramique est extrêmement tranchante



Présentation	No
LaserHF Fibre Cutter	452 481

Pièce à main laser pour le blanchiment

- Avec optique intégrée et fibre conductrice de 2,50 m pour l'activation du matériau de blanchiment (in-office), par ex. le gel Mirawhite laser bleaching gel (No 607 086)
- Une optique spéciale dans la pièce à main assure une activation facile et homogène du matériau de blanchiment à la surface des dents

Présentation	No
Laser Hf pièce à main pour le blanchiment	452 472

Gel de blanchiment dentaire pour utilisation avec laser à diode

- Gel de blanchiment pour différentes ondes de laser
- Pour les lasers à diode (810 – 980 nm) et ND-YAG (1064 nm)

(en cas d'utilisation avec l'appareil LaserHF, le gel de blanchiment est activé grâce à la pièce à main spéciale Laser Bleaching (No 452 472))

Le kit comprend : 1 boîte de poudre de blanchiment, 0,34 g (dioxyde de titane), 9 ml de H₂O₂, solution de base à 30 %, 1 seringue 1 ml de gingiva Protector, 25 ml de gel Mirafluor menthe, 2 applicateurs

Présentation	No
Mirawhite Laser Bleaching	607 086

LaserHF® Fibre-Tips



LaserHF® Curver



LaserHF® Fibre Cutter



LaserHF® Pièce à main pour blanchiment



Mirawhite® Laser Bleaching



Bravo Portable II



Poids 300 g

Micromoteur portable puissant

- Permet de travailler sans prise de courant, idéal pour les soins à domicile (poids = 300 g)
- Vitesse réglable sans à-coups de 0 à 25.000 tours / minute, marche droite/gauche
- Pour tous les contre-angles et pièces à main avec axe de mandrin plat, sans intra-spray ni lumière
- Seulement pour travaux extra-oraux
- Se laisse accrocher à la ceinture
- Accu rechargeable en 6 heures (plus de 500 fois), autonomie de travail d'env. 8 heures



Présentation	No
Bravo Portable II, avec accu, rechargeur, poche	452 102



Orbatec® Propphy



Pièce à main

Bouton-pression

Fixation par vis

Contre-angles pour la prophylaxie

- Pour calices et brosses avec fixation par vissage ou bouton-pression
- De 0 à 5.000 tours / min
- Se fixent sur tous les micromoteurs avec axe de mandrin plat (par ex. Bravo II)
- Autoclavables



Présentation	No
CA (bouton-pression)	452 152
CA (vissage)	452 153
PM R 4:1	452 159



Orbatec®

Contre-angles et pièces à main standard

- Pour tous les micromoteurs avec axe de mandrin plat
- Autoclavable

Présentation	No
CA 30.000 tours / min.	452 150
PM 40.000 tours / min.	452 158

Pièce à main

Contre-angle

Cupules en caoutchouc pour la prophylaxie

- A usage unique
- Sans latex
- En 2 degrés de dureté

Présentation	Contenu	No
A visser, regular, bleu	50 pcs	605 832
A visser, soft, vert	50 pcs	605 833
Bouton-pression, regular, bleu	50 pcs	605 830
Bouton-pression, soft, vert	50 pcs	605 831
Contre-angle, regular, bleu	50 pcs	605 834
Contre-angle, soft, vert	50 pcs	605 835

Embouts avec cupules à usage unique

- Sans latex
- En 2 duretés
- Seulement pour pièce à main

Présentation	Contenu	No
Regular	100 pcs	605 836
Soft	100 pcs	605 837

Mandrins inox à bouton-pression pour contre-angle

(Livrés sans cupules Prophy cups)

Présentation	No
Prophy Mandrells	605 672

Brossettes en spirale avec mandrin acier

- Pour nettoyer, polir, même dans les endroits difficiles d'accès, par ex. espaces interdentaires

Rotoprox Mini

Présentation	Contenu	No
Droites (20 mm de long)	50 pcs	605 792
Pointues (21 mm de long)	50 pcs	605 793

Rotoprox

Présentation	Contenu	No
Rotoprox pour CA, Ø 2 mm, x- fines, cylindriques long. 27 mm	10 pcs	605 719
Rotoprox pour CA, Ø 2,2 à 2,5 mm, Fines, coniques, long. 27 mm	10 pcs	605 721

Prophy-Cup®




Prophy-Angles




Prophy Mandrell



Rotoprox®



Speed Labolight®

**Appareil à polymériser universel**

- Pour quasi tous les résines photo-polymérisables dentaires
- Spectre de nanomètres de 320 à 550 nm
- Mélange de lumières optimal pour une polymérisation homogène et parfaite 16 lampes en cercle autour d'une assiette tournante d'un diamètre de 14 cm
- Assiette à mouvement par intervalles pour une action de la lumière régulière
- Réglable de 1 à 99 min., protection anti-surchauffe, la température dans la chambre ne dépasse pas 40 °C
- Lampes à grande longévité (env. 1000 h.), faciles à changer
- Signal acoustique en fin de polymérisation
- Compteur des heures de service

Données techniques :

Voltage :	230 V, 50 Hz
Puissance absorbée :	225 W
Fusibles :	1 x 2,5 A
Lampes :	8 x 9 WT1 (lumière blanche) 4 x 9 WT8 (UV-A) 1 x 150 W (halogène)
Dimensions :	L 250 x H 290 x P 240 mm
Poids :	7 kg
Assiette tournante :	Ø 14 cm

Présentation	No
Appareil avec 13 lampes	401 125

Lampes de rechange séparément

Présentation	No
T1 (lumière blanche) 9W/71	901 002
T8 (UV-A) 9W/PLS-10	901 003
Halogène	901 004
Set (4 T1, 4 T8, 1 halogène)	901 001

Bravo TD III



Pédale de commande



Moteur AC

Moteur triphasé sans collecteur

- Appareil multi-usages pour le petit labo
- Pour tous les contre-angles et pièces à main avec axe plan
- Nombre de tours réglable sans à-coups de 1.000 à 30.000 t./min.
- Marche droite/gauche, avec annonce optique
- Robuste, facile d'entretien, boîtier en plastique
- Seulement pour travaux extra-oraux

Données techniques

Voltage :	230 V
Puissance :	max. 40 W
Dimensions :	L 88 x H 185 x P 188 mm
Poids :	env. 2,5 kg

Présentation	No
Bravo TD III	452 106

Appareil pour nettoyer les prothèses

- Nettoie sans bruit les surfaces à l'aide de barrettes métalliques tournant dans un liquide détergent – sans abrasion
- Minuterie incorporée pour un temps de nettoyage personnalisé
- Aimant joint pour retenir les barrettes lorsqu'on change l'eau du bac
- Réservoir autoclavable

Données techniques:

Poids : 2 kg Fréquence : 50 / 60 Hz
 Puissance : 35 Watt vitesse : 1700 t / min.
 Voltage : 230 Volt

Présentation	No
Appareil avec bac, 50 g de barrettes à polir, (Ø 0,6 mm), 1 litre de liquide et 1 aimant	401 136
50 g de barrettes à polir, acier sans nickel, (Ø 0,6 mm)	304 014
Speedo-Clean liquide, 1 litre	554 106
Bac de rechange	355 419
Aimant seul	304 012

L'aide essentielle dans chaque cabinet dentaire

- Ne remplace pas l'autoclave, mais sert à stériliser en quelques sec. des instruments avant utilisation, par ex. en endodontie
- Pour amener les carpules à température du corps et pour rendre les miroirs anti-buée
- Un élément chauffant spécial avec thermostat maintient les billes à température constante (230 °C), sans que l'appareil ne soit chaud à l'extérieur
- Bac amovible, nettoyage fac
- Dimensions : Maxi : L 19 x H 13 x P 14 cm , Ø du bac 50 mm
 Mini : L 16,5 x H 11,5 x P 11,5 cm , Ø du bac 35 mm

Appareil complet avec billes de verre

Présentation	No
Mini, avec 100 g de billes	452 300
Maxi, avec 200 g de billes	452 303

Sachets de billes de rechange

Présentation	Contenu	No
Mini	100 g	452 301
Maxi	200 g	452 304

Nettoyant-lustrant synthétique pour prothèses en résine

- Enlève les restes de pâtes à polir et monomères
- Rend les prothèses super-brillantes et présentables
- Donner un coup de spray, laisser agir et essuyer
- Avec odeur mentholée agréable

Présentation	Contenu	No
Bouteille-spray	75 ml	554 220

Speedo-Clean®



Glass Bead Heater



Protho Clean®



Armatron® Pro



Brûleur confortable avec maniement d'une main

- Le brûleur s'allume lorsqu'on appuie avec la paume sur la touche noire
- Système d'allumage unique en son genre, particulièrement fiable
- Flamme réglable de 800 à 1300 °C
- Son maniement mobile permet une utilisation la flamme en bas
- Se remplit avec le gaz APT (non compris dans le set)

Présentation	No
Armatron Pro	401 002

APT III Burner



Brûleur à gaz pratique avec maniement d'une main

- S'allume lorsqu'on appuie sur la touche noire avec la paume
- Système particulièrement fiable
- Flamme réglable sans à-coups, de petite à intense
- Bouton de sécurité « Lock » pour éviter un allumage intempestif
- Fonctionne avec le gaz butane APT
- Se remplit avec le gaz APT (non compris dans le set)



Présentation	No
APT III Burner	401 001

APT Gas



Gaz pour brûleurs

- Avec embouts différents pour le remplissage des brûleurs APT, Armatron pro et Blue Flame
- Ne fonctionne pas avec le brûleur Kisag

Présentation	Contenu	No
APT gaz	200 ml	605 143

Bec bunsen et chalumeau en un, économique

- Petit brûleur maniable, léger (170 g)
- Maniement facile, réglage de la température
- de 800 à 1300 °C sans à-coups, autonomie 60 – 70 min.
- Fonctionne debout, couché ou dans la main
- Se remplit avec le gaz APT (non compris dans le Set)



Présentation	No
Miratorch	401 010

Brûleur pour le cabinet dentaire et le labo

- Très pratique pour le cabinet et le labo, d'une seule main
- Allumage par piezo automatique
- Stable, fonctionne debout et couché
- Flamme réglable sans à-coups de 800 à 1300 °C, autonomie env. 35 min.
- Se remplit avec APT-gaz (non compris dans le set)
- Une foule de possibilités d'utilisation aussi à la maison

Présentation	No
Blue-Flame 1500	401 006

Brûleur à gaz classique pour cabinet et labo

- Flamme réglable sans à-coups d'env. 750 à 1.150 °C
- Autonomie de 5 à 6 heures
- Avec le sigle suisse SVGW (correspond au sigle GS)
- Se remplit avec le gaz Kisag (No 605 140)

Présentation	No
Kisag brûleur, avec 400 ml de gaz	401 005
400 ml de gaz	605 140

Miratorch®




Blue-Flame 1500



Kisag Burner



Integra® Cart



Dimensions spéciales sur demande

Cart multi-fonctions en 2 versions

- Fabrication solide, élégante, tout métal avec 3 prises de courant intégrées à l'arrière
- 3 plateaux (supérieur avec poignée, central variable à l'infini)
- Câble de connexion amovible
- 4 roues à roulement
- Couleur RAL 9002
- Dimensions (H x L x P) : 770 x 365 x 400 mm

Version 1

Plateau supérieur:	Extérieur	35 x 26 cm
	Intérieur	33,5 x 24,5 cm
Plateau central:	Extérieur	28 x 25 cm
	Intérieur	26,5 x 23,5 cm
Plateau inférieur:	Extérieur	36,5 x 29 cm
	Intérieur	25 x 27,5 cm

Poids: 14,3 kg

Présentation	No
Integra Cart I (3 plateaux inclus)	460 101

Version 2

- Comme la version 1, mais le plateau du milieu a un tiroir sur roulements avec poignée
- Le couvercle du tiroir est conçu comme un plateau et peut servir de support pour un appareil

Plateau avec tiroir	Extérieur	28 x 25 cm
	Intérieur	26,5 x 23,5 cm
Tiroir	Hauteur	9,5 cm
	Intérieur	9 x 20 x 19 cm

Poids: 14,8 kg

Présentation	No
Integra Cart II (3 plateaux et tiroir)	460 102

Integra® Fit-On Tray



Plateau en métal se fixant sur la colonne de lumière de l'unité

- Pour poser tous les appareils (hf-SURG, Clean-Jet, etc.) près du patient
- Pivotant grâce à 2 charnières
- Poignée à fixer aux 2 côtés du plateau
- Élégant, facile à fixer sur toutes colonnes
- Stable, il peut porter jusqu'à 6 kg
- Couleur RAL 9002

Dimensions :

Extérieure	35 x 26 cm
Intérieure	33,5 x 24,5 cm
Bras pivotant	Longueur 23 cm

Présentation	No
Integra Fit-On Tray avec bras standard	460 103

Pour fixer le plateau à la colonne verticale, il faut commander la bride avec anneau de fixation vendu séparément.

Bride avec anneau interne	Ø en mm	No
Pour Planmeca	42	460 104
Pour autres units	45	460 105
Pour Ritter	48	460 106
Pour Eurodent	50	460 107
Pour Sirona/Siemens	52	460 108
Pour Kavo/Flex intégral		460 109
Pour Ultradent/Faro	60	460 110

Instrument de précision breveté pour mesurer l'épaisseur de la dentine pendant les préparations

- Mesure précise de l'épaisseur de la dentine restante
- Mesure simple et rapide par contact avec la surface de la dentine
- Lecture facile et sûre des mesures grâce aux diodes codifiées par couleur
- Préparation en toute sécurité, spécialement en cas de jeunes dents avec chambre pulpaire dilatée, de dents avec élévation ou basculement :
- Vert : vous pouvez continuer la préparation
- Jaune : l'épaisseur de la dentine est de plus en plus réduite
- Orange : on arrive à la limite pour une bonne préparation
- Rouge : vitalité de la pulpe en danger

Présentation	No
Instrument complet avec 25 embouts silicone, 2 électrodes et piles	452 035

Nos produits labo peuvent être trouvés sur www.hagerwerken.de

ou bien demandez le catalogue labo par fax avec le bon à la fin de ce catalogue



Vous pouvez demander des informations supplémentaires aussi par fax

+33 (0)1 73 76 90 80



**HÄGER
WERKEN**

Dentalprodukte weltweit
Dental Products Worldwide

Prepometer®



Le catalogue labo No 12



Catalogue

Mira-Clin P®

Pâte pour prophylaxie à grain fin

- Pour un nettoyage professionnel des dents au cabinet dentaire
- Abrasion faible avec résultat optimal
- Parfum de fruits agréable, sans fluorure ni menthol



Présentation	Contenu	No
Mira-Clin P	250 g	605 656
Boîte avec 200 doses à 2 g chacune et un anneau porteur acier		605 658
Anneau séparément		605 444

Dapp-a-Way

Godets dappen à usage unique

- Set de 1.000 godets en plastique



Présentation	Contenu	No
Dapp-a-way +1 anneau-porteur acier	1,000 pcs	605 445
Anneau-porteur seul		605 446

Prophy-Ring

Anneau-porteur pour godets dappen en acier

- Pratique, se fixe simplement sur le doigt
- Pour l'application directe au patient



Présentation	No
Prophy-Ring	605 657

Mira Clean®

Comprimés dentifrice à dissoudre

- Rafraîchissants, légèrement antiseptiques
- 2 goûts différents : menthol (verts), thymol (roses)
- Se dissolvent en 3 minutes complètement
- Idéaux pour les traitements avec appareils de prophylaxie (Clean-jet)
- Un petit service supplémentaire pour le patient



Présentation	Contenu	No
Menthe (vert)	1.000 pastilles	605 504
Thymol (rose)	1.000 pastilles	605 505

Gouttières à fluor jaunes

- En polystyrène léger
- Doubles pour traitement haut et bas simultanément
- Jaunes pour un meilleur contraste avec le gel

Présentation	Contenu	No
Mirafluor tray petit	50 pcs	605 620
Mirafluor tray moyen	50 pcs	605 621
Mirafluor tray grand	50 pcs	605 622

Gels fluorés pour une prophylaxie intense contre la carie

- Renforce l'émail dentaire
- Préviend la formation de plaque
- Accélère la reminéralisation
- Mirafluor- gel avec 1,23 % de fluorure
- Mirafluor-k-gel avec 0,6 % de fluorure spécialement pour les enfants

Présentation	Contenu	No
Mirafluor Gel (menthe)	250 ml	605 800
Mirafluor-Gel (fraise)	250 ml	605 801
Mirafluor-K- Gel (Cola)	250 ml	605 802
Mirafluor-K-Gel (fraise)	250 ml	605 803


Vernis fluoré à base d'émulsion avec 0,15 % de fluorure

- Sans solvants
- Pour une application précise
- S'applique aussi en milieu humide
- Concentration de fluorure bien plus faible que dans d'autres vernis comparables, mais avec la même efficacité : 0,15 % de fluorure
- Couche polymère aqueuse laisse les fluorures se diffuser et est simplement décomposée par la salive

Présentation	No
Bouteille 5 ml + 20 pinceaux Mirabrush	605 810
Pinceaux Mirabrush (bleus, plats)	605 461
Mirabrush brosse jaune pointue, 100 pcs	605 460

Mirafluor®-Tray

avec indicateur/
rehausseur de niveau



mirafluor®-gel



mirafluor®-k-gel (pour les enfants)

Mirafluorid®



Mc Tooth® Miroir



Miroir pouvant tenir debout, en forme de dent

- Pour la prophylaxie des enfants et des adultes
- Dimensions: env. 17 x 14 cm

Présentation	No
McTooth miroir	707 094

Mira-Duo®



Miroir à deux faces

- D'un côté réflexion 1 : 1, de l'autre grossissement 2 fois
- Ø 13 cm
- Se tient dans la main ou se pose sur la table
- Idéal pour les contrôles, surtout en prophylaxie


Présentation	No
Mira-Duo miroir	605 682

Modèle de démonstration Big



Modèle grossi 4 fois

- Pour montrer le brossage correct des dents ainsi que la bonne utilisation de la soie dentaire
- Avec brosse à dents surdimensionnée
- Idéal pour la motivation des enfants



Présentation	No
Modèle avec brosse	355 636
Brosse seule	355 637


Study Model Demo Implant



L x H x P
55 x 75 x 32 mm

Modèle d'étude pour l'implantologie

- Aide le patient à comprendre la procédure de l'implantation



Présentation	No
Modèle d'étude pour l'implantologie	355 644

Modèles d'étude de haute qualité transparent montrant quelques maladies dentaires

- Maxillaire et mandibule montrent quelques exemples de maladies, granulome, carie distale, basculement d'une dent de sagesse, etc.
- Echelle 1 : 1
- Les dents ne peuvent être sorties de leur alvéole

Modèle de Luxe


- Le modèle montre la malocclusion d'une dent de sagesse
- Plusieurs exemples d'inflammation de racines
- Représentation d'un travail d'implantation



Présentation	No
Study Model Transparent De Luxe (12 cas)	355 642
Study Model Transparent Plus (8 cas)	355 640

Modèle d'étude transparent pour enfant

- Très belle représentation des dents de lait et des dents permanentes
- Le max. sup. et le max. inf. avec 12 dents
- Maladies des dents
- Caries proximales et des molaires
- Dent permanente cassée avec maladie de la racine
- Les dents ne sont pas amovibles



Présentation	No
Study Model Child	355 643

Modèle d'étude transparent de haute qualité

- Toutes les 32 dents peuvent être sorties de leur alvéole et remises en place
- En résine transparente très robuste
- Racines anatomiques bien visibles
- Echelle 1 : 1



Présentation	No
Study Model Transparent	355 641

Study Model Transparent Plus et De Luxe




Study Model Child



Study Model Transparent



De la pratique au praticien



Brochure miradent

mirasensitive hap⁺



Chère équipe de prophylaxie,

nos produits miradent sont disponibles dans les cliniques dentaires ainsi que dans les pharmacies. Les patients intéressés peuvent les acheter facilement pour une bonne hygiène dentaire à la maison. Bien sûr, la gamme miradent est idéale pour proposer un traitement préventif. Vous pouvez compléter votre assortiment avec ces produits originaux et adaptés aux besoins de vos patients. Sur demande, avec le formulaire à la fin de ce catalogue (page 90), nous pouvons vous envoyer la brochure miradent montrant toute la gamme des produits en détail avec leurs codes nationaux de produits pharmaceutiques (ACL).

Soins intensifs pour la protection des dents hypersensibles


- Obturation des canalicules dentinaires
- Formation d'un émail bio-mimétique (grâce à 30 % d'hydroxylapatite)
- Calmant le nerf dentaire grâce aux ions de potassium
- Traitement quotidien pour protéger les dents de stimuli douloureux
- Contient du fluorure et du xylitol pour prévenir la carie des dents et de leur collet
- Faible valeur d'abrasion (RDA = 20)
- Goût de fraîcheur agréable
- 1450 ppm de fluorure de sodium



Présentation	Contenu	No
mirasensitive hap ⁺	50 ml	630 169
mirasensitive hap ⁺ présentoir	8 pcs	635 178

ACL des produits pharmaceutiques: mirasensitive hap⁺ ACL 9950418

Mirawhite[®] oxygen



Blanchiment effectif pour dents sensibles

- Pinceau pour application hygiénique
- Blanchiment sans peroxyde, mais avec oxygène actif
- Doux pour l'émail et la gencive
- Blanchiment des dents jusqu'à 5 nuances
- Période d'application : 7 jours, deux fois par jour



Présentation	Contenu	No
Mirawhite oxygen	1,8 ml	630 132
Mirawhite oxygen présentoir	9 pcs	635 144

ACL des produits pharmaceutiques: Mirawhite oxygen ACL 6094806

Pour le blanchiment en cabinet dentaire, nous recommandons le blanchiment mirawhite laser, page 57

Chewing gum soignant

- Sucré avec 100 % de xylitol
- Sans aspartame, sorbitol, lactose et gluten
- Aide contre la mauvaise haleine
- Les 2 sortes menthe fraîche et menthe poivrée contiennent du menthol
- Présentoir en acryl augmente les ventes sur demande

Tube avec couvercle contenant 30 dragées

Présentation	Contenu	No
Menthe		630 079F
Menthe forte		630 080F
Cannelle		630 081F
Fruits		630 082F
Canneberge		630 090F
Thé vert		630 091F
Présentoir en acryl	6 x 12 tubes	635 147

ACL des produits pharmaceutiques: Menthe	ACL 4543022
Menthe poivrée	ACL 4543039
Cannelle	ACL 4542991
Fruits	ACL 4543016
Cranberry	ACL 4718131
Thé vert	ACL 4597615
Présentoir en acryl	ACL 262285

Boîte distributrice avec 200 pièces à 2 dragées emballées séparément

Présentation	No
Distributeur avec chewing-gums assortis	635 069

ACL des produits pharmaceutiques:	ACL 4718326
-----------------------------------	-------------

Bonbons protégeant les dents avec 100% de xylitol d'origine naturelle, sans sucre

- Effet anti-carie et anti-plaque, reminéralisant
- Stimule la production de salive (idéaux en xérostomie)
- Sans aspartame, sorbitol, lactose et gluten
- Adaptés aux diabétiques
- Goût rafraichissant

Présentation	Contenu	No
Xylitol Drops melon	60 g / 26 pcs	630 170
Xylitol Drops cerise	60 g / 26 pcs	630 171
Xylitol Drops menthe	60 g / 26 pcs	630 172

ACL des produits pharmaceutiques: melon	ACL 5101728
cerise	ACL 5101711
menthe	ACL 5101734

Boîte distributrice avec 100 drops/bonbons

Présentation	No
Boîte distributrice, assortie	635 183

Xylitol – un édulcorant 100 % naturel et sain

- Pour sucrer boissons froides et chaudes, fruits, musli ou pour faire la pâtisserie
- Exceptionnel pour une nutrition équilibrée
- Même pouvoir sucrant que le saccharose
- Produit absolument naturel, sans gluten, ni génétiquement modifié
- 40 % de calories de moins que la saccharose

Présentation	Contenu	No
Xylitol poudre	350 g	630 119
Xylitol poudre	100 x 4 g	630 120
Présentoir	5 x 350 g	635 080

ACL des produits pharmaceutiques: 350 g	ACL 4779090
100 x 4 g	ACL 4835629

Xylitol Chewing Gum



Xylitol Drops



Xylitol Poudre



Alpha-ion® Brosse à dents



Interbrush



Periobrush

Elimination de la plaque avec ions négatifs

- Les poils contiennent des ions chargés négativement qui se libèrent au brossage
- Les ions chargés positivement de la plaque sont attirés
- La reminéralisation de l'émail se fait par l'hydroxylapatite médical (mHAP)
- Stabilise la valeur pH4
- Nettoyage en douceur avec peu d'abrasion
- Chaque brosse est munie d'un capuchon

Interbrush (rose) « medium » avec couronne de poils en saillie pour le brossage en profondeur des espaces interdentaires.

Periobrush (bleue) « super soft »

pour le brossage des dents hypersensibles, en cas de gencive sensible (par ex. parodontite) ainsi qu'après des traitements gingivaux.

Présentation	No
Interbrush	630 112
Periobrush	630 113

ACL des produits pharmaceutiques: Interbrush ACL 4642942
Periobrush ACL 4642959

Happy Morning® Travel Kit



Kit de brosses à dents de voyage

- Brosse à dents et tube de 3 g de dentifrice parfum menthe
- Pour le voyage et occasionnellement
- La brosse et le tube en emballage individuel hygiénique
- En 5 couleurs, assorties, 5 x 10 pcs

Dénomination	Contenu	No
Happy Morning Travel Kit	50 pcs	605 410

Happy Morning® De Luxe



Happy Morning®

avec dentifrice



sans dentifrice



2.5 cm

Brosse à dents avec bon rapport qualité-prix

- Poils arrondis et manche avec angulation
- Epaisseur des poils « medium »
- Emballage individuel hygiénique

Dénomination	Contenu	No
Happy Morning De Luxe	50 pcs	605 443

Brosse à dents à usage unique

- Idéale pour le brossage des dents avant de passer au fauteuil, en voyages courts, etc.
- Tête normale 3,5 cm de long
- Emballage individuel hygiénique

Dénomination	Contenu	No
Imprégnées de dentifrice	100 pcs	605 401
Sans dentifrice	100 pcs	605 403

ACL des produits pharmaceutiques: Imprégnées de dentifrice ACL 2582673

Gels fluorés pour une prophylaxie intense contre la carie

- Renforce l'émail dentaire
- Préviend la formation de plaque
- Accélère la reminéralisation
- Mirafluor-gel avec 1,23 % de fluorure
- Mirafluor-k-gel avec 0,6 % de fluorure spécialement pour les enfants

Présentation	Contenu	No
Mirafluor Gel (menthe)	250 ml	605 800
Mirafluor-Gel (fraise)	250 ml	605 801
Mirafluor-K- Gel (Cola)	250 ml	605 802
Mirafluor-K-Gel (fraise)	250 ml	605 803

Dentifrice de haute gamme au fluorure aminé

- Dentifrice au fluorure aminé
- Valeur RDA 17
- Proportion de fluorure 1250 ppm
- Sans sodium lauryl sulfat (sls)
- Goût de menthe discret

Présentation	Contenu	No
Mirafluor c	100 ml	630 083
Mirafluor c présentoir	8 pcs	635195FR

ACL des produits pharmaceutiques: Mirafluor c

ACL 4718088

Nettoyage intensif et nano-scellement pour des dents blanches et brillantes

- Des agents nettoyants et polissants doux enlèvent la plaque et les décolorations
- Les micro-fissures sont obturées par des nano-particules
- Protection contre la carie par le fluorure (1000 ppm)
- La nouvelle plaque ne peut adhérer aussi facilement
- Pour des dents bien polies et brillantes
- Application : 1 à 2 x par semaine

Présentation	Contenu	No
Mirawhite gelée	100 ml	630 123
Mirawhite gelée présentoir	9 pcs	635 100

ACL des produits pharmaceutiques: Mirawhite gelée

ACL 4232687

mirafleur®-gel



mirafleur®-k-gel (pour les enfants)

mirafleur® c



Mirawhite® gelée



Mirafloss®



Mirafloss® Implant chx




Mirafloss® Big



Mirafloss® interspace

Arête coupante
Pour séparer confortablement le reste de soie dentaire



Soie dentaire en ruban


- Pour un nettoyage soigné des espaces interdentaires
- Extrêmement indéchirable, ne s'effile pas
- Ruban, non-ciré, mais fait en PTFE, glisse parfaitement dans les espaces les plus étroits

Présentation	Contenu	No
Ruban/tape	20 m	630 022
Ruban/tape chx	20 m	630 078
Ruban non-ciré	20 m	630 077

ACL des produits pharmaceutiques: Ruban/tape ACL 4297735
 Ruban/tape chx ACL 4542123
 Ruban non-ciré ACL 4718094

Soie dentaire anti-bactérienne en rouleau

- 50 fils de soie (à 15 cm chaque) roulés dans un distributeur
- Les extrémités rigides permettent de mieux enfiler
- Partie médiane touffue imprégnée de 0,2 % de CHX
- Idéale pour nettoyer les implants et les bridges
- En 2 épaisseurs: fin (Ø 1,5 mm), moyen (Ø 2,2 mm)



Présentation	No
Mirafloss Implant chx fin (rose)	630 134
Mirafloss Implant chx, moyen (turquoise)	630 135

ACL des produits pharmaceutiques: fin (rose) ACL 9524992
 moyen (turquoise) ACL 9529759

Distributeur de fil à monter au mur

- Idéal pour l'utilisation professionnelle au cabinet dentaire
- Facile à manier d'une main grâce à l'arête très coupante
- Rechargeable

Dénomination	Contenu	No
Mirafloss Big (blanc, soie cirée / verte, menthe)	2 x 200 m	605 735
Recharge : soie verte, menthe	200 m	605 737
Recharge : soie blanche, cirée	200 m	605 736
Recharge : soie blanche, non-cirée	200 m	605 738

Porte-soie dentaire avec soie fluorées

- Porte-soie breveté, testé cliniquement
- Utilisation facile de la soie, même dans les espaces les plus difficiles d'accès
- Le ruban (Tape) fluoré en PTFE glisse particulièrement bien
- Economique à l'emploi
- Rechargeable
- Hygiénique. Le rouleau sert de réservoir à la soie dentaire

Dénomination	Contenu	No
Mirafloss Interspace bleue	1 pcs	630 053
Mirafloss Interspace rouge	1 pcs	630 054
Recharge, 2 x 10 m	2 rouleaux	630 055

Cure-dents avec soie dentaire

- 30 pièces, pratiques en boîte distributrice ; 100 pièces, emballés séparément sous blister



Présentation	Contenu	No
Zahnpick, boîte distributrice	30 pcs	630 039
Zahnpick, emballages blister	100 pcs	605 637

ACL des produits pharmaceutiques: boîte distributrice ACL 4542100
 emballages blister ACL 4718102

Brossettes interdentaires en format de poche

- Angulation variable pour une utilisation flexible
- Effet antibactérien par l'imprégnation des poils avec CHX (env. 0,15 %)
- Axe métal spécial avec coating et poils ultra-fins
- Capuchon hygiénique utilisable aussi comme prolongement du manche



Boîte refermable

Click-In présentoir

Présentation	6 pcs
Rose	630 092
Jaune	630 093
Blanc	630 094
Vert	630 095
Bordeaux	630 097
Orange	630 096
Assortis	630 098
Click-In présentoir assortis	635 123

ACL des produits pharmaceutiques: Rose ACL 4639443
 Jaune ACL 4639466
 Blanc ACL 4639472
 Vert ACL 4639489
 Bordeaux ACL 4639495
 Orange ACL 4639503
 Assortis ACL 4639526

Zahnpick®



Boîte refermable

I-Prox® chx



Exécution	Diamètre introduction	Diamètre nettoyage
xx-fin	Ø 0,5 mm	Ø 1,8 mm
x-fin	Ø 0,6 mm	Ø 1,9 mm
fin	Ø 0,7 mm	Ø 2,5 mm
moyen	Ø 0,8 mm	Ø 3,5 mm
grand	Ø 0,8 mm	Ø 5,0 mm
conique	Ø 0,8 mm	Ø 2,5 - 5,0 mm



Pic-Brush® Set



Pic-Brush® Intro Kit

Porte-brossettes interdentaires avec 1 brosse

- Fixation par friction avec tenue bien ferme
- Manche formé ergonomiquement avec angle de 120°
- Poils ultra-fins et flexibles de haute qualité, axe avec coating spécial,
- Protection contre les blessures grâce au super-bouclage des fins de poils
- Manche avec réservoir pour les brosettes et fonction de fixation supplémentaire
- Aussi pour le nettoyage de brackets, bridges et prothèses

Présentation	Couleur	No
Manche avec 1 brosse	bleu transparent	630 002
Manche avec 1 brosse	rose transparent	630 003
Click-In présentoir	assortis	635 125


ACL des produits pharmaceutiques: bleu transparent ACL 2635731
 rose transparent ACL 2635725



Fonction réservoir



Nettoyage interdентаire



Nettoyage de bracket

Porte-brossettes interdentaires avec 4 brosettes en 4 épaisseurs

Présentation	Couleur	No
Manche avec 4 brosettes	bleu transparent	630 005
Manche avec 4 brosettes	rose transparent	630 006

ACL des produits pharmaceutiques: bleu transparent ACL 2635719
 rose transparent ACL 2635398

Pic-Brush® Brossettes de rechange

Exécution	Diamètre introduction	Diamètre nettoyage
xx-fin	Ø 0,5 mm	Ø 1,5 mm
x-fin	Ø 0,6 mm	Ø 1,8 mm
fin	Ø 0,7 mm	Ø 2,0 mm
moyen	Ø 0,8 mm	Ø 2,2 mm
grand	Ø 0,8 mm	Ø 3,0 mm
x-grand	Ø 0,8 mm	Ø 6,5 mm
conique	Ø 0,8 mm	Ø 2,5 – 5,0 mm

En boîte de conservation hygiénique ou en boîte de rechange pour le cabinet dentaire

Présentation	No
Rose, 6 pcs	630 013
Jaune, 6 pcs	630 014
Blanc, 6 pcs	630 015
Vert, 6 pcs	630 016
Bleu, 6 pcs	630 017
Bordeaux, 6 pcs	630 050
Orange, 6 pcs	630 018

ACL des produits pharmaceutiques: Rose ACL 5351135
 Jaune ACL 5351170
 Blanc ACL 5351129
 Vert ACL 5351158
 Bleu ACL 5351141
 Bordeaux ACL 5351164
 Orange ACL 5351187



Brossette pointue pour application précise

- Nettoyage efficace du bord gingival et des poches de par la touffe de poils conique
- Idéale pour nettoyer les appareils orthodontiques, les implants et les espaces interdentaires
- Application optimale de préparations
- Manche ergonomique (14 cm) avec 2 angles de fixation (60° et 120°)
- Extrémité du manche avec réservoir pour les brosettes



Poches gingivales Implants Brackets

Présentation	No
Bleu transparent, avec 4 brosettes	630 032
Rose transparent, avec 4 brosettes	630 033
Brossettes de rechange, 4 pièces	630 034
Click-In présentoir avec 9 pcs assorties	635 126

ACL des produits pharmaceutiques: bleu transparent ACL 4302531
 rose transparent ACL 4302525
 Brossettes de rechange ACL 4542838

Set de soins interdentaires

- Pour les soins spécifiques du sillon, des espaces interdentaires, implants et bridges
- Manche ergonomique permet une application sûre et précise
- Extrémité du manche de la brosette avec réservoir pour garder les brosettes
- Miroir anti-buée pour un meilleur contrôle à la maison
- I-Prox C pour dépôts extrêmement persistants

Présentation	No
Set de 3, bleu transparent	630 160
Click-in présentoir avec 9 pcs	635 131

ACL des produits pharmaceutiques: bleu transparent ACL 4302531
 rose transparent ACL 4302525
 Brossettes de rechange ACL 4542838

Boîte pratique pour l'éducation du patient

Contenu:

- Pic-Brush IP sonde
- Pic-Brush manche
- Pic-Brush brosettes (7 diamètres différent, 6 brosettes de chaque)
- I-Prox P manche
- I-Prox P brosettes (4 brosettes)
- Carnet de recommandations pour le patient avec 25 pages

Présentation	No
miradent Demo Box	635 026F

I-Prox P®

Switch-fonction

Le système de fixation possède 2 inclinaisons pour des utilisations personnalisées



I-Prox® Care Set



miradent® Demo Box



Mira-2-Ton® Solution



Mira-2-Ton® Comprimés



Test pour révéler la plaque dentaire

- Comprimés à mâcher ou solution
- La plaque ancienne apparaît en bleu, la nouvelle en rose
- A fait ses preuves depuis des années dans les cabinets dentaires
- Agréable au patient, motivant
- Sans érythrosine, ni gluten
- Facile à enlever par brossage des dents
- Facile à couper en 2,1 comprimé suffit pour 2 applications

Présentation	Contenu	No
Mira-2-Ton Solution	10 ml	605 659
Mira-2-Ton Solution présentoir	10+2 x 10 ml	605 660

Présentation	Contenu/Coleur	No
Mira-2-Ton comprimés	6 pcs	631 027
Mira-2-Ton comprimés	50 pcs (5 x 10)	605 765
Miroir de bouche (Ø 23 mm)	bleu transparent	630 065
Miroir de bouche (Ø 23 mm)	rose transparent	630 066

ACL des produits pharmaceutiques: comprimés, 6 pcs ACL 4460796
 Miroir, bleu transp. ACL 4460744
 Miroir, rose transp. ACL 4542011




miradent SOS Dentobox®



Sauvetage des dents après accidents dentaires

- Sérum nutritif spécial augmente le temps de survie de la dent ou du fragment jusqu'à 48 h. avant sa réimplantation
- Les cellules du desmodonte restent intactes jusqu'à la réimplantation
- Incontestablement le meilleur moyen de transport pour permettre de conserver la dent naturelle



Présentation	Contenu	No
miradent SOS Dentobox		630 131
miradent SOS Dentobox présentoir	6 pcs	635 115

ACL des produits pharmaceutiques: Dentobox ACL 6014718

Spray de bouche pour une haleine fraîche instantanée

- Elimine la mauvaise haleine (halitosis)
- Propriétés soignantes grâce au xylitol ajouté (10%)
- Sans alcool

Présentation	Contenu	No
halitosis spray	15 ml spray de bouche	630 177
halitosis spray présentoir	12 pcs	AK-1203-FR
halitosis présentoir big pack	40 pcs	635197FRN

ACL des produits pharmaceutiques: spray ACL 5156356
présentoir ACL 2649147



Solution pour bain de bouche avec 0,2% de chx

- Utilisation pré-opérative grâce au gluconate de chlorhexidine (0,2 %)
- Reminéralisation grâce au fluorure (250 ppm)
- Astringent grâce à l'hamamélis
- Anti-cariogène grâce au xylitol
- Sans alcool

Présentation	Contenu	No
paroguard chx 0.2%	200 ml	630 087

ACL des produits pharmaceutiques: ACL 4574790

Bouteille avantageuse de 5 litres

- Livrable en option avec bec doseur (1 pression = 10 ml)

Dénomination	Contenu	No
Paroguard chx 0,2 % (sans bec)	5,000 ml	630 127
Bec séparément		630 138

Solution pour bain de bouche avec 0,06% de chx

- Pour l'usage quotidien, capuchon doseur compris
- Reminéralisation grâce au fluorure (250 ppm)
- Astringent grâce à l'hamamélis
- Anti-cariogène grâce au xylitol
- Sans alcool
- Hygiène buccale quotidienne grâce au gluconate de chlorhexidine (0,06 %)

Présentation	Contenu	No
mirafluor chx 0,06%	100 ml	630 085
mirafluor chx 0,06%	500 ml	630 086

ACL des produits pharmaceutiques: 100 ml ACL 4574778
500 ml ACL 4574784

halitosis spray



paroguard® chx

Capuchon doseur

Pour une mesure facile de la dose de solution de rinçage



paroguard® chx 5000 ml



mirafluor® chx



Infant-O-Brush®



Brosse à dents pour bébé avec anneau à mordre

- Favorise en jouant l'apprentissage du brossage des dents
- Anneau à mordre avec soies très souples
- Les monticules aident à l'éruption des dents de lait
- La grande forme ovale empêche les enfants d'avaler l'anneau
- Pour bébés à partir de 3 mois

Présentation	No
Infant-O-Brush rouge	630 026
Infant-O-Brush jaune	605 617

ACL des produits pharmaceutiques: rouge

ACL 4460773

miradent® Sablier



Pour que les enfants mesurent le temps de brossage des dents

- Idéal pour respecter le temps de brossage minimum recommandé
- Durée : 2 minutes
- Avec ventouse pour fixer sur toutes surfaces lisses



Présentation	No
miradent sablier	630 068

ACL des produits pharmaceutiques:

ACL 4542005

Dento Box® I



Boîte de conservation et de transport solide

- Pour prothèse, travaux orthodontiques, etc.
- Résistent aux chocs, fermeture de sécurité, petits trous d'aération
- Avec cordon à la mode

Présentation	Contenu	No
Dento Box I, blanc	1 pcs	630 162
Dento Box I, bleu	1 pcs	630 161
Dento Box I, rose	1 pcs	630 163

ACL des produits pharmaceutiques: blanc
bleu
rose

ACL 5101898
ACL 5101881
ACL 5101906

Solution-bain de bouche pour le contrôle de la plaque, sans érythrosine

- La plaque ancienne apparaît en bleu, la nouvelle en rose
- Goût agréable de « bubble gum »
- Prête à l'emploi, motivante, plaît aux enfants
- Facile à enlever par brossage des dents
- Sans érythrosine, ni alcool
- Application : 1 à 2 fois par jour 10 ml, avant le brossage des dents, rincer pendant env. 30 secondes
- Capuchon doseur inclus

Présentation	Contenu	No
Plaque Agent	500 ml	630 128
Plaque Agent présentoir	5 pcs	635 150

ACL des produits pharmaceutiques: Plaque Agent présentoir ACL 6014664
 ACL 2618023

Porte-brosse à dents hygiéniques

- Sortie et remise faciles de la brosse à dents
- Système de fermeture à loqueteau breveté
- 2 ventouses pour fixer sur toutes surfaces lisses
- Fentes d'aération pour circulation de l'air
- S'utilisent avec toutes les brosses du marché

Présentation	No
Funny Vache	630 099
Funny Elephant	630 100
Funny Zebre	630 101
Funny Lion	630 102
Funny Cochon	630 103
Funny Chien	630 104

ACL des produits pharmaceutiques: Vache ACL 4599896
 Elephant ACL 4599867
 Zebre ACL 4599927
 Lion ACL 4599904
 Cochon ACL 4599910
 Chien ACL 4599873

Brosse à dents pour enfants avec capuchon de protection

- Brosse à dents avec tête courte et 3 rangées de poils
- Rangées plates de poils doux arrondis
- Le buste se laisse lever et protège la brosse
- Circulation de l'air grâce à l'ouverture
- Le manche de la brosse sert aussi de piédestal
- Pour enfants à partir de 4 ans

Présentation	No
Canard rose	630 046
Perroquet vert	630 047
Ours bleu clair	630 048
Chien de police bleu foncé	630 049
Taureau	630 051
Kit de 5 brosses assorties	605 820

ACL des produits pharmaceutiques: Canard ACL 4542821
 Perroquet ACL 4542985
 Ours ACL 4545050
 Chien de police ACL 4545067
 Taureau ACL 4545073
 Set assortis ACL 2578128

Plaque Agent®



Funny Animals



Ventouses
pour fixer sur
toutes surfaces lisses

Kid's Brush



Tong-Clin® Gel



Gel de nettoyage de la langue à effet nettoyant, adoucissant et curatif

- Elimine en douceur les dépôts de la langue
- Soigne avec camomille, sauge et souci
- Antibactérien et anti-irritations
- Sentiment de fraîcheur durable
- Sans alcool

Présentation	Contenu	No
Tong-Clin Gel	50 ml	630 059
Tong-Clin Set	Gratte-langue + 50 ml de gel	630 060

ACL des produits pharmaceutiques: Gel
Set

ACL 4460810
ACL 4460827

Tong-Clin De Luxe®



Gratte-langue pour l'élimination des dépôts et de la mauvaise haleine

- Les poils courts avec extrémités arrondies soulèvent les dépôts
- Le gratte-langue enlève alors les dépôts détachés
- Le cintre plat avec angulation réduit les risques de nausée
- Manche maniable avec capuchon

Présentation	Contenu	No
Bleu transparent		630 029
Rose transparent		630 030

ACL des produits pharmaceutiques: Bleu transparent
Rose transparent

ACL 4297712
ACL 4297729

Protho Brush® De Luxe



Brosse pour prothèses avec manche moulé ergonomique

- Avec 2 têtes différentes : la grande pour nettoyer les parties extérieures, la petite pour les parties intérieures de la prothèse
- Manche moulé ergonomique

Présentation	Contenu	No
Bleu transparent		630 024
Rose transparent		630 025
Click-In présentoir	9 pcs	635 127

ACL des produits pharmaceutiques: Bleu transparent
Rose transparent

ACL 4297698
ACL 4542896

Protho Box®



Boîte à prothèses étanche avec fermeture

- Pour ranger et nettoyer simultanément les prothèses
- Étanche grâce au joint et à la fermeture spéciale
- Pour 1 à 2 prothèses et env. 80 ml de liquide
- Idéale aussi pour les brackets amovibles
- La boîte contient une brosse avec poils des 2 côtés: blancs pour les surfaces de base, noirs pour les parties en profondeur
- Compartiment pour comprimés de nettoyage
- Avec miroir dans le couvercle

Présentation	No
Protho Box avec une brosse	605 900
Brosse seule	605 901

ACL des produits pharmaceutiques: Protho Box
Brosse seule

ACL 4460767
ACL 4460750

Test rapide de santé buccale pour le dépistage précoce de parodontite et diagnostic du risque

- Préventif : Indique le risque imminent de parodontite avant les diagnostics conventionnels
- Sans douleur : diagnostic en douceur après 10 minutes
- Se délègue : screening, monitoring et contrôle par l'assistante
- Plein succès : pour sensibiliser, motiver et fidéliser le patient
- Interdisciplinaire : pour éviter les dommages secondaires aux
- Patients diabétiques, avec rhumatismes, avec problèmes du système cardio-vasculaire, les femmes désirant un enfant, les gros fumeurs
- Une atrophie parodontale est détectée en mesurant l'enzyme aMMP-8 (matrix-métallo-protéinase active)

Présentation	Contenu	No
PerioMarker	2 tests séparés	605 851

Test rapide de la santé de l'implant pour dépistage précoce et diagnostic du risque de périimplantite

- Pronostique : le screening de l'implant détecte le risque de périimplantite bien avant les diagnostics conventionnels
- Préventif : aide à éviter la périimplantite grâce au commencement de la thérapie à temps
- Sans douleur : échantillon pris sur l'implant sans traumatisme. Diagnostic après 10 minutes
- Plein succès : pour sensibiliser, motiver et fidéliser le patient
- Se délègue : optimisation économique des recalls, screening fait par l'assistante
- Dépistage précoce d'une inflammation cachée par détection de la matrix-métallo-protéinase-8 active (aMMP-8) à l'implant

Présentation	Contenu	No
ImplantMarker	4 tests séparés	152 051

Brosse à dents à usage unique avec xylitol

- Poils imprégnés de dentifrice au xylitol
- Goût frais et agréable
- Tête courte (2,5 cm)
- Emballage individuel hygiénique
- Idéale en voyage, pour les invités, etc.
- Le xylitol a une action anti-cariogène, prévient la plaque et les bactéries productrices d'acides



Après les repas



Pendant les voyages



Au bureau






Avant un rendez-vous

Présentation	Contenu	No
Happy Morning Xylitol	50 pcs	605 496

PerioMarker®



ImplantMarker



Happy Morning® Xylitol



Putzi Animals



Marionettes avec dentition

- Motivation idéale pour les enfants
- Pour expliquer le brossage correct des dents
- Force convaincante pour les traitements nécessaires
- Le gag : grâce à une petite bouteille à l'intérieur, les poupées deviennent des pistolets à eau
- Aussi utiles qu'amusantes
- En 4 versions différentes

Présentation	No
Putzi Crocodile	707 045
Putzi Dinosaur	707 046
Putzi Vache	707 047
Putzi Cheval	707 048

Miratoi® No 1

Assortiment classique

- Jouets plastique différents, autos, bateaux, avions, etc.




Présentation	Contenu	No
Miratoi, assortiment No 1	150 pcs	605 690

Miratoi® No 3

Animaux de la ferme

- Animaux de la ferme en couleurs naturelles



Présentation	Contenu	No
Miratoi No 3, animaux assortis	100 pcs	605 692

Miratoi® No 4

Zoo Set

- Différents animaux du zoo



Présentation	Contenu	No
Miratoi No. 4	100 pcs	605 693

Le cadeau pour les petits patients
 Différents assortiments faits de plastique non-toxique ou métal
 Bonne pratique de marketing, améliore la relation dentiste-petit patient, qui ne doit pas être sous-estimée !

Anneaux

- Anneaux avec pierres multicolores pour petites filles



Présentation	Contenu	No
Miratoi No 6, assortis	100 pcs	605 694

Montres

- Montres en couleurs assorties, avec jeu de patience



Présentation	Contenu	No
Miratoi No 7, assortis	84 pcs	605 695

Balles folles

- Balles folles amusantes en différentes couleurs
- Ø 2,5 cm




Présentation	Contenu	No
Miratoi No 8, assortis	100 pcs	605 696

Mini-autos et -bateaux

- Voitures, bateaux en miniature en différentes couleurs

Présentation	Contenu	No
Miratoi No 10, assortis	100 pcs	605 698



Miratoi® No 6



Miratoi® No 7



Miratoi® No 8



Miratoi® No 10



Miratoi® No 11 et 12



Set de médailles

- Décoration spéciale comme motivation pour petits patients courageux
- Médaille gravée avec ruban + diplôme
- Miratoi No 11 en métal doré sans nickel
- Miratoi No 12 en plastique



métal




plastique

Set avec 50 médailles et 50 diplômes

Présentation	Contenu	No
Miratoi No 11, métal	50 pcs	605 703
Miratoi No 12, plastique	50 pcs	605 706

Miratoi® No 13



Malles à trésor

- Idéales pour conserver ses dents de lait



Présentation	Contenu	No
Miratoi No 13, assortis	100 pcs	605 699

Miratoi® No 15



Mini-poneys

- Pour cajoler et les étriller
- En 5 couleurs différentes

Présentation	Contenu	No
Miratoi No 15	50 pcs	605 701

Miratoi® No 17



Mini Skateboards

- Super-skateboards en 5 designs très "cool"



Présentation	Contenu	No
Miratoi No 17	50 pcs	605 707

Ecouteurs de relaxation pour les patients

- Relaxation et confort pour le patient
- Technologie de management du volume – manage le volume output jusqu'à 82 dBA
- Réduit les bruits (réduction de 25 dB)
- Pour MP3, téléphones mobiles ou autres appareils audio
- 10 « Comfort pads » (coussins d'écoute) compris

Le Kit d'intro Comfort Dream comprend : Oreillettes stéréo, 3,5 m de câble de rechange et 10 coussins d'écoute

Présentation	Contenu	No
Comfort Dreams Intro Kit	1 pcs	355 555
Comfort Dreams, cool pads	100 pcs	355 556
Comfort Dreams, câble de rechange	1 pcs	355 557

Détresseur pour le patient

- Diversion agréable pour le patient qui triture la dent
- Idéale pour se détresser, aussi comme cadeau
- Dimensions : 64 x 54 x 38,5 mm
- Poids : 42 g
- Matériau : Polyuréthane

Présentation	No
Dent Anti-Stress	707 002

Crème pour les mains

- Sans colorants, sans huiles minérales, ni silicones
- Sans colorants artificiels
- Sans ingrédients animaux dérivés
- Sans parfums synthétiques

ALOE VERA pour peau normale et sensible

- Facilement absorbée par la peau

BEURRE D'OLIVE pour peau sèche et délicate

- Agréable pour ceux souffrant de maladies de peau, telles que la névrodermite
- Facilement absorbée par la peau

BEURRE DE KARITÉ pour peau sèche et délicate

- Riche et facilement absorbée par la peau

Emballage – bas prix

Présentation	Contenu	No
Aloe Vera crème	500 ml	660 302
Beurre d'olive crème	500 ml	660 300
Beurre de karité crème	500 ml	660 301

Comfort Dreams



Anti Stress Tooth



Plantana®



Le laser comme pratique quotidienne en cabinet dentaire

La clé pour un succès thérapeutique et économique.

Auteurs: Prof. (Shandong University, China) Dr. med. Frank Liebaug, Dr. med. dent. Ning Wu

Les lasers dentaires ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Leur utilisation enrichit aujourd'hui de manière précieuse le spectre des soins dentaires et soutient les méthodes conventionnelles comme conservatrices. Le praticien a davantage d'assurance dans l'utilisation des lasers et le patient obtient de meilleurs résultats cliniques et ce sans aucun traumatisme. Les auteurs de cet article présentent ici différentes possibilités au travers de cas cliniques.

Il est très important dans un cabinet dentaire de s'intéresser aux opportunités, mais aussi aux limites de la thérapie du laser, et de trouver la pertinence de l'introduction de cette technique dans son cabinet.

Indications pratiques pour le laser en dentisterie

Les secteurs d'utilisation du laser en soin oral sont aujourd'hui les suivants: diagnostic, éviction de caries, ablation de tissus durs, parodontologie, thérapie photo-dynamique anti-microbienne des maladies de la muqueuse, endodontie, implantologie et préparation des supra-structures, thérapie de péri-implantites (Fig. 2), prothétique de haute qualité, odontostomatologie infantile soutenue par le laser, prophylaxie, blanchiment, sans oublier la dentisterie esthétique.



Fig. 1: Thérapie photo-dynamique anti-microbienne sur cas de parodontite marginale

La longueur d'onde détermine l'application

Bien entendu, il n'existe pas un appareil pour toutes les applications et indications, mais c'est plutôt l'indication qui est déterminée par la longueur d'onde respective du laser. C'est ainsi que l'élimination des caries et des tissus durs est le domaine du laser Er:YAG. Ces appareils sont hauts de gamme et représentent souvent de lourds investissements

pour un cabinet. Cependant, s'ils sont intégrés dans les traitements quotidiens, l'utilisation de ces appareils est complètement justifiée, que ce soit d'un point de vue thérapeutique que d'un point de vue économique.

Différents types de laser dentaire pour la thérapie des parodontites ont acquis de l'importance au cours de ces dernières années. Mais jusqu'ici, les lasers sont utilisés en complément des traitements conventionnels, bien qu'en parodontie non-chirurgicale, l'utilisation du laser se soit répandue. Avant leur utilisation en cabinet, il est important de préparer le patient à l'idée que beaucoup de travaux peuvent être appréhendés à l'aide d'un laser. Avec les progrès récents il est même possible d'éliminer les dépôts à l'aide de rayons laser.

L'utilisation du laser crée un environnement bactéricide et soutient le processus de guérison

En premier lieu, on met à profit l'action bactéricide d'une certaine longueur d'onde. De nombreuses études et publications dans les différents secteurs de la médecine dentaire ont démontré que les rayons laser dans la zone infra-rouge ont une excellente action anti-bactérienne, et qu'ils sont donc en mesure de désactiver les toxines bactériennes. Cet effet se produit déjà avec une puissance d'émission qui se trouve distinctement en-dessous du seuil pour un dommage thermique des tissus mous ou durs. Des systèmes de fibres optiques fines et flexibles conduisent le rayon laser vers quasiment tous les endroits désirés et se laissent même utiliser dans les secteurs bifurqués de molaires. Il est donc concevable de se servir de ces avantages, liés à des soins parodontaux systématiques. Lorsqu'on augmente la puissance émise,



Fig. 2: Thérapie au laser sur péri-implantite, 17 ans après implantation

on peut alors, avec un appareil laser Nd:YAG ou un laser à diode, éliminer un épithélium de la poche dans le cadre d'un curetage complet. C'est pourquoi la décontamination de poches avec le laser est même très efficace en cas d'une parodontite locale aiguë.



Scanner le code QR pour une courte démonstration vidéo du LaserHF.

<http://www.youtube.com/watch?v=q9shWCT1Udc>



Fig. 3: Décontamination de poche au laser sur couronne télescopique



Fig. 4: Décontamination au laser de canaux radiculaires de molaires sous digue



Fig. 5: Incision au laser d'un abcès sous-muqueux aigu d'une dentition caduque



Fig. 6: Application de laser pour désensibilisation des surfaces de dents hypersensibles

Fig. 7: L'appareil utilisé dans notre cabinet et les exemples cités ici

Avantages de la thérapie parodontale soutenue par le laser

Dans la plupart des cabinets dentaires, les avantages, justement dans le secteur de la parodontologie et de l'endodontie soutenue par le laser, pour le dentiste, mais aussi pour le patient vont se manifester très vite. Dans le domaine de la thérapie parodontale, cela implique les points suivants:

- pas de saignement après la fin du traitement, même chez les patients avec des problèmes de coagulation ou prenant des anti-coagulants*
- beaucoup moins d'anesthésie nécessaire
- traitement agréable et plus facile
- La guérison se fait mieux et sans irritations
- douleurs postopératoire visiblement moins importantes
- il est possible de manger et boire dès la disparition des effets de l'anesthésie
- hypersensibilité post-opératoire des collets bien moindre grâce à l'obturation des canaux dentinaires
- réduction des germes dans la poche parodontale (fig.3).

Avantages du traitement endodontique soutenu par le laser

Dans les soins endodontiques aussi, les chances de succès peuvent être significativement améliorées par l'utilisation conséquente du laser. Cela permet d'éviter des interventions chirurgicales dans le cas d'échecs cliniques (fig.4).


Un avantage essentiel est la réduction de 99 % des germes dans le canal dentinaire, immédiatement après l'action du laser:

- éventuellement pas d'apport de médicaments
- économie de temps, le traitement se fait souvent en une séance seulement

- obturation des canaux dentinaires apicaux
- résections apicales évitées.

Exemples cliniques

Les cas présentés ci-après ne sont qu'une petite sélection des possibilités de traitements, et veulent montrer à des praticiens intéressés comment on peut intégrer des méthodes innovantes au quotidien pour le bien de leurs patients. Il ne faut pas sous-estimer que les enfants, justement, et les patients anxieux et sensibles à la douleur apprécient vraiment ces nouvelles méthodes de traitement. La figure 5 montre ici l'incision d'un abcès sous-muqueux. Mais aussi les cas relativement fréquents d'herpès labial et de stomatite aphteuse, connue pour être douloureuse, réagissent cliniquement très bien aux soins au laser. L'hypersensibilité des dents obtient également des résultats très satisfaisants et ce sans contact direct avec la fibre du laser (fig.6). Il est difficile pour tout novice de trouver sur le marché l'appareil adapté à ses besoins. Aux côtés de ceux qui proposent des appareils qui n'ont qu'une longueur d'onde, le fabricant allemand Hager & Werken commercialise le *LaserHF*, (fig.7) avec lequel nous travaillons dans notre cabinet. Cet appareil contient, en plus d'un laser à diode avec longueur d'onde de 975 nm, un laser thérapeutique avec longueur d'onde de 660 nm. Son autre particularité est qu'il est équipé d'un bistouri électrique (haute fréquence) particulièrement adapté pour toutes chirurgies orales (coupe et coagulation), permettant au praticien de répondre à un très large spectre de besoins pour soins oraux et dentaires.



No 452 462

*Source: Prof. Dr. Liebaug (Germany)

Cabinet: _____
Contact: _____
Téléphone: _____
Fax: _____ **E-Mail:** _____
Adresse : _____ **Pays :** _____

Veillez m'envoyer :

miradent

- Brochure d'information
WE-9005
- miradent Display-Flyer

Hager & Werken

- Catalogue labo WE-9912
- Info-Flyer LaserHF®
- Booklet Rubberdam (allemand/anglais) 160001
- N2 Endo (Méthode Sargenti)
- Prophylaxie contre l'infection
(Miramatic & More)

Veillez m'envoyer des informations concernant les produits suivants : _____

Hager & Werken GmbH & Co. KG
 Ackerstraße 1 · 47269 Duisburg, Germany
 Tel. +33 621 041 194
 Fax +33 (0)1 73 76 90 80
 E-Mail s.sanchez@hagerwerken.de



Cabinet: _____

Contact: _____

Téléphone: _____ **Fax:** _____

E-Mail: _____ **Internet:** _____

Adresse : _____ **Pays :** _____

Nom du dépôt dentaire: _____

À (important pour la livraison): _____

Quantité	Nr	Article

Quantité	Nr	Article

Veillez m'envoyer des informations concernant les produits suivants : _____

Hager & Werken GmbH & Co. KG
 Séverine Sanchez
 Tel. +33 621 041 194
 Fax +33 (0)1 73 76 90 80
 E-Mail s.sanchez@hagerwerken.de





Votre partenaire pour les spécialités dentaires, les idées et le service



Häger & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany
Tel. +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de

Veuillez prendre connaissance de nos
conditions et modalités de paiement sur
www.hagerwerken.de

©2013 par Häger & Werken, Allemagne. Erreurs et fautes d'impression réservées.