



Catalogo Generale Giugno 2013

X EDIZIONE

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83
16036 Avegno (GE)
Tel. 0185 7887 870
Fax 0185 7887 970
e-mail: micerium@micerium.it
ordini: ordini@micerium.it
<http://www.micerium.it>

Plva 01199870104
Cap. Soc. int. Vers. 1.000.000 euro
Cod. Fiscale e nr. iscrizione Reg.Imprese
Ge n° 01199870104 - R.E.A.265808






Gentile Cliente,

Micerium S.p.A. è un'azienda operante nel settore dentale da più di trent'anni, la cui attività consiste nella progettazione e fabbricazione di dispositivi medici per il settore dentale.

MICERIUM S.p.A. fa riferimento alla qualità come ad un principio fondamentale per la propria attività. Ritiene che il termine "qualità" significhi garantire ai propri clienti prodotti e servizi innovativi che soddisfino o addirittura superino le loro aspettative.



Micerium S.p.A. è certificata secondo gli standard di qualità delle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2012 e DIR 93/42 EEC - Allegato II.3, Allegato V e Allegato VII (D.L.gs 25 Gennaio 2010, N. 37 integrato con gli aggiornamenti) e di altri requisiti cogenti, quali ad esempio la Good Manufacturing Practice americana (da 21 CFR 820.1 a 21 CFR 820.250) e la CDMR canadese, ma misurato dal grado di soddisfazione dei propri clienti.



QUALITY

Indice



ESTETICA

Compositi Enamel plus	8	Adesivi e mordenzanti	28
Supercolori e pennelli	16	Fibre di rinforzo	33
Compositi Flow	17	Resina per provvisori	34
Rifinitura compositi	18	Composito per provvisori	35
Perni canalari Ena Post	24	Trattamento discromie	36
Cementi compositi Ena Cem	26	Igiene Orale	38



CONSERVATIVA

Matrici sezionali	42	Cemento composito	47
Matrici cervicali e Griptab	43	Perni canalari Ena Post	47
Matrici circolari, cunei compositi e portaimpronte	44	Perni canalari Para Post	48
Perni Cleat e parapulpari	45	Cementi per perni e monconi	51



APPARECCHI

Lampade per composito	54	Soluzioni per ultrasuoni	58
Sabbatrice orale	55	Elettrobisturi	59
Parallelometro	55		
Lavatrici ad ultrasuoni	56		



LABORATORIO

Strumenti e articolatori	62	Miscelatore sottovuoto, leghe e rivestimenti	72
Preparazione Modelli	63	Attacchi	74
Seghetto elettrico		Lampade e occhiali	75
Rifinitore		Resine e compositi	76
Monconi sfilabili: Tender Tray, Seghetto a mano, Pindex, DVA, Accu-Trac e Twin Tray		Composito estetico	
Trattamento monconi		Composito per flange	
Resina calcinabile	69	Siliconi e muffole	
Cere	70	Resina per provvisori	
		Resina per protesi mobile	



ABRASIVI

Siliconi per ceramica	86	Cilindri e ruote in gomma e mandrini	90
Abrasivi diamantati per zirconio e ceramica	87	Tagliaperni e dischi	91
Siliconi universali e abrasivi per acrilico	88	Punte montate	92
Gommini montati	89	Frese/dischi diamantati	93
		Fresoni in tungsteno	94

Direzione



Maria Picarelli
Presidente
Responsabile
amministrazione e
personale



Gisella Allemand Miceli
Ammin. delegato
Coordinatore R&D
divisione estetica
Responsabile export



Eugenio Miceli
Ammin. delegato
Responsabile
commerciale
prodotti vari



Ottaviano Miceli
Ammin. delegato
Responsabile
commerciale ortodonzia
& Implantologia



**Michèle Allemand
de Frouchtman**
Amministratore
Spain Area Manager

Customer Service



Francesca Tanghetti
Servizio clienti



Isabella Ruggia
Servizio clienti



Valentina Martinotti
Servizio clienti



Chiara Farinelli
Responsabile
Telemarketing



Daniela Castelli
Telemarketing

Contabilità



Riccardo Mumenthaler
Contabilità clienti



Laura Medici
Contabilità



Fiorenza Martinotti
Contabilità



Carla Tazzer
Responsabile
controllo qualità



Paola Barberis
Responsabile
Sicurezza

Qualità & Sicurezza

Confezionamento e Magazzino



Jolanda Picarelli
Responsabile
confezionamento



Paola Manesso
Confezionamento
e magazzino



Rita Correale
Responsabile
fatturazione



Concetta Incorvaia
Confezionamento
e magazzino

Corsi

Assistenti di Direzione



Nathalie Ramponi
Responsabile corsi



Giuliana Bozzo
Corrispondenza
e archivio



Claudia Masi
Corrispondenza
e ordini fornitori

Customer Service



Roberta Cossu
Telemarketing



Romina Raggio
Telemarketing



Sonia Accossu
Telemarketing



Valentina Bacigalupo
Telemarketing

Grafica & Internet



Gianluca Zeri
Responsabile Informatico



Giorgia Rea
Responsabile
Grafica



Viviane Tsubaki
Grafica

Spedizioni



Alessandro Farinelli
Magazzino e
spedizioni



Diego Marzocchi
Magazzino e
spedizioni

Micerium S.p.A. persegue una politica volta ad un continuo miglioramento della qualità, che si concretizza con il coinvolgimento di ciascuna risorsa operante all'interno dell'azienda stessa. La direzione si impegna pertanto a predisporre e gestire le risorse necessarie per soddisfare tali aspettative, coinvolgendo tutte le risorse aziendali interne ed esterne, ivi compresi i rappresentanti ed i fornitori, prefiggendosi l'obiettivo del miglioramento continuo del livello professionale dei propri collaboratori, volto al raggiungimento della soddisfazione del cliente con un'offerta di prodotti e servizi sempre più efficienti ed una conseguente diminuzione dei reclami e delle non conformità.

Tutto il personale si impegna ad operare al meglio, al fine di raggiungere il più elevato standard qualitativo all'interno dell'azienda e a tal fine uno degli obiettivi di Micerium è quello di mantenere alto il livello dell'ambiente di lavoro nel tempo.

Obiettivo di MICERIUM S.p.A. è altresì di proporre al settore odontoiatrico ed odontotecnico prodotti innovativi di alta qualità che si utilizzino con tecniche moderne ed avanzate, e nello stesso tempo semplici e riproducibili. A tal fine un altro obiettivo di Micerium è quello di puntare all'istruzione sia del proprio gruppo di vendita, sia della propria clientela, contribuendo ad organizzare o supportare corsi che consentano un'elevazione del livello professionale di dentisti ed odontotecnici.

Micerium S.p.A.

Maria Picarelli

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Estetica

VENEZIA





Estetica

- 8 Compositi Enamel plus HRi - HFO
- 16 Compositi fluidi, supercolori e pennelli
- 18 Rifinitura e lucidatura compositi
- 24 Perni endocanalari Ena Post
- 26 Cementi compositi Ena Cem
- 28 Adesivi e mordenzanti
- 33 Fibre di rinforzo Tender Fiber
- 34 Resina per provvisori
- 35 Composito per provvisori
- 36 Trattamento discromie Ena White
- 38 Igiene Orale

ENAMEL PLUS HRi FUNCTION

Il solo **smalto**
che si avvicina alla
prestazione dell'**ORO**

Dopo aver rivoluzionato, insieme al Prof. Lorenzo Vanini, l'estetica dei compositi con Enamel Plus HFO e dopo aver inventato con Enamel Plus HRi l'unico composito con indice di rifrazione uguale allo smalto naturale, oggi introduciamo sul mercato Enamel Plus HRi Function, l'unico composito con caratteristiche meccaniche e funzionali identiche all'oro e simili allo smalto naturale



ESTETICA > FUNZIONE

PRIMA



DOPO



POSTURA

by Lorenzo Vanini



ENAMEL PLUS HRi FUNCTION

estetica

DATI FISICI

- Durezza Vickers: 760 Mpa
- Resistenza alla flessione: 150 Mpa
- Modulo di elasticità: 11.500 Mpa
- Resistenza alla compressione: 460 Mpa

Sistema smalto-composito per ripristinare la funzione in modo micro invasivo rispettando il sistema neuro-muscolare e ottenendo un'ottima integrazione estetica.

Masse soggette a bassa abrasione che si avvicinano a quella degli smalti naturali. Ideali per settori posteriori con tecnica diretta e indiretta, specie per riabilitazioni protesiche.

Sono disponibili tre smalti "Function":

EF1 basso valore, EF2 medio valore, EF3 alto valore.

USURA: ANALISI COMPARATIVA

DOPO 120.000 CICLI CON CHEWING MACHINE VS. ZIRCONIA


	Abrasione in Profondità (mm)	Abrasione in Volume (mm ³)	Abrasione Antagonista (mm)
Enamel plus HRi UE2 Fotopolimerizzato	0.485 (0.064) ^c	1.452 (0.245) ^d	0.010 (0.007)
Composito F* (smalto) Fotopolimerizzato	0.464 (0.069) ^c	0.972 (0.247) ^{b,c,d}	0.004 (0.002)
Enamel plus HRi Function EF3 Fotopolimerizzato	0.335 (0.069) ^b	0.529 (0.139) ^{a,b,c}	0.006 (0.001)
Enamel plus HRi UE2 Fotopolimerizzato in forno con calore	0.463 (0.063) ^c	1.016 (0.198) ^{c,d}	0.015 (0.013)
Composito F* (smalto) Fotopolimerizzato in forno con calore	0.459 (0.068) ^c	1.017 (0.239) ^{c,d}	0.016 (0.017)
Enamel plus HRi Function EF3 Fotopolimerizzato in forno con calore	0.276 (0.058) ^{a,b}	0.464 (0.191) ^{a,b}	0.016 (0.003)
Ceramica pressata	0.303 (0.065) ^{a,b}	0.531 (0.143) ^{a,b,c}	0.002 (0.002)
Oro tipo III	0.219 (0.060) ^a	0.328 (0.140) ^a	0.004 (0.005)
Smalto naturale	0.216 (0.070) ^a	0.404 (0.200) ^a	0.013 (0.004)

(Università di Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo)

* composito di riferimento prescelto dopo averlo individuato come il migliore tra quelli testati in fase preliminare

ODONTOIATRIA BIOFUNZIONALE

La bocca è inserita nel Sistema Posturale del paziente. Enamel plus Function aiuta a rispettare questo sistema.




Ref	Descrizione	Q.tà
CHR6FC	TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi FUNCTION comprendente 6 siringhe da 2,5 g con supporto 4 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4) 1 smalto universale: UE2 1 smalto "Function": EF3	6x2,5g
CHREF1	Enamel Plus HRi Function ricambio EF1	5g
CHREF2	Enamel Plus HRi Function ricambio EF2	5g
CHREF3	Enamel Plus HRi Function ricambio EF3	5g

Ref	Descrizione	Q.tà
CHR6FCT	TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi FUNCTION comprendente 36 tips (6 tips x 6 colori) 4 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4) 1 smalto universale: UE2 1 smalto "Function": EF3	6x6pz
CHRTEF1	Enamel Plus HRi Function tips EF1	12x0,3g
CHRTEF2	Enamel Plus HRi Function tips EF2	12x0,3g
CHRTEF3	Enamel Plus HRi Function tips EF3	12x0,3g

ENAMEL PLUS HRi FUNCTION


IL PROBLEMA

LA RIFRAZIONE DEI MATERIALI COMPOSITI E CERAMICI...



“Effetto vetro” nelle ricostruzioni in composito con aloni grigio sul margine

INDICE DI RIFRAZIONE RELATIVO DELLA LUCE (n)




Indice di rifrazione relativo di alcuni elementi, misurato alle temperature di 20°C ed alla lunghezza d'onda della luce di 589 nm: misurandone il rallentamento, indica la deviazione della luce che attraversa un corpo traslucido (Vanini Mangani Klimovskaia. “Il Restauro Conservativo dei denti anteriori” Acme 2005)

HRi: IL VERO SMALTO



Effetto naturale dello smalto HRi



Applicazione di dentina e opalescente OBN

Lavorando con spessori molto vicini a quelli dello smalto naturale, si ottengono gli stessi effetti presenti nel dente naturale che variano a seconda dello spessore. Lo spessore di 0,6 mm consente di ottenere un'ideale traslucenza.




UE1 basso valore (ambra)

UE2 medio valore


UE3 alto valore (per denti molto bianchi o sbiancati)

... STESSO INDICE DI RIFRAZIONE DELLO SMALTO NATURALE




Margini invisibili, nelle ricostruzioni con **HRi** utilizzando lo stesso spessore dello smalto naturale

INDICI DI RIFRAZIONE



NANOTECNOLOGIA REM



• **Composizione** RIEMPIATIVO (80% PESO - 63% VOLUME)

- Nano ossidi di zirconio trattati in superficie ad alto indice di rifrazione (12% in peso)
- Nuovo tipo di riempitivo vetroso ad alto indice di rifrazione (68% in peso)

• **Dati fisici elevati** ideali per ogni tipo di ricostruzione diretta o indiretta:

- Durezza Vickers 700 MPa
- Modulo di elasticità 14.500 MPa
- Resistenza alla flessione 170 MPa
- Resistenza alla compressione 450 MPa
- Elevata Radiopacità 600% Al



Il progetto HRi è stato ideato dal Dr. L. Vanini e sviluppato in collaborazione con il Dr. T. Niem (Patent Pending)

Il progetto di ricerca che ha portato alla realizzazione dell'Enamel plus HRi è così innovativo da essere stato scelto tra i migliori dieci presentati nella regione di Hessen (Francoforte), nel settore medicale, per essere finanziati dalla Comunità Europea (HA-Project-Nr: 130/07-01).

ENAMEL PLUS HRi

Caratteristiche e casi clinici

VANTAGGI TECNOLOGICI


DENTINE UNIVERSALI



DENTINE

- **Nuove dentine** con fluorescenza ed elevata traslucenza calibrata con la dentina naturale
- **Dentine Ultra-light:** UD0 e UD0,5 per denti sbiancati

SMALTI UNIVERSALI PER ANTERIORI




Universali (basso, medio e alto valore)

- **Margine invisibile grazie all'alto indice di rifrazione** no "effetto vetro" che abbassa il valore del restauro
- **Effetto opalescente blu/ambra creato dallo smalto HRi** (Trasparenza 30% fino a 0,8 mm)

Function (basso, medio e alto valore)

- **Bassa abrasività** ideali per posteriori

SMALTI FUNCTION PER POSTERIORI



SMALTI

COLORI ADDIZIONALI PER TECNICA "MASTER"



COLORI ADDIZIONALI

- **Caratterizzazioni ed intensivi** creati dagli smalti intensivi (IM, IWS, IW) e opalescente ambra (OA)
- **Effetto opalescente blu/ambra** aumentato con l'utilizzo della massa opalescente OBN

VANTAGGI OPERATIVI: TECNICA SEMPLICE

TECNICA "SOLO SMALTO"


con una sola massa di smalto universale HRi

TECNICA "BASIC"

con dentine e smalto universale HRi

TECNICA "MASTER"

masse aggiuntive per opalescenze, intensivi e caratterizzazioni



ENAMEL PLUS HRi KIT




CHR15




CHR6

Ref	Descrizione	Q.tà
CHR15	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HRi comprendente 15 siringhe da 5 g con supporto 9 dentine: UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti universali: UE1, UE2, UE3 3 smalti intensivi: White (IW), White Spot (IWVS), Milky (IM)	15x5g
CHR11	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HRi comprendente 11 siringhe da 5 g con supporto 7 dentine: UD0, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti universali: UE1, UE2, UE3 1 smalto intensivo: White Spot (IWVS)	11x5g
CHR6*	TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi comprendente 6 siringhe da 2,5 g con supporto 4 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4) 2 smalti universali: UE2, UE3	6x2,5g
CHR5B	"Bleach" KIT ENAMEL PLUS HRi comprendente 5 siringhe da 2,5 g con supporto 4 dentine: UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2) 1 smalto universale: UE3	5x2,5g

**E' possibile sostituire UE3 con UE1 (Codice Kit CHR6B)*



Ref	Descrizione	Q.tà
CSG15	Scala colori Enamel plus HRi interamente in composito; cuneiforme per verificare l'effetto cromatico di diversi spessori	15 colori
HFOMAP2	Blocchetto mappe cromatiche	50 fogli
PLEXI26D	Supporto in plexiglass DARK per 26 siringhe	1 pz
PLEXI9D	Supporto in plexiglass DARK per 9 siringhe	1 pz



Ref	Descrizione	Q.tà
CHR15T	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HRi TIPS comprendente 90 tips (6 tips x 15 colori) 9 dentine: UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti universali: UE1, UE2, UE3 3 smalti intensivi: White (IW), White Spot (IWVS), Milky (IM)	15x6pz
CHR11T	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HRi TIPS comprendente 66 tips (6 tips x 11 colori) 7 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti universali: UE1, UE2, UE3 1 smalto intensivo: White Spot (IWVS)	11x6pz
CHR6T*	TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi TIPS comprendente 36 tips (6 tips x 6 colori) 4 dentine: UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD4(A4) 2 smalti universali: UE2, UE3	6x6pz
CHR5BT	"Bleach" KIT ENAMEL PLUS HRi TIPS comprendente 30 tips (6 tips x 5 colori) 4 dentine: UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2) 1 smalto universale: UE3	5x6pz

**E' possibile sostituire UE3 con UE1 (Codice Kit CHR6BT)*



ENAMEL PLUS HRi RICAMBI



Ref	Descrizione	Siringhe
CHRUE1	Enamel plus HRi smalto universale UE1	5 g
CHRUE2	Enamel plus HRi smalto universale UE2	5 g
CHRUE3	Enamel plus HRi smalto universale UE3	5 g
CHRIW	Enamel plus HRi smalto intensivo White	5 g
CHRIIM	Enamel plus HRi smalto intensivo Milky	5 g
CHRIWS	Enamel plus HRi smalto intens. White Spot	5 g
CHRUD0	Enamel plus HRi dentina UDO	5 g
CHRUD0,5	Enamel plus HRi dentina UDO,5	5 g
CHRUD1	Enamel plus HRi dentina UD1 (A1)	5 g
CHRUD2	Enamel plus HRi dentina UD2 (A2)	5 g
CHRUD3	Enamel plus HRi dentina UD3 (A3)	5 g
CHRUD3,5	Enamel plus HRi dentina UD3,5 (A3,5)	5 g
CHRUD4	Enamel plus HRi dentina UD4 (A4)	5 g
CHRUD5	Enamel plus HRi dentina UD5	5 g
CHRUD6	Enamel plus HRi dentina UD6	5 g
CHFOA	Enamel Plus smalto opalescente Ambra	5 g
CHFOBN	Enamel Plus smalto opalescente Blu naturale	5 g

● Smalti Universali ○ Intensivi ● Dentine ● Opalescenti

Ref	Descrizione	Tips
CHRTUE1	Enamel plus HRi smalto universale UE1	12x0,3g
CHRTUE2	Enamel plus HRi smalto universale UE2	12x0,3g
CHRTUE3	Enamel plus HRi smalto universale UE3	12x0,3g
CHRTIW	Enamel plus HRi smalto intensivo White	12x0,3g
CHRTIM	Enamel plus HRi smalto intensivo Milky	12x0,3g
CHRTIWS	Enamel plus HRi smalto intensivo White Spot	12x0,3g
CHRTUD0	Enamel plus HRi tips UDO	12x0,3g
CHRTUD0,5	Enamel plus HRi tips UDO,5	12x0,3g
CHRTUD1	Enamel plus HRi tips UD1 (A1)	12x0,3g
CHRTUD2	Enamel plus HRi tips UD2 (A2)	12x0,3g
CHRTUD3	Enamel plus HRi tips UD3 (A3)	12x0,3g
CHRTUD3,5	Enamel plus HRi tips UD3,5 (A3,5)	12x0,3g
CHRTUD4	Enamel plus HRi tips UD4 (A4)	12x0,3g
CHRTUD5	Enamel plus HRi tips UD5	12x0,3g
CHRTUD6	Enamel plus HRi tips UD6	12x0,3g
CHFTOA	Enamel Plus smalto opalescente Ambra	12x0,3g
CHFTOBN	Enamel Plus sm. opalescente Blu naturale	12x0,3g

SIRINGA DI PRECISIONE PER TIPS

Permette di dosare esattamente la quantità desiderata di composito.



Ref	Descrizione	Q.tà
COSSIR	Siringa di precisione per tips autoclavabile	1 pz

Composito fotopolimerizzabile microibrido radiopaco

Il classico "HFO" per restauri estetici diretti ed indiretti.

- Dentine fluorescenti calibrate sul dente naturale
- Smalti generici di 3 valori per riprodurre il dente anziano (GE1), adulto (GE2), e giovane (GE3)
- Smalti opalescenti ed intensivi per riprodurre opalescenze e caratterizzazioni dello smalto naturale

Ref	Descrizione	Siringhe*
CHFGE1	Enamel Plus HFO smalto generico GE1	5 g
CHFGE2	Enamel Plus HFO smalto generico GE2	5 g
CHFGE3	Enamel Plus HFO smalto generico GE3	5 g
CHFOW	Enamel Plus HFO smalto opalescente White	5 g
CHFOG	Enamel Plus HFO smalto opalescente Gray	5 g
CHFOA	Enamel Plus HFO smalto opalescente Amber	5 g
CHFOBN	Enamel Plus HFO opalescente Blu naturale	5 g
CHFIM	Enamel plus HFO smalto intensivo Milky	5 g
CHFIW	Enamel plus HFO smalto intensivo White	5 g
CHFUD1	Enamel plus HFO dentina UD1 (A1)	5 g
CHFUD2	Enamel plus HFO dentina UD2 (A2)	5 g
CHFUD3	Enamel plus HFO dentina UD3 (A3)	5 g
CHFUD3,5	Enamel plus HFO dentina UD3,5 (A3,5)	5 g
CHFUD4	Enamel plus HFO dentina UD4 (A4)	5 g
CHFUD5	Enamel plus HFO dentina UD5	5 g
CHFUD6	Enamel plus HFO dentina UD6	5 g
COSHFOB1	Enamel Plus HFO Dentina B1	5 g
COSHFOB2	Enamel Plus HFO Dentina B2	5 g
COSHFOB3	Enamel Plus HFO Dentina B3	5 g
COSHFOB4	Enamel Plus HFO Dentina B4	5 g
COSHFOC1	Enamel Plus HFO Dentina C1	5 g
COSHFOC2	Enamel Plus HFO Dentina C2	5 g
COSHFOC3	Enamel Plus HFO Dentina C3	5 g
COSHFOC4	Enamel Plus HFO Dentina C4	5 g
COSHFOD3	Enamel Plus HFO Dentina D3	5 g



Ref	Descrizione	Q.tà
CHF15	Cofanetto completo ENAMEL PLUS HFO comprendente 15 siringhe da 5 g con supporto 7 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 smalti generici: GE1, GE2, GE3 3 smalti opalescenti: OBN, OA, OW 2 smalti intensivi: White (IW), Milky (IM)	15x5g
CHF7	TRIAL KIT ENAMEL PLUS HFO comprendente 7 siringhe da 2,5 g con supporto 4 dentine: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5 2 smalti generici: GE2, GE3 1 smalto opalescente: OBN	7x2,5g

*Disponibili anche Tips monodose in Kit e ricambi da 12 pz (Ref. CHFTGE1, CHFT...)

SCALDA SIRINGHE/TIPS

ENA HEAT Composite Heating Conditioner

Termocontenitore che porta il materiale ad una temperatura di ca. 39°C, rendendolo più fluido e riducendone lo stress nelle fasi di estrusione dalla siringa o dalle tips e di stratificazione. In questo modo, riducendo il rischio di separazione tra matrice e riempitivo, si migliorano le caratteristiche biomeccaniche del materiale e si elimina la formazione di bolle. È possibile regolare la temperatura a 55°C per rendere il materiale più fluido per la cementazione. Presenta 6 fori per siringhe e 4 per tips. Utilizzabile anche per scaldare ipoclorito e anestetico.



Ref	Descrizione	Q.tà
CHC3	COMPOSITE HEATING CONDITIONER ENA HEAT 110-240V, 50-60 Hz, 500mA Consente di scaldare il materiale a due temperature: 39°C (ideale per modellazione) e 55°C (per cementazione)	1 pz

ENAMEL PLUS HFO STAIN & STRUMENTI


Supercolori fluorescenti in composito

Unici per eseguire caratterizzazioni sia in studio che in laboratorio. Grazie alla loro alta fluorescenza, si integrano perfettamente nel dente naturale. Sono utilizzabili da soli o mescolati con il composito senza alterarne le caratteristiche di fluorescenza.



COSSTAINKIT

PENNELLI MICERIUM PER MODELLAZIONE COMPOSITI



Ref	Descrizione	Q.tà
COSSTAINKIT	KIT ENAMEL PLUS HFO SUPERCOLORI Colori intensivi fluorescenti in siringa: bianco, giallo, arancio, blu, marrone, marrone scuro Pennelli (2 tipo C - 2 tipo F - 2 tipo M)	6x2 g 6 pz
COSSTAIN1N	Colore intensivo ricambio bianco	2 g
COSSTAIN3N	Colore intensivo ricambio blu	2 g
COSSTAIN4N	Colore intensivo ricambio marrone	2 g
COSSTAIN5N	Colore intensivo ricambio marrone scuro	2 g
COSSTAIN7N	Colore intensivo ricambio giallo	2 g
COSSTAIN8N	Colore intensivo ricambio arancio	2 g
COSSTAIN T	Colore intensivo ricambio trasparente	2 g
COSSTAIN01	Piastra per colori con coperchio: per migliorare la lavorazione del composito	1 pz
COSPEN11	Pennello C per supercolori	1 pz
COSPEN12	Pennello F per fosse	1 pz
COSPEN13	Pennello M per modellazioni	1 pz
TPENS	Pennelli in gomma bianchi morbidi con punta piccola per modellazione composito	5 pz
TPENN	Pennelli in gomma nera rigidi con punta piccola per modellazione composito	5 pz
TPENMC	Punte pennello in gomma blu sterilizzabili Manico metallo inclinazione 45°/45° per modellazione composito	5 pz 1 pz
TPENMS	Punte pennello in gomma blu sterilizzabili Manico metallo inclinazione 90°/180° per modellazione composito	5 pz 1 pz
TPENMP	Punte pennello in gomma blu ricambi	5 pz
TLV1	Strumento modellazione composito per anteriori con Spatola fissa Spatola extra flessibile grigia Spatola flessibile bianca	1 pz 1 pz 1 pz
TLV2	Strumento modellazione composito per posteriori	1 pz
TRAW	Spatola flessibile bianca	2 pz
TRAG	Spatola extra flessibile grigia	2 pz

Nuovo "Flow HF"

Materiale da utilizzare come sottofondo nei posteriori per restauri diretti e indiretti (prima della presa d'impronta) e negli anteriori nelle V classi.

- Altamente riempito
- Maggiore viscosità ed elasticità
- Maggiore radiopacità e proprietà fisiche
- Senza bolle



CARATTERISTICHE FISICHE

	RIEMPITIVO %	DUREZZA VICKERS MPa	YOUNG MODULOUS MPa	RESISTENZA ALLA FLESSIONE MPa	RESISTENZA ALLA COMPRESS. MPa	RADIOCAPITÀ
Flow HF	77	770	13485	148	394	210% Al
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% Al

Ref	Descrizione	Q.tà
CHR1F	KIT INTRO ENAMEL PLUS HRi FLOW Dentine in siringa: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6. Punte per Flow ø 1,2 mm Supporto in plexiglass	7x2g 25 pz 1 pz
CHRFUD0	HRi Flow UDO ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD0,5	HRi Flow UDO,5 ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD1	HRi Flow UD1 (A1) ricambio+3 tips	2 g

Ref	Descrizione	Q.tà
CHRFUD2	HRi Flow UD2 (A2) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD3	HRi Flow UD3 (A3) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD3,5	HRi Flow UD3,5 (A3,5) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD4	HRi Flow UD4 (A4) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD5	HRi Flow UD5 (A5) ricambio+3 tips	2 g
CHRFUD6	HRi Flow UD6 (A6) ricambio+3 tips	2 g
CHRF25	Punte per Flow ø 1,2 mm	25 pz
PLEXI11	Supporto in plexiglass x 11 Siringhe Flow	1 pz

Composito fluido a bassa viscosità.



ENAMEL PLUS HFO FLOW

Ref	Descrizione	Q.tà
CHF1F	KIT INTRO ENAMEL PLUS HFO FLOW Dentine in siringa: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6. Punte per Flow ø 0,8 mm Supporto in plexiglass	7x2 g 25 pz 1 pz
CHFFUD1	HFO Flow UD1 (A1) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD2	HFO Flow UD2 (A2) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD3	HFO Flow UD3 (A3) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD3,5	HFO Flow UD3,5 (A3,5) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD4	HFO Flow UD4 (A4) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD5	HFO Flow UD5 (A5) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD6	HFO Flow UD6 (A6) ricambio + 3 tips	2 g
COSHFB3	HFO Flow B3 ricambio + 3 tips	2 g
COSHFB4	HFO Flow B4 ricambio + 3 tips	2 g
CHFF25	Punte per Flow ø 0,8 mm	25 pz

Massa fluida a diffusione calibrata che riproduce lo strato proteico del dente naturale.

- aumenta la diffusione interna della luce nei restauri diretti e indiretti, riducendo l'abbassamento di valore tipico delle masse vetrose (non necessario con smalti universali HRi)
- potenzia la fluorescenza del corpo dentinale ridando luminosità ai denti devitalizzati

GLASS CONNECTOR



Ref	Descrizione	Q.tà
COSHFOFGC	Enamel plus HFO Glass Connector + 3 tips	1 g

Shiny



Correzione della geografia di superficie e lucidatura

Step by step del sistema di lucidatura: gommino Shiny13, pasta diamantata Shiny A 3 μ e Shiny B 1 μ con spazzolino.

Per rifinitura e lucidatura di ricostruzioni estetiche dirette in studio, di faccette, intarsi e corone in laboratorio, eseguite in composito. Dischi, frese, feltrini, spazzolini e piccoli accessori sono di produzione Micerium.


IL SISTEMA COMPRENDE

- Paste diamantate: SHINY A 3 μ , SHINY B 1 μ
- Pasta all'ossido di alluminio SHINY C
- Air Block SHINY G
- Spazzolini e feltrini SHINY S, SHINY F
- Gommini pre-lucidanti SHINY13 e SHINY33
- Accessori per rifinitura

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE

	Durezza Vickers	Deviaz.
Enamel plus HRi microibrido	55	1,2
HRi microibrido (a.b.+p.d.)	+10%	0,8
Microriempito	18-30	4

Trattamento di superficie: durezza Vickers e sua deviazione dai valori medi (a.b.=Air Block • p.d.= Pasta Diamantata).



ENAMEL PLUS SHINY KIT



Pasta Shiny C ossido di alluminio con feltrino; restauro ultimato sotto luce diretta (sinistra) e polarizzata (destra).



Ref	Descrizione	Q.tà
COSSHINYKIT	FINISHING KIT SHINY	
	Pasta diamantata SHINY A 3 micron	2 g
	Pasta diamantata SHINY B 1 micron	2 g
	Pasta brillantante SHINY C	35 g
	Air Block SHINY G	7 tips
	Frese Shiny	4 pz
	Spazzolini di capra RA Shiny S	3 pz
	Lacca SHINY	3 ml
	Spazzolini per posteriori SHINY 4 ...	3 pz
	Strisce diamantate SHINY 5 ...	4 pz
	Strisce di carta SHINY M...	16 pz
	Dischi SHINY D...	12 pz
	Feltrino a disco SHINY FD	5 pz
	Feltrino a ruota SHINY F	5 pz
	Gommino SHINY 14	2 pz
	Mandrino RA	2 pz
	Pennelli monouso	10 pz
	Manico per pennelli	1 pz
COSSHINY+G	KIT SHINY PASTE PER LUCIDATURA	
	Pasta diamantata SHINY A 3 micron	2 g
	Pasta diamantata SHINY B 1 micron	2 g
	Pasta brillantante SHINY C	35 g
	Spazzolini di capra RA Shiny S	3 pz
	Feltrino a disco SHINY FD	3 pz
	Feltrino a ruota SHINY F	3 pz
	Mandrino RA	1 pz
	Air Block SHINY G	2 tips
	Gommino SHINY 14	1 pz
	Spazzolini per posteriori SHINY 4 ...	2 pz
	Strisce diamantate SHINY 5 ...	4 pz
	Strisce di carta SHINY M...	4 pz
COSSHINY-Y+G	MINI KIT SHINY PER LUCIDATURA	
	Pasta diamantata SHINY A 3 micron	0,5 g
	Pasta diamantata SHINY B 1 micron	0,5 g
	Pasta brillantante SHINY C	4 g
	Spazzolini di capra RA Shiny S	2 pz
	Mandrino RA	1 pz
	Feltrino a ruota SHINY F	2 pz
	Gommino SHINY 14	1 pz
	Air Block SHINY G	2 tips
	Spazzolini per posteriori SHINY 4 ...	1 pz
	Strisce diamantate SHINY 5 ...	2 pz
	Strisce di carta SHINY M...	2 pz
TSY	KIT RIFINITURA SHINY PER LABORATORIO	
	Pasta SHINY A	0,5 g
	Pasta SHINY B	0,5 g
	Pasta SHINY C	4 g
	Tip Glicerina	1 pz
	Cono di carta con mandrino	1 pz
	Spazzolino di capra Shiny S-HP	1 pz
	Feltrino Shiny F-HP	1 pz
	Fresa Carbide FG	1 pz
	Punta Montata verde HP	1 pz
	Diamantata HP (D717-D725-D727)	3 pz
	Disco diamantato 2 lati 0,15mm D751	1 pz

ENAMEL PLUS SHINY RICAMBI


Ref	Descrizione	Q.tà
COSSHINYG7	SHINY G glicerina Air Block in tips da 0,3 g	7 pz
COSSHINYG	SHINY G glicerina Air Block in siringa	2 g
COSSHINYG10	SHINY G glicerina Air Block in siringa	10 g
COSSHINYL2	SHINY L Lacca evidenziatrice per micro-macro geografia	3 ml
COSSHINYA	SHINY A 3 micron Pasta diamantata per prelucidare il composito da applicare con ShinyS	2 g
COSSHINYB	SHINY B 1 micron Pasta diamantata per lucidare il composito da applicare con ShinyS	2 g
COSSHINYC	SHINY C ossido di alluminio Pasta per brillantare il composito da applicare con ShinyF	35 g
COSSHINYS	SHINY S spazzolino di capra a ruota RA	12 pz
COSSHINYSHP	SHINY S spazzolino di capra a ruota HP	12 pz
COSSHINYF	SHINY F feltrino a ruota spessore 2 mm da utilizzare con COSSHINY6	30 pz
COSSHINYFD	SHINY FD feltrino a disco interprossimale 0,5 mm	100 pz
COSSHINYFHP	SHINY FHP feltrino a disco	12 pz
COSSHINY13	SHINY gommini pomice prelucidatura	12 pz
COSSHINY33	SHINY gommini marroni	12 pz
CS014	SHINY14 Gommini diamantati per prelucidare composito	6 pz
CS015	SHINY15 Gommini diamantati grigi one step per lucidare composito	3 pz
CS041	SHINY41 Spazzolini impregnati per posteriori a punta	6 pz
CS042	SHINY42 Spazzolini impregnati per posteriori a mini coppetta	6 pz
CS043	SHINY43 Spazzolini impregnati per posteriori a coppetta media	6 pz



NEW!




Ref	Descrizione	Q.tà
COSSHINYCON	Conetti di carta per HP	25 pz
COSSHINYCONM	Mandrino per conetti di carta Shiny	1 pz
COSSHINY6	SHINY Mandrino per feltrini a ruota	6 pz
COSSHINYFM	SHINY Mandrino per dischi	1 pz
COSSHINYDF	SHINY DISCS grana finissima marrone	100 pz
COSSHINYDX	SHINY DISCS grana fine blu	100 pz
COSSHINYDM	SHINY DISCS grana media verde	100 pz
COSSHINYDC	SHINY DISCS grana grossa avorio	100 pz
COSSHINYSF	SHINY STRIPS grana fine (blu) finissima (marrone)	100 pz
COSSHINYSFS	SHINY STRIPS grana fine-finissima sottile	100 pz
COSSHINYSM	SHINY STRIPS grana media (verde) grossa (avorio)	100 pz
COSSHINYSMS	SHINY STRIPS grana media-grossa sottile	100 pz
COSSHINY1	Manico per pennelli	1 pz
COSSHINY50	Pennelli di ricambio	50 pz
COSSHINY25	Punte ø 0,9 mm per Glicerina e Flow	25 pz
CS050-2R	Strisce diamantate 12mm x 2mm grana fine rossa	5 pz
CS050-2Y	Strisce diamantate 12mm x 2mm grana extra-fine gialla	5 pz
CS050-4R	Strisce diamantate 12mm x 4mm grana fine rossa	5 pz
CS050-4Y	Strisce diamantate 12mm x 4mm grana extra-fine gialla	5 pz



ENA SHINY KIT FRESE DR. VANINI

KIT FRESE PER ANTERIORI IN COMPOSITO DIRETTI




Ref	Descrizione	Q.tà
CS1LV	Kit preparazione rifinitura e lucidatura per anteriori in composito diretti	
	Frese Diamantate Shiny FG	12 pz
	Frese Tungsteno a palla Shiny RA	2 pz
	Fresa Tungsteno 30 lame FG	1 pz
	Punta montata in Carborundum RA (CS21)	1 pz
	Gommini Shiny marrone e blu RA	2 pz
	Spazzolino di capra RA	1 pz
	Feltrino a ruota RA	1 pz
	Paste per lucidatura Shiny A, B, C, G	

KIT FRESE PER POSTERIORI IN COMPOSITO DIRETTI E INDIRECTI




Ref	Descrizione	Q.tà
CS2LV	Kit preparazione rifinitura e lucidatura per posteriori in composito diretti e indiretti	
	Frese Diamantate Shiny FG	16 pz
	Frese Tungsteno a palla Shiny RA	2 pz
	Gommini Shiny marrone e blu RA	2 pz
	Spazzolino di capra RA	1 pz
	Feltrino a ruota RA	1 pz
	Paste per lucidatura Shiny A, B, C, G	

KIT FRESE PER METAL FREE IN COMPOSITO E CERAMICA



Ref	Descrizione	Q.tà
CS3LV	Kit preparazione rifinitura per faccette e corone metal free in composito e ceramica	
	Frese Diamantate Shiny FG	12 pz
	Gommino Shiny marrone RA	1 pz

KIT FRESE PER CORONE IN METALLO 50°-90°



Ref	Descrizione	Q.tà
CS4LV	Kit preparazione rifinitura per corone in metallo 50° e 90°	
	Frese Diamantate Shiny FG	18 pz
	Gommino Shiny marrone RA	1 pz

CONTENUTO KIT


Diamantata Grana Fine ●	Diamantata Grana Media ○	Forma	Q.tà	CS1LV	CS2LV	CS3LV	CS4LV
CS368514025	CS368524025		3 pz	●	● ○	● ○	
CS390514014			3 pz		●		
CS801514012	CS801524012		3 pz	● ○		● ○	
CS801514014	CS801524014		3 pz	● ○			
CS801514016	CS801524016		3 pz			● ○	
CS811514037	CS811524037		3 pz		● ○		● ○
CS839514012	CS839524012		3 pz	● ○			
CS839514014	CS839524014		3 pz	● ○			
CS839514016	CS839524016		3 pz				● ○
CS845R514012	CS845R524012		3 pz		● ○		
CS846R514014	CS846R524014		3 pz		● ○		
CS847514016	CS847524016		3 pz				● ○
CS847R514014	CS847R524014		3 pz		● ○		
CS847R514016	CS847R524016		3 pz			● ○	
CS847R514021	CS847R524021		3 pz		● ○		
CS848514012	CS848524012		3 pz			● ○	
CS848514018	CS848524018		3 pz				● ○
CS850514016	CS850524016		3 pz			● ○	
CS850514018	CS850524018		3 pz				● ○
CS853514008			3 pz	●	●		
CS859514012	CS859524012		3 pz		● ○		
CS861514012	CS861524012		3 pz	● ○			
CS878514012	CS878524012		3 pz				● ○
CS878514016	CS878524016		3 pz				● ○
CS879514012	CS879524012		3 pz				● ○
CS879514016	CS879524016		3 pz				● ○
Tungsteno	CS1S014		3 pz	●	●		
Tungsteno	CS1S018		3 pz	●	●		
Tungsteno	CS9904		3 pz	●			
Gommini, spazzolini, feltrini e punte montate in carborundum							

● Grana Fine 40 μ ○ Grana Media 80-100 μ ● Tungsteno ● Carborundum ● Shiny13 ● Shiny33 ○ ShinyS ○ ShinyF

Ena Post

MICROSCOPIA

Prof. Vassilios Karitsas





Dente ricostruito
Conicità al 2%

Dente ricostruito
Conicità al 10%

SEZIONI

FOTO UV




Conicità al 10%

Conicità al 2%




Perfetta integrazione estetica e funzionale con i perni in fibra di vetro e composito

Restauro eseguito dal Dr. Lorenzo Vanini



VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

- Estetico: fluorescente e cromatico (color dentina)
- Funzionale: stessa elasticità della dentina
- Perfettamente integrato nel dente, nel cemento e nel materiale di restauro
- L'unico perno con fibre silanizzate ed immerse nella stessa resina utilizzata nei restauri (Enamel plus HRi)
- Perfetta silanizzazione e integrazione delle fibre nella resina senza sbavature
- Visibile solo ai raggi X
- Anelli colorati per facile identificazione




Ref	Descrizione	Q.tà
CP0200	KIT PERNI ENDOCANALARI ESTETICI ENA POST CONICITÀ 2%: Perni in fibra Ena Post \varnothing 0,8 - 1,25 mm Perni in fibra Ena Post \varnothing 1,0 - 1,45 mm Perni in fibra Ena Post \varnothing 1,2 - 1,65 mm Perni in fibra Ena Post \varnothing 1,4 - 1,88 mm Frese EnaPost 1 x misura	5 pz 5 pz 5 pz 5 pz 4 pz
CP0208	Perni in fibra Ena Post anello bianco \varnothing 0,8 - 1,25 mm	10 pz
CP0210	Perni in fibra Ena Post anello giallo \varnothing 1,0 - 1,45 mm	10 pz
CP0212	Perni in fibra Ena Post anello blu \varnothing 1,2 - 1,65 mm	10 pz
CP0214	Perni in fibra Ena Post anello nero \varnothing 1,4 - 1,88 mm	10 pz
CP0208-30	Perni in fibra Ena Post anello bianco \varnothing 0,8 - 1,25 mm	30 pz
CP0210-30	Perni in fibra Ena Post anello giallo \varnothing 1,0 - 1,45 mm	30 pz
CP0212-30	Perni in fibra Ena Post anello blu \varnothing 1,2 - 1,65 mm	30 pz
CP0214-30	Perni in fibra Ena Post anello nero \varnothing 1,4 - 1,88 mm	30 pz
CPF0208	Fresa Ena Post anello bianco \varnothing 0,8 - 1,25 mm	1 pz
CPF0210	Fresa Ena Post anello giallo \varnothing 1,0 - 1,45 mm	1 pz
CPF0212	Fresa Ena Post anello blu \varnothing 1,2 - 1,65 mm	1 pz
CPF0214	Fresa Ena Post anello nero \varnothing 1,4 - 1,88 mm	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
CP1000	KIT PERNI ENDOCANALARI ESTETICI ENA POST CONICITÀ 10%: Perni in fibra Ena Post \varnothing 0,5 - 1,6 mm Perni in fibra Ena Post \varnothing 0,7 - 1,8 mm Perni in fibra Ena Post \varnothing 0,9 - 2,0 mm Perni in fibra Ena Post \varnothing 1,1 - 2,2 mm Frese EnaPost 1 x misura	5 pz 5 pz 5 pz 5 pz 4 pz
CP1005	Perni in fibra Ena Post anello bianco \varnothing 0,5 - 1,6 mm	10 pz
CP1007	Perni in fibra Ena Post anello verde \varnothing 0,7 - 1,8 mm	10 pz
CP1009	Perni in fibra Ena Post anello rosso \varnothing 0,9 - 2,0 mm	10 pz
CP1011	Perni in fibra Ena Post anello blu \varnothing 1,1 - 2,2 mm	10 pz
CP1005-30	Perni in fibra Ena Post anello bianco \varnothing 0,5 - 1,6 mm	30 pz
CP1007-30	Perni in fibra Ena Post anello verde \varnothing 0,7 - 1,8 mm	30 pz
CP1009-30	Perni in fibra Ena Post anello rosso \varnothing 0,9 - 2,0 mm	30 pz
CP1011-30	Perni in fibra Ena Post anello blu \varnothing 1,1 - 2,2 mm	30 pz
CPF1005	Fresa Ena Post (1 tacca) \varnothing 0,5 - 1,6 mm	1 pz
CPF1007	Fresa Ena Post (2 tacche) \varnothing 0,7 - 1,8 mm	1 pz
CPF1009	Fresa Ena Post (3 tacche) \varnothing 0,9 - 2,0 mm	1 pz
CPF1011	Fresa Ena Post (4 tacche) \varnothing 1,1 - 2,2 mm	1 pz



Ena Cem^{HF}




Perfetta biocompatibilità
con Ena Post (conicità 2%)
ed Ena Cem HF...

...rispetto a cementazione
con tecnica tradizionale

ANALISI AL MICROSCOPIO

Le immagini al microscopio mostrano l'omogeneità dell'Ena Cem HF a differenza del cemento fluido duale che presenta bolle d'aria.



VANTAGGI OPERATIVI

- Altamente riempito (77% in peso)
- Stesse caratteristiche fisiche Enamel plus HRi
- Nessuna bolla (a differenza dei Flow)
- Minimo spessore <50µm
- Fluorescente e radiopaco

VANTAGGI TECNICI

- Cementazioni ponti e corone
- Cementazione perni e ricostruzione monconi
- Cementazione faccette e intarsi in composito e ceramica





Perfetto sigillo del canale (Ena Post 10%)
con Ena Cem^{HF}

CARATTERISTICHE FISICHE

PRODOTTO	SPESSORE μm (FORZA 35N)	DUREZZA VICKERS MPa	YOUNG MODULUS MPa	FLEXURAL STRENGTH MPa	COMPRESSIVE STRENGTH MPa	RADIOPACITÀ
Ena Cem HF	45	670	12850	116	342	210% Al
Cemento Flow Duale/Fotop.	28/55	270	5471	88	216	30% Al
Composito alta viscosità	> 500	600/700	8000/11000	140	400	


Ref	Descrizione	Ena Cem HF	Q.tà
CPCK	ENA CEM HF ALTAMENTE RIEMPITO Cemento duale Kit introduttivo: Ena Cem HF colori UD1-UD2-UD3-UD4 Ena Bond Bonding Ena Bond catalizzatore Ena Etch Etching Gel 37% Punte automiscelanti e terminali intraorali Applicatori orange (da usare con siringa per tips)		4x3g 2 ml 2 ml 2 ml
CPCUD1	Ena Cem HF UD1 siringa automiscelante		8 g
CPCUD2	Ena Cem HF UD2 siringa automiscelante		8 g
CPCUD3	Ena Cem HF UD3 siringa automiscelante		8 g
CPCUD4	Ena Cem HF UD4 siringa automiscelante		8 g
CPCTIPN	Punte Automiscelanti Ena Cem		50 pz
CPCTIPL	Punte bianche intraorali Ena Cem		25 pz
COSM3A	Applicatori orange (da usare con siringa per tips)		50 pz

Ref	Descrizione	Ena Cem TRY-IN	Q.tà
CPCTK	KIT ENA CEM TRY-IN Ena Cem TRY-IN colore UD1 Ena Cem TRY-IN colore UD2 Ena Cem TRY-IN colore UD3 Ena Cem TRY-IN colore UD4 Punte per applicazione CHFF25		2 g 2 g 2 g 2 g 25 pz
CPCTUD1	Ena Cem TRYIN colore UD1		2 g
CPCTUD2	Ena Cem TRYIN colore UD2		2 g
CPCTUD3	Ena Cem TRYIN colore UD3		2 g
CPCTUD4	Ena Cem TRYIN colore UD4		2 g
CPCTUD5	Ena Cem TRYIN colore UD5		2 g
CPCTUD6	Ena Cem TRYIN colore UD6		2 g

Ref	Descrizione	Ena Cem Low Viscosity	Q.tà
CPC	ENA CEM LOW VISCOSITY cemento duale bassa viscosità		8 g

Cemento autopolimerizzabile per zirconia

Cemento speciale per cementazione di elementi protesici in zirconia sia su denti naturali che su impianti




ENA CEM^Z

Ref	Descrizione	Ena Cem Z	Q.tà
CPCZK	ENA CEM Z per ZIRCONIA Kit introduttivo Cemento autopolimerizzabile Primer		8 g 5 ml
CPCZ	Ena Cem Z cemento autopolimerizzabile		8 g
CPCZP	Ena Cem Z Primer		5 ml

ENA BOND ADESIVO ETCH & RINSE

EnaBond one-bottle



Interfaccia restauro HFO/Dentina mediato da Ena Bond al LaserScan microscope Zeiss 500x.

La colorazione istologica evidenzia la formazione allo strato ibrido e dei "resin-tags" a garanzia di un sigillo e di un'adesione ottimale (Prof. Francesco Mangani).

Adesivo di V generazione One-Bottle

Ena Bond viene utilizzato con la tecnica Etch & Rinse ed applicato in almeno due strati dopo la mordenzatura con Ena Etch.



CARATTERISTICHE

- Estetica & ritenzione
- Fluorescente come il dente naturale
- Valori di adesione superiori alla media del mercato: 30 Mpa
- Composizione speciale a base di etanolo
- Catalizzatore duale consente utilizzo con compositi duali



CATALIZZATORE

Ref	Descrizione	Q.tà
COSM300	ENA BOND ADESIVO ONE-BOTTLE Bonding Ena-Bond fotopolimerizzabile Acido ortofosforico 37% Accessori	5 ml 2 ml
COSM300A	Bonding Ena Bond fotopolimerizzabile	5 ml
COSM300D	Catalizzatore Ena Bond rende duale l'adesivo	5 ml
COSM3B	Basetta per mescolazione	20 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
COSM101B	ENA ETCH Acido ortofosforico 37% senza silicio siringa "bulk" utilizzabile con siringa ricaricabile da 2ml	1x25ml 2x2 ml
COSM101	Acido ortofosforico 37% senza silicio	2x2ml
COSM3S	Ena Bond applicatori: small ivory	50 pz
COSM3M	Ena Bond applicatori: medium blue	50 pz



COSM101B

ENA BOND ADESIVO ETCH & RINSE

Adesivo di IV generazione Two-Bottle

Utilizzando Ena Bond come Primer (previa mordenzatura con Ena Etch) ed Ena Seal come secondo strato di resina adesiva non caricata, si ottengono ottimi risultati di adesione ed un perfetto sigillo, trasformando Ena Bond in un sistema adesivo Two-Bottle.

CARATTERISTICHE

- Ottimi valori di adesione*
- 24 Mpa su dentina

* Studio effettuato dall'Università di Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo, con comparazione con altri due sistemi adesivi self-etching con Primer



EnaBond

two-bottle

Ref	Descrizione	Q.tà
COSM300K	ENA BOND ADESIVO TWO-BOTTLE Ena-Bond Bonding "Primer" fotopolimerizzabile Ena Seal resina fluida fotopolimerizzabile Acido ortofosforico 37% Accessori	5 ml 5 ml 2 ml

ENA SEAL

Sigillante fotopolimerizzabile a bassa viscosità

- Resina adesiva in abbinamento con Ena Bond
- Condizionatore di superficie del composito e dei pennelli per l'applicazione del composito (non utilizzare con nuovi smalti universali HRi)
- Sigillatura di superfici in composito
- Sigillatura di margini di restauri in composito
- Sigillante per provvisori in acrilico



Ref	Descrizione	Q.tà
COSZ100	ENA SEAL SIGILLANTE Ena Seal resina fluida fotopolimerizzabile Acido ortofosforico 37% Accessori	5 ml 2 ml
COSZ10	Ena Seal resina fluida fotopolimerizzabile	5 ml

ENA SEALANT

Pit & Fissure Sealant

Sigillante fotopolimerizzabile fluido

- Sigillatura di superfici di denti naturali
- Sigillatura di margini di restauri in composito



Ref	Descrizione	Q.tà
EHFS	ENA SEALANT SIGILLANTE Pit & Fissure Sealant Puntali monouso 0,8 mm	2 ml 3 pz

ROCK BOND ADESIVO ETCH & RINSE

Rock Bond





Rock Bond Adesivo di IV generazione con Primer bicomponente e Resina adesiva

È un sistema adesivo smalto-dentinale estremamente efficace. Si compone di mordenzante, Primer e Resina Adesiva. Il Primer dentinale è costituito da 2 componenti, da miscelare e quindi applicare per un pretrattamento, che garantisce una buona adesione del bonding smalto-dentinale, anche in ambiente non perfettamente asciutto: in questo il Primer ROCK BOND si differenzia da altri primer mono-componenti oggi in commercio.

Ref	Descrizione	Q.tà
COSM100	ROCK BOND SISTEMA ADESIVO MICERIUM Primer A Primer B Resina adesiva Acido ortofosforico 37% in gel	10 ml 10 ml 10 ml 2 ml
COSM102	Rock Bond resina adesiva	10 ml
COSM103	Rock Bond primer A	10 ml
COSM104	Rock Bond primer B	10 ml

ENA BOND SE ADESIVO SELF-ETCHING



Smalto mordenzato e dentina trattati con Ena Bond SE al microscopio a scansione (SEM)

La microscopia mostra la superficie dello smalto ed i "resin tags" che mettono in evidenza la penetrazione di Ena Bond Se nei tubuli dentinali.

Università Tor Vergata di Roma (Prof. Francesco Mangani).

Ena Bond SE


estetica

CARATTERISTICHE

- Valori di adesione* superiori alla media del mercato:
 - 24 Mpa su dentina
 - 17 Mpa su smalto non mordenzato
 - 20 Mpa su smalto mordenzato
- Composizione speciale in soluzione acquosa



MICRO TENSILE BOND STRENGTH (MPA)*



- Ena Bond SE
- Adesivo SE "K"
- Adesivo SE "M"

* Studio effettuato dall'Università di Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo, con comparazione con altri due sistemi adesivi self-etching con Primer (vedi grafico)



Ref	Descrizione	Q.tà
CFOTK	ENA BOND SE ADESIVO SELF-ETCHING	
	Primer	5 ml
	Bonding fotopolimerizzabile	5 ml
	Acido ortofosforico 37%	2 ml
	Accessori	

Ref	Descrizione	Q.tà
CFOT	ENA BOND SE ADESIVO SELF-ETCHING	
	Primer	5 ml
	Bonding fotopolimerizzabile	5 ml
CFOTP	Ena Bond SE Primer	5ml
CFOTS	Ena Bond SE Bonding fotopolimerizzabile	5ml

ENA BOND SE SISTEMA ADESIVO


TENDER REPAIR

Riparazioni di ceramiche senza acido

- Maggior biocompatibilità
- Senza rischi per i tessuti
- Maggior adesione anche su metallo



Ref	Descrizione	Q.tà
COSRIP1	TENDER REPAIR KIT ceramica e metallo	
	Tender Bond metal ceramic primer	2,5 ml
	Tender paste Opaque Light per metallo	3 g
	Tender paste Opaque Clear per ceramica	3 g
	Enamel Plus M brush	1 pz
COSRIP2	TENDER REPAIR KIT ceramica	
	Tender Bond metal ceramic primer	2,5 ml
	Tender paste Opaque Clear per ceramica	3 g
	Enamel Plus M brush	1 pz
ETBOND	Tender metal primer ceramic	5 ml
ETOL	Tender paste Opaque Light per metallo	3 g
ETOCLEAR	Tender paste Opaque Clear per ceramica	3 g



CONFRONTO TRA DIFFERENTI SISTEMI DI RIPARAZIONI DI CERAMICHE

ENA ETCH REPAIR

Riparazioni di ceramiche con acido fluoridrico e silano



Ref	Descrizione	Q.tà
COSM661	KIT RIPARAZIONE CERAMICA MICERIUM	
	Lacca Protettrice	3 ml
	Acido Fluoridrico 9,6% per ceramica	3 ml
	Silano	3 ml
COSZ15	Acido Fluoridrico 9,6% per ceramica	3 ml
COSZ25	Silano Porcelain Primer	3 ml
COSSHINYL2	Lacca protettrice	3 ml
COSM3T	Punte per siringhe acidi	25 pz

Fibre di vetro preimpregnate

immerse in resina fotopolimerizzabile fluorescente, la stessa utilizzata per Enamel plus HRi ed Ena Post.

VANTAGGI TECNOLOGICI

Fibre silanizzate e non solo impregnate;
riempitivo da 0,012 µm:


- Singole fibre di vetro da 14 µm unidirezionali
- Resistenza molto elevata all'acido ed alle sostanze alcaline.
- Maggior resistenza del prodotto finito
- Maggiore connessione chimica tra le fibre
- Aumento delle caratteristiche fisiche

VANTAGGI OPERATIVI

- Applicazioni orali senza metallo
- Strutture ultraconservative facili da riparare
- Utilizzabile con tutti i materiali compositi e acrilici
- Non è richiesto alcun investimento addizionale.
- Pronte all'uso, veloci da applicare, riducono i costi del trattamento, senza rischio di sfilacciamento, nè durante la lavorazione, nè una volta applicate
- Migliore reazione chimica con i materiali adesivi e da restauro e maggiore estetica

Confezione speciale:

- Silicone trasparente porta fibra da utilizzare per una facile applicazione: misura, taglia, applica, polimerizza e controlla



Fibre in polietilene

ad altissimo peso molecolare, trattate in superficie per ottenere un buon legame con le resine. Utilizzate per aumentare le proprietà fisiche e riparare: apparecchi ortodontici, protesi removibili in resina e provvisori di breve durata.

Ref	Descrizione	Q.tà
TF21	TENDER FIBER DUE Fibra di vetro per splintaggi Lunghezza 12 cm - ø 1,3 mm. (3.200 fibre)	1 pz
TF41	TENDER FIBER QUATTRO Fibra di vetro per rinforzo protesi in resina e composito. Lugh. 12 cm - ø 1,7 mm. (6.400 fibre)	1 pz
TFZ	Tender Fiber Forbici per fibre	1 pz

QUATTRO




Fibre di rinforzo Tender Fiber QUATTRO per ponti in composito tipo Maryland o su intarsi (Documentazione iconografica Sig. Daniele Rondoni)



Fibre di rinforzo Tender Fiber QUATTRO per composito e resina su impianti (Documentazione iconografica Dr. Tiziano Testori)

DUE



Splintaggi di denti parodontosi eseguiti con Tender Fiber DUE (Documentazione iconografica Dr. Luca Pinoli)

ZERO



Fibre di rinforzo in polietilene Tender Fiber ZERO utilizzate per rinforzare una protesi mobile (Documentazione iconografica Sig. Daniele Rondoni)



Ref	Descrizione	Q.tà
TF01	TENDER FIBER ZERO ECONOMICHE Fibre in polietilene non impregnate: rinforzo apparecchi ortodontici e protesi totali e parziali e provvisori in resina	17 mt


ENAMEL PLUS TEMP

Temp

per confezioni
consultare
Sezione
Laboratorio
pag.80



Colori fluorescenti



Resina per ponti e corone, provvisori estetici

L'opacità e la fluorescenza delle masse dentine e la traslucenza delle masse smalto consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi ed il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica. E' utilizzabile in laboratorio con l'ausilio di mascherine in silicone o di matrici termoplastiche ed in studio utilizzando un'impronta in silicone o una corona preformata.

TEMP COLOUR SYSTEM

Supercolori in polvere con liquido fotopolimerizzabile per colorare i provvisori in pochissimo tempo sia in studio che in laboratorio

VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

- colori intensivi dentinali: A-light (UD2-UD3), AS-dark (UD3,5-UD4), B (UD5) per la colorazione della zona cervicale e dentinale dei provvisori
- colori intensivi alba e tramonto: per caratterizzazione dei provvisori, cielo per lo smalto, nuvola per i mammelloni,
- liquido fotopolimerizzabile per mescolazione colori
- lacca fotopolimerizzabile per lucidatura e sigillatura, con primer e liquidi per la pulizia



Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPS1N	KIT SUPERCOLORI TEMP COLOUR SYSTEM colori A, AS, B, alba, cielo, nuvola, tramonto Liquido fotopolimerizzabile, lacca, primer	cad 3g cad 10 ml
TEMPS21	Lacca per lucidatura UVA	10 ml
TEMPS22	Primer per lacca	10 ml
TEMPS11	Colore intensivo dent. A - light (UD2-UD3)	3 g
TEMPS12	Colore intensivo dent. AS - dark (UD3,5-UD4)	3 g
TEMPS13	Colore intensivo dentinale B (UD5)	3 g
TEMPS15	Colore intensivo cielo	3 g
TEMPS16	Colore intensivo alba	3 g
TEMPS17	Colore intensivo nuvola	3 g
TEMPS18	Colore intensivo tramonto	3 g
TEMPLC	Enamel plus Temp liquido fotopolimerizzabile	10 ml

Ideale per colorazioni provvisori eseguiti con CAD/CAM



Temp Colour System sistema di caratterizzazioni ideato dal Sig. Oliviero Turillazzi



ENA SOFT è un materiale elastico per restauri temporanei, ha il vantaggio di poter essere facilmente rimosso in un unico pezzo senza danneggiare la preparazione.

ENA SOFT è adatto anche per provvisori a lungo termine in quanto mantiene perfettamente la forma del dente.

VANTAGGI TECNICI & OPERATIVI

- semplice da applicare: non appiccica
- facile da rimuovere, in un unico pezzo
- perfetto per intarsi
- otturazioni forti e durevoli nel tempo
- rimovibile facilmente da viti chiusura impianti


Ref	Descrizione	Q.tà
EHTS2	Ena Soft Colore dentina	5 g

ENA SOFT




Applicazione


Otturazioni provvisorie di inlay e onlay



Rimozione



Chiusura di viti di impianti



KIT MOCK UP

Per faccette provvisorie




PROVVISORI IN 5 MINUTI:

- impronta con silicone e tray trasparenti 45 sec
- indurimento impronta 1 min. 30 sec.
- preparazione faccette
- applicazione Flow HRi in mascherina 30 sec.
- fotopolimerizzazione 60 sec.
- polimerizzazione finale con Ena Seal 60 sec.

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPSMU	KIT MOCK UP	
	Temp Silic Silicone trasparente per dentista	2x50 ml
	Punte automiscelanti	8 pz
	Portaimpronte trasparente x anteriori	2 pz
	Portaimpronte trasparente x inferiori	2 pz
	Portaimpronte trasparente x superiori	2 pz
	Flow HRi	3x2 g
	Ena Seal	2 ml

Ref	Descrizione	Q.tà
TS1	Silicone trasparente per dentista	50 ml
TS1-5	Silicone trasparente per dentista	5x50 ml
TSPA	Portaimpronte trasparente x anteriori	25 pz
TSPL	Portaimpronte trasparente x inferiori	25 pz
TSPS	Portaimpronte trasparente x superiori	25 pz

Ena White



Ena White

Sistema per trattamento discromie patogene e iatrogene

Dente vitale trattato con Ena White Power perossido di idrogeno al 35%

ENA WHITE POWER

- Perossido d'idrogeno 35% per trattamento professionale rapido alla poltrona in 1 seduta
- Siringa bicomponente consente di attivare solo la quantità necessaria per l'applicazione
- Ph neutro 7.3, non intacca lo smalto
- Utilizzabile con diga in gomma o con la diga in pasta fotopolimerizzabile Ena White Dam



ENA WHITE REGULAR

- Perossido d'idrogeno 12% professionale
- Trattamento di denti non vitali con tecnica "walking bleaching"
- Trattamento sicuro ed efficace per denti vitali sensibili



ENA WHITE LIGHT

- Perossido d'idrogeno 6%
- Trattamento domiciliare e mantenimento semplice e sicuro
- Confezione con etichetta personalizzata
- Piacevole freschezza: gusto menta!





Ref	Descrizione	Q.tà
COSM035K	ENAWHITE COMPLETE KIT Ena White Power 35% Ena White Regular 12% Ena White Home Light 6% Ena Dam diga in pasta Ena White Block-out Ena White Desensibilizzante Fogli termoplastici x Mascherine Scatolette porta mascherine Apribocca con fermalingua	5 g 2ml 3ml 1,5 g 3 ml 1,2 ml 2 pz 2 pz 1 pz
COSM035E	ENA WHITE POWER KIT Perossido di idrogeno 35% in gel Ena Dam pasta	5g 1,5g
COSM035	ENA WHITE POWER RICAMBI Perossido di idrogeno 35% in gel	2 x 5 g
COSM035T	Ena White punte automiscelanti	50 pz
COSM012	ENA WHITE REGULAR ENDO RICAMBI Perossido di idrogeno 12% in gel	2 x 2 ml
COSM015	ENA WHITE LIGHT HOME Perossido di idrogeno 6% in gel	4 x 3 ml
COSM015B	ENA WHITE LIGHT HOME Perossido di idrogeno 6% in gel Scatolina colorata porta-mascherina	2 x 3 ml 1 pz
COSM03B	ENA DAM diga in pasta	4 g
COSM05S	ENA WHITE Desensibilizzante	2x1,2 ml
COSM05B	ENA WHITE block-out	3 ml
COSMT10	Fogli termoplastici x Mascherine	10 pz



ENA ORAL CARE

SMART PROPHY PASTE, SPAZZOLINI E GOMMINI PER PROFILASSI

Pasta per profilassi dentale con indice di abrasività variabile



Ref	Descrizione	Q.tà
SDI3B	PROPHY PASTE in tubo blu per tartaro (250 RDA)	60 ml
SDI3V	PROPHY PASTE in tubo verde per placca spessa (170 RDA)	60 ml
SDI3R	PROPHY PASTE in tubo rosa per placca fine (120 RDA)	60 ml
ECP30B	SMART PROPHY paste 6 siringhe con 25 applicatori blu per tartaro (250 RDA)	6x3ml
ECP30V	SMART PROPHY paste 6 siringhe con 25 applicatori verde per placca spessa (170 RDA)	6x3ml
ECP30R	SMART PROPHY paste 6 siringhe con 25 applicatori rosa per placca fine (120 RDA)	6x3ml



Spazzolini a coppetta con setole flessibili in nylon e gommini per profilassi, da usare da soli o con pasta per profilassi

Ref	Descrizione	Q.tà
ECP01	SMART PROPHY Spazzolini Nylon morbido Rosa	12 pz
ECP01B	Spazzolini RA	100 pz
ECP02	SMART PROPHY Spazzolini Nylon naturale Bianco	12 pz
ECP02B	Spazzolini RA	100 pz
ECP03	SMART PROPHY Spazzolini Nylon duro Blu	12 pz
ECP03B	Spazzolini RA	100 pz
ECP04	SMART PROPHY Spazzolini Small naturale Bianco	12 pz
ECP04B	Spazzolini RA	100 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
ECP31	SMART PROPHY Gommini medio viola	12 pz
ECP31B	Gommini RA	100 pz
ECP21	SMART PROPHY Gommini neri con vite	12 pz
ECP21B	Gommini	100 pz
ECP20	SMART PROPHY Mandrino con filettatura	12 pz

EASY CURETTE

Curette universale con trattamento speciale che non richiede affilatura. Tacche millimetriche e due frecce per punta indicanti la doppia zona di taglio

Ref	Descrizione	Q.tà
ECC01	Curette universale	1 pz





Kiss Me Kit

Il kit che illumina il tuo sorriso...anche fuori di casa. Nell'ambiente di lavoro, nel tempo libero, per sentirti sempre sicuro di te, tieni sempre con te il kit KISS ME a portata di mano!



Ref	Descrizione	Q.tà
ECKMK	KIT KISS ME:	
	Spray Kiss Me	1 pz
	Digital Brush	5 pz
	3E Interdentale Brush Small	1 pz
	Filo Interdentale PTFE ECIF1	1 pz
ECKMT	KIT KISS ME:	
	Dentifricio	1 pz
	Digital Brush	5 pz
	3E Interdentale Brush Small	1 pz
	Filo Interdentale PTFE ECIF1	1 pz

DIGITAL BRUSH GARZA MONOUSO

Straordinaria semplicità per l'igiene orale anche fuori di casa

- Con Clorexidina: ideale per pulizia post operatoria o quando non si può usare lo spazzolino
- Con Soluzione fisiologica: per l'igiene di denti e gengive sin dalla nascita

Ref	Descrizione	Q.tà
ECDB1	DB Digital Brush con clorexidina 0,12%	10 pz
ECDB1B	DB Digital Brush con clorexidina 0,12%	50 pz
ECDB1D	DB Digital Brush con clorexidina 0,12% confezione con dispenser	100 pz
ECDB2	DB Digital Brush Baby con soluzione fisiologica	10 pz
ECDB2B	DB Digital Brush Baby con soluzione fisiologica	50 pz
ECDB2A	DB Digital Brush Baby con soluzione fisiologica confezione con dispenser	100 pz

3E INTERDENTAL BRUSH

- Setole con design innovativo brevettato clessidra che si adatta all'anatomia dei denti nelle zone interprossimali e consente la rimozione ottimale di placca e residui di cibo
- Setole in Nylon a memoria ritentiva
- Manico ergonomico
- Cappuccio di protezione
- Anima in acciaio Inox rivestita di teflon antigraffio (ideale anche in presenza di impianti)

Ref	Descrizione	Q.tà
ECE30S*	Scovolino verde Small ø da 1,2 a 4 mm L.10 mm	30 pz
ECE30M*	Scovolino rosso Medium ø da 1,6 a 5 mm L.14 mm	30 pz
ECE30L*	Scovolino giallo Large ø da 2,0 a 6 mm L.16 mm	30 pz
ECE120	Scovolini assortiti verde/rosso/giallo	120 pz

*Disponibili anche in confezioni da 3/6/120 pezzi

IF INTERDENTAL FLOSS

Filo interdentale a nastro (tape) in PTFE ultra resistente

Elegante confezione formato "carta di credito" con specchietto, per una perfetta pulizia anche fuori di casa

Ref	Descrizione	Q.tà
ECIF1	IF FILO INTERDENTALE Bianco cerato Carta credito con specchietto	10 mt
ECIFW	IF FILO INTERDENTALE Bianco cerato. Conf. blister	50 mt
ECIFB	IF FILO INTERDENTALE Nero non cerato. Conf. blister	50 mt

KISS ME SPRAY

- Pratico collutorio che svolge un'azione efficace contro l'alitosi neutralizzando i batteri che provocano l'alito cattivo
- Al fresco sapore di menta, tascabile, senza gas, alcool e saccarina

Ref	Descrizione	Q.tà
ECKM1	KISS ME Spray Orale	20 ml.

ENAMEL PLUS DENTIFRICIO MULTIFUNZIONE

Bassa abrasività (25 RDA). Protegge i denti naturali e la lucentezza dei restauri in composito.

- Gusto delicato
- Non irrita le gengive
- Rinforza lo smalto
- Desensibilizzante
- Leggermente sbiancante




Ref	Descrizione	Q.tà
ECEP	Dentifricio tubo senza scatola in espositore da 24 pezzi	75 ml
ECEPB	Dentifricio tubo con scatola	75 ml

Conservativa

PISA





Conservativa

- 42 Matrici sezionali e accessori
- 43 Matrici cervicali e Griptab
- 44 Matrici circolari, cunei, compositi e vari
- 45 Perni Cleat e parapulpari
- 47 Cemento composito Ena Cem
- 47 Perni endocanalari Ena Post
- 48 Perni endocanalari Para Post
- 51 Cementi per perni e monconi

V3-Ring & SuperCurve Matrix

V3 Ring & SuperCurve Matrix
più facile di una matrice tradizionale più
precisa di una matrice sezionale

ANELLO V3 interamente in nickel titanio per una eccezionale resistenza e memoria elastica che garantisce grande durata e contatti sempre precisi. Alette in plastica autoclavabili rinforzate con fibre di vetro, per una ritenzione eccezionale ed un migliore adattamento alla superficie del dente per creare una cavità di forma ideale che fa risparmiare tempo nella rifinitura. Disponibile nelle misure "Standard" e "Narrow" per assicurare una forza di separazione ottimale anche in denti più piccoli.

MATRICI SUPERCURVE ultra-flessibili

Le uniche pre-curve per abbracciare il dente anatomicamente e consentire il posizionamento dell'anello senza interferenze.

Forma anatomica verticale con creste marginali pronunciate per ridurre i tempi di rifinitura. Antiaderenti evitano che il composito si attacchi alla matrice facilitandone la rimozione.

Misure codificate per colore.

Alette con foro consentono, con l'apposita pinzetta, posizionamento e rimozione senza problemi.




CUNEI "W" si adattano anatomicamente alla zona interprossimale e consentono di sigillare completamente sia vestibolarmente che lingualmente; la forma a W non stressa la papilla ed evita la fuoriuscita del cuneo.

WEDGE GUARD

Cuneo "protettivo"

- Previene danni della fresa al dente adiacente in fase di preparazione
- Area di lavoro più pulita e senza rischi
- Protegge la papilla gengivale riducendo il sanguinamento
- Si risparmia il costo di un secondo cuneo: una volta terminata la preparazione si può rimuovere la lamina protettiva, lasciando in sito il cuneo a W per procedere al posizionamento della matrice e dell'anello del sistema V3 Ring.



Ref	Descrizione	Q.tà
EMKV3S	KIT V3-RING & MATRIX:	
	Matrici Sezionali V3-Matrix assortite (3 misure)	30 pz
	Cunei "W" assortiti (3 misure)	75 pz
	Cunei protettivi "Wedge Guard"	10 pz
	Anello di bloccaggio in NiTi "Standard" verde	1 pz
	Anello di bloccaggio in NiTi "Narrow" giallo	1 pz
	Pinza con perno per matrici e cunei	1 pz
	Pinza per applicazione anelli	1 pz
+omaggio	Matrici Sezionali SuperCurve assortite (4 misure)	85 pz
EMP1	Pinza con perno per matrici e cunei	1 pz
EMP2	Pinza per applicazione anelli	1 pz
EMAV3G	Anello in NiTi "Standard" verde per molari	1 pz
EMAV3Y	Anello in NiTi "Narrow" giallo per premolari	1 pz
EM35S	Matrici Sezionali SuperCurve ultra-flessibili 3,5 mm	90 pz
EM45S	Matrici Sezionali SuperCurve ultra-flessibili 4,5mm	90 pz
EM55S	Matrici Sezionali SuperCurve ultra-flessibili 5,5mm	90 pz
EM65S	Matrici Sezionali SuperCurve ultra-flessibili 6,5mm	90 pz
EM75S	Matrici Sezionali SuperCurve ultra-flessibili 7,5mm	50 pz
EMWS	Cunei "W" Small (white)	 100 pz
EMWM	Cunei "W" Medium (pink)	 100 pz
EMWL	Cunei "W" Large (violet)	 100 pz



Ref	Descrizione	Q.tà
EMW GK	Kit Wedge Guard cunei assortiti	75 pz
EMWGS	Wedge Guard Small (white)	 50 pz
EMWGM	Wedge Guard Medium (pink)	 50 pz
EMWGL	Wedge Guard Large (violet)	 50 pz

V3 Matrix / V-Ring Matrix

Ref	Descrizione	Q.tà
EM35V3	V3 Matrix Matrici con creste marginali 3,5mm	50 pz
EM45V3	V3 Matrix Matrici con creste marginali 4,5mm	50 pz
EM55V3	V3 Matrix Matrici con creste marginali 5,5mm	50 pz
EM65V3	V3 Matrix Matrici con creste marginali 6,5mm	50 pz
EM75V3	V3 Matrix Matrici con creste marginali 7,5mm	50 pz
EMA	V-Ring Anello in acciaio e NiTi	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
EMM45	V Matrix Matrici 4,5mm	100 pz
EMM55	V Matrix Matrici 5,5mm	100 pz
EMM65	V Matrix Matrici 6,5mm	100 pz
EMVSH	Cunei "V" Small hard (light yellow)	100 pz
EMVSS	Cunei "V" Small soft (dark yellow)	100 pz
EMVMH	Cunei "V" Medium hard (light green)	100 pz
EMVMS	Cunei "V" Medium soft (dark green)	100 pz
EMVLH	Cunei "V" Large hard (light blue)	100 pz
EMVLS	Cunei "V" Large soft (dark blue)	100 pz

MATRICI CERVICALI V360°

Più veloci e migliori restauri di classe V

- Le matrici ruotano su 2 assi rendendole manovrabili a 360°
- Raggiunge ogni dente con facilità
- Alta qualità estetica e rifinitura a specchio
- Matrici trasparenti per una facile polimerizzazione e accuratezza nel posizionamento
- Matrici flessibili conformi al contorno del dente
- Sigillo eccellente sul margine gengivale
- Evita bolle d'aria e lo strato di inibizione
- Disponibili in tre misure



Ref	Descrizione	Q.tà
E360	Kit V360 matrici cervicali assortite Pinzetta in plastica con perno	90 pz 1 pz
E360L	Matrici cervicali V360 grandi	100 pz
E360M	Matrici cervicali V360 medie	100 pz
E360S	Matrici cervicali V360 piccole	100 pz

Un modo efficace per "manipolare" i restauri indiretti

Come il manico di una tazza!

Griptab viene incollato al restauro con un adesivo fotopolimerizzabile, flessibile, a prova di umidità, che

- non si stacca durante la manipolazione
- si rimuove facilmente ed in modo completo alla fine della procedura.
- Griptab è disponibile in tre misure per manipolare qualsiasi tipo di restauro

La pinzetta dotata di perno consente una facile manovrabilità e rende agevole il posizionamento.



GRIPTAB



Large
per corone



Medium
per inlay, onlay,
faccette e corone



Small
per inlay e faccette

Ref	Descrizione	Q.tà
EMZ7001	Kit Griptab 24 large, 24 medium & 12 small Griptabs Adesivo fotopolimerizzabile	60 pz 1 pz
EMPIP	Pinzetta in plastica	1 pz

PRODOTTI VARI

MATRICI CIRCOLARI PRO-MATRIX

Matrice circolare utilizzabile per restauri con qualsiasi materiale. Meccanismo ad alta tensione e precisione. Completamente monouso. Due misure: 4,5 mm e 6 mm. Si applica in pochi secondi



Ref	Descrizione	Q.tà
E19000	Matrici circolari Pro-Matrix 50 matrici monouso Narrow verde 4,5 mm	50 pz
E19005	Matrici circolari Pro-Matrix 50 matrici monouso Wide blu 6 mm	50 pz



CUNEI DI LEGNO



Ref	Descrizione	Q.tà
BOSW5	Cunei di legno Barman's wedges assortiti	200 pz
BOSW5S	Cunei di legno Barman's wedges piccoli	200 pz

PORTAIMPRONTE



Ref	Descrizione	Q.tà
EMZ5052	Kit Triotray Pro Starter Pack Portaimpronte in acciaio inox (1 Large, 1 Small) Inseri Monouso (5 Large Verdi, 5 Small Blu)	2 pz 10 pz
EMZ5053	Portaimpronte in acciaio inox Large Verde Inseri Monouso Large Verdi	5 pz 20 pz
EMZ5054	Portaimpronte in acciaio inox Small Blu Inseri Monouso Small Blu	5 pz 20 pz
EMZ5025	Inseri Monouso Triotray Pro Large Verdi	100 pz
EMZ5026	Inseri Monouso Triotray Pro Small Blu	100 pz

COMPOSITI AUTOPOLIMERIZZABILI



Ref	Descrizione	Q.tà
COMPBLU	COMPOSITO BLU PER MONCONI pasta base pasta catalizzatore	14 g 14 g
USLP10	COMPOSITO AUTOPOLIMERIZZABILE PER RESTAURI Pasta base Pasta catalizzatore Bonding autopolimerizzabile base Bonding autopolimerizzabile catalizzatore Mordenzante liquido Accessori per mescolazione	14 g 14 g 3 ml 3 ml 7,5 ml

INDICATORE DI CARIE



Ref	Descrizione	Q.tà
RON6064	SEE-IT indicatore di carie blu Rönvig	5x1,4 ml
RON6065	SEE-IT indicatore di carie rosso Rönvig	5x1,4 ml

Perni parapulpari per elementi dentali inclusi


I perni parapulpari con anello in testa (cleat) MICERIUM, consentono l'estrusione di elementi intrusi, senza problemi di adesione che si possono incontrare con gli ancoraggi ortodontici, specie se si deve intervenire chirurgicamente.

VANTAGGI OPERATIVI

- Indispensabili per l'estrusione di canini inclusi dove non è possibile cementare dei bottoni
- E' possibile tagliare la parte filettata alla lunghezza desiderata
- Posizionamento molto veloce




Dopo aver forato lo smalto con fresa a palla, forare la dentina con la fresa calibrata fino ad un minimo di 2 mm.



Inserire il filo da legatura nell'occhiello del cleat



Inserire il filo nella parte cava della chiave a mano e bloccare l'occhiello sulla punta a taglio



Avvitare il perno e sfilare la chiave dal filo

Ref	Descrizione	Q.tà
AT0010T	PERNI PER DENTI INCLUSI CLEAT CORTI Perni autofilettanti con occhiello lunghezza 4,5 mm. - ø 0,7 mm Chiave a mano	10 pz 1 pz
ATDRILL	Frese 0,7 mm x 5 mm RA Verde	6 pz
B59-9	Chiave a mano per Cleat	1 pz

PERNI MAX IN TITANIO

Perni in titanio con testa arrotondata per non creare stress nei materiali di restauro.



Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
M61		Perni Max .017 ø 0,425 mm Frese azzurre Max (M91) Chiave a mano	25 pz 2 pz 1 pz
M71		Perni Max .021 ø 0,525 mm Frese Viola Max (M92) Chiave a mano	25 pz 2 pz 1 pz
M91		Frese azzurre Max .017 • 0,425 mm	5 pz
M92		Frese viola Max .021 • 0,525 mm	5 pz

PERNI BONDENT IN ACCIAIO BAGNATO IN ORO

Perni in acciaio inox bagnato in oro con testa ritentiva per un perfetto ancoraggio del restauro

Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
DB20SL		COFANETTO COMPLETO Perni lunghezza 2,5 mm, mandrino bronzo testa gialla	10 pz
		Perni lunghezza 2,0 mm, mandrino bronzo testa blu	10 pz
		Frese in bronzo 0,425 mm	2 pz
		Fresa a palla FG 1/4	1 pz
		Chiave a mano	1 pz

Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
DB50L		Perno lunghezza 2,5 mm, mandrino bronzo testa gialla	50 pz
DB50S		Perno lunghezza 2,0 mm, mandrino bronzo testa blu	50 pz
DB91		Frese Bronzo 0,425 mm	6 pz

PERNI PARAPULPARI

PERNI TMS MANUALI








Ref	Descrizione	Q.tà
T111	MINUTA ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-10) Fresa 0,350 mm x 1,3 mm Kodex rosa (K89)	20 pz 1 pz 1 pz
T112	MINUTA RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T107	MINIKIN ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-3) Fresa 0,425 mm x 1,5 mm Kodex rosso (K91)	20 pz 1 pz 1 pz
T108	MINIKIN RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T04	MINIM ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-5) Fresa 0,525 mm x 4 mm Kodex argento (K93)	20 pz 1 pz 1 pz
T05	MINIM RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T10	MINIM DOPPI ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-5) Fresa 0,525 mm x 2 mm Kodex argento (K92)	20 pz 1 pz 1 pz
T11	MINIM DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T01	REGULAR ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-3) Fresa 0,675 mm x 5 mm Kodex oro (K97)	20 pz 1 pz 1 pz
T02	REGULAR RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T07	REGULAR DOPPI ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (B59-3) Fresa 0,675 mm x 2 mm Kodex oro (K96)	20 pz 1 pz 1 pz
T08	REGULAR DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz

PERNI TMS LINK - LINK PLUS CON MANDRINO

Ref	Descrizione	Q.tà
L501	MINUTA ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,350 mm x 1,3 mm Kodex rosa (K89)	20 pz 1 pz 1 pz
L502	MINUTA RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
L511	MINIKIN ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,425 mm x 1,5 mm Kodex rosso (K91)	20 pz 1 pz 1 pz
L512	MINIKIN RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
L721X	MINIM ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,525 mm x 2 mm Kodex argento (K92)	24 pz 1 pz 1 pz
L722X	MINIM RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz
L731X	MINIM DOPPI ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,525 mm x 2 mm Kodex argento (K92)	24 pz 1 pz 2 pz
L732X	MINIM DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz
L741X	REGULAR ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,675 mm x 2 mm Kodex oro (K96)	24 pz 1 pz 1 pz
L742X	REGULAR RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz
L751X	REGULAR DOPPI ASSORTIMENTO COMPLETO Perni autofilettanti Chiave a mano (L590) Fresa 0,675 mm x 2 mm Kodex oro (K96)	24 pz 1 pz 2 pz
L752X	REGULAR DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz

I classici "TMS WHALEDENT" in acciaio bagnato in oro. Disponibili nella versione manuale o in quella con mandrino "LINK" - "LINK PLUS".

FRESE KODEK

Ref	Descrizione	Q.tà
K89	 Frese (0,350 x 1,3 mm) rosa	6 pz
K90	 Frese (0,425 x 1,5 mm) mandrino corto rosso	6 pz
K91	 Frese (0,425 x 1,5 mm) mandrino lungo rosso	6 pz
K92	 Frese (0,525 x 2,0 mm) argento	6 pz
K93	 Frese (0,525 x 4,0 mm) argento	6 pz
K96	 Frese (0,675 x 2,0 mm) oro	6 pz
K97	 Frese (0,675 x 5,0 mm) oro	6 pz


CHIAVI

Ref	Descrizione	Q.tà
L590	Chiave a mano universale per Link Plus, Bondent e Max	1 pz
B59-3	Chiave a mano per TMS Regular Regular Two in One, Minikin, autorompente	1 pz
B59-5	Chiave a mano per TMS Minim Minim Two in One	1 pz
B59-10	1 Chiave a mano per TMS Minuta	1 pz



Ena Cem^{HF}


ENA CEM^{HF}



Perfetto sigillo del canale (Ena Post 10%)
con Ena Cem^{HF}

ANALISI AL MICROSCOPIO


Le immagini al microscopio mostrano l'omogeneità dell'Ena Cem HF a differenza del cemento fluido duale che presenta bolle d'aria.



VANTAGGI OPERATIVI & TECNICI

- Altamente riempito (77% in peso)
- Stesse caratteristiche fisiche Enamel plus HRi
- Nessuna bolla (a differenza dei Flow)
- Minimo spessore <50µm
- Fluorescente e radiopaco
- Cementazioni ponti e corone
- Cementazione perni e ricostruzione monconi
- Cementazione faccette e intarsi in composito e ceramica


Ena Post



VANTAGGI OPERATIVI & TECNICI

- Estetico: fluorescente e cromatico (color dentina)
- Funzionale: stessa elasticità della dentina
- Perfettamente integrato nel dente, nel cemento e nel materiale di restauro
- L'unico perno con fibre silanizzate ed immerse nella stessa resina utilizzata nei restauri (Enamel plus HRi)
- Perfetta silanizzazione
- Visibile solo ai raggi X

FOTO UV



SEZIONI



conservativa


CEMENTO E PERNI CANALARI

ENA CEM • ENA POST

PARAPOST KIT XT•XH•XP

PERNI XT IN TITANIO


Perno filettato in lega di titanio, cilindrico, con testa arrotondata con sottosquadri per costruzioni dirette di perni moncone. Ideale per costruzioni di monconi che richiedano eXtra ritenzione ed eXtra sicurezza.

Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
P680T		PARAPOST XT TITANIO KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost XT misura 3 marrone 0,9 mm	3 pz
		Perni ParaPost XT misura 4 giallo 1,0 mm	5 pz
		Perni ParaPost XT misura 4,5 blu 1,14 mm	5 pz
		Perni ParaPost XT misura 5 rosso 1,25 mm	5 pz
		Perni ParaPost XT misura 5,5 viola 1,40 mm	4 pz
		Perni ParaPost XT misura 6 nero 1,50 mm	2 pz
		Frese ParaPost a tre spire (1 per misura)	6 pz
		Chiave a mano per fresa (L590)	1 pz
		Chiave per avvitamento (per misure 3 - 4 - 4,5)	1 pz
Chiave per avvitamento (per misure 5 - 5,5 - 6)	1 pz		



PERNI XH IN TITANIO



Perno passivo in lega di titanio, cilindrico, con testa arrotondata con sottosquadri per costruzioni dirette di perni moncone. Ideale per monconi monoradicali in composito o vetro ionomerico.

Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
P880T		PARAPOST XH TITANIO KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost XH misura 3 • marrone 0,9 mm	4 pz
		Perni ParaPost XH misura 4 • giallo 1,0 mm	5 pz
		Perni ParaPost XH misura 4,5 • blu 1,14 mm	5 pz
		Perni ParaPost XH misura 5 • rosso 1,25 mm	5 pz
		Perni ParaPost XH misura 5,5 • viola 1,40 mm	2 pz
		Perni ParaPost XH misura 6 • nero 1,50 mm	2 pz
		Perni ParaPost XH in titanio misura 7 • verde 1,75 mm	2 pz
		Frese ParaPost a due spire (1 per misura)	7 pz
		Chiave a mano universale	1 pz



PERNI XP IN TITANIO & ACCIAIO

Perno passivo in lega di titanio o in acciaio inossidabile. Perno passivo, cementato, cilindrico a testa piatta per ricostruzioni di perni moncone multiradicali.

Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
P780T		PARAPOST XP TITANIO KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost XP misura 3 • marrone 0,9 mm	4 pz
		Perni ParaPost XP misura 4 • giallo 1,0 mm	5 pz
		Perni ParaPost XP misura 4,5 • blu 1,14 mm	5 pz
		Perni ParaPost XP misura 5 • rosso 1,25 mm	5 pz
		Perni ParaPost XP misura 5,5 • viola 1,40 mm	2 pz
		Perni ParaPost XP misura 6 • nero 1,50 mm	2 pz
		Perni ParaPost XP misura 7 • verde 1,75 mm	2 pz
		Frese ParaPost a due spire	7 pz
		1 Chiave a mano Universale	1 pz
P780		PARAPOST XP ACCIAIO KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost XP misura 3 • marrone 0,9 mm	4 pz
		Perni ParaPost XP misura 4 • giallo 1,0 mm	5 pz
		Perni ParaPost XP misura 4,5 • blu 1,14 mm	5 pz
		Perni ParaPost XP misura 5 • rosso 1,25 mm	5 pz
		Perni ParaPost XP misura 5,5 • viola 1,40 mm	2 pz
		Perni ParaPost XP misura 6 • nero 1,50 mm	2 pz
		Perni ParaPost XP misura 7 • verde 1,75 mm	2 pz
		Frese ParaPost a due spire	7 pz
		1 Chiave a mano Universale	1 pz



PERNI XT TITANIO

Ref	Descrizione	Q.tà
P68-3	Perni ParaPost XT Mis. 3 • marrone 0,9 mm	5 pz
P68-4	Perni ParaPost XT Mis. 4 • giallo 1,0 mm	5 pz
P68-45	Perni ParaPost XT Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	5 pz
P68-5	Perni ParaPost XT Mis. 5 • rosso 1,25 mm	5 pz
P68-55	Perni ParaPost XT Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	5 pz
P68-6	Perni ParaPost XT Mis. 6 • nero 1,50 mm	5 pz
P68-30B	Perni ParaPost XT Mis. 3 • marrone 0,9 mm	30 pz
P68-40B	Perni ParaPost XT Mis. 4 • giallo 1,0 mm	30 pz
P68-45B	Perni ParaPost XT Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	30 pz
P68-50B	Perni ParaPost XT Mis. 5 • rosso 1,25 mm	30 pz
P68-55B	Perni ParaPost XT Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	30 pz
P68-60B	Perni ParaPost XT Mis. 6 • nero 1,50 mm	30 pz

PERNI XH TITANIO

Ref	Descrizione	Q.tà
EP88-3	Perni ParaPost XH Mis. 3 • marrone 0,9 mm	12 pz
EP88-4	Perni ParaPost XH Mis. 4 • giallo 1,0 mm	12 pz
EP88-45	Perni ParaPost XH Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	12 pz
EP88-5	Perni ParaPost XH Mis. 5 • rosso 1,25 mm	12 pz
EP88-55	Perni ParaPost XH Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	12 pz
EP88-6	Perni ParaPost XH Mis. 6 • nero 1,50 mm	12 pz
EP88-7	Perni ParaPost XH Mis. 3 • verde 1,75 mm	12 pz

PERNI XP TITANIO

Ref	Descrizione	Q.tà
EP784-3	Perni ParaPost XP Mis. 3 • marrone 0,9 mm	12 pz
EP784-4	Perni ParaPost XP Mis. 4 • giallo 1,0 mm	12 pz
EP784-45	Perni ParaPost XP Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	12 pz
EP784-5	Perni ParaPost XP Mis. 5 • rosso 1,25 mm	12 pz
EP784-55	Perni ParaPost XP Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	12 pz
EP784-6	Perni ParaPost XP Mis. 6 • nero 1,50 mm	12 pz
EP784-7	Perni ParaPost XP Mis. 3 • verde 1,75 mm	12 pz

FRESE & ACCESSORI XT

Ref	Descrizione	Q.tà
P6230	Frese ParaPost 3 spire Mis.3 • marrone 0,9 mm	3 pz
P6240	Frese ParaPost 3 spire Mis. 4 • giallo 1,0 mm	3 pz
P6245	Frese ParaPost 3 spire Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	3 pz
P6250	Frese ParaPost 3 spire Mis. 5 • rosso 1,25 mm	3 pz
P6255	Frese ParaPost 3 spire Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	3 pz
P6260	Frese ParaPost 3 spire Mis. 6 • nero 1,50 mm	3 pz
P682A	Frese ParaPost 3 spire assortite	6 pz
L590	Chiave a mano per fresa	1 pz
L594	Chiave per avvitamento misure 3 - 4 - 4,5	1 pz
L595	Chiave per avvitamento misure 5 - 5,5 - 6	1 pz
L596	Chiavi pe avvitamento assortite	2 pz

FRESE & ACCESSORI XH-XP-FIBER




Ref	Descrizione	Q.tà
P42-3	Frese ParaPost 2 spire Mis. 3 • marrone 0,9 mm	3 pz
P42-4	Frese ParaPost 2 spire Mis. 4 • giallo 1,0 mm	3 pz
P42-45	Frese ParaPost 2 spire Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	3 pz
P42-5	Frese ParaPost 2 spire Mis. 5 • rosso 1,25 mm	3 pz
P42-55	Frese ParaPost 2 spire Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	3 pz
P42-6	Frese ParaPost 2 spire Mis. 6 • nero 1,50 mm	3 pz
P42-7	Frese ParaPost 2 spire Mis. 7 • verde 1,75 mm	
P42A	Frese ParaPost 2 spire assortite	6 pz
L590	Chiave a mano per fresa	5 pz

PERNI XP ACCIAIO

Ref	Descrizione	Q.tà
EP744-3	Perni ParaPost XP Mis. 3 • marrone 0,9 mm	12 pz
EP744-4	Perni ParaPost XP Mis. 4 • giallo 1,0 mm	12 pz
EP744-45	Perni ParaPost XP Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	12 pz
EP744-5	Perni ParaPost XP Mis. 5 • rosso 1,25 mm	12 pz
EP744-55	Perni ParaPost XP Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	12 pz
EP744-6	Perni ParaPost XP Mis. 6 • nero 1,50 mm	12 pz
EP744-7	Perni ParaPost XP Mis. 3 • verde 1,75 mm	12 pz

PARAPOST XP TECNICA INDIRECTA

PARAPOST XP TECNICA INDIRECTA RICAMBI


Ref	Modello	Descrizione	Q.tà
P781		PARAPOST XP TECNICA INDIRECTA KIT COMPLETO	
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.3 • marrone 0,9 mm	3 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.4 • giallo 1,0 mm	4 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.4,5 • blu 1,14 mm	4 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.5 • rosso 1,25 mm	4 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.5,5 • viola 1,40 mm	4 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.6 • nero 1,50 mm	3 pz
		Perni ParaPost Calcinabili Mis.7 • verde 1,75 mm	3 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.3 • marrone 0,9 mm	3 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.4 • giallo 1,0 mm	4 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.4,5 • blu 1,14 mm	4 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.5 • rosso 1,25 mm	4 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.5,5 • viola 1,40 mm	4 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.6 • nero 1,50 mm	3 pz
		Perni ParaPost Impronta Mis.7 • verde 1,75 mm	3 pz
		Perni ParaPost Provvisori Mis.3 • marrone 0,9 mm	3 pz
		Perni ParaPost Provvisori Mis.4 • giallo 1,0 mm	4 pz
		Perni ParaPost Provvisori Mis.4,5 • blu 1,14 mm	4 pz
		Perni ParaPost Provvisori Mis.5 • rosso 1,25 mm	4 pz
		Perni ParaPost Provvisori Mis.5,5 • viola 1,40 mm	4 pz
		Perni ParaPost Provvisori Mis.6 • nero 1,50 mm	3 pz
		Perni ParaPost Provvisori Mis.7 • verde 1,75 mm	3 pz
		Frese ParaPost a due spire	7 pz



Perni calcinabili prefabbricati, passivi per tecnica di fusione diretta ed indiretta. Ideali per situazioni cliniche che richiedano ritenzioni addizionali, con fusione in un blocco unico con lega a scelta.

PERNI XP TECNICA INDIRECTA RICAMBI

Ref	Descrizione	Q.tà	Ref	Descrizione	Q.tà
P743-3	Perni ParaPost Impronta Mis.3•marrone 0,9 mm	20 pz	P751-3B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.3•marrone 0,9 mm	25 pz
P743-4	Perni ParaPost Impronta Mis.4•giallo 1,0 mm	20 pz	P751-4B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4•giallo 1,0 mm	25 pz
P743-45	Perni ParaPost Impronta Mis.4,5•blu 1,14 mm	20 pz	P751-45B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4,5•blu 1,14 mm	25 pz
P743-5	Perni ParaPost Impronta Mis.5•rosso 1,25 mm	20 pz	P751-5B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5•rosso 1,25 mm	25 pz
P743-55	Perni ParaPost Impronta Mis.5,5•viola 1,40 mm	20 pz	P751-55B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5,5•viola 1,40 mm	25 pz
P743-6	Perni ParaPost Impronta Mis.6 • nero 1,50 mm	20 pz	P751-6B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.6• nero 1,50 mm	25 pz
P743-7	Perni Para Post Impronta Mis.7 • verde 1,75 mm	20 pz	P751-7B	Perni Para Post Calcinabili Mis.7 • verde 1,75 mm	25 pz
P746-3	Perni ParaPost Provvisori Mis.3•marrone 0,9 mm	20 pz	P752-3	Perno Sovrafusione 1300° Mis.3•marrone 0,9 mm	1 pz
P746-4	Perni ParaPost Provvisori Mis.4 • giallo 1,0 mm	20 pz	P752-4	Perno Sovrafusione 1300° Mis.4•giallo 1,0 mm	1 pz
P746-45	Perni ParaPost Provvisori Mis.4,5 • blu 1,14 mm	20 pz	P752-45	Perno Sovrafusione 1300° Mis.4,5•blu 1,14 mm	1 pz
P746-5	Perni ParaPost Provvisori Mis.5 • rosso 1,25 mm	20 pz	P752-5	Perno Sovrafusione 1300° Mis.5•rosso 1,25 mm	1 pz
P746-55	Perni ParaPost Provvisori Mis.5,5•viola 1,40 mm	20 pz	P752-55	Perno Sovrafusione 1300° Mis.5,5•viola 1,40 mm	1 pz
P746-6	Perni ParaPost Provvisori Mis.6 • nero 1,50 mm	20 pz	P752-6	Perno Sovrafusione 1300° Mis.6• nero 1,50 mm	1 pz
P746-7	Perni Para Post Provvisori Mis.7 • verde 1,75 mm	20 pz	P752-7	Perno Sovrafusione 1300° Mis.7 • verde 1,75 mm	1 pz
P751-3	Perni ParaPost Calcinabili Mis.3•marrone 0,9 mm	10 pz	TR100	TEMP RED RESINA AUTOPOLIMERIZZ. ROSSA CALCINABILE PER PERNI MONCONE FUSI polvere 100g + liquido 100 ml	2 pz
P751-4	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4•giallo 1,0 mm	10 pz	DURL94	Perni calcinabili	60 pz
P751-45	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4,5•blu 1,14 mm	10 pz			
P751-5	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5•rosso 1,25 mm	10 pz			
P751-55	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5,5•viola 1,40 mm	10 pz			
P751-6	Perni ParaPost Calcinabili Mis.6• nero 1,50 mm	10 pz			
P751-7	Perni Para Post Calcinabili Mis.7 • verde 1,75 mm	10 pz			



FIBER LUX PERNI IN FIBRA TRASLUCENTI

Ref	Descrizione	Q.tà
PF-170	PARAPOST FIBER LUX KIT COMPLETO Perni ParaPost FiberLux misura 3 • 0,9 mm Perni ParaPost FiberLux misura 4 • 1,0 mm Perni ParaPost FiberLux misura 4,5 • 1,14 mm Perni ParaPost FiberLux misura 5 • 1,25 mm Perni ParaPost FiberLux misura 5,5 • 1,40 mm Perni ParaPost FiberLux misura 6 • 1,50 mm Frese ParaPost (1 per misura) Chiave a mano per fresa (L590)	2 pz 3 pz 3 pz 3 pz 2 pz 2 pz 6 pz 1 pz
PF-171-3	Perni ParaPost Fiber Mis.3 (marrone) 0,9 mm	5 pz
PF-171-4	Perni ParaPost Fiber Mis.4 (giallo) 1,0 mm	5 pz
PF-171-4.5	Perni ParaPost Fiber Mis.4,5 (blu) 1,14 mm	5 pz
PF-171-5	Perni ParaPost Fiber Mis.5 (rosso) 1,25 mm	5 pz
PF-171-5.5	Perni ParaPost Fiber Mis.5,5 (viola) 1,40 mm	5 pz
PF-171-6	Perni ParaPost Fiber Mis.6 (nero) 1,50 mm	5 pz



FIBER WHITE PERNI IN FIBRA BIANCHI

Ref	Descrizione	Q.tà
PF-160	PARAPOST FIBER BIANCHI KIT COMPLETO Perni ParaPost misura 4.51 - 14 mm Perni ParaPost Fiber misura 5 - 1,25 mm Perni ParaPost Fiber misura 5.5 - 1,40 mm Perni ParaPost Fiber misura 6 - 1,50 mm Frese ParaPost (1 per misura) Chiave a mano per fresa (L590)	3 pz 3 pz 2 pz 2 pz 4 pz 1 pz
PF-161-3	Perni ParaPost Fiber Mis.3 (marrone) 0,9 mm	5 pz
PF-161-4.5	Perni ParaPost Fiber Mis.4,5 (blu) 1,14 mm	5 pz
PF-161-5	Perni ParaPost Fiber Mis.5 (rosso) 1,25 mm	5 pz
PF-161-5.5	Perni ParaPost Fiber Mis.5,5 (viola) 1,40 mm	5 pz
PF-161-6	Perni ParaPost Fiber Mis.6 (nero) 1,50 mm	5 pz



PARAPOST CEMENT / PARACORE

ParaPost cemento composito autopolimerizzabile per cementazione di perni endocanalari, ponti e corone, Maryland bridges.



ParaCore composito duale per preparazione del moncone



Ref	Descrizione	Q.tà
P7340	PARAPOST CEMENTO KIT INTRODUTTIVO cementi base cementi catalizzatore condizionatore A+B	2x2,5g 2x2,5g 3+3 ml
P7341	PARAPOST CEMENTO RICAMBI cementi base cementi catalizzatore	2x2,5 g 2x2,5 g
P7342	PARAPOST CONDIZIONATORE RICAMBI condizionatori A +B	3 + 3 ml
P5885	PARACORE KIT AUTOMIX ParaCore colori WHITE+ DENTINA ParaBond Self Etch condizionatore ParaBond Self Etch Adesivo A+B Punte automiscelanti con punte intraorali	4x5ml 3ml 2x3ml 20 pz
P5886	PARACORE AUTOMIX WHITE + Mixing tips	2x5ml
P5887	PARACORE AUTOMIX DENTINA + Mixing tips	2x5ml
P7486	ParaBond Self Etch condizionatore ParaBond Self Etch Adesivo A+B	3 ml 2x3 ml

Apparecchi

S.MARCO
VENEZIA






Apparecchi

- 54 Lampade per composito
- 55 Sabbiatrice orale
- 55 Parallelometro
- 56 Lavatrici ad ultrasuoni
- 58 Soluzioni per ultrasuoni
- 59 Elettrobisturi

LAMPADE PER POLIMERIZZAZIONE

Lampade al LED

- fotopolimerizzazione ad alta potenza
- pratica e ricaricabile




Ref	Descrizione	Q.tà
CLEDPLUS	Lampada al LED Micerium 1400 mW - 240 V 3 programmi progressivi: F: Fast = 5 watt (piena potenza) R: Ramp = l'energia aumenta gradualmente P: Pulse = brevi pulsazioni Potenza massima lampeggiante	1 pz

LAMPADA PER PRESA COLORE

Optilume Trueshade LED

- Luce al LED a 5.500 Kelvin
- Ideale per la presa del colore



Ref	Descrizione	Q.tà
OPTILUME2	Optilume Trueshade lampada a 5.500 Kelvin - LED a 45° antiriflesso - LED a luce costante - Senza filo con carica batterie	1 pz

OCCHIALI

Occhiali

- In plastica trasparenti e arancioni

Ref	Descrizione	Q.tà
OCCH10	Occhiali in plastica trasparenti	1 pz
OCCH10A	Occhiali in plastica arancioni	1 pz



DENTOPREP SABBIATRICE ORALE

Completamente in acciaio

Le microporosità aumentano la ritenzione meccanica fino al 40%.

APPLICAZIONI EXTRAORALI

- corone metallo-ceramiche
- perni
- inlay e onlay
- ponti Maryland
- rimozioni di cementi prima di ricementare

APPLICAZIONI INTRAORALI

- riparazioni di ceramica e composito
- pulizia di superficie
- sterilizzabile fino a 135°C, contenitore compreso connettori per collegamento rapido a turbina



RØNVIG

Ref	Descrizione	Q.tà
RON1900	Dento-Prep Sabbiatrice orale da studio	1 pz
RON1906	Ossido di alluminio 50 micron	1 kg
RON1926	Connettore Dentoprep 6 mm	1 pz
RON1930	Connettore Dentoprep Midwest	1 pz
RON1935	Connettore Dentoprep Sirona	1 pz
RON1936	Connettore Dentoprep W e H	1 pz
RON1937	Connettore Dentoprep Kavo	1 pz
RON1938	Connettore Dentoprep Bien Air	1 pz
RON1939	Connettore Dentoprep N NSK	1 pz
RON1903	DENTOPREP DUST-CABINET 230 VOLT, 30 WATT Sistema aspirante per sabbiatrice con interno illuminato	1 pz

DENTOPREP DUST CABINET

Aspiratore per sabbiatrice

Ideale per utilizzare la sabbiatrice in studio fuori dal cavo orale. Dotato di illuminazione e di filtro per la sabbia facilmente pulibile


INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 180 x 315 x 225 cm
Peso	4,130 Kg

PARALLEL-A-PREP

DENTATUS

Ref	Descrizione	Q.tà
PAP	PARALLEL-A-PREP parallelometro orale	1 pz
PAP200	PARALLEL-A-PREP portaimpronte	1 pz
PAP203	PARALLEL-A-PREP perno	1 pz
PAP300	PARALLEL-A-PREP prolunga del braccio snodabile	1 pz
PAP400	PARALLEL-A-PREP piano guida occlusale	1 pz
PAP500	PARALLEL-A-PREP puntatore ad angolo	1 pz
PAP600	PARALLEL-A-PREP puntatore ad angolo	1 pz
PAP700	PARALLEL-A-PREP adattatore universale	1 pz
PAP901	PARALLEL-A-PREP chiave ad angolo	1 pz
PAP902	PARALLEL-A-PREP chiave diritta piccola	1 pz



Parallelometro Parallel-a-prep di precisione per preparazioni di ponti e intarsi, in acciaio inossidabile sterilizzabile

BIOSONIC UC300

Lavatrice ad Ultrasuoni Biosonic UC300

Capacità di pulizia e versatilità ottimale dalle prestazioni superiori e dalla massima sicurezza.

VANTAGGI OPERATIVI

- utilizzabile con cestelli portastrumenti di grandi dimensioni o di medie dimensioni per pulizia a ciclo continuo
- utilizzabile per pulire contemporaneamente strumenti e protesi
- utilizzabile con qualsiasi sistema di cassette di sterilizzazione: Hu-Friedy*, Thompson*, ZIRC, Whaledent UC70

*non sono marchi commerciali distribuiti da Micerium




INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 31,1 x 48,2 x 30,5 cm
Dimensioni Vasca	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 22,9 x 35,6 x 17,1 cm
Capacità Vasca	14.4 litri
Riempimento	11.0 litri
Assorbimento	300 watt
Frequenza operativa	40 kHz




UC311+UC330+UC53

UC311



UC320

UC321+ZM910



UC310

Ref	Descrizione	Q.tà
UC300	LAVATRICE AD ULTRASUONI cap. 14,4 litri con scarico e timer fornita con coperchio	1 pz
UC310	Cestello grande	1 pz
UC311	Cestello piccolo	1 pz
UC320	Portacassette sterilizzazione Hu-Friedy/Thompson	1 pz
UC321	Portacassette di sterilizzazione Zirc	1 pz
UC330	Coperchio di posizione per due bicchieri	1 pz
UC53	Bicchiere 600 ml con coperchio	1 pz
UC335	Inseriti di separazione per cestelli	1 pz
UC340	Coperchio di ricambio	1 pz
UC350	Filtro di scarico di ricambio	1 pz
UC355	Tubo di scarico di ricambio	1 pz

Lavatrice ad Ultrasuoni Biosonic UC125H

La media dalle prestazioni superiori e dalla massima sicurezza e versatilità aerosol.

VANTAGGI OPERATIVI


- utilizzabile per pulire contemporaneamente strumenti nel cestello e piccoli oggetti nel bicchiere
- utilizzabile con un cestello porta strumenti di notevoli dimensioni o con tre bicchieri contemporaneamente
- coperchio per eliminare rumorosità e aerosol

INFORMAZIONI TECNICHE


Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x larghezza) 35 x 42 x 26,7
Dimensioni Vasca	(Altezza x Lunghezza x larghezza) 12,7 x 28,6 x 14,3 cm
Capacità Vasca	4,8 litri
Riempimento	3,8 litri
Assorbimento	100 watt
Frequenza operativa	55 kHz

Cestello a flusso trasversale


- pulizia degli strumenti migliorata
- pratiche impugnature di estrazione



UC152XD +UC153+UC53



UC151XD



UC153+UC53

Ref	Descrizione	Q.tà
UC125H	LAVATRICE AD ULTRASUONI 3.8 Lt. RISCALDAMENTO con scarico e timer, fornita con coperchio e liquido enzimatico UC32	1 pz
UC125*	LAVATRICE AD ULTRASUONI 3.8 Lt. con scarico e timer digitale, fornita con coperchio e liquido enzimatico UC32	1 pz
UC155	KIT ACCESSORI COMPLETO Cestello in acciaio inox standard UC152XD Bicchieri (600 ml) con coperchio UC53 Supporti per bicchiere UC153	1 pz 2 pz 2 pz
UC151XD	Cestello in acciaio inox extra large	1 pz
UC152XD	Cestello in acciaio inox standard	1 pz
UC153	Supporto per un bicchiere	1 pz
UC53	Bicchiere in borosilicato con coperchio e supporto (può essere utilizzato con UC100, UC1, UC2, UC300)	1 pz
UCB2	Cestello in plastica portafrese	1 pz

* Disponibile su richiesta

SOLUZIONI DI PULIZIA BIOSONIC WHALEDENT

Flaconi MeterDose™

Per un dosaggio preciso della soluzione, premere la bottiglia facendo fluire la quantità desiderata nel dispenser, inclinare e versare.

VANTAGGI OPERATIVI

- Nessuno Spreco
- Nessuna Fuoriuscita
- Niente Sporcizia
- Facilità di utilizzo
- Convenienza



UC30

473 ml. = 29 l.

- Contenuto
 - Contaminazione
 - Oggetto
- Elimina sangue, detriti, saliva, pulizia generale.
- Strumenti, corone, ponti, punte per detartraggio. Protesi totali (per sciacquare dopo aver usato liquidi acidi).

Liquido Universale Super Concentrato



UC31

Monodose 20x25 ml

- Contenuto
 - Contaminazione
 - Oggetto
- Azione pulente con protezione anticorrosione nel bagno ad ultrasuoni.
- Strumenti, corone, ponti, frese, protesi e punte di ablazione ad ultrasuoni.

Soluzione antiossidante Super Concentrato



UC32

236 ml. = 29 l.

- Contenuto
 - Contaminazione
 - Oggetto
- Sgretola proteine (sangue essiccato, saliva, tessuti, detriti anche se induriti sugli strumenti dalla glutaraldeide). Pulizia generale.
- Strumenti, corone, ponti, punte per drenaggio. Protesi totali (per sciacquare dopo aver usato liquidi acidi).

Liquido Enzimatico



UC34

840 g = 11,4 l.

- Contenuto
 - Contaminazione
 - Oggetto
- Gessi e materiali refrattari non fosfatici.
- Protesi totali, parziali, fusioni, articolatori e muffole non di alluminio.

Polvere per gesso



UC36P

100 g = 180 ml.

- Contenuto
 - Contaminazione
 - Oggetto
- Rivestimenti fosfatici e gessosi, gesso e tartaro.
- Fusioni e strumenti (eccetto vetro, alluminio, ceramica e titanio).

Polvere per rivestimento



UC39

473 ml. = 32 usi


- Contenuto
 - Contaminazione
 - Oggetto
- Cementi definitivi e provvisori con e senza eugenolo. Includi cementi zincofosfati, poliacrilati e la maggior parte dei compositi.
- Corone, ponti, veneers, strumenti.

Liquido per cementi

Sistema di elettrochirurgia per un preciso ed efficiente contorno della gengiva


Aiuta a trattare la gengiva con maggiore efficienza, più precisione, minor sanguinamento.

- rende più semplici e veloci procedure cliniche quotidiane quali il controllo del sanguinamento, la modellazione del tessuto, l'accesso alle carie
- utilizza elettrodi con manipoło sterilizzabile per evitare il rischio della contaminazione incrociata
- facilita le operazioni grazie ad un unico comando scorrevole sia per il taglio che per il coagulo e alle spie di indicazione sia sull'apparecchio che sul manipoło.



INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x lunghezza x larghezza) 222 x 159 x 108 cm
Peso	2,4 Kg
Tensione	230 Volt - 105 Watt
Potenza di uscita	55W +10% taglio, 33W +10% coag
Frequenza oper. nominale	3,68 MHz
Frequenza modulaz. coag	120 Hz (quadrata)



8 Elettrodi Sterilizzabili per evitare rischi di contaminazioni incrociate

Ref	Descrizione	Q.tà
S8230CE	ELETTROBISTURI PERFECT TCS2 Cordone di raccordo illuminato orientabile a 180° S6009A Manipoli con elettrodo sterilizzabili Elettrodo di dispersione in piastra Pedaliera	1 pz 3 pz 1 pz 1 pz
S6010A	Set Completo da S6011 a 6018	8 pz
S7010A	Set Intro S6011, 6012, 6015	3 pz
S6011A	Elettrodo a palla	2 pz
S6012A	Elettrodo a Coltello dritto 45°	2 pz
S6013A	Elettrodo a Coltello conico 45°	2 pz
S6014A	Elettrodo a Cappio tondo	2 pz
S6015A	Elettrodo a Cappio lungo curvo	2 pz
S6016A	Elettrodo a Cappio lungo dritto	2 pz
S6017A	Elettrodo a Diamante	2 pz
S6018A	Elettrodo a profondità limit. 90°	2 pz
S6008CE	Cordone raccordo attacco Perfect	1 pz
S213	Elettrodo di dispersione in piastra TCS2	1 pz
S5006	Pedaliera per Perfect TCS2	1 pz

Disponibili accessori e ricambi per modelli precedenti

Laboratorio

EN
NE
L
O
L






Laboratorio

- 62 **Strumenti e articolatori**
- 63 **Preparazione modelli**
Seghetto elettrico
Rifinitore
Monconi sfilabili:
Tender Tray, Seghetto a mano,
Pindex, DVA Model System, Accu-Trac e Twin Tray
Trattamento monconi
- 69 **Resine e cianocrilato calcinabile**
- 70 **Cere**
- 72 **Miscelatore sottovuoto, leghe e rivestimenti**
- 74 **Attacchi**
- 75 **Lampade e occhiali**
- 76 **Resine e compositi**
Composito estetico
Composito per flange
Siliconi e muffole
Resina per provvisori
Resina per protesi mobile e ribasatura

STRUMENTI

Pennelli Micerium

In setola e con punta in gomma



Strumenti Micerium

per modellazione



Pinzette Mosquito e Spessimetri

In acciaio inox



ARTICOLATORI DENTATUS

Articolatore ARL

Progettati per soddisfare ogni esigenza dalle relazioni occlusali alle diagnosi ed alle progettazioni di trattamenti per ricostruzioni occlusali.

VANTAGGI OPERATIVI

- inclinazione condilare regolabile fino a 60°
- regolazione angoli di Bennet sino a 40°
- sfere condilari che consentono di regolare la relazione centrica, protusiva, diretta, o le relazioni laterali
- piano incisale regolabile
- modello Planas*

Arco facciale AEB


Utilizzabile con aste condilari standard (AEB) o con terminali arrotondati per orecchie rimovibili e sterilizzabili (disponibili separatamente)

Ref	Descrizione	Q.tà
ARL	Articolatore DENTATUS con regolazione inclinazione condilare e angolo di Bennet misura calibrata del percorso condilare con calibro di ritaratura tra superiore e inferiore	1 pz
ARL/P*	Articolatore DENTATUS PLANAS	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
COSSTAIN01	Piastra per colori con coperchio	1 pz
COSPEN11	Pennello C per colori	1 pz
COSPEN12	Pennello F per fosse	1 pz
COSPEN13	Pennello M per modellazioni	1 pz
TPENS	Pennelli in gomma bianchi morbidi assortiti	5 pz
TPENN	Pennelli in gomma nera rigidi assortiti	5 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
TDRK1	KIT STRUMENTI MODELLAZIONE Strumenti con terminale in acciaio inox Punte ultra flessibili avvitabili assortite	3 pz 3 pz
TRAG	Punta ultra flessibile forma A	2 pz
TRBG	Punta ultra flessibile forma B	2 pz
TRCG	Punta ultra flessibile forma C	2 pz
TDRK2	Kit strumenti modellazione PKT + Lecron	6 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
WD1	Pinzetta emostatica Mosquito inox dritta	1 pz
WD2	Pinzetta emostatica Mosquito inox curva	1 pz
WD3	Spessimetro satinato in acciaio inox per me-	1 pz
SDI4	Spessimetro satinato in acciaio inox per cera	1 pz



ARL • AEB

Ref	Descrizione	Q.tà
AEB	Arco facciale standard DENTATUS con perno di indicazione della fossa orbitale con aste per i condili	1 pz
AEBPLANAS*	Arco facciale DENTATUS PLANAS	1 pz
AEBG	Forchetta standard DENTATUS	1 pz
AEBJ	Forchetta piena DENTATUS	1 pz
AEP-3T*	Forchetta DENTATUS PLANAS	3 pz
ARL/P-P*	Piatti in plexiglass DENTATUS PLANAS	2 pz
ARH-167	Asta incisale a cacciavite	1 pz
ARHP	Tavola incisale regolabile	1 pz
ARHZ	Piastra DENTATUS per modelli in zinco	1 pz
ARHXC	Piastra DENTATUS per modelli in plastica	1 pz
BDA	Supporto telescopico per arco facciale	1 pz
MGA	Supporto fisso per montaggio modelli	1 pz


* PLANAS disponibili solo su richiesta

SEGHETTO ELETTRICO PX901A

Sezionamento di precisione più facile,
più veloce e sicuro

INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	220-230 V, 50 Hz
Assorbimento	100 W
Base	200x420 mm
Altezza	340 mm
Peso	10 Kg
Diametro Lama	80 mm (foro 16 mm)
Spessore Lama	0,2 mm



Ref	Descrizione	Q.tà
PX901A	SEGHETTO ELETTRICO PER MONCONI con morsa orientabile e supporto per perni	1 pz
ASX1000	Aspiratore esterno per seghetto e rifinitore	1 pz
PX903	Supporto per Accutrac	1 pz
PX904	Lama dentellata per seghetto elettrico	1 pz
PX905	Supporto per Tricodent	1 pz
PX905A	Supporto per Model Tray	1 pz
PX906	Morsa orientabile (base per supporti)	1 pz
PX907	Supporto per Dowel Pins, Pindex ed altri sistemi con perni	1 pz
PX909	Supporto per Tender Tray	1 pz

Per eccellere nella rifinitura dei modelli

INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	220-230V, 50 Hz, 370W
Base	300x210 mm
Altezza	300 mm
Peso	10Kg
Potenza motore	1/2CV
Attacco utensile	ø 6 mm

Ref	Descrizione	Q.tà
PX801-CE	RIFINITORE PER MODELLI RUTEX CON FRESA CILINDRICA e supporto rialzato per split-cast	1 pz
PX805CE	Fresa Rutex cilindrica 10x20 mm	1 pz
PX807CE	Fresa Rutex conica	1 pz
PX808CE	Fresa Rutex a palla	1 pz
PX809CE	Fresa Rutex cono rovescio	1 pz
PX812	Sacchetti Rutex	4 pz

RIFINITORE RUTEX PX801-CE



TENDER TRAY "Magnetic"

Rapido economico e...
"magneticamente" accurato

È un sistema di precisione per monconi sfilabili in materiale speciale di lunga durata e resistente fino a 200° C. Basetta antiriflesso adatta per scansioni, disponibile in tre versioni più una quarta per l'antagonista, integrabile con la muffola Tender Flask

Tender Tray 1 con ritenzioni a perno e rinforzo metallico per monconi "magnetici" ad altissima precisione anche su incisivi inferiori.

Tender Tray 2 con ritenzioni a perno totalmente in plastica.

Tender Tray 3 con ritenzioni zigriate e rinforzo metallico per monconi "magnetici" su impianti

Tender Tray 4 base metallica liscia per Split Cast da utilizzare per l'antagonista

Tender Tray 1 e 3 consentono l'utilizzo di un magnettino da incollare sotto il moncone per migliorarne la stabilità rendendola ineguagliabile. Inoltre il rinforzo metallico consente anche l'abbinamento di un altro magnete per la messa in articolatore.

Tender Tray 2, più economico ha un magnete che facilita la messa in articolatore. Può essere utilizzato in alternativa alle basette colorate per l'invio dei lavori al dentista quando effettuato in articolatore.




Ref	Descrizione	Q.tà
TX1	KIT INTRODUTTIVO TENDER TRAY "Magnetic" basette Tender Tray 1 basette Tender Tray 2 linguetta in gomma per colata modello box in gomma per colata modello strumento estraимodelli / allineatore magneti per messa in articolatore magnetini per monconi basetta portalavori	2 pz 1 pz 1 pz 1 pz 1 pz 2 pz 10 pz 2 pz
TX10	RICAMBI TENDER TRAY 1 "Magnetic" Basette con ritenzioni a perno e rinforzo metallico	10 pz
TX20	RICAMBI TENDER TRAY 2 Basette con ritenzioni a perno "economiche"	10 pz
TX30	RICAMBI TENDER TRAY 3 "Magnetic" x impianti Basette con ritenzioni zigriate e rinforzo metallico	10 pz
TXF21	RICAMBI TENDER TRAY 4 "Magnetic" x Split Cast Basette lisce rinforzo metallico	5 pz
TX41	Linguetta in gomma per colata modello	10 pz
TX42	Box in gomma per colata modello	2 pz
TX43	Strumento estraимodelli / allineatore	2 pz
TX44	Magneti per messa in articolatore Tender Tray 1 e 3	10 pz
TX45	Magnetini per monconi	100 pz
TXF22	Contromagneti per articolatore per Tender Tray 2 e 4	5 pz
TX15	Basetta portalavori per Tender Tray 1 e 2	24 pz
TX35	Basetta portalavori per Tender Tray 3	24 pz



SEGHETTO A MANO

Anatomico con archetto inclinato

Consente una miglior visione della zona da tagliare. Perfettamente bilanciato permette tagli veloci e precisi. Inclinatura orientabile anche per mancini.



Ref	Descrizione	Q.tà	Ref	Descrizione	Q.tà
TX001	SEGHETTO A MANO TENDER X lame 0,18 mm blu (montata) lame 0,25 mm oro	1 pz 1 pz 1 pz	PX200	SEGHETTO A MANO PINDEX lame 0,18 mm blu lame 0,25 mm oro	1 pz 12 pz 12 pz
TX018	Lame 0,18 mm blu	12 pz	PX201	Lame 0,18 mm blu	12 pz
TX025	Lame 0,25 mm oro	12 pz	PX202	Lame 0,25 mm oro	12 pz
TX018B	Lame 0,18 mm blu	100 pz	PX301	Lame 0,18 mm blu	100 pz
TX025B	Lame 0,25 mm oro	100 pz	PX302	Lame 0,25 mm oro	100 pz

Pindex

Foragessi con puntatore laser


Sistema di monconi sfilabili di precisione



Esecuzione dei fori sulla foragessi Pindex
Esecuzione dei tagli per perni doppi e tripli



Inserimento e cementazione dei perni
Posizionamento delle guaine



Colata della base nello stampo preformato



Posizionamento dei perni autoarticolanti
Modello Pindex ultimato

Ref	Descrizione	Mod	Q.tà
P113LCE	FORAGESSI PINDEX CON PUNTATORE LASER		1 pz
	Cacciaviti per sostituire la fresa		2 pz
	Chiave a brugola		1 pz
	Alesatore a mano		1 pz
	Perni lunghi con guaina bianca		50 pz
	Perni corti con guaina grigia		50 pz
	Perni doppi con guaina metallica		25 pz
	Perni tripli con guaina in plastica		50 pz
	Perni autoarticolanti con guaina		100 pz
	Perni di articolazione		50 pz
	Stampi gomma:base+completo+parziale		3 pz
			
PX118	Perni di articolazione		100 pz
PX102	Perni medi con guaina nera		100 pz
PX112M	Perni medi con guaina nera		500 pz
PX112D	Perni medi con guaina nera		2000 pz
PX116	Perni lunghi con guaina nera		100 pz
PX114M	Perni lunghi con guaina nera		500 pz
PX114D	Perni lunghi con guaina nera		2000 pz
PX117	Perni corti con guaina grigia		100 pz
PX115M	Perni corti con guaina grigia		500 pz
PX115D	Perni corti con guaina grigia		2000 pz
PX554	Perni tripli con guaina bianca		100 pz
PX553M	Perni tripli con guaina bianca		500 pz
PX553D	Perni tripli con guaina bianca		2000 pz
PX119	Punte elicoidali ø 3 mm		3 pz
PX120	Alesatore a mano		1 pz

Ref	Descrizione	Mod	Q.tà
PX145	Perni autoarticolanti con guaina		100 pz
PX144M	Perni autoarticolanti con guaina		500 pz
PX145S	Guaine per perni autoarticolanti		1000 pz
PX146	Stampi gomma completo+parziali Base nera per stampo (PX149)		3 pz 1 pz
PX147	Stampo di gomma arcata completa		1 pz
PX148	Stampi di gomma parziali		2 pz
Tender Pin			
TX090S	Dowel Pins 		100 pz
TX090M	Perni in ottone con spillo		500 pz
TX092S	Dowel Pins		100 pz
TX092M	Perni in ottone senza spillo		500 pz
TX012S	Perni medi con guaina bianca		100 pz
TX012M	Perni medi con guaina bianca		500 pz
TX012D	Perni medi con guaina bianca		2000 pz
TX014S	Perni lunghi con guaina bianca		100 pz
TX014M	Perni lunghi con guaina bianca		500 pz
TX014D	Perni lunghi con guaina bianca		2000 pz
TX015S	Perni corti con guaina bianca		100 pz
TX015M	Perni corti con guaina bianca		500 pz
TX015D	Perni corti con guaina bianca		2000 pz
TX053S	Perni doppi con guaina metallica		100 pz
TX053M	Perni doppi con guaina metallica		500 pz
TX053D	Perni doppi con guaina metallica		2000 pz
TX063S	Perni singoli con guaina		100 pz
TX063M	Perni singoli con guaina		500 pz
TX063D	Perni singoli con guaina		2000 pz

DVA MODEL SYSTEM

Sistema per monconi sfilabili DVA con basi in plastica


VANTAGGI OPERATIVI

- elimina seconde colate, rifiniture, polvere e collanti
- riduce le squadrature, consentendo un controllo dell'espansione del gesso
- migliora l'estetica, la stabilità dei monconi e l'accuratezza
- abbassa i costi della riproduzione in refrattario semplificandone la procedura



Ref	Descrizione	Q.tà
DVA1PLUS	SISTEMA DVA KIT INTRODUTTIVO	
	Perni DVA	1000 pz
	Basette preformate in plastica	100 pz
	Muffole di allineamento	3 pz
	Posizionatore per perni	1 pz
	Pennarello	1 pz
	Coltello per spianare l'impronta	1 pz
	Base estraiogetti con martelletto	1 pz
	Supporto per separazione dei monconi	1 pz
	Base di trasferimento rossa	1 pz
	Magneti per messa in articolazione	2 pz
	Dischi per magnete	10 pz
	Silicone di fissaggio	500 g
DVA3SUPER	SISTEMA DVA KIT ECONOMICO	
	Perni DVA	100 pz
	Basette preformate in plastica	20 pz
	Muffola da allineamento	1 pz
	Posizionatore per perni	1 pz
	Pennarello	1 pz
	Magneti per messa in articolazione	2 pz
	Dischi per magnete	10 pz
	Silicone di fissaggio	1 pz
DVA5	FORAGESSI DVA 230 V per eseguire forature su basi in plastica e plexiglass con puntatore ed altezza regolabile	1 pz
DVADRILL	Fresa DVA \varnothing 3,175 mm	1 pz


Ref	Descrizione	Q.tà
DVA1000P	Perni DVA	1000 pz
DVA100P	Perni DVA	100 pz
DVA100T	Basette preformate in plastica	100 pz
DVA20T	Basette preformate in plastica	20 pz
DVAALFIPLUS	Muffola da allineamento disponibile in diversi colori	1 pz
DVASILP1	Silicone di fissaggio	500 g
DVAMAGN	Magneti per messa in articolazione	10 pz
DVADISCS	Dischi per magnete	100 pz
DVARP	Posizionatore per perni in gomma	1 pz
DVAPEN	Pennarello	1 pz
DVATRIMK	Coltello per spianare l'impronta	1 pz
DVAPL	Base estraiogetti	1 pz
DVAMALL	Martelletto	1 pz
DVASH	Supporto per eseguire separazione dei monconi	1 pz
DVAHRF	Base di trasferimento rossa	1 pz
DVADUPLAS	Muffola di duplicazione monconi in rivestimento	1 pz
DVA10A	Perni in ceramica ad alta fusione	10 pz



Impronta posizionata sulla muffola di allineamento



Esecuzione dei fori con la foragessi DVA



Inserimento dei perni e colata del modello



Estrazione del modello, rifinitura e separazione dei monconi




Modello con monconi sfilabili ultimato. Messa in articolazione con ausilio di magneti



Duplicazione dei monconi in rivestimento con perni in ceramica e muffola speciale

Sistema di precisione per monconi sfilabili

Dotato di braccini di bloccaggio rimovibili, di ritenzioni adeguate, di un magnete incorporato per la messa in articolatore, di accessori per colata e estrazione dei modelli. Le scatolette Accu-trans consentono l'invio dei lavori al dentista o la loro archiviazione.



Ref	Descrizione	Q.tà
AT10	COFANETTO COMPLETO ACCU-TRAC WHALEDENT basette Accu-trac basi estraимodelli spaziatori verdi per messa in articolatore scatolette Accu-trans contro-magneti	10 pz 5 pz 5 pz 5 pz 25 pz
ATR20	CONFEZIONE RICAMBI Basette Accu-trac	20 pz
ATR1	Basetta Accu-trac (ordine min. 3 pz)	1 pz
ATA20	Braccini completi (destri+sinistri)	20 pz
ATK25	Contro-magneti	25 pz
ATS20	Spaziatori verdi per messa in articolatore	20 pz
ATS1	Spaziatore verde per messa in articolatore	1 pz
ATE12	Basi estraимodelli	12 pz
ATE1	Base estraимodelli	1 pz
ATN50	Scatolette Accu-trans	50 pz
ATN1	Scatoletta Accu-trans (ordine min. 6 pz)	1 pz

Basette autoarticolanti per arcate totali o parziali

Il sistema per monconi sfilabili autoarticolante DVA TWIN TRAY consiste in due basette identiche, totali o parziali, nelle quali vengono colati direttamente i modelli. Le arcate vengono articolate automaticamente bloccando la cerniera dell'articolatore nella posizione del morso senza utilizzare gesso o colla. Il sistema DVA TWIN TRAY é ideale per i casi di protesi singole fino a piccoli ponti di tre elementi.



TWIN TRAY

Ref	Descrizione	Q.tà
DVTT100K	KIT INTRODUTTIVO TWIN TRAY ARCATA COMPLETA Twin tray totali completi di cerniera plastica Isolante spray * 10 ml Base di allineamento e fissaggio (+ silicone) Base estraимodelli con estrattore ad arco Cerniera Twin Tray Metallica	100 pz 10 ml 1 pz 1 pz 1 pz
DVTT20K	MINIKIT TWIN TRAY ARCATA COMPLETA Twin tray totali completi di cerniera plastica Base estraимodelli con estrattore ad arco Cerniera Twin Tray Metallica	20 pz 1 pz 1 pz
DVTT100F	Twin Tray totali completi di cerniera plastica	100 pz
DVTT20F	Twin Tray totali completi di cerniera plastica	20 pz
DVTTALF	Base di allineamento e fissaggio (+ silicone)	1 pz
DVTTTSF	Base estraимodelli con estrattore ad arco per totali	1 pz
DVTTSP	Isolante spray Twin Tray * 10 ml	10 ml
DVATT100Q	TWIN TRAY PARZIALI completi di cerniera plastica	100 pz
DVATT20Q	Twin Tray parziali completi di cerniera plastica	20 pz
DVATTTSQ	Base estraимodelli per parziali	1 pz
DVTTMA-1	Cerniera Twin Tray Metallica	1 pz
DVTTPI-1	Insero Twin Tray in gomma	1 pz

* isolante solo per totali; parziali già preisolati

3 Passaggi semplici e veloci



TRATTAMENTO MONCONI

Isolante speciale

Very Special Separator (VSS)

VSS, isolanti speciali senza olio, universali per cera, ceramica e composito combinati con lacche spaziatrici di 6 o 12 micron.


Isolante gesso resina DVASEZAP



Condizionatore per sigillare ed indurire i modelli



Isolante per cera, ceramica e composito



Lacca spaziatrice



Ref	Descrizione	Q.tà
DVAEXP	VERY SPECIAL SEPARATOR KIT COMPLETO isolanti in penna con dispenser condizionatori indurenti in penna con dispenser	3 pz 3 pz
DVAEXP1S	Isolante in penna con dispenser	2 oz
DVAEXP1C	Condizionatore indurente in penna con dispenser	2 oz
DVASEZAP	Isolante DVA per acrilico bianco	473 ml

Lacche spaziatrici

Tender Rock

- Spaziatore color dentina ideale per lavori metal free in composito e ceramica, consente di verificarne la colorazione
- Induritore e protettore per monconi
- Localizzatore contatti
- Protettore per monconi




Ref	Descrizione	Q.tà	Ref	Descrizione	Q.tà
TRUK	KIT LACCHE SPAZIATRICI TENDER ROCK Tender Rock spaziatore colore dentina UD1 Tender Rock spaziatore colore dentina UD2 Tender Rock spaziatore colore dentina UD3 Tender Rock spaziatore colore dentina UD4 Tender Rock spaziatore colore White Tender Rock diluente	20 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml	TRUD1	Tender Rock spaziatore colore dentina UD1	20 ml
			TRUD2	Tender Rock spaziatore colore dentina UD2	20 ml
			TRUD3	Tender Rock spaziatore colore dentina UD3	20 ml
			TRUD4	Tender Rock spaziatore colore dentina UD4	20 ml
			TRUW	Tender Rock spaziatore colore WHITE	20 ml
TRK	KIT COMPLETO TENDER ROCK Tender Rock spaziatore colore dentina UD1 Tender Rock spaziatore colore dentina UD2 Tender Rock spaziatore colore dentina UD3 Tender Rock spaziatore colore dentina UD4 Tender Rock spaziatore colore WHITE Tender Rock diluente Tender Rock Contact Tender Rock DUR induritore Tender Rock DUR diluente	20 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml 30 ml 30 ml 30 ml	TRUT	Tender Rock diluente	20 ml
			TRC	Tender Rock CONTACT	30 ml
			TRCT	Tender Rock contact diluente	20 ml
			TRD	Tender Rock DUR induritore	30 ml
			TRDT	Tender Rock DUR diluente	30 ml


CIANOACRILATO ROCKET DVA

Cianoacrilato rosso con induritore spray

Cianoacrilato completamente calcinabile, per unire elementi di un ponte evitandone la distorsione, per posizionamento di perni, riparazione di monconi, incollaggi su articolatori




Fissaggio di precisione di attacchi da saldare




Connessione di segmenti di ponte da saldare




Unione di elementi in cera per evitare distorsioni



Chiusura di sottosquadri



Chiusura di bolle




Stabilizzazione di monconi

Ref	Descrizione	Q.tà
DVAIHR	KIT INTRODUTTIVO CIANOACRILATO CALCINABILE ROSSO Siringa cianoacrilato con beccuccio Acceleratore spray Dispenser a vite e supporto per siringa	1 x12g 60 ml 1 pz
DVARHR	Siringa cianoacrilato con beccuccio	12g
DVARA	Acceleratore spray	60 ml
DVATWIST	Dispenser a vite per siringa	1 pz
DVAROTIPS	Beccucci di ricambio Rocket	10 pz

RESINA CALCINABILE AUTOPOLIMERIZZABILE

Resina per modellazione Micerium senza retrazione per fusioni perfette

Questa resina é utilizzabile sia in studio che in laboratorio, con tecnica del pennello o di mescolazione. É ideale per la fabbricazione di parti secondarie di protesi (telescopiche, fresaggi), fissazione di saldature, ponti, ancoraggi, attacchi e perni calcinabili.




Perni moncone

Corone doppie

Fresaggi (e ponti Maryland)

VANTAGGI OPERATIVI

- calcinabile: brucia senza residui
- bassissima retrazione: <1%



Ref	Descrizione	Q.tà
TR100	TEMP RED RESINA AUTOPOLIMERIZZABILE ROSSA CALCINABILE polvere 100 g + liquido 100 ml	2 pz
TR100P	Temp Red Polvere ricambio	100g
TR100L	Temp Red Liquido	100 ml
DURL94	Perni calcinabili	60 pz

CERE FLEX MICERIUM PER PROTESI FISSA E MOBILE

CERE DI ALTA QUALITÀ PER FUSIONE E MODELLAZIONE




Ref	Descrizione	Q.tà
F54G ●	FLEX-E-Z VERDE autoisolante, con memoria elastica ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione	4 oz
F55G ●	FLEX-E-Z VERDE	1 lb
F54B ●	FLEX-E-Z BLU autoisolante, con memoria elastica ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione	4 oz
F55B ●	FLEX-E-Z BLU	1 lb
F54W ○	FLEX-E-Z BIANCA per modellazione estetica	4 oz
F55W ○	FLEX-E-Z BIANCA per modellazione estetica	1 lb
F54V ●	FLEX-E-Z IVORY per modellazione estetica	4 oz
F54R ●	FLEX-E-Z GREY per modellazione estetica	4 oz
F54P ●	FLEX PURPLE VIOLA senza alcuna retrazione, extradura ideale per margini e per spessori fini	4 oz
F55P ●	FLEX-E-Z PURPLE VIOLA	1 lb
F55ZB ●	CERA PER PONTI E CORONE regular blu	1 lb

CERE PER PROTESI MOBILE SENZA RETRAZIONE NÈ ALTERAZIONI DOVUTE AL CALORE




Ref	Descrizione	Q.tà
F95H	CERA IN FOGLI ROSA HARD ideale per il sistema PERFORM INKOVAC resiste senza alterazioni fino a 55°C molto dura, ma elastica e modellabile, miscela di fini cere vergini formulata scientificamente	5 lb
F85H	CERA IN FOGLI ROSA HARD 10 fogli	200g
F95A	CERA IN FOGLI ROSA ALL SEASON ideale per tutte le stagioni	5 lb

PERNI DA FUSIONE IN ROTOLO E IN STICK



Ref	Descrizione	Q.tà
da F06SB a F12SB e da F14S a F24S	PERNI DI COLATA BLU 12 cm Ideale per ganci, spine barre linguali e ritenzioni disponibile nei seguenti diametri: 0,5mm (F24S), 1mm (F18S), 1,5mm (F14S), 2mm (F12SB) 2,5mm (F10SB), 3,3mm (F08SB), 4mm (F06SB)	60 g
da F04R a F14R	PERNI DI COLATA BLU IN ROTOLO ideale per ganci, spine barre linguali e ritenzioni disponibile nei seguenti diametri: 1,5mm (F14R), 2mm (F12R), 2,5mm (F10R) 3,3mm (F08R), 4mm (F06R), 5mm (F04R)	250 g
da F06S a F12S	PERNI DI COLATA ROSSI 15 cm Ideale spine di fusione disponibile nei seguenti diametri: 2mm (F12S), 2,5mm (F10S), 3,3mm (F08S), 4mm (F06S)	125 g


CERE CALIBRATE PER SCHELETRATI



Ref	Descrizione	Q.tà
da F02A a F08A	CERA CALIBRATA ADESIVA CLEAR disponibile nei seguenti spessori in mm: 0,25 (F02A), 0,3 (F03A), 0,4 (F04A), 0,5 (F05A), 0,6 (F06A), 0,8 (F08A)	32 fogli
da NCASTINGW03 a NCASTINGW08	CERA CALIBRATA LISCIA VERDE disponibile nelle misure: 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 mm	32 fogli

CERE FLEX MICERIUM CALIBRATE E DI UTILITÀ

CERE DI UTILITÀ



Ref	Descrizione	Q.tà
F67Y	CERA COLLANTE GIALLA fornita in comodi stick da 12 cm. formula speciale ad indurimento rapido rigida per un distacco netto senza residui	100 g
F66P	CERA PER MASTICONI ROSA concava per un più rapido adattamento alla cresta; formula speciale per garantire la massima accuratezza nella riproduzione del morso	1 lb
F65R	CERA DI IMMERSIONE ROSSA fondibile per eseguire delle cappette grazie alla memoria elastica resiste alle distorsioni	1 lb
F66R	CERA PER BOXARE IN STRISCE ROSSA molto sottile (1mm) ed efficace per boxare le impronte da colare in gesso o poliuretano; i fogli aderiscono perfettamente alla superficie senza necessità di scaldarli	1 lb
F67R	CERA PER BOXARE IN STICK ROSSA ideale per ricostruzioni e riparazioni di piccole imperfezioni dei modelli; utilizzabile anche in combinazione con la cera in strisce per boxaggi, sotto il bordo periferico dell'impronta	1 lb



BUNSEN E SCALDACERA

Bunsen a induzione e apparecchio scaldacera ibrido con Bunsen a induzione e spatola elettrica

Ref	Descrizione	Q.tà
F200	Apparecchio scaldacera con bunsen a induzione e spatola elettrica	1 pz
F300	Bunsen a induzione	1 pz

CERA DI BLOCCAGGIO IN STICK DVA



Sistema speciale di cera adesiva per modelli da utilizzare con pistola elettrica

Ref	Descrizione	Q.tà
DVAHTW5	HOT STIKZ CERA IN CILINDRI	5 lb
DVAHTW05	HOT STIKZ CERA IN CILINDRI	1 lb
DVAHTG	Pistola per cera HOT STIKZ 200V	1 pz

MISCELATORE SOTTOVUOTO VACUMIX WD700

Piccolo e potente

I miscelatori della serie WD700 uniscono la semplicità d'uso alle ottime prestazioni. Sono adatti per miscelare IN ASSENZA DI ARIA ogni tipo di gesso, rivestimento e silicone. Hanno un moto riduttore molto silenzioso e potente, la pompa del vuoto che funziona a secco e il timer elettronico molto preciso. I miscelatori possono essere posizionati indifferentemente sul tavolo o fissati a parete con relativi supporti. La macchina viene fornita di serie con una tazza da 500cc. Sono disponibili, come optional, anche tazze da: 200, 1000, 2000 cc. e una per alginato da 200 cc. Disponibile su richiesta modello con velocità regolabile WD700A.



INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	230V - 140W
Motore	12N/M
Velocità	400 RPM
Pompa vuoto	-0,8 bar, 10 lt per min.
Base	220x160 mm (300x280 mm supporto da banco)
Altezza	300 mm (615 mm supporto da banco)
Peso	8,5 Kg (10 Kg supporto da banco)

Ref	Descrizione	Q.tà
WD700	MISCELATORE SOTTOVUOTO 400 RPM 0,8 BAR anche per scheletrati, dotato di tazza da 500 cc supporto da banco e staffa da muro	1 pz
WD711	Tazza di mescolazione 200 cc con filtro	1 pz
WD712	Tazza di mescolazione 500 cc con filtro	1 pz
WD713	Tazza di mescolazione 1000 cc con filtro	1 pz
WD714	Tazza di mescolazione 2000 cc con filtro	1 pz
WD711A	Tazza di mescolazione 200 cc per alginato	1 pz

LEGHE E RIVESTIMENTI PER PONTI E CORONE

	C Metal40	NS Metal50	M NMICERIUM	A METAL11-KG
COMPOSIZIONE				
Nichel	-	-	76,5%	85%
Cromo	29%	27%	14%	13%
Molibdeno	3%	6%	4,5%	-
Cobalto	63%	61,6%	-	-
Tungsteno	-	5%	-	-
CARATTERISTICHE				
Durezza Vickers	304	350	440	220
Allungamento %	5,5	10,3	9	25
Limite sollecit. (Mpa)	488	475	784	-
Temp. fusione	1482°C	1421°C	1385°C	1371°C
Coeff. di espansione	14,6x10 ⁻⁶	14,1x10 ⁻⁶	14,3x10 ⁻⁶	-

- C** Per ceramica senza nichel antiallergica
- NS** Per ceramica senza nichel antiallergica
- M** Per ceramica Ideale ceramiche europee
- A** Per resine e compositi facile da rifinire



Ref	Descrizione	Q.tà	Ref	Descrizione	Q.tà
METAL40	Cromocobalto C per ceramica Disponibili anche confezioni da 100 g	1 Kg	METAL2	Saldatura pre-solder per cromo nichel	8 g
METAL50	Cromocobalto NS per ceramica Disponibili anche confezioni da 100 g	1 Kg	METAL9BIS	Flux per saldatura per cromo nichel	1 conf.
NMICERIUM	Cromo nichel M per ponti e corone in porcellana Disponibili anche confezioni da 100 e 500 g	1 Kg	NNIRAVESTFIRE	Rivestimento Microfire rapido a grana finissima per leghe preziose e non preziose 100 buste 90 g con liquido	9 Kg 1 lt
METAL11-KG	Cromo nichel A per ponti e corone in resina e composito inlay e perni moncone Disponibili anche confezioni da 100 e 500 g	1 Kg	NNIRAVESTL	Liquido per rivestimento Microfire	1 lt

LEGHE SENZA NICHEL E RIVESTIMENTI PER SCHELETRATI NIRANIUM



	PL	VA	NH
	NPL	NVA	NNH
Cobalto	66%	-	62%
Cobalto e Vanadio	-	64%	-
Cromo	27%	29%	30%
Molibdeno	5%	5,5%	6%

Durezza Vickers	435	480	444
Allungamento %	3,5	2,5	3
Limite sollecit. (Mpa)	600	-	611
Temperatura fusione	1482°C	1450°C	1454°C



Platino e Palladio danno durezza, brillantezza e prestigio



Formula al Vanadio fornisce rigidità per attacchi e fresaggi



Durezza ed elasticità equilibrate

Ref	Descrizione	Q.tà
NPL (METAL20)	PLADINIUM PL lega cromo cobalto senza Nichel con platino e palladio per lavori esclusivi. Maggiore duttilità e lucentezza	1 Kg
NVA	lega rigida VA al Cromocobalto con vanadio senza nichel per fresaggi ed attacchi	1 Kg
NNH (METAL1)	NH lega al cromo cobalto senza Nichel Special Hard con maggior contenuto di carbonio. Per lavori più rigidi	1 Kg
METAL17-GE	Rivestimento etilsilicato G.E. a 2 liquidi conf. completa 2 liquidi + polv.	2x22 kg
METAL17P-GE	Good Earth polvere	22,5 kg
METAL32	Rivestimento fosfatico per scheletrati a grana fine Emerald Green c/liquido	25 Kg
METAL32L	Liquido rivestimento Emerald Green	1 lt
NGELIQ	Good Earth liquidi Sol.A e Binder	4 lt
METAL17	Rivestimento etilsilicato Quick Set 3 liquidi conf. completa 3 liquidi + polv. 2x22 kg	
METAL17P	Rivestimento Quick Set solo polvere	22 Kg

Ref	Descrizione	Q.tà
METAL14	Saldatura regular per cromocobalto	25 g
METAL9	Flux per saldatura di cromocobalto	1 conf.
METAL18	Preformati in plastica 8 cortelle	1 conf.
METAL21	Tempera a caldo in fiocchi model dip NMD	5 lb
METAL21BIS	Tempera a freddo N COLD DIP	4 lt
METAL16	Soluzione elettrolitica NES	4 lt
METAL22	Pasta per cromo NHS	1 lb
METAL23	Adesivo per preformati NNS	387 g
METAL24	Rivestimento protettivo NPRECOAT	250 g
METAL25	Muffola per duplicazione NMUF	2x22 kg
NNIRALOID (METAL34)	Niraloid Gelatina per tutti i rivestimenti concentrata	4 kg
NORG14 (METAL5)	Organa 1 Gelatina per rivestimento etilsilicato	4 Kg
NORG120 (METAL26)	Organa 1 Gelatina per rivestimento etilsilicato	20Kg
NORG24 (METAL5)	Organa 2 Gelatina per rivestimento fosfatico	4 Kg


ATTACCHI

P 3,3

Attacchi P3,3 intracoronalari attivabili a T matrice in plastica o ad alta fusione maschio in titanio da saldare

Ref	Descrizione	Q.tà
P701	Attacco a T riattivabile con matrice di sovrافusione e maschio sdoppiabile: parte interna in titanio regolabile ed esterna in acciaio da saldare	1 pz
P751	Attacco con matrice calcinabile in plastica	1 pz
P703	Matrice femmina di sovrافusione	1 pz
P753	Matrice femmina calcinabile in plastica	1 pz
P732	Posizionatore	1 pz
P702	Maschio completo	1 pz
P704	Insedimento maschio in acciaio	1 pz
P705	Parte interna del maschio in titanio regolabile	1 pz
P706	Perni di bloccaggio	2 pz
P707	Vite di regolazione	1 pz

P 3,3



LIQUIDO SPECIALE PER FUSIONI PERFETTE

DVA Stripper

liquido speciale con pennelli di applicazione per ottenere fusioni più lisce in pochi secondi

- fusioni più lisce
- adattamento marginale eccellente
- minimo tempo di rifiniture
- mantenimento dell'anatomia occlusale
- debubler DVA disponibile separatamente



Ref	Descrizione	Q.tà
DVASTR2	KIT Stripper 2 liquidi e KIT 5 pennelli di applicazione	2x1 oz
DVASTR1	Stripper 2 liquidi	2x1 oz
DVADBSK	Debubler Smooth Kast + boccettino con pennello	8 oz

LIQUIDO PER CERAMICA DVA SUPER-MIX

Liquido atossico a base di acqua senza glicerina, migliora le caratteristiche di modellabilità e luminosità della ceramica



Ref	Descrizione	Q.tà
DVALIQ	Liquido speciale per porcellana	8 oz

Lampade Polimerizzatrici Micerium

Ref	Descrizione	Q.tà
LABORLUX3	Lampada fotopolimerizzatrice 300 Watt con timer e piatto girevole fotopolimerizza tutti i materiali, 310-500 nm	1 pz
LABORLUXL	Lampada ricambio 300 Watt per LABORLUXL	1 pz
LABORLUXLED	Lampada fotopolimerizzatrice al LED con timer dotata di fibra ottica esterna per polimerizzazione durante la stratificazione	1 pz
LAMPADAPLUST	Lampada fotopolimerizzatrice con timer per intarsi e faccette in composito, 320-500 nm 4 mini-neon alogene x 9W e 1 lampadina alogena x 50W	1 pz
LAMPADA	Lampada a raggi UVA per Perform Soft, portaimpronte individuali, supercolori in resina 4 mini-neon UVA x 9W, 320-400 nm	1 pz
LAMPADINE	Mini-neon di ricambio a raggi UVA 9W	1 pz
LAMPAPLUS	Mini-neon di ricambio a luce alogena 9W	1 pz
LAMPA-8	Lampadina alogena 50W	1 pz



Optilume Trueshade, lampada per presa colore

Luce al LED a 5.500 Kelvin

Ref	Descrizione	Q.tà
OPTILUME2	Optilume Trueshade lampada a 5.500 Kelvin - LED a 45° antiriflesso - LED a luce costante - Senza filo con carica batterie	1 pz

OCCHIALI

Trasparenti e arancioni



Ref	Descrizione	Q.tà
OCCH10	Occhiali in plastica trasparenti	1 pz
OCCH10A	Occhiali in plastica arancioni	1 pz

CIANOACRILATO PROVVISORIO

TAC GEL DVA per fissaggio su modello di intarsi e brackets per tecnica indiretta

Fissa gli intarsi sui modelli per consentirne la rifinitura. Una volta immerso in acqua Tac Gel si dissolve e intarsi e brackets si staccano.



Ref	Descrizione	Q.tà
DVATAGEL	Tac Gel siringa con dispenser	10 g

ENAMEL PLUS TENDER


La naturalezza del dente, la tecnica e l'estetica della ceramica

Composito nano-ibrido utilizzabile sia in studio che in laboratorio con una massa intermedia ad alta elasticità, un opaco duale ed un bonding che garantisce un'adesione unica.

TENDER: Massa dentina ad alta elasticità
HRi: massa smalto ad alta resistenza
 LA COMBINAZIONE VINCENTE

COME LA CERAMICA,
 MEGLIO DELLA CERAMICA ...

E' possibile reintervenire in qualsiasi momento anche in studio con lo stesso materiale utilizzato in laboratorio. Enamel Plus HRi può essere utilizzato sia per la cementazione, eseguendo in tal modo contemporaneamente una ribasatura del manufatto, sia come sottofondo, prima della presa d'impronta (disponibile anche "flow"). Consente quindi maggiori possibilità nelle soluzioni implantari ed è ideale per la protesi combinata.



Fratture complesse (Dr. Lorenzo Vanini)




Cementazione ed eventuale reinterventi eseguiti sempre con lo stesso materiale



Preparazione: si può utilizzare "HFO Flow" come sottofondo.



Gli intarsi in composito cementati con "HFO OW" (Dr. Lorenzo Vanini)



Ricostruzione in composito su impianti: Tender opaque



Tecnica di stampaggio con muffola: Dentine



Tecnica di stampaggio con muffola: Smalto



Lavoro ultimato del Sig. D. Rondoni



Ref	Descrizione	Q.tà
TENDER1H	KIT INTRODUTTIVO ENAMEL PLUS TENDER	
	7 Tender: T2, T3, T4, T5, MW, MO, MY	7x2,5g
	4 dentine HRi: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5	4x2,5g
	3 smalti universali HRi: UE1, UE2, UE3	3x2,5g
	1 smalto intensivo: Intensive White Spot (IWS)	2,5g
	1 smalto opalescente OBN	2,5g
	2 opachi in pasta: light, clear	2x3g
	1 Tender bonding metal primer	2,5ml
	2 ritenzioni Temp Chips: standard, micro	2x10g
	1 adesivo Temp Chips	20 ml
TENDER7H	KIT ENAMEL PLUS TENDER INTARSI	
	2 Tender: T4-TMO	2x2,5g
	3 dentine HRi: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4),	3x2,5g
	1 smalto universale HRi: UE2	2,5g
	1 Stain Brown2	3g

ENAMEL PLUS TENDER




RICAMBI TENDER

Ref	Descrizione	Q.tà
TENDERT2	Tender T2 (A1, A2)	5 g
TENDERT3	Tender T3 (A3)	5 g
TENDERT3,5	Tender T3,5 (A3,5)	5 g
TENDERT4	Tender T4 (A4)	5 g
TENDERT5	Tender T5	5 g
TENDERMW	Tender MW modificatore white (bianco)	5 g
TENDERMY	Tender MY modificatore yellow (giallo)	5 g
TENDERMO	Tender MO modificatore orange (arancio)	5 g
COSSTAINT	Massa fluida trasparente	2 g
PLEXI26	Supporto in plexiglass trasparente 26 fori	1 pz
PLEXI26D	Supporto in plexiglass Dark 26 fori	1 pz
PLEXI9	Supporto in plexiglass trasparente 9 fori	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
ETBOND	Ena Tender Bond metal primer	5 ml
ETOCLEAR	Opaco in pasta neutro per primo strato	3 g
ETOL	Opaco in pasta light (UD1, UD2, UD3)	3 g
ETOD	Opaco in pasta dark (UD3,5, UD4)	3 g
TEMPF	Temp bonding fluid x correzione e riparazione resina-composito, composito-composito	10 ml
TORS10	Ritenzione Temp Chips Standard Micerium	10 g
TORM10	Ritenzione Temp Chips Micro Micerium	10 g
TORA	Temp Chips Adesivo per ritenzioni Micerium	20 ml
TEMPSEAL	Sigillante in penna Temp Seal Micerium	1 pz
TEMPSEP	Isolante in penna Temp Sep Micerium	1 pz
TEMPSILV	Polvere argento per controllo tessitura	30 g
COSSCALATS	Scala colori Tender, Pink, Stain 21 colori	1 pz

Nota: le masse Tender possono essere usate anche per i colori B, C e D scala Vita®



SUPERCOLORI ENA TENDER

Supercolori fotopolimerizzabili a base acrilica ideali per caratterizzare:

- protesi fissa e combinata in composito
- provvisori in resina e composito
- protesi mobile



Ref	Descrizione	Q.tà
ETSK	Kit completo supercolori fotopolimerizzabili Bianco, rosso, blu, marrone, marrone scuro, nero kaki, arancione, giallo, primer, cleaner, 2 pennelli	9x3 g
ETSK7	Kit introduttivo supercolori fotopolimerizzabili Bianco, rosso, blu, marrone, marrone scuro, kaki, arancione con primer e 2 pennelli	7x3 g

Ref	Descrizione	Q.tà
ETS1	Supercalore fotopolimerizzabile bianco	3 g
ETS3	Supercalore fotopolimerizzabile blu	3 g
ETS4	Supercalore fotopolimerizzabile marrone	3 g
ETS5	Supercalore fotopolimerizzabile marrone scuro	3 g
ETS6	Supercalore fotopolimerizzabile nero	3 g
ETS7	Supercalore fotopolimerizzabile giallo	3 g
ETS8	Supercalore fotopolimerizzabile arancio	3 g
ETS9	Primer (Thinner)	3 g
ETSR	Supercalore fotopolimerizzabile rosso	3 g
ETSCA	Supercalore fotopolimerizzabile kaki	3 g
ETSCLE	Cleaner	50 ml

COMPOSITO, SUPERCOLORI E RESINA PER FLANGE, PER PROTESI COMBINATA E MOBILE



Scheletrato



Applicazione opaco rosa



Applicazione opaco composito



Protesi combinata in composito e resina Tender Acryl

COMPOSITO TENDER PINK

Composito fotopolimerizzabile rosa per flange
Opaco rosa per scheletrati



Ref	Descrizione	Q.tà
TENDERPKIT	Tender Pink Kit Composito fotopolim.rosa Pink Orange, Pink Light, Pink Dark, Pink Transparent Pink paste opaque Ena Tender Stain: Red, Blue, White	4x2,5 g 1 g 3x3 g
TENDERP	Tender Pink Orange	5 g
TENDERPL	Tender Pink Light	5 g
TENDERPD	Tender Pink Dark	5 g
TENDERPT	Tender Pink Transparent	5 g
ETOP	Opaco in pasta rosa fotopolimerizzabile per schermare scheletrati	3 g
TENDERFP	Tender Pink Orange Flow	2 g

RESINA TENDER ACRYL

Resina autopolimerizzabile per protesi mobile e combinata con basso residuo di monomero e caratteristiche cromatiche naturali.

- stabile nel colore
- alti valori meccanici
- elevata compattezza dimezza tempi lucidatura
- alta precisione di adattamento
- bassissimo residuo di monomero



Ref	Descrizione	Q.tà
TAL1	Tender Acryl liquido	1000 ml
TAL5	Tender Acryl liquido	500 ml
TAP01	Tender Acryl Pink opaco polvere	1 Kg
TAP05	Tender Acryl Pink opaco polvere	500 g
TAPT1	Tender Acryl Pink trasparente polvere	1 Kg
TAPT5	Tender Acryl Pink trasparente polvere	500 g
TAPF	Tender Acryl Pink Fibrille	5 g

SILICONI TEMP SILIC

Siliconi speciali per mascherine, ideali anche per muffole trasparenti




Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPSMK	KIT SILICONI PER MUFFOLA TENDER FLASK Silicone 90 shore A+B+ritardante Silicone trasparente in cartuccia 55 shore Isolante siliconico per muffola spray	300 g 50 ml 200 ml
TEMPSMR3	Silicone x mascherine e muffola 90 shore Pasta A bianco, Pasta B azzurro + ritardante	1,5 Kg + 1,5 Kg
TEMPSMR10	Silicone x mascherine e muffola 90 shore Pasta A bianco, Pasta B azzurro + ritardante	5 Kg + 5 Kg
TEMPSM10	Ritardante per silicone per utilizzo in muffola	10 ml
TEMPSMS3	Silicone x mascherine e muffola 60 shore A+B	1,5+1,5Kg
TEMPSMT	Silicone x mascherine trasparenti in cartuccia 55 shore, lavorazione 1'30"-2'30", indurimento 15-20 min	50 ml
TEMPSMT5	Silicone trasparente in cartuccia 55 shore	5x50 ml
TEMPSI	Isolante siliconico per muffola spray	200 ml
TDPUN25	Punte automiscelanti	25 pz

TECNICA DI STAMPAGGIO CON MUFFOLA


Muffola in Plexiglass per stampaggio

Ponti estesi, Combinata, Parziali, Perio-overdenture


- Facile: modellazione in cera anzichè in composito
- Veloce: tempo di lavorazione 70% in meno
- Accurato: migliore superficie
- Misure: 10,5 x 8,6 cm x max 5,5 cm
- 2 inserti per ridurre i consumi di siliconi
- 1 base universale
- 2 coperchi con diverse altezze



Ref	Descrizione	Q.tà
TENDERFLASK	TENDER FLASK MUFFOLA IN PLEXIGLASS per composito, completa di: base in plexiglass coperchi in plexiglass inserti in plexiglass	1 pz 2 pz 2 pz



2 cm. per inferiori superiori senza palato



2,5 cm. per superiori con palato in metallo

Tender Flask In-press muffola multifunzionale per iniezione o stampaggio

Toronto bridge, Protesi totale, Dime chirurgiche, Provisori, Bite, Duplicazione modelli, Corone ponti in composito
Base: 10,4 x 10,6 cm x h 7,5 cm


Muffola con coperchi di diversi materiali:



- Trasparente per composito disponibile in due altezze
- In fibra di vetro per acrilico con controstampo in silicone
- In alluminio per acrilico con controstampo in gesso



Verticolatori per resina e composito



Ref	Descrizione	Q.tà
TXF1	TENDER FLASK IN-PRESS COMPLETA Base in alluminio Colonnette in acciaio inox standard Coperchio in alluminio lucidato Coperchio nero in fibra di vetro Coperchio policarbonato trasparente standard Colonnette in acciaio inox small Coperchio in policarbonato trasparente small Base Tender Tray 4 con magneti incorporato Contromagneti per Tender Tray 4 Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox Piatello di compressione Estrattori per gesso Tappini chiusura fori parte superiore Sfere di riempimento	1 pz 3 pz 1 pz 1 pz 1 pz 3 pz 1 pz 2 pz 4 pz 1 pz 1 pz 2 pz 6 pz 6 pz 100 pz
TXF2	TENDER FLASK SMALL x composito Base in alluminio Colonnette in acciaio inox small Coperchio in policarbonato trasparente small Base Tender Tray 4 con magneti incorporato Contromagneti per Tender Tray 4 Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox Piatello di compressione Estrattori per gesso Tappini chiusura fori parte superiore Sfere di riempimento	1 pz 3 pz 1 pz 2 pz 4 pz 1 pz 1 pz 2 pz 6 pz 100 pz
TXF5C	VERTICOLATORE x composito coperchio + base con spaziatori e fermi	1 pz
TXF5B	VERTICOLATORE x resina/ceramica coperchio + base con spaziatori e fermi	1 pz
TXF5CC	Coperchio Verticolatore x composito	1 pz
TXF5BC	Coperchio Verticolatore x resina/ceramica	1 pz
TXF5FG	Spaziatori e fermi per verticolatori	12+3 pz
TXF12	TENDER TRAY 4 MAGNETIC Base liscia x muffola e split cast	5 pz
TXF22	Contromagneti per Tender Tray 4	5 pz
TXF41	Sfere di riempimento	100 pz
TXF1B	Base muffola in alluminio (stampo x split cast)	1 pz

ENAMEL PLUS TEMP

Materiale molto interessante per l'opacità e la fluorescenza delle masse dentine e per la traslucenza delle masse smalto che consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi. Inoltre le masse smalto consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica. E' utilizzabile in laboratorio con l'ausilio di mascherine in silicone o di matrici termoplastiche ed in studio utilizzando un'impronta in silicone o una corona preformata.

VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

- polimerizzazione sul banco o in bocca
- residuo di monomero inferiore a 0,8%
- non supera i 57°C
- alta precisione di inserimento
- facile da riparare
- non contiene amine terziarie né cadmio
- miscela cremosa
- durezza VICKERS 140 MPa
- modulo di elasticità: 2300 N/mm²




Resina per ponti e corone, provvisori estetici di II generazione

TECNICA STUDIO



Impronta prima della preparazione



Colata dentina nell'impronta



Provvisorio cementato e lucidato

TECNICA LABORATORIO



Mascherina e colata dentina



Inserimento supercolori e massa clear



Colata smalto White e lucidatura finale



Nuove masse fluorescente per provvisori estetici con maggiore luminosità ed eccellente integrazione

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMP3	RESINA PER PROVVISORI KIT COMPLETO	
	Dentine Enamel plus Temp: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5	6x50g
	Smalti Enamel plus Temp: WHITE, CLEAR, GREY, BLUE	4x50g
	Smalti universali Enamel plus Temp: UE1, UE2, UE3	3x50g
	Enamel plus Temp PINK rosa gengiva	1x50g
	Liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp	100ml
	Liquido a caldo Enamel plus Temp x mascherine	25ml
	Liquido a caldo Enamel plus Temp x muffola	25ml
	Liquido fotopolimerizzabile Enamel plus Temp	10ml
TEMP1N	RESINA PER PROVVISORI KIT INTRODUTTIVO	
	Dentine Enamel plus Temp: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)	4x50g
	Smalti Enamel Plus Temp: UE2, Blue	2x50g
	Liquido autopolimerizzabile Enamel Plus Temp	100ml
TEMP10N	RESINA PER PROVVISORI TRIAL KIT	
	Dentine Enamel plus Temp: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)	4x10g
	Smalto Enamel Plus Temp UE2	1x10g
	Liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp	25ml



Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPUDO	Enamel plus Temp dentina UD0	100 g
TEMPUD1	Enamel plus Temp dentina UD1 (A1)	100 g
TEMPUD2	Enamel plus Temp dentina UD2 (A2)	100 g
TEMPUD3	Enamel plus Temp dentina UD3 (A3)	100 g
TEMPUD3,5	Enamel plus Temp dentina UD3,5 (A3,5)	100 g
TEMPUD4	Enamel plus Temp dentina UD4 (A4)	100 g
TEMPUD5	Enamel plus Temp dentina UD5	100 g
TEMPB1	Enamel plus Temp dentina B1	100 g
TEMPB2	Enamel plus Temp dentina B2 (62)	100 g
TEMPB3	Enamel plus Temp dentina B3 (65)	100 g
TEMPB4	Enamel plus Temp dentina B4	100 g
TEMPC2	Enamel plus Temp dentina C2	100 g
TEMPD3	Enamel plus Temp dentina D3	100 g
TEMPUE1	Enamel plus Temp smalto universale UE1	100 g
TEMPUE2	Enamel plus Temp smalto universale UE2	100 g
TEMPUE3	Enamel plus Temp smalto universale UE3	100 g
TEMPS3	Enamel plus Temp smalto WHITE	100 g
TEMPOB	Enamel plus Temp smalto BLUE	100 g
TEMPT	Enamel plus Temp smalto CLEAR	100 g
TEMPGR	Enamel plus Temp smalto GREY	100 g
TEMPDOL	Enamel Temp Dentopaq Light	100 g
TEMPDOD	Enamel Temp Dentopaq Dark	100 g
TEMPMO	Enamel Temp Orange Modifier	100 g
TEMPMY	Enamel Temp Yellow Modifier	100 g
TEMPP	Enamel plus Temp PINK rosa gengiva	100 g
TEMPL	Enamel plus Temp liquido autopolimeriz.	100 ml
TEMP1-L	Enamel plus Temp liquido autopolimeriz.	1000 ml

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPLH	Enamel plus Temp liquido a caldo	100 ml
TEMPLPRESS	Enamel plus Temp liquido a caldo per muffola	100 ml
TEMPLC	Enamel plus Temp liquido fotopolimerizzabile	10 ml
TOA2	Opaco Temp universale polvere fotopolimeriz.	3 g
TEMPISO	Isolante gesso resina Micerium	50 ml
COSSHINYSHP	Spazzolini di capra HP Micerium	12 pz
TEMPPOL	Liquido lucidante per resina	1 oz
TEMP99	Pasta lucidante Temp Stick Micerium	100 g

Dischi "Temp" per CAD/CAM, disponibili in due spessori nei colori Universal e Light

per colorazioni provvisori vedi Temp Colour System Supercolori vedi sezione Estetica pag.34



Altri tipi di blocchetti per CAD/CAM producibili su richiesta

Ref	Descrizione	Q.tà
TC15UD1	Temp CAD CAM Disc diam.98,5mm x 1,5mm UD1 (A1) Light	1 pz
TC15UD3	Temp CAD CAM Disc diam.98,5mm x 1,5mm UD3 (A3) Universal	1 pz
TC20UD1	Temp CAD CAM Disc diam.98,5mm x 20mm UD1 (A1) Light	1 pz
TC20UD3	Temp CAD CAM Disc diam.98,5mm x 20mm UD3 (A3) Universal	1 pz



PERFORM INKOVAC

Sistema a pressione e vuoto per protesi mobili di precisione

Duplicazione in idrocolloide per perfetta riproduzione della modellazione in cera. Resina a basso residuo di monomero, di particolare fluidità per consentire la tecnica di colata. Muffole con valvola di vuoto e resina speciale a colata, consentono protesi con base precisa e senza rialzi di occlusione.



Hedent



Ref	Descrizione Apparecchi	Q.tà
DD1	Unità per duplicare Perform	3 lt
DPI	Polimerizzatrice Perform per 3 muffole	
DVC1	Unità controllo vuoto Perform con pompa a pressione incorporata	
DAFC1	Connettore per vuoto perform	1 pz
DAAK1	KIT ACCESSORI INKOVAC Iniettore d'aria, formatore ghiaccio, chiave valvola Spatola per rifinire il gesso 1 pz Strumenti per forare i canali da 8mm e 5 mm 2 pz Guarnizioni con anello elastico 5 pz Imbuti per versare la resina 5 pz Filtri in carta 50 pz Manometro per il controllo del vuoto 1 pz Fogli spaziatori da 0,1 e 0,2 mm 10 pz Fresa per ritenzioni 1 pz Pinza per denti 1 pz Colla per denti 10 g Coppa per mescolazione con mestolo e misurini	
DAJAK1	Kit accessori per tecnica di compensazione	
DAF1	Muffola di precisione con camera del vuoto	1 pz
DAFK1	Muffola Perform per compensazione	1 pz
DACU1	Fresa Perform	1 pz
DASV1	Setaccio per denti Perform	1 pz

Ref	Descrizione Materiali	Q.tà
DMAC21	Resina Perform rosa	500 g
DMAC22	Resina Perform rosa venata	500 g
DMAC23	Resina Perform rosa chiaro	500 g
DMAC24	Resina Perform rosa opaco	500 g
DMAC25	Resina Perform trasparente	500 g
DMAC31	Resina Perform rosa	1 Kg
DMAC32	Resina Perform rosa venata	1 Kg
DMAC33	Resina Perform rosa chiaro	1 Kg
DMAC34	Resina Perform rosa opaco	1 Kg
DMAC35	Resina Perform trasparente	1 Kg
DMAC51	Resina Perform rosa	5 Kg
DMAC52	Resina Perform rosa venata	5 Kg
DMAC53	Resina Perform rosa	5 Kg
DMDU6	Idrocolloide Perform	6 Kg
DML1	Liquido monomero Perform	500 ml
DML2	Liquido monomero Perform	1 lt
DMSM1	Separatore per gesso	1 lt
DMSM2	Isolante alginico	1 lt

Perform Soft resina per ribasature fotopolimerizzabile

La soluzione a tutti i problemi legati a:

- perdite di tempo e costi in laboratorio
- distacco di ribasature soffici
- indurimento, porosità, infiltrazione di batteri
- difficoltà nella ribasatura



CARATTERISTICHE UNICHE

- in pasta, con liquido per facilitare la modellazione, si fotopolimerizza in 15 min.
- ritenzione meccanica e chimica
- antibatterica




Ref	Descrizione	Q.tà
DSA5	COFANETTO INTRODUTTIVO PERFORM SOFT	
	Pasta soffice fotopolimerizzabile	20 g
	Massa liquida	20 ml
	Adesivo speciale a granuli	15 g
	Adesivo speciale per riparazioni	20 ml
	Liquido per pulire i pennelli	20 ml
	Separatore speciale	100 ml
DSPA1	Pasta soffice fotopolimerizzabile	20 g
DSPA2	Pasta soffice fotopolimerizzabile	50 g
DSSPR1	Massa liquida	20 ml
DSADP2	Adesivo speciale a granuli	15 g
DSAD1	Adesivo speciale per riparazioni	20 ml
DSBC2	Liquido per pulire i pennelli	20 ml
DRS3	Separatore speciale	100 ml



PORTAIMPRONTE INDIVIDUALI



IDROY



IDROB

Ref	Descrizione	Q.tà
IDROY	IDROPLAST materiale termoplastico per portaimpronte individuale in palline	1 lb
IDROB	IDROPLAST materiale termoplastico per bordaggi in stick	20 pz
IDROM	IDROPLAST Model Block per boxare	

Abrasivi

MILANO





Abrasivi

- 86 Gommini in silicone per ceramica
- 87 Abrasivi diamantati per zirconio e ceramica
- 88 Siliconi universali e abrasivi per acrilico
- 89 Gommini montati da studio e laboratorio
- 90 Cilindri e ruote in gomma - mandrino
- 91 Tagliaperni e dischi
- 92 Punte montate
- 93 Frese e dischi diamantati
- 94 Fresoni in tungsteno Eurogoldies

DEDECO: LEADER NEL CAMPO DEGLI ABRASIVI

La linea comprende fresoni in titanio e tungsteno, diamantate, dischi, punte montate ed una gamma completa di gommini per rifinitura e lucidatura. Micerium offre accanto alla gamma della Dedeco, a completamento della linea, alcuni abrasivi con il proprio marchio (quelli preceduti da "D" o "Z" nella sezione del presente catalogo).

GOMMINI IN SILICONE PER CERAMICA DEDECO

Punte montate in gomma per studio e laboratorio, disponibili in varie gamme codificate per colore.

GOMMINI DIAMANTATI PER CERAMICA *

Ref	Routine	1 pz	Ref	Lenticolari	1 pz
1101			1102		
1121			1122		
1141			1142		

Ref Mini RA

1147



- Verde: Sgrossatura
- Blu: Lucidatura
- Giallo: Finitura a specchio

* disponibili solo su richiesta

GOMMINI IN SILICONE PER CERAMICA

Ref	Routine	Ref	Lenticolari	Ref	Cilindri	Ref	Midgets
7503		7509		7511		7544	
7504		7510		7512			
7553		7559		7561		7594	
7554		7560		7562			
7603		7609		7611		7644	
7604		7610		7612			

● Bianco: Coarse per rifinire

● Rosa: Medi per lucidare

● Grigio: Extra-Fini per brillantare

PASTA DIAMANTATA PER CERAMICA & COMPOSITO

Ref	Descrizione	Q.tà
ESA20	Pasta per composito Ena Shiny A 3µm	20 g
ESB20	Pasta per composito Ena Shiny B 1µm	20 g
ZRZ20	Pasta per Zirconio e Ceramica Shiny Z	20 g
ZRSHP	Spazzolino nero x pasta Shiny Z	12 pz



GOMMINI DIAMANTATI PER ZIRCONIO & CERAMICA

Ref	Routine Zirco	Ref	Routine Zirco
ZR014 1 pz		ZR013 1 pz	
ZR025 1 pz		ZR024 1 pz	

● Rosa: Medi per lucidare ● Grigio: Extra-Fini per brillantare

PUNTE ABRASIVE DIAMANTATE PER ZIRCONIO


Ref	Grinder Ruota HP 1pz	Ref	Grinder Punta HP 1 pz
ZRG01		ZRG02	

● Verde: Rifinitura zirconio

DISCO DIAMANTATO PER ZIRCONIO

Ref	ISO 807 104	Disco	1 pz
ZR915CF	355 524 190		ø 19 mm x 0,16 mm

Ref	Contenuto	Q.tà
ZR1000	Kit Rifinitura e Lucidatura Zirconio contenente:	
	Punta abrasiva diamantata verde ZRG02	1 pz
	Ruota abrasiva diamantata verde ZRG01	1 pz
	Ruotina silconica bianca D7504	1 pz
	Lenticolare silconico bianco D7510	1 pz
	Ruotina diamantata Rosa ZR014	1 pz
	Lenticolare diamantato Rosa ZR013	1 pz
	Ruotina diamantata Grigia ZR025	1 pz
	Lenticolare diamantato Grigio ZR024	1 pz



FRESE DIAMANTATE FG PER ZIRCONIO*























Ref	Contenuto	Q.tà
ZR2001	Kit ZircoShiny Diamond contenente: Frese Diamond FG	10 pz

Ref	Misure	ISO 807 314...	Fresa
ZRD379CEF	ø 1,4 - L 3,5 mm	277 504 014	
ZRD379CF	ø 1,4 - L 3,5 mm	277 514 014	
ZRD838C	ø 1,6 - L 4,0 mm	137 524 016	
ZRD850CF1,2	ø 1,2 - L 10 mm	199 514 012	
ZRD850C1,2	ø 1,2 - L 10 mm	199 524 012	
ZRD882CF	ø 1,4 - L 10 mm	142 514 014	
ZRD882C	ø 1,4 - L 10 mm	142 524 014	
ZRD850CEF	ø 2,3 - L 10 mm	199 504 023	
ZRD850CF2,3	ø 2,3 - L 10 mm	199 514 023	
ZRD850C2,3	ø 2,3 - L 10 mm	199 524 023	

* Disponibili su richiesta

GOMMINI IN SILICONE

GOMMINI UNIVERSALI

Ref	Routine	Ref	Lenticolare	Ref	Cilindri	Ref	Pins	
7203 12 pz	 (ø 22 • h. 3,1 mm)	7209 12 pz	 (ø 22 mm)	7213 12 pz		7216 100 pz	 (ø 2 • h. 20 mm)	
7204 100 pz		7210 100 pz		7214 100 pz	(ø 24 • h. 6,3 mm)	7263 12 pz	 (ø 2 • h. 20 mm)	
7253 12 pz	 (ø 22 • h. 3,1 mm)	7259 12 pz	 (ø 22 mm)	7263 12 pz		7266 100 pz	 (ø 2 • h. 20 mm)	
7254 100 pz		7260 100 pz		7264 100 pz	(ø 24 • h. 6,3 mm)	6565 12 pz		
6561 12 pz	 (ø 22 • h. 3,1 mm)	6563 12 pz	 (ø 22 mm)	6540 100 pz		(ø 24 • h. 6,3 mm)	6566 100 pz	 (ø 1,5,8 mm)
6562 100 pz		6564 100 pz						

● Blu: fine ● Rosa: Extra Fine ● Gold: Lucidatura Finale

GOMMINI HP PER ACRILICO (Conf. 5 pz)

Color	Ref	Shape A	Ref	Shape C	Ref	Shape D	Ref	Shape E	Ref	Shape F	Ref KIT
●	7731*		7733*		7734		7735		7736*		7730
●	7741*		7743*		7744		7745		7746*		7740
●	7721*		7723*		7724		7725		7726*		7720

● **Blu coarse:** autoraffreddanti per rifinire le protesi mobili ● **Giallo fine:** per lucidatura finale protesi mobili

● **Azzurro medium:** autoraffreddanti per lisciare e lucidare le protesi mobili

* NOTA: forme A, C, F disponibili solo su richiesta

* Disponibili su richiesta

FRESONI HP PER ACRILICO (Conf. 5 pz)

Color	Ref	Shape A	Ref	Shape C	Ref	Shape D	Ref	Shape E	Ref	Shape F	Ref KIT
○	5101		5102		5104		5105		5106		5100
●	6101		6102		6104		6105		6106		6100

○ **Bianchi zirconio:** Permettono uno sgrassamento rapido a freddo degli acrilici e creano una superficie liscia di facile lucidatura.

● **Rossi coarse:** Per una sgrassatura rapidissima a freddo, senza sbavature di acrilici e acrilici molli. Mandrino HP.

SILICONI

Punte montate in silicone per lucidatura di leghe e amalgama, siliconi diamantati per compositi.

GOMMINI PER LEGHE E AMALGAMA

Color	Ref	Midgets Cup RA	Ref	Midgets Mini RA
	7441		7444	
	7491		7494	

- Marrone: Fine** Confezione 12 pz
- Verde: Extra-Fine** Confezione 12 pz

GOMMINI DIAMANTATI PER COMPOSITI

Color	Ref	Midgets Cup RA	Ref	Midgets Mini RA
	1163		1162	
	1173		1172	

- Rosa: Lucidatura** Confezione 3 pz
- Bianco: Brillantatura** Confezione 3 pz

MIDGETS

Punte montate in gomma per studio e laboratorio, disponibili in varie gamme codificate per colore

HP MANIPOLO DRITTO

Color	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
	4860		4861		4862		4863	
	4360		4361		4362		4363	
	4560		4561		4562		4563	
	4660		4661		4662		4663	
	4760		4761		4762		4763	
	4460		4461		4462		4463	

RA CONTRANGOLO

Color	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
	4871		4872		4873		4870	
	4371		4372		4373		4370	
	4571		4572		4573		4570	
	4671		4672		4673		4670	
	4375		4376		4377		4374	
	4771		4772		4773		4770	
	4472	4473	4473	4470				

FG* TURBINA

Color	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
	4882		4883		4880	
	4382		4383		4380	
	4582		4583		4580	
	4682		4683		4680	
	4386		4387		4384	
	4782		4783		4780	

- Marrone: lunga durata per prelucidare tutti i metalli
- Nero: molto abrasivo per amalgama e oro
- Verde: tradizionale per una veloce lucidatura di amalgama e oro
- Blu: per la finale glasatura dei metalli
- Rosso: per profilassi
- Bianco: ultrafine per un'altissima lucidatura di composito smalto e oro
- Grigio: per una istantanea glasatura della porcellana

* NOTA: FG, forme "Barrel" - "14" disponibili solo su richiesta

GOMMINI PER LUCIDATURA

RUOTINE SQUARE EDGE*

Color	Ref	Modello 100 pz	Ref	Modello 100 pz
	5030		5010	
	-		5000	
	5021		5001	
	5024		5004	
	5027		5007	
	5029		5009	
	-		5002	
	-	(\varnothing 15 • h. 1,5mm)	7030	(\varnothing 22 • h. 3,1mm)

LENTICOLARI KNIFE EDGE*

Color	Ref	Modello 100 pz	Ref	Modello 100 pz
	4982		4983	
	4941		4940	
	4951		4950	
	4961		4960	
	4971		4970	
	4981		4980	
	-	(15,8mm)	-	(\varnothing 22,2 mm)
	-		-	

RUOTINE INTERPROSSIMALI INTERPROXIMAL

Color	Ref	Modello 25 pz	Ref	Modello 25 pz
	4988		4989	
	4995		4990	
	4996		4991	
	4997		4992	
	4998		4993	
	4999		4994	
	-	(\varnothing 15 • h. 0,8mm)	-	(\varnothing 22 • h. 1,0 mm)
	-		-	

CILINDRI CLASP

Color	Ref	Modello 100 pz
	4595	
	4590	
	4592	
	4593	
	4594	
	-	
	4591	(\varnothing 24 • h. 6,3 mm)
	7027	

LENTICOLARE NIBLETS

Ref	Modello 100 pz
5196	
5191	
5192	
5193	
5194	
5195	
-	HP (\varnothing 22,2 mm)
-	

- Marrone: Lunga durata, lucida e rifinisce tutti i metalli
- Nero: Duro per rifinire e lucidare cromo cobalto
- Verde: Standard per rifinire e lucidare cromo e oro
- Blu: Per un alta glasatura di tutti i metalli
- Rosso: Soffice e flessibile lucidatura oro
- Bianco: Soffice e flessibile lucida oro e ceramica
- Grigio: Medi per cromo cobalto
- Rosa: Extra duri per cromo cobalto

MANDRINI

Ref	Descrizione	Q.tà	Modello
5424	Mandrini inossidabili HIPPIE per dischi	12 pz	
5425	Mandrini inossidabili HP	12 pz	
5426	Mandrini inossidabili RA	12 pz	
5427	Mandrini a spirali per cilindri	12 pz	
7005	Mandrino per dischi Fiber CUT \varnothing 6,4 mm	1 pz	
7081	Mandrino per gommini "Polishing Pin" \varnothing 2,0 mm	1 pz	
7082	Mandrino per gommini "Polishing Pin" \varnothing 2,0 mm	12 pz	
5400	Pietra per modellare tutti gli abrasivi	1 pz	



5400

TAGLIAPERNI, DISCHI SEPARATORI E DISCHI IN FIBRA



Ref	Descrizione	Q.tà	Ref	Descrizione	Q.tà
5163	Tagliaperni 32x0,6 mm	100 pz	5171	Dischi separatori NM SLIMS per ceramica 22x0,2 mm	100 pz
5164	Tagliaperni 32x2,2 mm	100 pz	5175	Dischi RUBY a COPPA 22x0,6 mm	100 pz
5165	Tagliaperni 32x1,6 mm	100 pz	5176	Dischi RUBY SLITTER non contaminanti 2 lati 22x0,6 mm	100 pz
5166	Tagliaperni 32x1,2 mm	100 pz	5177	Dischi STRIPPER ad alta velocità 22x0,6 mm	100 pz
5167	Tagliaperni 38x1,2 mm	100 pz	5178	Dischi WAFER 2 lati 22x0,3 mm	100 pz
5168	Tagliaperni 32x0,8 mm	100 pz	5180	Dischi WAFER 1 lato 22x0,3 mm	100 pz
5169	Tagliaperni 38x0,8 mm	100 pz	5182	Dischi separatori per ceramica 22x0,3 mm	100 pz
5174	Tagliaperni RUBY SLITTER non contam 38x0,8 mm	100 pz	5584	Dischi separatori ELITE a lunga durata per ceramica 22x0,2 mm	100 pz
5211	Tagliaperni FAST CUT lisci 38x0,8 mm	100 pz	5190	Dischi separatori ULTRA per ceramica 22x0,1 mm	25 pz
5212	Tagliaperni FAST CUT lisci 35x0,7 mm	100 pz	5203	Dischi per oro e ceramica 2 lati 22x0,6 mm	100 pz
5213	Tagliaperni FAST CUT lisci 35x1,7 mm	100 pz	5204	Dischi per oro e ceramica 2 lati 15x0,6 mm	100 pz
5214	Tagliaperni FAST CUT lisci 40x1,7 mm	100 pz	5206	Dischi per oro e ceramica 1 lato 22x0,6 mm	100 pz
7022	Tagliaperni LIGHTING RED 38x0,8 mm	100 pz	5207	Dischi per oro e ceramica 1 lato 15x0,6 mm	100 pz
7023	Tagliaperni LIGHTING RED 38x0,6 mm	100 pz	5209	Dischi per cromocobalto 22x0,6 mm	100 pz
7024	Tagliaperni LIGHTING RED 38x1,0 mm	100 pz	5210	Dischi junior per cromocobalto 22x0,4 mm	100 pz

DISCHI IN FIBRA

Ref	Descrizione	Q.tà
5581	Dischi in Fibra rinforzati 22x0,2 mm	12 pz
5583	Dischi in Fibra rinforzati 22x0,3 mm	12 pz
5585	Tagliaperni in Fibra rinforzati 38x0,5 mm	12 pz
7001	Tagliaperni in Fibra rinforzati 38x1,2 mm	12 pz
7002	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 64x0,8 mm	6 pz
7003	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 76x0,8 mm	6 pz
7004	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 100x0,8 mm	6 pz



Ø da 22 mm a 100 mm • Scala 1:4

PUNTE MONTATE



HP	RA	FG	Modello	HP	RA	FG	Modello	HP	RA	FG	Modello	HP	RA	FG	Modello				
●	4223	4323	4423	138 CN1	●	4213	4313	-	126 CN3	●	4208	4308	4408	115 CY3	●	4202	4302	4402	111 FL2
○	4523	4623	4723		○	-	-	-		○	4508	4608	4708		○	4502	4602	4702	
●	4823	-	-		●	4812	-	-		●	4808	-	-		●	4802	-	-	
●	4032	-	-	161 FL3	●	4219	4319	4419	132 FL3A	●	4207	4307	-	113	●	4214	4314	4414	127 IC1
○	-	-	-		○	4519	4619	4719		○	4507	-	-		○	4514	4614	4714	
●	-	-	-		●	4819	-	-		●	4807	-	-		●	4814	-	-	
●	4215	4315	-	128 IC3	●	4216	4316	-	129 IC5	●	4217	4317	-	130	●	4221	4321	4421	135 KN1
○	-	-	-		○	-	-	-		○	-	-	-		○	4521	4621	4721	
●	4815	-	-		●	4816	-	-		●	4817	-	-		●	4821	-	-	
●	4220	4320	-	133 KN4	●	4226	4326	-	151	●	4227	4327	-	152 KN7	●	4040	-	-	169 PC1
○	4520	-	-		○	-	-	-		○	-	-	-		○	-	-	-	
●	4820	-	-		●	4826	-	-		●	4827	-	-		●	-	-	-	
●	4041	-	-	170 PC2	●	4204	4304	4404	18 RD1	●	4218	4318	-	131 RD3	●	4222	4322	-	19 RD4
○	-	-	-		○	4504	4604	4704		○	-	-	-		○	-	-	-	
●	-	-	-		●	4804	-	-		●	4818	-	-		●	4822	-	-	
●	4042	-	-	171 RE1	●	4211	4311	4411	122 TC1	●	4210	4310	-	120 TC2	●	4043	-	-	172 TC3
○	-	-	-		○	4511	4611	4711		○	-	-	-		○	-	-	-	
●	-	-	-		●	4811	-	-		●	4810	-	-		●	-	-	-	
●	4206	4306	-	112	●	4044	-	-	173 TC4	●	4203	4303	4403	16 WH1	●	4201	4301	-	13
○	-	-	-		○	-	-	-		○	4503	4603	4703		○	-	-	-	
●	4806	-	-		●	-	-	-		●	4803	-	-		●	4801	-	-	
●	4224	-	-	141	●	4225	4325	-	143 WH6										
○	4524	-	-		○	4525	-	-											
●	4824	-	-		●	4825	-	-											

● Verdi **GIANT** al carburo di silicio per una rifinitura rapida
 ○ Bianche **ARKANSAS** all'ossido di alluminio per rifinitura fine
 ● Rosse **RUBI A/O** all'ossido di alluminio per rifinitura accurate di leghe non/semi preziose

NOTA: Le confezioni contengono 12 pz.
 Per altre forme, disponibili su richiesta, vedere catalogo Dedeco.

PUNTE MONTATE PER LABORATORIO (Conf. 72 pz)

Le punte montate con legante in ceramica per la rifinitura dei metalli con mandrino HP

Color	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
○	4281		4282		4283		4285	
●	4271		4272		4273		4275	

○ **Bianche medie:** per leghe non preziose e semipreziose per protesi fissa
 ● **Rosse coarse:** rifinitura rapida delle leghe al cromo cobalto per scheletrati

FRESE E DISCHI DIAMANTATI

Le diamantate, Dedeco e Micerium, di ottima qualità si possono avere sia nella versione Standard (S) che nelle versioni Gold (G) con rivestimento di nitrato di titanio. Sono disponibili anche dischi diamantati fino a 0,1 mm di spessore e cappucci diamantati intercambiabili per protesi.

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP COARSE

Ref	Mod.	Fresa
2701	49/1060	
2702	75/1060	
2703	77/1060	
2704	78/1060	
2705	78/1090	
2706	79/1045	

FRESE DIAMANTATE MICERIUM HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
D713	23/4030	
D714	42/4030	
D716	48/4030	
D717	71/4030	
D718	212/4020	
D719	212/4030	
D725	501/016	
D726	537/016	
D727	558/016	
D728	559/023	
D729	563/014	
D730	563/018	

DISCO SINTERIZZATO

Ref	Descrizione	Q.tà
2807	2 Lati 22 x 0.15 mm	1 pz

ABRASIVI NON RISCALDANTI KOOLIES* (Conf. 50 pz)

Misura	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0804	0805 •	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812
	0819	0820 •	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827
	7/8"	7/8"	7/8"	3/4"	3/4"	3/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Spess.	3/16"	1/8"	3/32"	3/16"	1/8"	3/32"	3/16"	1/8"	3/32"



Nero: tradizionale multiuso Verde fine: per porcellana e smalto

*prodotti disponibili solo su richiesta
• 0805 e 0820 prodotti sempre disponibili

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
2707	49/4060	
2708	75/4060	
2709	77/4060	
2710	78/4060	
2711	78/4090	
2712	79/4045	

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
2715	42/4050	
2720	212/4040	
2721	213/4040	
2722	231/4080	
2723	232/4030	
2724	234/4080	

CAPPUCCI DIAMANTATI

Ref	Descrizione	Modello	Q.tà
2744	Mandrino ø 2,35 mm Cappuccio ø 12,7 mm		1 pz 1 pz
2743	Cappuccio ø 12,7 mm		

DISCO SUPERFLESSIBILE WRAP-AROUND

Ref	Descrizione	Modello	Q.tà
D751	2 Lati 22 x 0.15 mm		1 pz
D752	1 lato 22 x 0.10 mm		1 pz

EUROGOLDIES HP

- Tipi di tagli più usati
- Bilanciamento ad alta precisione
- Standard ISO codificati per colore
- Goldies al nitruro di titanio non scaldano e durano almeno 3 volte di più di una normale fresa al tungsteno.
- Per tagliare e rifinire velocemente amalgama, metalli, ceramica e composito

TAGLIO INCROCIATO REGULAR "E" PER METALLO, GESSO E ACRILICO

Ref	Mod.	∅ in mm	Fresa
8310	G071E	023	
8311*	G071E	027	
8351	G071E	040	
8312*	G071E	050	
8313*	G072E	060	
8352	G077E	029	
8353	G077E	060	
8354	G078E	040	
8355	G079E	031	
8314	G079E	040	
8356	G079E	045	

Ref	Mod.	∅ in mm	Fresa
8357	G079E	060	
8315*	G137E	023	
8358	G138E	016	
8359	G251E	060L	
8360	G257E	023	
8361	G257RE	060	
8362	G261E	023	
8363	G295E	023	
8364	G351E	040	
8316	G351E	060	

Per tagliare metallo, gesso e acrilico

TAGLIO INCROCIATO ORIZZONTALE FINE "FST" PER MATERIALI SOFFICI

Ref	Mod.	∅ in mm	Fresa
8327	G79FST	040	
8328	G129FST	023	
8329	G136FST	016	
8330	G138FST	023	

Ref	Mod.	∅ in mm	Fresa
8331	G139FST	023	
8332	G251FST	060	
8333	G390FST	014	

Per fresare parodonti e materiali di ribasatura soffice; ideali per tagliare il titanio a 15.000 rpm

TAGLIO INCROCIATO FINE "EF" PER METALLO



Ref	Mod.	∅ in mm	Fresa
8317	G078EF	040	
8318	G079EF	031	
8319*	G079EF	040	
8370	G079EF	045	
8320	G079EF	060	
8371	G138EF	016	
8321*	G138EF	023	
8322	G251EF	060	

Ref	Mod.	∅ in mm	Fresa
8372	G251EF	060L	
8323	G257EF	023	
8373	G261EF	023	
8324	G293EF	023	
8325	G295EF	023	
8326*	G351EF	040	
8374	G351EF	060	

Per rifinire metallo gesso e acrilico




*Disponibili su richiesta

TAGLIO INCROCIATO SUPERFINE "SF"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8365	G079SF	045	
8366	G257SF	023	
8335	G0261SF	023	
8336	G293SF	023	
8337	G295SF	023	





Per la tessitura della porcellana, struttura in metallo e provvisori in acrilico

TAGLIO INCROCIATO ORIZZONTALE GROSSO "GSQ"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8338	G077GSQ	040	
8339	G251GSQ	060	
8340	G261GSQ	023	




Per Titanio e Protesi mobile

TAGLIO GROSSO PER TITANIO "GTI"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8344	G079GTi	040	
8345	G129GTi	023	
8346	G138GTi	023	
8347	G139GTi	023	

Per eseguire tagli rapidi su Titanio







TAGLIO A SPIRALE FINE "SPF"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8375	G79SPF	040	
8376	G129SPF	023	
8377	G251SPF	060	







Per titanio e per sgrassatura di materiali soffici come paradenti, tray per sbiancamento e ribasatura.

GOLDIES FG

Al nitruro di Titanio, non scaldano e durano almeno 3 volte di più di una normale fresa al tungsteno. Per tagliare e rifinire velocemente amalgama, oro, metalli non preziosi, ceramica e composito

Ref	Mod.	Fresa
2301	TFD-1	
2302	TFD-2	
2303	TFD-3	
2304	TFD-4	
2305	TFD-5	
2306	TFD-6	

Ref	Mod.	Fresa
2311	D-7008	
2312	D-7106	
2313	D-7803	
2314	D-7902	
2315	D-7104	
2316	D-7204	

Ref	Mod.	Fresa
2401	MCD-1	
2402	MCD-2	
2403	MCD-3	
2404	MCD-4	
2405	MCD-5	
2406	MCD-6	

TAGLIO INCROCIATO GROSSO "SG"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8341*	G072SG	060	
8342*	G079SG	045	
8343*	G079SG	060	
8367	G251SG	060	
8368	G351SG	060	

Disegno incrociato ampio per acrilici e gesso

TAGLIO INCROCIATO MOLTO GROSSO "GE"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8348	G251GE	060	
8349	G351GE	060	


Per una veloce riduzione di acrilici e gesso

TAGLIO INCROCIATO SUPER GROSSO "XG"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8334	G251XG	060	
8369	G351XG	070	

Per una extra veloce riduzione di acrilici e gesso e per rimuovere materiali soffici di ribasatura

TAGLIO VACUUM PER PLACCHE TERMOPLASTICHE

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8378	G219	023	
8379	G219S	023	

Ideale per baseplate, splintaggi e tray per sbiancamento

A		
Abrasivi	86	
Accu-trac	67	
Accu-trans	67	
Acidi per mordenzatura	28-32	
Adesivi	28-31	
Arkansas	92	
Articolatori e archi facciali	62	
Aspiratore per sabbiatrice	55	
Attacchi	74	
B		
Biosonic Ultrasuoni	56-58	
Bondent	45	
Bonding	28-31	
Bunsen a induzione	71	
C		
Cementi	26,47,51	
Cere	70-71	
Cianoacrilato	75	
Cilindri in gomma	90	
Cleat	45	
Compositi	8-17,44, 76-78	
Cunei	42-44	
Curette	38	
D		
Dedeco	86-95	
Dentatus	55,62	
Dentifricio	39	
Dentoprep	55	
Detergenti	58	
Diamantate da laboratorio	87,93	
Diamantate da studio	22-23	
Digital Brush	39	
Dischi separatori Dedeco	91	
Dischi diamantati	93	
Dischi Temp per CAD/CAM	81	
DVA	66-69,74-75	
E		
Elettrobisturi	59	
Ena Bond	28-31	
Ena Cem	26-27	
Ena Etch	28,32	
Ena Heat	15	
Enamel Plus HRi	8-14,17	
Ena Oral Care	38-39	
Enamel Plus HFO	15-17	
Ena Shiny	22-23,87	
Enamel Plus Shiny	18-21	
Enamel Plus Temp	34,80-81	
Enamel Plus Tender	76-78	
Ena Post	24-25	
Ena Seal	29	
Ena Sealant	29	
Ena Soft	35	
Ena Tender	77	
Etching gel	28-32	
Euro Goldies	94-95	
Ena White	36-37	
F		
Fiber Lux	51	
Fiber White	51	
Fiber ParaPost	51	
Fibre di rinforzo	33	
Filo interdentale	39	
Flex cere speciali	70	
Flow	17	
Foragessi Pindex	65	
Frese diamantate	22-23,93	
Frese FG Goldies	95	
Frese Kodek per perni	46	
Frese Parapost	49	
Frese per zirconio	87	
Fresoni al tungsteno Goldies	94-95	
Function	8-9	
G		
Gelatina per duplicazione	73,82	
Glass Connector	17	
Gommini Dedeco	86,90	
Goldies	94-95	
Griptab, posizionatore	43	
I		
Idroplast	83	
Igiene orale	39	
Inkovac Perform	82	
Indicatore di carie	44	
Induritore per monconi	68	
Interdental Brush/Floss	39	
Isolanti	68	
L		
Lacca sigillante e spaziatrici	34,68	
Lame per seghetto	63-64	
Lampade per laboratorio	75	
Lampade per studio/Led	54	
Lavatrici ad ultrasuoni	56-57	
Leghe	72-73	
Link e Link Plus	46	
Liquido per ceramica	74	
Liquidi Biosonic	58	

M

Mandrini	21,90
Matrici	42-44
Max perni parapulpari	45
Midgets punte montate	89
Miscelatore sottovuoto	72
Mock up Kit	35
Monconi Sfilabili	63-67
Mordenzanti	28-32
Muffole	79,82

N

Niranium	72-73
----------	-------

O

Occhiali	54,75
----------	-------

P

Pasta diamantata per studio	18-20
Pasta diamantata per laboratorio	87
Pasta profilassi Prohipaste	38
Parallelometro Parallel-a-prep	55
Parapost perni	48-51
Paracore	51
Parapost cement	51
Pennelli	16,62
Perfect	59
Perform Inkovac e Soft	82-83
Perni calcinabili	50,69
Perni canalari WWhaledent	48-51
Perni in fibra	24-25,51
Perni di fusione in plastica	50,69
Perni endocanalari EnaPost	24-25
Perni parapulpari	45-46
Pindex System	64-65
Pinzette emostatiche Mosquito	62
Portaimpronte Triotray	44
Preformati per scheletrati	73
Punte montate	92

R

Resine	34,78-83
Resina calcinabile autopol.	50,69
Resina per protesi mobile	78,82-83
Resina per provvisori	34-35,80-81
Resina soffice Perform Soft	83
Rifinitore Rutex	63
Rivestimenti	72-73
Rock Bond	30
Rocket	69
Routine in gomma 5/8 e 7/8	86-90

S

Sabbiatrice orale	55
Saldatura	72-73
Sbiancamento	36-37
Scala colori	12-13
Scaldacera	71
Scaldasiringhe	15
Seghetto a mano	64
Seghetto elettrico	63
Shiny	18-23
Siringa per tips in composito	14
Smart prophy	38
Spessimetro	62
Splintaggi con fibre	33
Stick per lucidare	73,81
Strumenti per modellazione	16,62
Supercolori per compositi e resine	16,34,77

T

Tagliaperni Dedeco	91
Trattamento discromie	36-37
Tender	76-78
Tender Acryl	78
Tender Flask	79
Tender Fiber	33
Tender Pink	78
Tender Repair	32
Tender Tray Magnetic	64
Temp	34, 80-81
Temp Red	50,69
Temp Silic	35,78
Tips Enamel plus HRi	13-14
Tips Enamel plus HFO	14-15
Twin Tray	67
T.M.S.	46

U

Ultrasuoni BioSonic	56-57
---------------------	-------

V

Vacumix miscelatore V-Ring/V3-Ring/V360°	72, 42-43
--	-----------

W

Wedge Guard cuneo	42
-------------------	----

Z

ZircoShiny	87
------------	----