

Introduciendo

UltiRock



El Ultimo Modelo de Yeso Duro

Whip Mix introduce un yeso Premium duro, extremadamente cremoso, para todas las aplicaciones de yeso. El nuevo UltiRock es justamente eso... el último modelo de yeso duro. Con una superficie suave, no reflexiva y alta durabilidad, recortar un modelo completo, individualizar troqueles y escanear es fácil y seguro. La fluidez y precisión del yeso le permite reproducir hasta el más mínimo detalle. UltiRock ayudará a los laboratorios a ahorrar tiempo, y con sus tres colores, les permitirá enviar modelos hermosos. Ordene su Yeso UltiRock en color Dorado, Blanco o Marfil.

Ítem No. Descripción	Dorado	Blanco	Marfil
			
11lb./5kg	35025	35026	35027
44lb./20kg 4 x 5kg baldes	35030	35031	35032
50lb./22kg	35036	35037	35038

Muestras gratis están disponibles en www.whipmix.com

Propiedades Físicas

Proporción Agua/Polvo	20ml/100g
Tiempo de Trabajo	5-7 min.
Tiempo de Fraguado	10-13 min.
Expansión de Fraguado	0.07%
Fuerza compresiva, Húmedo (1 hora)	7,200psi (49 MPa)
Fuerza compresiva, Seco (48 horas)	11,000psi (76 MPa)



more reasons. one source

Whip Mix Corporation
361 Farmington Avenue Louisville, KY USA 40209
800-626-5651 • 502-637-1451 • www.whipmix.com

Visítenos en Facebook 